



Accu-Chek® Inform II

GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KRAUJYJE MATAVIMO SISTEMA

Naudotojo vadovas

Peržiūrų istorija

Vadovo versija	Peržiūros data	Pakeitimai
1.0 versija	2008-01	Naujas dokumentas.
2.0 versija	2009-08	Atnaujinimas, nauja 02.00 PĮ versija.
3.0 versija	2010-09	Atnaujinimas, nauja 03.00 PĮ versija.
4.0 versija	2012-11	Atnaujinimas, nauja 03.04 PĮ versija (OTS, OTE), peržiūrėtas valymo / dezinfekavimo skirsnis; įvairūs redakciniai pakeitimai.
5.0 versija	2013-09	Nauja matavimo prietaiso techninė įranga: 2D brūkšnių kodų skaitytuvas, belaidžio vietinio tinklo funkcijos pakeitimai (atskirą įdedamą RD kortelę pakeitė integruotas WLAN komponentas); nauja baterijų pakuotė. PĮ 04.00 versijos atnaujinimas; įvairūs redakciniai pakeitimai. Nėra lietuvių kalba.
6.0 versija	2017-03	PĮ 04.01 ir aprašytos senkančios baterijos piktogramos; PĮ 04.02 atnaujinimas; naujas Base Unit „Sistemos apžvalgoje“; naujas skirsnis „Kas naujo...“; naujas E priedas, skirtas senai Base Unit versijai; įvairūs redakciniai pakeitimai.

ACCU-CHEK® Inform II System

Naudotojo vadovas

6.0 versija

© Roche Diagnostics, 2008–2017. Visos teisės saugomos.

Šio dokumento turinys ir visi jame esantys grafiniai vaizdai yra Roche Diagnostics nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti atgaminta ar perduodama bet kokia forma ar naudojant bet kokias elektronines ar mechanines priemones bet koku tikslu be specialaus raštiško Roche Diagnostics sutikimo. Roche Diagnostics dėjo visas pastangas, kad šiame vadove pateikta informacija būtų teisinga spausdinimo metu. Tačiau tobulindama produktą Roche Diagnostics pasilieka teisę daryti visus būtinus pakeitimus be įspėjimo.

Klausimus ir komentarus apie šį vadovą prašome siųsti vietiniam Roche atstovui.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA ir COBAS yra Roche prekių ženklai.
Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems savininkams.



Logotipas Wi-Fi CERTIFIED yra Wi-Fi Alliance sertifikavimo ženklas.

Ant pakuotės, matavimo prietaiso identifikacinės plokštelės, baterijų pakuotės, pagrindinio bloko arba ant kodinio rakto skaitytuvo galima pamatyti čia pavaizduotus simbolius, kurių reikšmės nurodytos toliau:



Dėmesio, žiūrėti lydimuosius dokumentus. Žr. su sauga susijusias pastabas su šiuo produktu pateiktose naudojimo instrukcijose.



Temperatūros apribojimai (laikymo temperatūra)



Gamintojas



Pagaminimo data



Katalogo numeris



In vitro diagnostikos medicinos prietaisas



Globalus prekės numeris




Serijos numeris



Šis produktas atitinka Europos direktyvų 98/79/EB dėl vitro diagnostikos medicinos prietaisų ir 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių reikalavimus.



Sistema atitinka Kanados ir JAV saugumo reikalavimus (UL LISTED, pagal UL 61010-1 ir CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1).



Maitinimo jungtis (Base Unit Light)



Maitinimo jungtis (Base Unit)

Matavimo prietaisas su WLAN funkcija:



Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir Kanados pramonės departamento (Industry Canada) RSS-210.



Atitikties ženklas nurodo, kad produktas atitinka taikomą standartą bei padeda sukurti atsekamą ryšį tarp įrangos ir gamintojo, importuotojo ar atstovo, atsakingo už atitiktį ir tiekimą Australijos ir Naujosios Zelandijos rinkai.

Informacijos apie kitus WLAN sertifikatus galite rasti baterijų skyriaus apačioje esančioje etiketėje ir priede „WLAN registration information for the Accu-Chek Inform II meter“, kurį galite rasti adresu cobas.com.

Kas naujo 6.0 leidinio versijoje?

Šiame skirsnyje pateikta visų pagrindinių pakeitimų apžvalga pereinant nuo 5 prie 6 naudotojo vadovo versijos. Pašalinta informacija ir smulkūs pakeitimai čia nėra nurodyti.

PĮ 04.01

Pateiktas naujų PĮ 04.01 funkcijų aprašas ir papildymai (pagrindinis dokumentas 0 7466161001 (01) 2015-03 EN anglų kalba ir visi vertimai).

- Nauja piktograma (buteliukas su mirksinčiu mėlynu lašu) naudojama informuoti apie tai, kad reikia pateikti mėginį atliekant kontrolinius, išorinės kokybės kontrolės ir tiesiškumo tyrimus. Pvz., Žr. 78 psl., „Kontrolinio tirpalo užlašinimas“.
- Konfigūruojama delsa nuo skaitytuvo suaktyvinimo iki brūkšninio kodo nuskaitymo („PreAimer“ delsa). Žr. skirsnį „Barcode Configuration (brūkšninio kodo konfigūracija)“, 192 psl.
- Palaikoma daugiau brūkšninių kodų tipų. Žr. skirsnį „Barcode Configuration (brūkšninio kodo konfigūracija)“, 192 psl.
- Papildoma informacija apie ličio jonų (Li-ion) baterijas (Apsauga nuo elektros smūgių, gaisrų ir sproгимų; Pavojai, kurios gali kelti baterijų pakuotė). Žr. 1.2 skirsnį.
- Informacija apie gabenimą. Žr. 146 psl.

Senkančios baterijos piktogramos

Jei baterijų pakuotė senka arba nėra tinkamai įkraunama, matavimo prietaisas rodytų įvairias senkančios baterijos piktogramas. Žr. skirsnį „Senkančios baterijos piktogramos“, 167 psl.

Naujas saugumo pranešimų maketas

Atnaujintas būdas, kuriuo saugumo pranešimai pateikiami šiame vadove. Žr. 1.2 skirsnį „Svarbūs saugos nurodymai ir papildoma informacija“.

Tyrimo principas

Matavimo prietaiso taikomo tyrimo principo aprašas. Žr. 17 psl.

PĮ 04.02

Atsižvelgiant į klientų nuomonę, pridėtos naujos ir patobulintos esamos funkcijos.

- Palaikomos izoliavimo patalpos darbų sekos. Prieš nuskaitant paciento ID nuskaitomas tyrimo juostelių indelis. Žr. 51 psl.
- Jei energijos taupymo režimas įjungiamas automatiškai, rezultatai bus automatiškai pažymėti standartiniu komentaru. Žr. 22 psl.
- Matavimo prietaiso išjungimas. Žr. 23 psl.
- Kai įjungta belaidžio ryšio funkcija, signalo stiprio juostelės vaizduoja ryšio kokybę. Žr. 45 psl.
- Paciento gliukozės tyrimo ekranuose gali būti rodoma gimimo data (DOB). Žr. 59 psl.
- Paciento ID patvirtinimas. Žr. 188 psl.
- Konfigūruojamas KK blokavimas. Žr. 57 psl.
- Atskiri paciento ir KK rezultatų komentarų nustatymai. Žr. 80 psl.
- Funkcija *Delete Patient Information* (paciento informacijos šalinimas) perkelta į naują priežiūros meniu. Žr. 162 psl.
- STS darbų seka: ekrane esantys įvertinimo mygtukai yra didesni ir patogesni. Žr. 229 psl.
- Pakeista baterijų pakuotės keitimo darbų seka. Žr. 122 psl.

Accu-Chek Inform II Base Unit

- Šiame vadove seną versiją (REF 05060290001) pakeitė Accu-Chek Inform II Base Unit su nauja technine ir programine įranga (REF 07671717190).
 - Seno Accu-Chek Inform II Base Unit apžvalga ir techninė informacija perkelta į E priedą.
-

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.

Kas naujo 6.0 leidinio versijoje?	6
PĮ 04.01.....	6
Senkančios baterijos piktogramos.....	6
Naujas saugumo pranešimų maketas.....	6
Tyrimo principas	6
PĮ 04.02.....	7
Accu-Chek Inform II Base Unit.....	7

1 Įvadas	15
1.1 Prieš pradėdant.....	15
Paskirtis.....	15
Svarbi naudojimo informacija.....	15
Jei reikia pagalbos.....	16
Pastaba dėl sąvokos „pagrindinis blokas“ naudojimo šiame vadove.....	16
Pastaba dėl šiame vadove esančių iliustracijų.....	16
Ką sistema gali daryti?	17
Tyrimo principas	17
1.2 Svarbūs saugos nurodymai ir papildoma informacija.....	18
Svarbi saugumo informacija	19
Sistemos atliekų šalinimas.....	21
Produkto sauga.....	21
Bendroji priežiūra.....	21
Reikmenų dėžutė.....	22
Matavimo prietaisas	22
Matavimo prietaiso energijos taupymo režimo įjungimas.....	22
Automatinis energijos taupymo režimo įjungimas	22
Matavimo prietaiso išjungimas	23
Automatinis išjungimas.....	23
Baterijų pakuotė	23
Jutiklinis ekranas.....	26
Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)	26
Elektrostatinė iškrova (ESI).....	27
Belaidis ryšys	28
Informacija apie radijo dažnių spindulių poveikį.....	28
Vietinio tinklo (LAN) apsauga nuo nesankcionuotos prieigos	30
Laidinis tinklo ryšys.....	30
1.3 Sistemos sudėtinės dalys.....	32
1.4 Matavimo prietaiso apžvalga	34
1.5 Kodinio rakto skaitytuvo apžvalga	36
1.6 Accu-Chek Inform II Base Unit apžvalga.....	37
1.7 Accu-Chek Inform II Base Unit Hub apžvalga	39
1.8 Reikmenų dėžutės apžvalga	40
1.9 Reagentai ir vartojimo reikmenys.....	40
1.10 Pradinio konfigūravimo nurodymai	41

2	Ijungimas ir naudotojo ID įvedimas	43
2.1	Matavimo prietaiso įjungimas	43
	Ekranų nustatymas	44
	Belaidžio ryšio įjungimas / išjungimas	44
	Paleidimo užbaigimas	46
2.2	Naudotojo ID įvedimas	46
	Naudotojo ID įvedimas naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą	47
	Naudotojo ID įvedimas rankiniu būdu	48
	Slaptažodžio įvedimas	48
3	Paciento gliukozės tyrimas	49
3.1	Informacija apie gliukozės kiekio kraujyje tyrimus	49
	Pasiruošimas tyrimui	49
3.2	Paciento gliukozės tyrimo atlikimas	51
	Tyrimo procedūros apžvalga	51
	Izoliavimo patalpos darbų seka	51
	Paciento ID įvedimas arba pasirinkimas	52
	Paciento ID įvedimas rankiniu būdu	54
	Paciento ID pasirinkimas iš sąrašo	55
	Paciento ID įvedimas naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą	56
	Tyrimo juostelių partijos patvirtinimas arba pasirinkimas	57
	Paciento identifikacijos informacija	59
	Tyrimo juostelių įdėjimas	60
	Kraujo mėginio ėmimas	61
	Kraujo mėginio užlašinimas	62
	Rezultatų ekranas	63
	Komentarų įrašymas	66
	Papildomas paciento tyrimas	68
4	Gliukozės kontroliniai tyrimai	69
4.1	Informacija apie gliukozės kontrolinius tyrimus	69
	Gliukozės kontrolinio tyrimo atlikimo dažnumas	70
	Informacija, išsaugoma gliukozės kontrolinių tyrimų metu	71
	Kontroliniai tirpalai	72
	Pasiruošimas atlikti gliukozės kontrolinį tyrimą	72
4.2	Gliukozės kontrolinių tyrimų atlikimas	73
	Tyrimo procedūros apžvalga	73
	Gliukozės kontrolinio tyrimo pradžia	74
	Kontrolinio tirpalo partijos numerio patvirtinimas arba pasirinkimas	75
	Tyrimo juostelių partijos patvirtinimas arba pasirinkimas	76
	Tyrimo juostelių įdėjimas	77
	Kontrolinio tirpalo užlašinimas	78
	Rezultatų ekranas	79
	Skubaus tyrimo atlikimas	81

5	Rezultatų peržiūra	83
5.1	Atmintyje saugomų tyrimų rezultatų rodymas	83
	Duomenų įrašuose saugoma tyrimų rezultatų informacija	83
	Atmintyje saugomų rezultatų sąrašas	84
6	Tyrimo juostelių, kontrolinio tirpalo ir tiesiškumo tyrimo tirpalo informacijos išsaugojimas matavimo prietaise	87
6.1	Tyrimo juostelių informacijos saugojimas	87
	Kodinio rakto informacijos perkėlimas į matavimo prietaisą	88
	Tyrimo juostelės duomenų redagavimas	91
6.2	Kontrolinio tirpalo informacijos saugojimas	94
	Kontrolinio tirpalo partijos numerio įvedimas	94
	Išsaugoto partijos numerio pasirinkimas esamai partijai	97
6.3	Tiesiškumo tyrimų informacijos saugojimas	99
	Tiesiškumo tirpalo partijos numerio įvedimas	99
	Išsaugoto partijos numerio pasirinkimas esamai partijai	101
7	Tiesiškumo tyrimai	103
7.1	Informacija apie tiesiškumo tyrimus	103
	Tiesiškumo tyrimų atlikimo dažnumas	104
	Informacija, išsaugoma tiesiškumo tyrimo metu	104
	Tiesiškumo tyrimo rinkinys	105
	Pasiruošimas atlikti tiesiškumo tyrimą	105
7.2	Tiesiškumo nustatymo atlikimas	106
	Tyrimo procedūros apžvalga	106
	Tiesiškumo tyrimo pradžia	106
	Tiesiškumo tyrimo rinkinių partijos numerio patvirtinimas arba pasirinkimas	107
	Tyrimo juostelių partijos patvirtinimas arba pasirinkimas	107
	Tyrimo juostelių įdėjimas	108
	Tiesiškumo tyrimo mėginio užlašinimas	109
	Rezultatų ekranas	110
8	Išorinės kokybės kontrolės tyrimas	111
8.1	Informacija apie išorinės kokybės kontrolės tyrimus	111
	Informacija, išsaugoma išorinės kokybės kontrolės tyrimų metu	112
	Pasiruošimas išorinės kokybės kontrolės tyrimui	112
8.2	Išorinės kokybės kontrolės tyrimo atlikimas	113
	Tyrimo procedūros apžvalga	113
	Išorinės kokybės kontrolės tyrimo pradžia	113
	Išorinės kokybės kontrolės mėginio ID įvedimas	114
	Tyrimo juostelių partijos patvirtinimas arba pasirinkimas	114
	Tyrimo juostelių įdėjimas	115
	Išorinės kokybės kontrolės mėginio užlašinimas	116
	Rezultatų ekranas	117

9	Pradinis paleidimas	119
9.1	Pagrindinio bloko prijungimas	119
9.2	Baterijų pakuotės montavimas ir keitimas	121
	Baterijų pakuotės išėmimas	122
	Baterijų pakuotės montavimas	124
9.3	Matavimo prietaiso įstatymas	126
9.4	Pradinis matavimo prietaiso nustatymas	128
	Meniu apžvalga	129
9.5	Nustatymų meniu atidarymas	132
9.6	Datos ir laiko formatas	133
9.7	Ekrano parinktys ir pasirinktiniai tyrimai	134
9.8	Tyrimo juostelių nustatymai	135
9.9	Gliukozės kontrolinių tyrimų nustatymai	137
9.10	Reikšmių ribos (normalios, kritinės ir ataskaitoje pateikiamos reikšmės)	139
9.11	Naudotojo ID įvedimo nustatymai	140
9.12	Paciento ID parinkty	141
9.13	Nustatymų slaptažodžio sukūrimas	142
9.14	Datos ir laiko nustatymas	143
9.15	Garsinio signalo parinkty	144
10	Techninis aptarnavimas ir priežiūra	145
10.1	Saugojimo ir pervežimo sąlygos	145
	Bendrosios darbo sąlygos	145
	Gabenimas	146
	Laikymas	147
10.2	Accu-Chek Inform II valymas ir dezinfekavimas	147
	Leidžiamos valymo / dezinfekavimo medžiagos	148
	Matavimo prietaiso valymas / dezinfekavimas	149
	Kaip valyti / dezinfekuoti	151
	Brūkšninių kodų skaitytuvo langelio valymas	153
	Pagrindinio bloko valymas / dezinfekavimas	153
	Reikmenų dėžutės valymas / dezinfekavimas	154
	Kodinio rakto skaitytuvo valymas	155
	Accu-Chek Inform II Base Unit Hub valymas	155
10.3	Techninės priežiūros darbų registravimas	156
10.4	Diagnostikos ekranas	158
10.5	Duomenų perkėlimo blokavimo išjungimas	160
10.6	Service Menu (priežiūros meniu)	162
	Paciento informacijos šalinimas	162
11	Trikčių šalinimas	163
	Klaidos ir neįprastos situacijos be klaidų pranešimų	163
	Senkančios baterijos piktogramos	167
	Iškylantieji pranešimai	168
	Matavimo prietaiso perkrovimas	170

12	Bendroji produkto informacija	173
12.1	Techniniai duomenys	173
12.2	Kita informacija	177
	Užsakymas	177
	Accu-Chek Inform II naudotojo vadovas ir trumpas informacinis žinynas.....	179
	Reagentai ir tirpalai	179
	Gaminio naudojimo apribojimai.....	179
	Garantija	179
	Informacija apie programinės įrangos licencijas	180
	Roche kontaktiniai duomenys.....	181
A	Priedas	183
A.1	Konfigūracijos parinkčių lentelė.....	183
A.2	Brūkšinių kodų standartų pavyzdžiai	195
B	Priedas	199
B.1	Pasirinktinai: belaidis tinklas (WLAN)	199
	Preliminari pastaba.....	199
	Pagrindinė informacija	199
	Techninė realizacija.....	200
	Su RD susijusios funkcijos ir teiginiai dėl efektyvaus veikimo.....	202
C	Papildymas dėl kito tyrimo įvedimo funkcijos	205
C.1	Prieš pradėdant.....	205
	Aprašas	205
C.2	Kito tyrimo įvedimo (KTĮ) funkcijos apžvalga	206
	Įvadas.....	206
C.3	Kitų paciento tyrimų įrašymas.....	209
C.4	Kitų kontrolinių tyrimų įrašymas.....	216
	Įvadas.....	216
	Kiti kontrolinių tyrimų dažnio intervalai	216
	Saugoma kontrolės informacija	216
	Įspėjamieji pranešimai.....	222
C.5	Kitų tyrimų rezultatų peržiūra	223
C.6	Kito tyrimo įvedimo konfigūravimo parinktys	226
D	Papildymas dėl stebimos tyrimo sekos	227
	Stebima tyrimo seka (STS).....	227
	STS funkcijos naudojimas.....	228
E	Accu-Chek Inform II Base Unit skirtas priedas (sena versija)	231
E.1	Pagrindinio bloko su senesne technine įranga apžvalga.....	231
E.2	Pagrindinio bloko (sena versija) prijungimas	233
E.3	Pagrindinio bloko (sena versija) valymas / dezinfekavimas.....	233
E.4	Techniniai duomenys	234
	Rodyklė	235

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.

1 Įvadas

1.1 Prieš pradedant

Paskirtis

Sistema Accu-Chek® Inform II skirta *in vitro* diagnostiniams kiekybiniams tyrimams, nustatant gliukozės koncentraciją veninio, kapiliarinio, arterinio ir naujagimių kraujo mėginiuose, kai reikia stebėti gliukozės kiekį kraujyje. Sistema skirta naudoti sveikatos priežiūros specialistams. Sistema yra paciento priežiūrai skirtas įrenginys, kuris gali padėti užtikrinti kokybišką paciento priežiūrą, matuojant gliukozės koncentraciją kraujyje ir automatiškai įrašant duomenis, susiejant juos su gliukozės koncentracijos kraujyje ir kontroliniais gliukozės koncentracijos tyrimais.

Svarbi naudojimo informacija

Prieš atlikdami pirmąjį tyrimą su šia sistema, perskaitykite šį naudotojo vadovą ir visų atitinkamų vartojimo reikmenų pakuočių lapelius.

Prieš pradėdami naudoti sistemą Accu-Chek Inform II, ją turite sukonfigūruoti taip, kaip jums reikia. Sistemą konfigūruoti galima tiesiogiai per matavimo prietaisą arba naudojant tinkamą duomenų valdymo sistemą. Informacijos apie matavimo prietaiso konfigūravimą žr. skyriuje 9 „Pradinis matavimo prietaiso nustatymas“. Informacijos apie konfigūravimą naudojant duomenų valdymo sistemą žr. A priede.



Prieš pradėdami dirbti su sistema, būtinai perskaitykite šio skyriaus skirsnį „Svarbūs saugos nurodymai ir papildoma informacija“.

Jei reikia pagalbos

Informaciją apie sistemos naudojimą, ekrano meniu ir tyrimo atlikimą galima rasti šiame naudotojo vadove.

Ekrane matomuose klaidos pranešimuose pateikiama informacija arba nurodymai, kaip ištaisyti klaidą.


Visais klausimais apie sistemą Accu-Chek Inform II, kurie nebuvo atsakyti šiame vadove, kreipkitės į Roche atstovą (žr. 12 skyrių). Kad būtų galima greičiau pašalinti sutrikimus, prieš skambindami paruoškite matavimo prietaisą Accu-Chek Inform II, serijos numerį, šį vadovą ir visus atitinkamus vartojimo reikmenis. Jei manote, kad matavimo prietaise galėjo įvykti ryšio klaida, sužinokite Accu-Chek Inform II Base Unit serijos numerį, kad padėtumėte mūsų klientų aptarnavimo grupei pašalinti sutrikimus.

Pastaba dėl sąvokos „pagrindinis blokas“ naudojimo šiame vadove


Jei nenurodyta kitaip, sąvoka „pagrindinis blokas“ reiškia ir Accu-Chek Inform II Base Unit, ir Accu-Chek Inform II Base Unit Light tipo pagrindinį bloką.

Pastaba dėl šiame vadove esančių iliustracijų


Šio vadovo iliustracijose dviem būdais vaizduojamos rankos:



Ranka be pirštinės



Ranka su pirštine



Brūkšninė rodyklė tarp ekrano iliustracijų nurodo, kad kai kurie ekranai šiose iliustracijose buvo praleisti.

Ką sistema gali daryti?

Sistemos Accu-Chek Inform II funkcijos ir savybės:

- Atlieka paciento gliukozės tyrimus ir kontrolinius gliukozės tyrimus su kontroliniu tirpalu.
- Automatiškai į programą įrašo visus susijusius duomenis, įskaitant:
 - tyrimo atlikimo laiką ir datą;
 - naudotojo, paciento ir mėginių identifikacijos numerius;
 - informaciją apie kontrolinius tirpalus, tyrimo juosteles ir tiesiškumo nustatymą;
 - tyrimų rezultatus ir komentarus.
- Kai kuriems ne matavimo prietaisu ir rankiniu būdu atliekamiems tyrimams įrašo pacientų tyrimų rezultatus, kokybės kontrolės tyrimų rezultatus ir reagentų informaciją.
- Siekiant užtikrinti kokybę, galima rinkti, išsaugoti ir perduoti duomenis apie:
 - matavimo prietaisus;
 - tyrimo juosteles;
 - kontrolinius gliukozės tirpalus;
 - tiesiškumo tyrimo tirpalus;
 - tyrimų rezultatus.

Tyrimo principas

Tyrimo juostelėje esantis fermentas paverčia kraujyje esančią gliukozę į gliukonolaktoną. Šios reakcijos metu atsiranda nepavojinga nuolatinė elektros srovė, kurią išmatuoja matavimo prietaisas ir paverčia į kraujyje esančios gliukozės rezultata. Aplinkos sąlygos ir mėginys taip pat įvertinami naudojant kintamosios ir nuolatinės srovės signalus.

Daugiau informacijos žr. tyrimo juostelių pakuotės lapelyje.

1.2 Svarbūs saugos nurodymai ir papildoma informacija

Šiame skirsnyje aiškinama, kaip Accu-Chek Inform II vadove pateikiami saugumo pranešimai ir informacija apie tinkamą sistemos priežiūrą. Prašome atidžiai perskaityti šiuos skyrelius.



Vienas įspėjamasis simbolis (be signalinio žodžio) naudojamas atkreipti dėmesį į bendruosius pavojus arba nurodyti skaitytojui susijusią saugumo informaciją.

Specifiniams pavojams naudojami šie simboliai ir signaliniai žodžiai:



ĮSPĖJIMAS

Nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, gali sukelti mirtį arba sunkių sužalojimų.



DĖMESIO

Nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, gali sukelti lengvų ar vidutinio sunkumo sužalojimų.

PASTABA

Žymi pavojingą situaciją, dėl kurios, jei jos nebus išvengta, gali būti sugadinta sistema.

Svarbi su sauga nesusijusi informacija pateikiama spalvotame fone (be simbolio). Čia rasite papildomos informacijos, kaip taisyklingai naudoti matuoklį, arba naudingų patarimų.

Svarbi saugumo informacija



Operatoriaus kvalifikacija

Sistemą Accu-Chek Inform II gali naudoti tik išmokyti sveikatos priežiūros specialistai. Be to, naudotojams turi būti pateiktos išsamios darbo, kokybės kontrolės ir sistemos Accu-Chek Inform II priežiūros instrukcijos.



ĮSPĖJIMAS

Apsauga nuo užkrėtimo ir per kraują perduodamų patogenų

Sveikatos priežiūros specialistai, naudojančys sistemą Accu-Chek Inform II tyrimams atlikti, turi atsiminti, kad visi objektai, susiliečiantys su žmogaus krauju, yra potencialūs užkrato šaltiniai. Dirbdami su sistema Accu-Chek Inform II arba ją naudodami, naudotojai turi imtis standartinių atsargumo priemonių. Visos sistemos dalys turi būti laikomos galimai užkrėstomis ir gali prisidėti prie per kraują perduodamų patogenų plitimo tarp pacientų bei tarp pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų.

- Naudokite pirštines. Tirdami kiekvieną pacientą mūvėkite naują švarių pirštinių porą.
- Prieš užsimaudami naują pirštinių porą ir atlikdami kito paciento tyrimą, kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu.
- Kiekvienam pacientui naudokite vienkartinę dūrimo prietaisą.
- Panaudotus lancetus meskite į kietą aštrių atliekų talpyklą su dangteliu.
- Paciento ir išorinės kokybės kontrolės tyrimams panaudotas tyrimo juosteles tvarkykite taip, kaip nurodyta jūsų įstaigos užkrato kontrolės taisyklių reikalavimuose.
- Laikykitės galiojančių vietinių sveikatos priežiūros ir saugumo instrukcijų reikalavimų.

 DĖMESIO**Reagentų ir kitų darbinių tirpalų sukelta alergija ar sužalojimai**

Dėl sąlyčio su reagentais, detergentais, valymo ir dezinfekavimo tirpalais ar kitais darbiniais tirpalais gali būti sudirginta oda arba prasidėti uždegimas.

- Visada naudokite apsaugines pirštines.
- Imkitės reagentų bei valymo ir dezinfekavimo tirpalų pakuočių lapeliuose nurodytų atsargumo priemonių.
- Reagentui, kontrolės tirpalui, tiesiškumo tyrimo tirpalui arba valymo ir dezinfekavimo tirpalui patekus ant odos, nedelsdami nuplaukite vandeniu.
- Laikykitės galiojančių vietinių sveikatos priežiūros ir saugumo instrukcijų reikalavimų.

 ĮSPĖJIMAS**Apsauga nuo elektros smūgių, gaisrų ir sprogimų**

- Naudokite tik originalius Roche priedus (kabelius, maitinimo šaltinius, baterijų pakuotes ir atsargines dalis). Naudojant trečiųjų šalių kabelius, maitinimo šaltinius ir baterijų pakuotes gali sprogti baterijų pakuotė arba gali būti pažeistas matavimo prietaisas.
- Nenaudokite blogai įrengtų maitinimo lizdų arba pažeistų maitinimo šaltinių, kabelių, kištukų ar baterijų pakuočių.
- Nesukelkite maitinimo šaltinio, pagrindinio bloko įkrovimo kontaktų arba baterijų pakuotės trumpojo jungimo.
- Nenumeskite Accu-Chek Inform II matavimo prietaiso, maitinimo šaltinio arba baterijų pakuotės ir saugokite nuo smūgio ir vibracijos.

Sistemos atliekų šalinimas



ĮSPĖJIMAS

Užkrečimas nuo biologiškai pavojingo instrumento

Su sistema Accu-Chek Inform II arba jos dalimis reikia elgtis kaip su potencialiai biologiškai pavojingomis atliekomis. Prieš pakartotinį naudojimą, perdirbimą arba atliekų pašalinimą reikia atlikti sanitarinį švarinimą (t. y. kartu atlikti valymo, dezinfekavimo ir (arba) sterilizavimo procedūras).

Sistemos arba jos sudedamųjų dalių atliekas išmeskite laikydamiesi atitinkamų vietinių taisyklių reikalavimų arba jas galite grąžinti Roche. Daugiau informacijos galite sužinoti iš Roche atstovo.

Produkto sauga

Peržiūrėkite šią informaciją, kad būtų užtikrinta produkto sauga:

- Sistema tinka nepertraukiamam darbui.
- Sistema neapsaugota nuo jai kenkiančio skysčių patekimo (klasė IP X0 pagal IEC 60529).

Bendroji priežiūra

PASTABA

Sistemos valymui naudokite tik rekomenduojamus tirpalus. Naudojant kitus tirpalus, gali sutrikti veikimas ir sugesti sistema. Užtikrinkite, kad po valymo ir dezinfekavimo matavimo prietaisas ir pagrindinis blokas būtų kruopščiai išdžiovinti.

Reikmenų dėžutė

PASTABA

Reikmenų dėžutę neškite atsargiai, už rankenos, kad būtų lengviau transportuoti. Numetus arba sutrenkus, dėžutė gali sulūžti.

Matavimo prietaisas

Matavimo prietaisą išmeskite, kaip nurodyta atitinkamose taisyklėse ir reglamentuose. Žr. „Sistemos atliekų šalinimas“, 21 psl.

Matavimo prietaiso energijos taupymo režimo įjungimas

Kai įjungiate matavimo prietaiso energijos taupymo režimą trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ① (trumpiau nei sekundę) arba matavimo prietaisas automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą (žr. toliau), ekranas užgesa. Tačiau matavimo prietaisas veikia budėjimo režimu ir toliau gauna energiją iš baterijų pakuotės, kad išsaugotų datos ir laiko nustatymus ir kad įvairios funkcijos, pvz., belaidžio ryšio, galėtų veikti foniniu režimu.

Automatinis energijos taupymo režimo įjungimas

- Jei nesukonfigūruota kitaip, sistema automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą ir pradeda veikti budėjimo režimu, kad taupyti energiją, praėjus 5 minutėms, jei nebuvo atliekami jokie veiksmai (pvz., nebuvo liečiamas ekranas ar įdedamos juostelės).
- Tik matavimo režimu: Jei atliekate tyrimą (paciento kontrolės, išorinės kokybės kontrolės arba tiesiškumo), matavimo prietaisas persijungs į energijos taupymo režimą praėjus 10 minučių, jei nebuvo atliekami jokie veiksmai (nebuvo liečiamas ekranas), neatsižvelgiant į sukonfigūruotą automatinio persijungimo į energijos taupymo režimą laiką. Jei rezultatas jau gautas, matavimo prietaisas tris kartus supypsės kas minutę, jei 5 minutes nebuvo atliekami jokie veiksmai, ir išsaugos rezultatą prieš persijungdamas į energijos taupymo režimą, jei 10 minučių nebuvo atliekami jokie veiksmai. Rezultatas pažymimas standartiniu komentaru („Result not confirmed“ (rezultatas nepatvirtintas)), kai jis yra perduodamas į DVS.

Matavimo prietaiso išjungimas

Išjungiant matavimo prietaisą išjungiamas belaidis ryšys ir visos kitos funkcijos. Tačiau datos ir laiko nustatymai yra išsaugomi. Išjungto matavimo prietaiso įjungimas trunka šiek tiek ilgiau nei įjungimas, kai matavimo prietaisas veikia energijos taupymo (budėjimo) režimu.

Norėdami išjungti matavimo prietaisą, apie 5 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką  ir jį atleiskite iš karto po to, kai bus rodomas Roche logotipas ir supypsės matavimo prietaisas. Ekranas užgesa ir matavimo prietaisas yra išjungiamas.

Matavimo prietaiso išjungimo funkciją naudokite tik tada, kai norite išimti arba pakeisti baterijų pakuotę (žr. 122 psl.).

Jei įjungimo / išjungimo mygtuką spausite per ilgai, praėjus 12 sekundžių bus įjungta pradinė nustatymų atkūrimo funkcija (žr. 170 psl.) ir bus prarasta data bei laikas.

Automatinis išjungimas

Jei įvyko *duomenų perkėlimo blokavimas* (žr. 160 psl.) arba baterijų pakuotės įkrovos lygis yra kritiškai žemas (žr. 167 psl.), matavimo prietaisas išsijungs automatiškai.

Baterijų pakuotė

Matavimo prietaise yra įkraunamų baterijų pakuotė, įkrovimas prasideda iš karto, kai ji įstatoma veikiančiame pagrindiniame bloke (kuris yra prijungtas prie maitinimo šaltinio).

PASTABA

Naudokite tik specialią baterijų pakuotę, kurią tiekia Roche Diagnostics. Naudodami kitų rūšių baterijas galite sugadinti sistemą.

**ISPĖJIMAS****Pavojai, kurios gali kelti baterijų pakuotė**

Pažeistos arba išsiplėtusios baterijų pakuotės gali perkaisti, užsidegti ar praleisti skystį. Iš karto baikite naudoti Accu-Chek Inform II matavimo prietaisus su pažeistomis arba išsiplėtusiomis baterijų pakuotėmis ir jokiais būdai nebandykite jų įkrauti (neįstatykite į pagrindinį bloką).

Perkaitusios baterijų pakuotės gali užsidegti arba sprogti.

- Niekada nemeskite baterijų pakuočių arba matavimo prietaisų į ugnį. Neišardykite, nesuspauskite ir nepradurkite baterijų pakuotės, nes galite sukelti trumpąjį jungimą, dėl kurio gali perkaisti pakuotė.
- Nedėkite baterijų pakuotės arba Accu-Chek Inform II matavimo prietaiso į šildymo prietaisus ar ant jų, pvz., į mikrobangų krosnelę, įprastinę orkaitę ar ant radiatoriaus.
- Nelaikykite ilgą laiką tiesioginiuose saulės spinduliuose, pvz., kai matavimo prietaisas yra įstatytas į pagrindinį bloką. Nepamirškite to, kai įstatote į pagrindinį bloką.

Baterijų skystis arba iš pažeistų baterijų pakuočių tekančios medžiagos gali pažeisti jūsų odą arba nudeginti dėl aukštos temperatūros.

- Venkite sąlyčio su tekančiu baterijų skysčiu. Jei jo atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite vandeniu. Jei baterijų skystis pateko į akis, kreipkitės medicininės pagalbos.

Atsargiai elkitės su baterijų pakuotėmis jas naudodami ir išmesdami.

Esant ypač aukštai arba žemai temperatūrai, sumažėja įkrovimo talpa bei sutrumpėja matavimo prietaiso ir baterijų pakuotės naudojimo laikas.

Naudodami baterijas laikykitės šių saugumo nurodymų.



Panaudotų baterijų tvarkymas

Neišmeskite baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi galiojančių vietinių taisyklių ir direktyvų reikalavimų ir jūsų įstaigos reikalavimų dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

- Baterijų pakuotės saugojimui ir pašalinimui naudokite originalią gamintojo pakuotę.

Prieš keisdami baterijų pakuotę, išsaugokite arba parsiųskite duomenis iš matavimo prietaiso, kad jį neprarastumėte (žr. 9 skyrių).

- Visada **išjunkite** matavimo prietaisą prieš išimdami baterijų pakuotę (žr. 122 psl.).
- Kai ekrane rodomas pranešimas *Battery Low* (baterija senka), matavimo prietaisą reikia **kuo greičiau** dėti atgal į pagrindinį bloką, kad pasikrautų.
- Perspėjimas *Battery Critically Low* (baterija beveik išsikrovė) rodo, kad matavimo prietaisą **tuoj pat** reikia dėti atgal į pagrindinį bloką, kad pasikrautų.

Jei paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką matavimo prietaise rodoma didelė raudona baterijos piktograma  ir jis neįsijungia, tai reiškia, kad baterijos išsikrovė. Nedelsdami įstatykite matavimo prietaisą į pagrindinį bloką, kad jis būtų pakrautas. Žr. Trikių šalinimas, „Senkančios baterijos piktogramos“, 167 psl.

Jutiklinis ekranas

PASTABA

- Ekraną elementus lieskite tik pirštu. Naudodami aštrius daiktus (pvz., rašiklio galiuką) galite sugadinti jutiklinį ekraną.
- Nenaudokite sistemos tiesiogiai saulės spindulių apšviestoje vietoje. Tiesioginiai saulės spinduliai gali sutrumpinti ekrano veikimo trukmę ir pabloginti funkcionalumą, o taip pat pažeisti tyrimo juostelių vientisumą.

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

Sistema Accu-Chek Inform II atitinka spinduliavimo ir atsparumo reikalavimus, aprašytus IEC 61326-2-6. Ji buvo suprojektuota ir išbandyta pagal CISPR 11 B klasės reikalavimus.

Ši įranga buvo išbandyta ir buvo nustatyta, kad ji atitinka skaitmeninių prietaisų B klasės reikalavimus, vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalimi. Šios ribos skirtos tam, kad būtų galima tinkamai apsaugoti nuo kenksmingo poveikio, sumontavus naudojimo vietoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją bei gali sutrikdyti radijo ryšį, jei ji bus sumontuota nesilaikant nurodymų. Vis dėlto negalime garantuoti, kad tinkamai sumontuota įranga neskleis jokių trukdžių. Jei ši įranga kenkia radijo ir televizijos imtuvams (tai galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą), naudotojui patariama pabandyti išvengti trukdžių atliekant vieną ar keletą toliau nurodytų veiksmų:

- Pasukite arba perkeltkite imtuvo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie lizdo, kuris yra prijungtas prie kitos elektros grandinės nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Paprašykite tiekėjo arba patyrusio radijo (arba TV) meistro pagalbos.

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados ICES-003.

Sistema Accu-Chek Inform II atitinka elektromagnetinio atsparumo reikalavimus ir atsparumo radijo trukdžiams reikalavimus standarte ISO 15197 nurodytais dažniais ir bandymo lygiais.

Elektrostatinė iškrova (ESI)

Sistema Accu-Chek Inform II atitinka atsparumo elektrostatinei iškrovai (ESI) reikalavimus, aprašytus IEC 61326-2-6. Elektrostatinė iškrova (ESI) yra sukauptas elektros krūvis, dažniausiai vadinamas statiniu elektros krūviu. Jei matavimo prietaisas yra paveikiamas ESI gliukozės kiekio kraujyje tyrimo metu, rodomas klaidos pranešimas ir matavimo prietaise nėra rodomas ir atmintyje neišsaugomas gliukozės kiekio kraujyje rezultatas. Gliukozės kiekio kraujyje rezultatą reikia pakartoti.

Siekdami išvengti ESI, nenaudokite matavimo prietaiso labai sausoje aplinkoje, ypač ten, kur yra sintetinių medžiagų, pvz., kilimų, galinčių sukelti žalingas statines iškrovas.

Jei Accu-Chek Inform II patiria ESI prieš atliekant gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba jį atlikus, tyrimo rezultatas išsaugomas matavimo prietaiso atmintyje ir bus perduotas įstačius matavimo prietaisą į prijungtą pagrindinį bloką arba užmezgus belaidį ryšį.

Belaidis ryšys

Jei matavimo prietaise yra WLAN funkcija: Belaidis ryšys leidžia matavimo prietaisui siųsti duomenis (tyrimų rezultatus, pacientų ID, naudotojų ID ir pan.) į duomenų valdymo sistemą neįstačius matavimo prietaiso į pagrindinį bloką. Šią funkciją turi sukonfigūruoti sistemos administratorius. Naudodami belaidžio vietinio tinklo ryšius laikykitės savo įstaigos reikalavimų. Informacijos, kaip laikinai įjungti arba išjungti šią funkciją, žr. 44 psl. Informacijos apie Accu-Chek Inform II matavimo prietaiso galimybes jungtis prie belaidžių vietinių tinklų (WLAN, Wi-Fi), žr. B priedą.

Informacija apie radijo dažnių spindulių poveikį

Žodynas:

- „FCC“ reiškia Federalinę ryšių komisiją (Federal Communications Commission) (JAV).
- „RD“ reiškia radijo dažnį
- „RSS“ reiškia radijo standartų specifikaciją (Radio Standards Specification) (Kanada).
- „WLAN“ reiškia belaidį vietinį tinklą (Wireless Local Area Network)

Pramoniniai, moksliniai ir medicininiai (Industrial, Scientific and Medical – ISM) radijo dažniai gali apimti spinduliuotę iš mikrobangų krosnelių, šildytuvų ir kitų ne ryšiui skirtų prietaisų. Nors šio tipo prietaisai, būdami nedidelės galios prietaisais, įprastai nekelia jokio trukdžių pavojaus, yra galimybė, kad kai kurios pramoninės didelės galios sistemos gali sutrukdyti užmegzti ryšį naudojant WLAN. Todėl naudodami spektro analizatorių atlikite vietos apžiūrą ir spektro analizę, kad išnagrinėtumėte visą spektrą, atkreipdami dėmesį į signalus, kurie gali patekti ne tik į numatyto WLAN tinklo dažnių intervalą, tačiau gali būti ir šalia jo arba būti to paties dažnio ir kelti trukdžius.



Roche palaiko pramoninius belaidžio ryšio standartus ir rekomenduoja naudoti produktus, turinčius Wi-Fi sertifikatą. Išduodant šį sertifikatą ištiriama produktų atitiktis 802.11 pramoniniams standartams dėl pagrindinių ryšio, saugumo, autentifikavimo, paslaugos kokybės (Quality of Service – QoS), tarpusavio suderinamumo ir patikimumo ypatybių. Logotipas Wi-Fi CERTIFIED užtikrina, kad Wi-Fi Alliance išbandė įvairių konfigūracijų produktą naudojant kartu su kitais prietaisais, kad užtikrintų suderinamumą su kita Wi-Fi CERTIFIED pažymėta įranga, veikiančia toje pačioje dažnių juostoje. Wi-Fi Alliance nepriklausomų tyrimo laboratorijų tinklas vykdo tarpusavio suderinamumo bandymų programas užtikrinant bendrą belaidžių prietaisų darbą ir saugų ryšį.

Sistema Accu-Chek Inform II veikia FCC spinduliuotės poveikio ribose, kurios taikomos nekontroliuojamai aplinkai. Šią įrangą reikia sumontuoti ir su ja dirbti ne mažiau kaip 20 cm (8 colių) atstumu nuo radiatoriaus ir nuo jūsų.

Šio siųstuvo vietos keisti negalima, jo negalima naudoti su kokia nors kita antena arba kitu siųstuvu.

Atlikus šios įrangos pakeitimus arba modifikacijas be specialaus Roche Diagnostics pritarimo, gali būti panaikintas FCC leidimas naudoti šią įrangą.

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies ir Kanados pramonės departamento (Industry Canada) RSS-210 reikalavimus. Darbui su prietaisu taikomos šios dvi sąlygos:

(1) šis prietaisas negali kelti žalingų trukdžių

ir

(2) šis prietaisas turi priimti visus gautus trukdžius, taip pat ir tuos, kurie gali būti nepageidaujamo prietaiso veikimo priežastimi.

***Vietinio tinklo (LAN) apsauga
nuo nesankcionuotos prieigos***

Jei šis produktas jungiamas prie vietinio tinklo, šis tinklas turi būti apsaugotas nuo nesankcionuotos prieigos. Svarbu tai, kad jis nebūtų tiesiogiai prijungtas prie kito tinklo ar interneto. Už vietinio saugumą, ypač apsaugą nuo kenkimo programinės įrangos ir programišių atakų, atsakingi klientai. Tokia apsauga gali apimti nuo nekontroliuojamų tinklų atskiriančias priemones, pvz., užkardas, bei priemones, kurios nustato, ar prijungiamame tinkle nėra kenkimo kodo.

Laidinis tinklo ryšys

Prijungus prie vietinio tinklo, Accu-Chek Inform II Base Unit arba Accu-Chek Inform II Base Unit Hub turi būti apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos naudojant **saugius slaptažodžius**. Naudodami saugius slaptažodžius, laikykitės savo įstaigos darbo su slaptažodžiais taisyklių arba laikykitės šių taisyklių:


Saugių slaptažodžių savybės

- Slaptažodžiuose negali būti naudojamas naudotojo paskyros vardas arba ilgesnė nei dviejų iš eilės einančių simbolių pilno naudotojo vardo dalis.
- Slaptažodžiai turi būti bent aštuonių simbolių ilgio.
- Slaptažodžiuose turi būti panaudoti bent trijų iš toliau išvardytų keturių kategorijų simboliai:
 - Anglų kalbos abėcėlės **didžiosios** raidės (nuo A iki Z)
 - Anglų kalbos abėcėlės **mažosios** raidės (nuo a iki z)
 - **Skaitiniai** simboliai (nuo 0 iki 9)
 - **Ne abėcėlės** simboliai (pvz., !, \$, #, %)

Nesaugių slaptažodžių pavyzdžiai

- **uhxwze11** nėra didžiųjų raidžių.
- **UHXW13SF** nėra mažųjų raidžių.
- **uxxxx7F** tas pats simbolis panaudotas daugiau nei keturis kartus.
- **x12useridF** panaudota ilgesnė nei keturių simbolių naudotojo ID dalis.

1.3 Sistemos sudėtinės dalys



Sistemą Accu-Chek Inform II sudaro šios sudėtinės dalys ir priedai:

- A** Matavimo prietaisas
- B** Kodinio rakto skaitytuvas
- C** Pagrindinis blokas (maitinimo šaltinis nepavaizduotas)
- D** Accu-Chek Inform II Base Unit Hub (maitinimo šaltinis nepavaizduotas)
- E** Reikmenų dėžutė (pavaizduota su vartojimo reikmenimis, kurių nėra komplekte).

Matavimo prietaisas gali būti sukonfigūruotas dviem skirtingais būdais:

- 1 konfigūravimas per matavimo prietaiso konfigūravimo funkciją (žr. 9 skyrių);
- 2 konfigūravimas per duomenų valdymo sistemą.

Pastaba. Ne visos parinktys gali būti konfigūruojamos naudojant matavimo prietaiso konfigūravimo funkciją.

Matavimo prietaisas atlieka šias sistemos užduotis:

- veikia kaip pagrindinė naudotojo sąsaja, naudojant jutiklinį ekraną ir įjungimo / išjungimo mygtuką;
- atlieka gliukozės tyrimus;
- nuskaityto brūkšninius kodus¹ (tyrimo juostelių partijų numerius, kontroles, pacientų ir naudotojų ID) įvairiais palaikomais formatais;
- parodo paciento tyrimų ir kontrolinių tyrimų rezultatus;
- perkelia išsaugotus duomenis į duomenų valdymo sistemą per belaidžio ryšio tinklą (WLAN, pasirinktinai) arba per pagrindinį bloką (LAN).


1. Ne visose šalyse galima naudoti kontrolės tirpalų brūkšninius kodus. Palaikomų brūkšninių kodų standartų sąrašą galite rasti A.2 priede.

1.4 Matavimo prietaiso apžvalga



Matavimo prietaiso elementai

- 1 Tyrimo juostelių anga**
Čia įdėkite tyrimo juostelę.
- 2 Jutiklinis ekranas (lietimui jautrus ekranas)**
Naudodami šį ekraną galite atlikti paciento tyrimus, kontrolės tyrimus ir peržiūrėti rezultatus. Jei norite pasirinkti kurią nors iš šių funkcijų, tiesiog palieskite mygtuką ekrane.
- 3 Įjungimo / išjungimo mygtukas**
Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte matuoklį.
- 4 Brūkšninių kodų skaitytuvas**
Integruotą brūkšninių kodų skaitytuvą galite naudoti naudotojų ir pacientų identifikacijos numerių nuskaitymui.
- 5 Baterijų skyriaus dangtelis**
Nuimkite, kai norite įdėti baterijų pakuotę.
- 6 Įkrovimo kontaktai**
Šie kontaktai naudojami įkraunant baterijų pakuotę, kai matuoklis yra įstatytas į pagrindinį bloką.
- 7 Infraraudonųjų spindulių langelis**
Palengvina duomenų ryšį naudojant kodinį raktą ir pagrindinį bloką.



8 Baterijų pakuotė

Maitina prietaisą.

9 Belaidžio LAN ryšio žymė



Jei matavimo prietaise yra belaidžio ryšio funkcija:
Šioje žymėje nurodyti registracijos numeriai,
priklausantys matavimo prietaiso RD techninei
įrangai.

10 Sąsaja


(Skirta tik gamintojui.)

11 Baterijų pakuotės jungties lizdas

Čia prijunkite baterijų pakuotę.



1.5 Kodinio rakto skaitytuvo apžvalga



Tyrimo juostelių pakuotėje yra kodinis raktas.¹ Šis kodinis raktas nuskaitymas naudojant kodinio rakto skaitytuvą, o duomenys išsiunčiami į matavimo prietaisą. Išsamiau apie kodinio rakto skaitytuvą žr. 6 skyrių.


Kodinio rakto skaitytuvo elementai:

- 12 Kodinio rakto anga
- 13 Būsenos šviesos diodas (žalias)
- 14 Infraraudonųjų spindulių langelis, per kurį į matavimo prietaisą persiunčiamas kodinis failas.

Nekeiskite kodinio rakto, kol mirkčioja kodinio rakto skaitytuvas. Jei žalias būsenos šviesos diodas vis dar mirksi, kodinio rakto skaitytuvas toliau vykdo anksčiau įkelto kodinio failo perdavimą ir nereaguoja į kodinį failą, kuris yra naujai įdėtame kodiniame rakte. Matavimo prietaisas gali rodyti klaidos pranešimą.

1. *Kodinis raktas dažnai dar vadinamas kodavimo lustu.*
Šie terminai yra sinonimai.

1.6 Accu-Chek Inform II Base Unit apžvalga



Siekiant patenkinti klientų poreikius, galima įsigyti dviejų versijų pagrindinius blokus.

- Accu-Chek Inform II Base Unit
- Accu-Chek Inform II Base Unit Light

Abiejų versijų pagrindiniai blokai gali:

- įkrauti matavimo prietaiso baterijų pakuotę.


Be to, Accu-Chek Inform II Base Unit gali užtikrinti:

- ryšį su duomenų valdymo sistema;¹
- ryšį su kompiuteriu.

Bendri abiejų versijų pagrindinių blokų elementai:


- 15** Įkrovimo kontaktai
- 16** Infraraudonųjų spindulių langelis ryšio su matavimo prietaisu palaikymui
- 17** Būsenos šviesos diodas (šviečia, kai yra prijungtas maitinimo šaltinis):
 - raudona šviesa: elektros maitinimas prijungtas, paleidžiama programa (tik Accu-Chek Inform II Base Unit);
 - žalia šviesa: paruošta;
 - mirkčioja raudona: klaida;
 - mėlyna šviesa: konfigūravimo režimas (tik Accu-Chek Inform II Base Unit)

1. Accu-Chek Inform II Base Unit Light gali užtikrinti ryšį su duomenų valdymo sistema tik tada, kai yra naudojamas kartu su Accu-Chek Inform II Base Unit Hub.



Accu-Chek Inform II Base Unit ir Base Unit Light gale yra elektrinės jungtys.

Kairėje esančios iliustracijos viršuje pavaizduotas Accu-Chek Inform II Base Unit, o apačioje pavaizduotas Accu-Chek Inform II Base Unit Light.



- 18** Nuimamasis laikiklis montavimui prie sienos
- 19** Maitinimo šaltinio maitinimo jungtis
- 20** Tinklo jungtis
 - Base Unit: Ethernet/RJ45 jungtis
 - Base Unit Light: RJ25 jungtis (ryšys naudojant pagrindinio bloko šakotuvą)
- 21** USB jungtis (Base Unit)
- 22** USB konfigūravimo jungiklis (Base Unit, skirtas tik sistemos administratoriui)

Su pagrindiniais blokais pateikiami šie papildomi elementai:



- 23** Maitinimo šaltinis
 - Base Unit: 12V $\equiv$ 1,25A
 - Base Unit Light: 7.5V $\equiv$ 1.7A (čia nepavaizduota)
- 24** USB kabelis
 - Base Unit: USB A ir USB micro B

Nurodymus, kaip prijungti pagrindinį bloką, žr. 9 skyriuje.



Galimybių naudoti Base Unit su senesne technine įranga apžvalgą (REF 05060290001) žr. E priede, „Accu-Chek Inform II Base Unit skirtas priedas (sena versija)“.

1.7 Accu-Chek Inform II Base Unit Hub apžvalga



Prie Accu-Chek Inform II Base Unit Hub galima prijungti iki 4 pagrindinių blokų Accu-Chek Inform II Base UnitLight (RJ25) ir jis užtikrina eterneto (RJ45) ryšį su duomenų valdymo sistema.

Šakotuvas taip pat užtikrina Accu-Chek Inform II Base Unit Light maitinimą. Prijungus prie šakotuvo, Accu-Chek Inform II Base Unit Light yra nereikalingas atskiras maitinimo šaltinis. Šakotuvo šviesos diodo spalvos atitinka Accu-Chek Inform II Base Unit Light spalvas.

- 17** Būsenos šviesos diodas (šviečia, kai yra prijungtas maitinimo šaltinis)
- 19** Maitinimo šaltinio maitinimo jungtis
- 20** Tinklo jungtis – Ethernet/RJ45 jungtis
- 21** ISB jungtis
- 24** Galimybė prijungti iki 4 pagrindinių blokų Accu-Chek Inform II Base Unit Light (RJ25, duomenų perdavimas ir maitinimas)

1.8 Reikmenų dėžutės apžvalga

Reikmenų dėžutė – tai vieta, kurioje laikomi ir gabenami vartojimo reikmenys, kurių reikia gliukozės tyrimams atlikti paciento priežiūros vietoje.



1.9 Reagentai ir vartojimo reikmenys

Paciento tyrimams ir kontroliniams gliukozės tyrimams atlikti reikia šių reagentų:

- Accu-Chek Inform II tyrimo juostelių;
- Accu-Chek Performa kontrolinių tirpalų;
- Accu-Chek Linearity Kit (tiesiškumo tyrimo rinkinio) (jei to reikalauja jūsų įstaigos taisyklės).

Jūsų įstaiga tiekia papildomus vartojimo reikmenis, pvz., priemones kraujui imti. Imdami kraują ir dirbdami su kraujo mėginiais laikykitės galiojančių taisyklių ir saugos reikalavimų.

1.10 Pradinio konfigūravimo nurodymai

Prieš pradėdant naudoti, reikia sukonfigūruoti matavimo prietaisą. Šio nustatymo metu parenkami šie parametrai:

- datos ir laiko formatas;
- paciento identifikacijos numerio įvedimo režimas;
- naudotojo identifikacijos numerio įvedimo režimas;
- gliukozės kontrolė: tipas ir planas;
- gliukozės kontrolės rezultatų ekranas;
- komentarai, įvedami po tyrimo;
- duomenų perkėlimo nustatymai.

Šiuos ribotus nustatymus galite parinkti tiesiogiai prietaiso *Setup Menu* (nustatymų meniu). Daugiau apie konfigūravimą naudojant *Setup Menu* (nustatymų meniu) žr. 9 skyrių ir A priedą. Be šios funkcijos, prietaisą galima konfigūruoti naudojant duomenų valdymo sistemą. Tinkama duomenų valdymo sistema leidžia naudoti įvairias prietaiso konfigūravimo funkcijas, suteikiančias didesnes galimybes nei naudojant prietaise pasiekiamos konfigūravimo funkcijos.

Jei turite klausimų apie duomenų valdymo sistemas, susisiekite su Roche atstovu (žr. 12 skyrių).

Siekiant užtikrinti standartinę konfigūraciją įstaigoje, matavimo prietaise veikiančį *Setup Menu* (nustatymų meniu) galima išjungti.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.




2 Įjungimas ir naudotojo ID įvedimas

2.1 Matavimo prietaiso įjungimas




- 1 Paspauskite ir atleiskite įjungimo / išjungimo mygtuką ①. Matavimo prietaisas įsijungia.
- 2 Rodomas ekranas *Power Up* (įjungimas).
- 3 Ekrane *Power Up* (įjungimas) patikrinkite, ar teisingai rodoma data (apačioje kairėje) ir laikas (viršuje dešinėje). Jei reikia, šių nustatymų atnaujinimo instrukcijas žr. 9 skyriuje.



- Jei pasitikrinimo metu aptinkama klaida, ekrane rodomas atitinkamas klaidos pranešimas.
- Jei įjungta funkcija *QC Lockout* (KK blokavimas) ir reikia atlikti gliukozės kontrolinį tyrimą, yra rodomas atitinkamas pranešimas.
- Baterijos piktograma rodo baterijos įkrovimo lygį. Visiškai užpildytos baterijos piktograma (■■■■) rodo, kad baterija visiškai įkrauta, o kai baterija įkrauta ne visiškai, rodoma dalinai įkrautos baterijos piktograma (■■■). Jei baterija yra beveik išsikrovusi, baterijos piktograma tampa raudona (■■■■).

Ekranų nustatymas



Naudodami *Display* (ekranas) parinktis, galite pritaikyti ekranų kontrastą prie aplinkos apšvietimo sąlygų.

- 1 Ekraną *Power Up* (įjungimas) palieskite *Contrast* (kontrastas). Rodomas ekranas *Display* (ekranas).
- 2 Palieskite ◀ arba ▶, kad ekranas pašviestų arba patamsėtų.
- 3 Palieskite ✓, kad patvirtintumėte nustatymą.

Jei 30 sekundžių nėra atliekami jokie veiksmai (pvz., neličiamas ekranas), matavimo prietaisas automatiškai pritemdo ekraną, kad būtų taupoma energija („mažos galios režimas“).

Belaidžio ryšio įjungimas / išjungimas



Jei matavimo prietaise veikia belaidžio ryšio funkcija, šią funkciją galima laikinai įjungti arba išjungti, kai reikia.

Belaidžio ryšio funkcija vėl bus įjungta automatiškai, kai kitą kartą įjungsite matavimo prietaisą. Jei reikia, ją laikinai vėl galite išjungti.



ĮSPĖJIMAS

Jei įtariate, kad belaidžio ryšio naudojama RD spindulių krenta pacientui arba turi įtakos kitiems prietaisams, vadovaudamiesi jūsų įstaigos taisyklių reikalavimais dar kartą kruopščiai įvertinkite, ar galite toliau naudoti sistemos Accu-Chek Inform II WLAN funkciją.



Jei belaidis ryšys yra įjungtas, rodoma piktograma (*Išjungti RD*), kuri yra ekrane *Power Up* (įjungimas).

- Norėdami laikinai **išjungti** belaidį tinklo ryšį, palieskite (*Išjungti RD*), esančią ekrane *Power Up* (įjungimas). Piktograma pasikeičia į (*Įjungti RD*).
- Norėdami laikinai **įjungti** belaidį tinklo ryšį, palieskite (*Įjungti RD*), esančią ekrane *Power Up* (įjungimas). Piktograma pasikeičia į (*Išjungti RD*).

Mygtukas *Įjungti RD* / *išjungti RD* visada atitinka **parinktį**, kurią galite rinktis. Ryšio **būsena** rodoma visuose meniu ir vaizduose, ekrano būsenos juostoje (apatinėje eilutėje).

- Jei belaidis ryšys yra įjungtas, rodoma piktograma . Signalio stipris vaizduojamas būsenos juostoje 4 juostelėmis šalia piktogramos . Signalio stipris gali būti vertinamas nuo „prasto“ iki „puikaus“ .

Signalio stiprio juostelės rodomos tik tada, kai belaidis ryšys yra iš tikrųjų palaikomas. Pvz., kadangi belaidis ryšys niekada nepalaikomas, kai matavimo prietaisu yra atliekamas tyrimas, būsenos juostelės nebus rodomos.

- Piktograma rodoma, kai paskutinis bandymas susisiekti su duomenų valdymo sistema buvo sėkmingas ir buvo nutrauktas pagal ryšio protokolą.
- Piktograma rodoma, kai paskutinis bandymas susisiekti su duomenų valdymo sistema buvo nesėkmingas arba buvo nutrauktas netyčia. Jei ši piktograma išlieka ilgą laiką, kreipkitės į sistemos administratorių. Jei šios informacijos bus nepaisoma, gali būti suaktyvinta funkcija *Download Lockout* (duomenų perkėlimo blokavimas) (jei sukonfigūruota, žr. 49 psl.).

Paleidimo užbaigimas

Atlikę visus reikiamus pakeitimus,

- palieskite , kad pereitumėte į ekraną, kuriame įvedamas naudotojo ID, arba
- palaukite 5 sekundes ir matavimo prietaisas automatiškai persijungs į ekraną, kuriame įvedamas naudotojo ID.


2.2 Naudotojo ID įvedimas

Nuo sistemos konfigūracijos priklausys, kaip ir kada reikės įvesti naudotojo ID ir ar reikės įvesti slaptažodį. Taip pat galima, pavyzdžiui, reikalauti įvesti naudotojo ID tik pradėdant kontrolinius tyrimus. Bendru atveju sistema gali tvarkyti ir tikrinti naudotojų ID, o taip pat gali susieti galimybę naudotis papildomomis funkcijomis su naudotojo ID.

Jei matavimo prietaise yra naudotojo vardas, kuris sutampa su įvestuoju naudotojo ID, šis vardas bus rodomas *Main Menu* (pagrindinis meniu) (šiuo pavyzdys pavaizduotas vardas „Maria S.“).

Yra keletas naudotojo ID įvedimo būdų ir jie priklauso nuo sistemos konfigūracijos:

- Tik naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą.¹
- Rankiniu būdu arba pasirinktinai naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą.



Naudotojo ID gali sudaryti iki 20 raidžių arba skaičių kombinacija.



Raidiniai-skaitiniai simboliai yra bet koks simbolių A–Z ir 0–9 derinys. Papildomai galima naudoti „.“ (tašką) ir „-“ (brūkšnelį). Taip pat žr. 48 psl.

Pašalinti visiems ženklams, kurie nepriklauso naudotojo ID, gali būti naudojamas brūkšninio kodo maskavimas. Informacijos žr. „Naudotojo ir paciento ID brūkšninių kodų maskavimas“, 194 psl.

1. Palaikomų brūkšninių kodų standartų sąrašą galite rasti A.2 priede.

Naudotojo ID įvedimas naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą

Kai rodomas naudotojo ID įvedimo ekranas:



- 1 Paspauskite ir atleiskite . Tada mygtukas bus matomas juodame fone (nuskaitymo metu).
- 2 Laikykite matavimo prietaisą taip, kad brūkšninių kodų skaitytuvo langelis būtų maždaug 10–20 cm (4–8 colių) atstumu virš brūkšninio kodo, kurį norite nuskaityti.


Jei brūkšninis kodas nuskaitytas sėkmingai, matuoklis supyps vieną kartą. Brūkšninio kodo informacija rodoma naudotojo ID laukelyje. Jei brūkšninis kodas nenuskaitytas, skaitytuvas išsijungia po 10 sekundžių.

Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad būtų taikomas trumpas delsos laikas tarp brūkšninių kodų skaitytuvo suaktyvinimo (žalias spindulys) ir brūkšninio kodo nuskaitymo (raudonas spindulys). Delsos laikas yra konfigūruojamas ir gali būti nuo 0 iki 10 sekundžių. (Taip pat žr. lentelę „Barcode Configuration (brūkšninio kodo konfigūracija)“, 192 psl.)

Delsos laikas leidžia naudotojui tinkamai nustatyti brūkšninių kodų skaitytuvo ir (arba) brūkšninio kodo padėtį, pvz., jei šalia sąrašo principu yra išdėstyti keli brūkšniniai kodai.

Naudotojo ID įvedimas rankiniu būdu

Kai rodomas naudotojo ID įvedimo ekranas:



- 1 Įveskite ID paliesdami raidės ir skaičius.
- 2 Šiuos mygtukus naudokite perėjimui nuo vienos ženklų grupės prie kitos:
 - raidėms nuo A iki O
 - raidėms nuo P iki Z
 - skaitmenims nuo 0 iki 9
- 3 Norėdami grįžti atgal ir panaikinti neteisingai įvestą ženklą, palieskite . Palieskite , kad pašalintumėte visą įrašą. Norėdami įvesti tarpą, palieskite .
- 4 Palieskite , kad patvirtintumėte.

Jei jūsų įvestas naudotojo ID negalioja (arba naudotojo ID nėra išsaugotas matavimo prietaise), yra rodomas klaidos pranešimas. Patvirtinus pranešimą, galima vėl įrašyti ID.

Slaptažodžio įvedimas


Teisingai įvedus naudotojo ID, gali pasirodyti slaptažodžio įvedimo ekranas (jei sukonfigūruota). Įveskite slaptažodį atlikdami tokius pačius veiksmus, kokie prieš tai buvo aprašyti naudotojo ID įvedimui.

Įvedus visus duomenis rodomas *Main Menu* (pagrindinis meniu).

3 Paciento gliukozės tyrimas

3.1 Informacija apie gliukozės kiekio kraujyje tyrimus

Pasiruošimas tyrimui



Tam, kad galėtumėte atlikti tyrimą, turi būti tenkinami šie reikalavimai:

- Turi būti Accu-Chek Inform II tyrimo juostelių.
- Matavimo prietaise turi būti išsaugotas tyrimo juostelių partijos kodinis failas (žr. 6 skyrių).
- Reikia įvesti naudotojo ID (jei reikalaujama, su slaptažodžiu), jei matavimo prietaisas sukonfigūruotas taip, kad reikia prisijungti.
- Prieš pradėdant paciento tyrimus sistemos konfigūracijoje nurodyti gliukozės kontroliniai tyrimai turi būti atlikti ir sėkmingai užbaigti. Informacija apie tai, ar reikia gliukozės kontrolinių tyrimų, rodoma ekrane *Power Up* (įjungimas).
- Jei sukonfigūruota, praėjus tam tikram apibrėžtam laikui, duomenis iš matavimo prietaiso reikia perkelti į duomenų valdymo sistemą. Jei toks perkėlimas (per WLAN arba įstačius matuoklį į pagrindinį bloką) neįvyksta per nurodytą laiką, matavimo prietaisas užblokuojamas (*Download Lockout* (duomenų perkėlimo blokavimas)) ir negalima atlikti tyrimų.

Jei rodoma, kad reikia atlikti gliukozės kontrolinį tyrimą, paciento gliukozės tyrimų nebus galima atlikti tol, kol nebus sėkmingai atlikti kontroliniai tyrimai.

Atsižvelgiant į matavimo prietaiso konfigūraciją (žr. 137 psl.), KK blokavimas atliekamas, kai:

- bandoma atlikti paciento tyrimus, tačiau nurodytu laiku arba jūsų įstaigoje nustatytu dažniu nebuvo atlikti kontrolės tyrimai;
- kontrolės buvo atliktos, tačiau gautos reikšmės nepateko į normos ribas;
- buvo įdiegta nauja programinė įranga.
- pasirinkta kita, o ne „current“ (dabartinė) (numatytasis nustatymas) tyrimo juostelių partija.
- tyrimo juostelių partija naudojama pirmą kartą.

Matavimo prietaise galima sukonfigūruoti išskirtiniams atvejams skirtus skubius (**Short TurnAround Time**) tyrimus. Naudojant šią funkciją, matavimo prietaise galima atlikti ribotą paciento gliukozės tyrimų skaičių, jei to reikia esant tam tikroms aplinkybėms, neatsižvelgiant į tai, kad matavimo prietaise įjungtas KK blokavimas arba duomenų perkėlimo blokavimas (žr. 81 psl.).



- Imdami kraują, laikykitės galiojančių higienos ir saugumo taisyklių bei nurodymų.
- Laikykitės galiojančių užkrečiamų mėginių ir medžiagų tvarkymo taisyklių bei nurodymų.

3.2 Paciento gliukozės tyrimo atlikimas

Tyrimo procedūros apžvalga

Paciento gliukozės tyrimo etapai:

- Įveskite paciento ID. Tai galima atlikti rankiniu būdu arba naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą.
- Patvirtinkite, kad atitinka tyrimo juostelių partija ir naudojamos tyrimo juostelės (jei sukonfigūruota).
- Atlikite tyrimą.
- Pasirinktinai tyrimui galite priskirti klasę *Observed Test Sequence* (stebima tyrimo seka) (žr. 227 psl.).

Izoliavimo patalpos darbų seka


Atsižvelgiant į matavimo prietaiso konfigūraciją (žr. A.1 priedą), galima pakeisti žingsnių „Paciento ID įvedimas arba pasirinkimas“ ir „Tyrimo juostelių partijos patvirtinimas arba pasirinkimas“ atlikimo tvarką, tokiu būdu siekiant sumažinti užteršimo pavojų. Ši darbų seka leidžia tirti pacientus izoliavimo patalpoje nenešant tyrimo juostelių indelio pacientui.

Išėmus tyrimo juostelę iš indelio, **kraujo mėginį reikia užlašinti per 3 minutes.**

Tyrimo juosteles būtina panaudoti iš karto išėmus iš tyrimo juostelių indelio (žr. pakuotės lapelį). Tačiau, jei tai nėra įmanoma dėl pakeistos darbų sekos (pvz., Izoliavimo patalpos darbų sekos), tyrimai rodo, kad tyrimo juostelės išlieka stabilios 3 minutes nuo išėmimo iš indelio iki kraujo mėginio užlašinimo.

Paciento ID įvedimas arba pasirinkimas

Paruošę matavimo prietaisą, kaip aprašyta, galite atlikti tiesiogiai su tyrimu susijusius veiksmus:



- 1 Ekrane *Main Menu* (pagrindinis meniu) palieskite *Patient Test* (paciento tyrimas).
- 2 Įveskite arba pasirinkite *Paciento ID*, kaip aprašyta toliau.
- 3 Jei įjungta funkcija *Patient Confirmation* (paciento patvirtinimas), patikslinkite ir patvirtinkite ekrane rodomą paciento informaciją po to, kai įvesite ar pasirinksite ID.

Yra trys skirtingi vėlesnio tyrimo priskyrimo pacientui parinktys, tai priklauso nuo nustatymų.

Jūsų sistemos administratorius gali sukonfigūruoti paciento ID funkciją taip, kad reikėtų:

- Įvesti bet kokią iki 20 ženklų ilgio raidžių ir skaičių kombinaciją, kurios ilgis turi būti ne mažesnis už nurodytą minimalų ir ne didesnis už nurodytą maksimalų ilgį.

Raidiniai-skaitiniai simboliai yra bet koks simbolių A–Z ir 0–9 derinys. Papildomai galima naudoti „.“ (tašką) ir „-“ (brūkšnelį).

- Įvesti paciento ID naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą.¹
- Pasirinkti pacientą iš sąrašo.²

Galimi tokie paciento ID patvirtinimo būdai:

- Rankiniu būdu įvesti įrašai gali būti patvirtinami pagal įkeltą sąrašą.
- Gali prireikti paciento pavardės, gimimo datos ir ID patvirtinimo.²
- Pašalinti visiems ženkams, kurie nepriklauso paciento ID, gali būti naudojamas brūkšninio kodo maskavimas. Informacijos žr. „Naudotojo ir paciento ID brūkšninių kodų maskavimas“, 194 psl.

1. Palaikomų brūkšninių kodų standartų sąrašą galite rasti A.2 priede.
2. Atsižvelgiant į matavimo prietaiso konfigūraciją, ši funkcija gali būti išjungta.

Paciento ID įvedimas rankiniu būdu




Paciento ID įveskite naudodami rodomą klaviatūrą. Ženklus galite pasirinkti tokiu pačiu būdu kaip ir įvesdami naudotojo ID.

- 1 Įveskite ID paliesdami raides ir skaičius.
- 2 Perėjimui nuo vienos ženklų grupės prie kitos naudokite šiuos mygtukus:
 - raidėms nuo A iki O
 - raidėms nuo P iki Z
 - skaitmenims nuo 0 iki 9
- 3 Norėdami grįžti atgal ir panaikinti neteisingai įvestą ženklą, palieskite . Palieskite , kad pašalintumėte visą įrašą. Norėdami įvesti tarpą, palieskite .
- 4 Palieskite , kad patvirtintumėte, arba palieskite , kad atšauktumėte šią procedūrą ir sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

- Jei jūsų įvestas paciento ID **negalioja** (neatitinka sukonfigūruoto didžiausio / mažiausio ilgio), yra rodomas **klaidos pranešimas**. Patvirtinus klaidos pranešimą, vėl galima įvesti ID.
- Jei paciento **nepavyko rasti** atsisiųstame sąraše, gali būti rodomas **sprendimo priėmimo pranešimas** (priklauso nuo konfigūracijos, žr. A.1 priedą). Atšaukus sprendimo priėmimo pranešimą, vėl galima įvesti ID.
- Patvirtinus sprendimo priėmimo pranešimą, paciento tyrimą galite atlikti, jei ID atitinka sukonfigūruotą didžiausią / mažiausią ilgį. Tačiau paciento ID nebus automatiškai įtrauktas į sąrašą.

Paciento ID pasirinkimas iš sąrašo



Jei matavimo prietaise yra įkeltas sąrašas (iš duomenų valdymo sistemos), pasirinkite paciento ID iš sąrašo¹.

- 1 Palieskite ▲ arba ▼, jei norite slinkti sąrašą į viršų arba į apačią.


Jei vieno iš mygtukų nesimato, jūs pasiekėte sąrašo viršų arba apačią.

- 2 Palieskite norimą įrašą, kad pasirinktumėte pacientą, arba palieskite ☰, kad atšauktumėte šią procedūrą ir sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

1. Atsižvelgiant į matavimo prietaiso konfigūraciją, ši funkcija gali būti išjungta.

**Paciento ID įvedimas naudojant
brūkšninių kodų skaitytuvą**


Kai rodomas paciento ID įvedimo ekranas:



- 1 Paspauskite ir atleiskite . Tada mygtukas bus matomas juodame fone (nuskaitymo metu).
- 2 Laikykite matavimo prietaisą taip, kad brūkšninių kodų skaitytuvo langelis būtų maždaug 10–20 cm (4–8 colių) atstumu virš brūkšninio kodo, kurį norite nuskaityti.

Jei brūkšninis kodas nuskaitymas sėkmingai, matuoklis supypsi vieną kartą. Brūkšninio kodo informacija rodoma paciento ID laukelyje. Jei brūkšninis kodas nenuskaitymas, skaitytuvas išsijungia po 10 sekundžių.

Tyrimo juostelių partijos patvirtinimas arba pasirinkimas



Įvedus ir patvirtinus paciento ID, bus prašoma pasirinkti tyrimo juostelių partijos numerį. Palyginkite numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, ir numerį, kuris yra ant tyrimo juostelių indelio etiketės.


- 1 Pasirinkite partijos numerį tokiu būdu:
 - Jei norite naudoti iš anksto pasirinktą partijos numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, palieskite mygtuką (✓), kad patvirtintumėte.
 - Jei naudojate ne tą partijos numerį, kuris yra rodomas ekrane, palieskite (X), kad ekrane atsirastų išsaugotų partijos numerių sąrašas. Pasirinkite norimą partijos numerį iš sąrašo.

Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad **pakeitus** saugomas tyrimo juostelių partijas nebūtų vykdomas KK blokavimas. Tačiau su pasirinkta tyrimo juostelių partija prieš tai turi būti sėkmingai atliktas gliukozės kontrolinis tyrimas.

Jei tyrimo juostelių partija yra išsaugota matavimo prietaise, bet nėra atlikto gliukozės kontrolinio tyrimo, KK blokavimas vis tiek bus vykdomas. Prieš naudojant partiją pirmą kartą, visada būtina atlikti gliukozės kontrolinį tyrimą.

- Jei norite nuskaityti tyrimo juostelių indelio partijos numerį naudodami brūkšninių kodų skaitytuvą, paspauskite ir atleiskite (Barcode). Laikykitės ID nuskaitymo instrukcijų (žr. toliau esančią pastabą).
- 2 Palieskite (✓), kad patvirtintumėte pasirinktą arba nuskaitytą partijos numerį.

Jei matavimo prietaisas yra sukonfigūruotas naudoti izoliavimo patalpos darbų seką (žr. A.1 priedą), juostelių partija bus patvirtinta prieš įvedant arba pasirenkant paciento ID.



Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad rankinio patvirtinimo nereikėtų. Taip nustačius, bus rodomas tik partijos numeris. Papildomos parinktys negalimos.

Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad partijos numeriai būtų įvedami tik naudojant brūkšninį kodų skaitytuvą (žr. toliau esančią pastabą).


Daugiau informacijos apie tyrimo juostelių partijos numerių saugojimą žr. 87 psl.

Pastaba. Ne visose šalyse galima naudoti kontrolės tirpalų brūkšninius kodus. Tokiu atveju:

- kiekvieną kartą įveskite partijos numerį rankiniu būdu (rekomenduojama);
- iš sąrašo pasirinkite anksčiau įvestą partijos numerį;
- sukonfigūruokite matavimo prietaisą, kad būtų rodomas tik partijos numeris (be naudotojo patvirtinimo).

Paciento identifikacijos informacija



Visa galima pasirinkto paciento identifikacijos informacija rodoma ekrane *Patient Test* (paciento tyrimas). Papildoma informacija apie pacientą, pvz., vardas ir pavardė ir gimimo data, padės nustatyti paciento tapatybę. Atliekant tyrimą, slaugytojas gali nesudėtingai patikrinti, ar paciento lygtis ir amžius atitinka ekrane rodomą paciento informaciją. Pakaitomis (kas sekundę) rodomas paciento ID ir (jei yra) paciento vardas ir pavardė. Antroje eilutėje rodoma gimimo data. Jei gimimo data nenurodyta, vietoje jos rodomas brūkšnelis (-). Žr. toliau esančią iliustraciją.



Gimimo data nerodoma paciento tyrimo rezultatų ekranuose, saugomų tyrimų rezultatų arba KTĮ tyrimų ekranuose.

Tyrimo juostelių įdėjimas

Patvirtinus tyrimo juostelių partiją, ekrane rodoma mirksinti žalia rodyklė, kuri nurodo įdėti tyrimo juostelę.



- 1 Iš tyrimo juostelių indelio išimkite tyrimo juostelę ir vėl uždarykite indelio dangtelį.
- 2 Laikykite tyrimo juostelę taip, kad užrašas ACCU-CHEK būtų viršuje.
- 3 Stumkite tyrimo juostelę į tyrimo juostelių angą iki galo kryptimi, kuri nurodyta rodyklėmis ant tyrimo juostelės.

Matavimo prietaisas supypsės. Rodoma smėlio laikrodžio piktograma reiškia, kad matavimo prietaisas tikrina tyrimo juostelę. Nelašinkite kraujo, kol ji yra rodoma.

Kraujo mėginio ėmimas

Paruoškite pasirinktą kraujo ėmimo vietą ir paaimkite kraujo iš paciento vadovaudamiesi jūsų įstaigos taisyklių reikalavimais.

Kapiliarinio kraujo ėmimo rekomendacijos

Jei įstaigoje nėra kapiliarinio kraujo ėmimo taisyklių, paciento rankas (arba kulniuką, jei imate iš mažo vaiko) reikia nuplauti šiltu vandeniu ir muilu, o tada gerai nusausti. Jei imami kapiliarinį kraują naudojate alkoholiu sudrėkintas servetėles arba kitas dezinfekavimo priemonės, paciento oda prie duriant kraujo ėmimo vietą turi visiškai išdžiūti.

Kapiliarinio kraujo mėginį rekomenduojame imti iš piršto galiuko šono, nes tai mažiausiai skausminga.



ĮSPĖJIMAS



Galimas klaidingų rezultatų pavojus dėl ant odos esančių likučių

- Ant pirštų esantys maisto likučiai arba rankų kremo ar muilo produktų riebaliniai likučiai gali užteršti mėginį ir lemti klaidingus rezultatus. Kruopščiai nuplaukite dūrio vietą, o tada nuplaukite dideliu kiekiu vandens.
- Ant odos likęs vanduo ar dezinfekavimo priemonių likučiai gali praskiesti kraujo lašą ir lemti klaidingus rezultatus. Nuplovus ir dezinfekavus dūrio vietą, prieš durdami vietą ir imdami kapiliarinio kraujo mėginį įsitikinkite, kad paciento oda yra visiškai sausa.

Kiekvienam pacientui naudokite vienkartinį automatiškai įtraukiamą dūrimo prietaisą. Dūrimo prietaisas turi būti skirtas tik sveikatos priežiūros specialistams naudojimui įvairiose pacientų priežiūros vietose. Vykdykite gamintojo nurodymus dėl naudojimo.

Kraujo mėginio užlašinimas

Kai tik matavimo prietaisas patikrina tyrimo juostelę, rodoma smėlio laikrodžio piktograma ir prašoma užlašinti kraujo mėginį.




Lašinant mėginį, matavimo prietaiso padėtis turi būti tokia, kad tyrimo juostelių anga būtų aukščiau arba tame pačiame lygyje kaip ir kraujo lašas. Tokiu būdu perteklinis kraujas negalės tekėti juostele žemyn ir nepateks į matuoklį.

- 1 Prieš užlašindami kraujo, palaukite, kol ekrane pradės mirksėti lašo simbolis. Matavimo prietaisas supypsės.
- 2 Užlašinkite **kraujo lašą** ant tyrimo juostelės **priešinio krašto** (ant geltono dozavimo plotelio). Kraujas tyrimo juostelėje įsiurbiamas veikiant kapiliariniam slėgiui.
Nelašinkite kraujo ant juostelės viršaus. Ant tyrimo juostelės viršaus esančio kraujo nebus galima panaudoti tyrimui, nes jis nebus įtrauktas į tyrimo juostelę.

Po to, kai nustatoma, kad kraujo mėginio kiekis yra pakankamas, matavimo prietaisas supypsi ir prasideda matavimas.

Rezultatų ekranas

Smėlio laikrodžio piktograma rodo, kad vyksta tyrimas. Pasibaigus tyrimui ir gavus rezultatą, matavimo prietaisas supypsi dar kartą.




Kai ekrane rodomas rezultatas, taip pat gali būti matomas pranešimas arba įspėjimas (priklausomai nuo to, kaip sukonfigūruota sistema), informuojantis apie tai, kad rezultatas viršija nurodytas ribas. Be to, apie tai, kad rezultatas nepatenka į ribas, informuoja šalia tyrimo rezultato rodoma **raudona mirksinti rodyklė**.

↑: reikšmė yra **didesnė** nei normos / kritinė viršutinė riba.

↓: reikšmė yra **mažesnė** nei normos / kritinė apatinė riba.

Šios ribos yra reikšmės, kurias gali individualiai nustatyti sistemos administratorius, kaip reikalaujama įstaigos taisyklėse, arba tai gali būti sistemos (techninės) ribinės reikšmės. Informacija apie šias ribas pateikta kitame puslapyje.

Rezultatų ekrane yra mygtukas, kurio pavadinimas keičiasi atsižvelgiant į rezultatą (*Range* (intervalas) arba *Out of... Range* (nepatenka į intervalą)). Palieskite šį mygtuką, kad būtų rodomos sukonfigūruotos ribinės reikšmės.



- Sistemos matavimo ribos yra pačios sistemos (juostelių ir matavimo prietaiso) matavimų ribos ir tai yra vienintelis matavimo ribų rodiklis, kurio negalima sukonfigūruoti. Naudojant Accu-Chek Inform II tyrimo juosteles šios fiksuotos ribos yra nuo 10 iki 600 mg/dL (nuo 0,6 iki 33,3 mmol/L). Jei rezultatas nepatenka į šias ribas, rodomas pranešimas HI (viršutinė riba) arba LO (apatinė riba), t. y. nepavyko tinkamai kiekybiškai įvertinti rezultato.
- Gliukozės rezultatai, kurie nepatenka į institucijos arba vietinės reguliuojančiosios tarnybos nustatytus ataskaitoje pateikiamus intervalus, yra didesni nei viršutinė arba mažesni nei apatinė ataskaitoje pateikiamų skaitinių rezultatų reikšmė. Į šias ribas nepatenkančių rezultatų reikšmių negalima naudoti priimanč sprendimus dėl intervencijos.
- Nustačius gliukozės rezultatų reikšmes, didesnes arba mažesnes už institucijos nurodytas kritines ribines reikšmes, reikia imtis neatidėliotinų ligoninės taisyklėse numatytų veiksmų.
- Į institucijos nustatytas normas ribas patenkantys gliukozės tyrimų rezultatai laikomi normaliais ir juos gavus jokių terapinių priemonių imtis nereikia.

Vietoje skaitinio tyrimo rezultato gali būti rodomi šie pranešimai¹:

- **CR LO** (apatinė kritinė riba) (mažesnė už apatinę kritinę ribinę reikšmę, bet patenka į ataskaitoje pateikiamų reikšmių intervalą)
- **CR HI** (viršutinė kritinė riba) (didesnė už viršutinę kritinę ribinę reikšmę, bet patenka į ataskaitoje pateikiamų reikšmių intervalą)
- **RR LO** (ataskaitoje pateikiama apatinė kritinė riba) (mažesnė už ataskaitoje pateikiamų reikšmių apatinę ribinę reikšmę, bet patenka į sistemos matavimo intervalą)
- **RR HI** (ataskaitoje pateikiama viršutinė kritinė riba) (didesnė už ataskaitoje pateikiamų reikšmių viršutinę ribinę reikšmę, bet patenka į sistemos matavimo intervalą)
- **LO** (apatinė riba) (mažesnė už sistemos matavimo intervalo apatinę ribą)
- **HI** (viršutinė riba) (didesnė už sistemos matavimo intervalo viršutinę ribą)

Jei tyrimo rezultatai išeina už kritinių arba ataskaitoje pateikiamų ribų, parenkant nustatymus galima sukongūruoti, kad būtų rodomas pranešimas (iki 100 ženklų). Šis pranešimas rodomas su atitinkamais tyrimo rezultatais.

Nurodymai, kaip pridėti komentarus, yra pateikiami kitame skirsnyje.

1. Rezultatai, kurie nepatenka į kritinį intervalą, tačiau patenka į ataskaitoje pateikiamų reikšmių intervalą, gali būti rodomi kaip skaitiniai rezultatai arba kaip CR LO (apatinė kritinė riba) ar CR HI (viršutinė kritinė riba) reikšmės. Visi kiti rezultatai, viršijantys nurodytas ribines reikšmes, visada bus pateikiami kaip RR LO (ataskaitoje pateikiama apatinė riba), RR HI (ataskaitoje pateikiama viršutinė riba), LO (apatinė riba) ar HI (viršutinė riba).

Jei komentarų nustatymai yra ne tokie, kokių pageidaujate, ir nenorite, kad prie tyrimo rezultato būtų pridėtas komentaras, palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

Tyrimo rezultatai išsaugomi automatiškai, jei matavimo prietaisas perjungiamas į energijos taupymo režimą arba persijungia automatiškai, jei 10 minučių neatliekami jokie veiksmai ar noliečiamas ekranas (žr. „Automatinis energijos taupymo režimo įjungimas“, 22 psl.).


Išimkite tyrimo juostelę ir išmeskite vadovaudamiesi potencialiai užkrečiamų mėginių ir medžiagų tvarkymo taisyklių ir reglamentų reikalavimais.

Komentarų įrašymas

Prie tyrimo rezultato galite įrašyti iki trijų komentarų. Komentaruose gali būti pateikiama papildoma informacija apie tyrimo sąlygas arba apie pacientą.

Iš šių trijų komentarų tik vienas gali įvedamas komentaras, o kitus komentarus galima rinktis iš numatyto komentarų sąrašo.

Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad komentarų būtų reikalaujama visada, atsižvelgiant į tyrimo rezultato ribas, pasirinktinai arba jie būtų išjungti. Komentarų įrašymo funkciją galima išsikviesti tiesiogiai rezultatų ekrane. Jei komentarų įrašymo funkcija sukonfigūruota tinkamai, matavimo prietaisas neleis palikti komentaro laukelio tuščio.



Norėdami įrašyti komentarus:

- 1 Ekrane *Patient Test* (paciento tyrimas) palieskite .
- 2 Iš rodomo sąrašo pasirinkite iki trijų pageidaujamų numatytų komentarų arba palieskite , kad įvestumėte vieną komentarą (jei įjungta įvedamų komentarų funkcija). Įvesdami komentarą naudokite klaviatūrą (kaip prisijungiant).
- 3 Pasirinkę norimą (-us) komentarą (-us), palieskite , kad sugrįžtumėte į rezultatų ekraną.
- 4 Palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

Papildomas paciento tyrimas

The screenshot shows a medical device interface. At the top, a blue header bar contains the text "Patient Test" and the time "12:48 pm". Below this, the patient information "Patient 123456789" and the date/time "Date 03/17/17 12:48 pm" are displayed. The main display area shows a large "8.3" followed by "mmol/L". Below this, a black bar with white text reads "Additional Patient Test". Underneath, a question mark icon is followed by the text "D-531: Perform additional Patient Test for Patient ID 123456789?". At the bottom of this section are two buttons: one with a red "X" and one with a green checkmark. The very bottom of the screen shows the date "03/17/17" and several status icons (signal, Wi-Fi, battery, etc.).

Galima įjungti paciento tyrimų serijos funkciją (pvz., patikimumo patikrai). Jei ši funkcija yra įjungta (tai įmanoma tik naudojant DVS), iškylantysis dialogo langas iš karto po to, kai parodomas pirmojo tyrimo rezultatas, naudotojui leidžia atlikti kitą to paties paciento tyrimą. Ši funkcija galima ir STS bei KTĮ darbų sekoms.

4 Gliukozės kontroliniai tyrimai


4.1 Informacija apie gliukozės kontrolinius tyrimus

Atlikdami gliukozės kontrolinius tyrimus, laikykitės atitinkamų taisyklių ir atsakingų norminius dokumentus patvirtinančių agentūrų nurodymų. Taip pat žr. saugos pranešimą „Reagentų ir kitų darbinių tirpalų sukelta alergija ar sužalojimai“, 20 psl.

Tiksliai nustatant žinomas gliukozės koncentracijas užtikrinama, kad taikant sistemą ir jūsų tyrimams naudojamą techniką būtų gauti tikslūs pacientų tyrimų rezultatai. Gliukozės kontrolinių tirpalų reikšmės yra apibrėžtos (žinomos). Šių tirpalų rezultatai pirmiausia turi patekti į tam tikras priimtinas reikšmių ribas, kad būtų leidžiama atlikti pagrįstą paciento ištyrimą.

Sistemą galima sukonfigūruoti taip, kad prieš tai, kai bus leista atlikti paciento tyrimą, reiktų atlikti normos ribas atitinkančių gliukozės koncentracijų kontrolinį tyrimą. Tai vadinama *QC Lockout* (KK blokavimu). Tokiu būdu sistema neleidžia atlikti paciento ir išorinės kokybės kontrolės tyrimų, kai kontrolės rezultatai nepatenka į priimtą intervalą.

Gliukozės kontrolinio tyrimo atlikimo dažnumas



Laiko intervalus tarp gliukozės kontrolinių tyrimų nustato pati įstaiga. Šie intervalai nustatomi, kai konfigūruojama sistema. Nurodyto intervalo pabaigoje (arba tam tikrais atvejais, pvz., pradedant tyrimus su nauja tyrimo juostelių partija), įjungus matavimo prietaisą ir pasirinkus funkciją *Glucose Test* (gliukozės tyrimas), ekrane rodomas įspėjimas.

Gliukozės kontrolinius tyrimus reikia atlikti šiais atvejais:

- prieš pirmą kartą naudojant matavimo prietaisą paciento tyrimų atlikimui;
- praėjus jūsų įstaigos nustatytam gliukozės kontrolinio tyrimo atlikimo laiko intervalui;
- pirmą kartą naudojant naują matavimo juostelių buteliuką;
- pirmą kartą naudojant naują tyrimo juostelių partiją (su nauju tyrimo juostelių kodu);
- jei tyrimo juostelių buteliukas buvo paliktas atviras;
- pakartotinai gavus abejotinus tyrimo rezultatus;
- jei norite patikrinti sistemos veikimą.

Papildomai konfigūravimo metu galima nurodyti toliau išvardytus atvejus, kai reikia atlikti gliukozės kontrolinį tyrimą:

- jei ankstesnio kontrolinio tyrimo rezultatai išeina už nurodytų ribų;
- jei gliukozės kontroliniai tyrimai nebuvo atliekami tinkamu dažnumu.

Jei reikia atlikti gliukozės kontrolinį tyrimą (kaip parodyta iliustracijoje kairėje), jūs negalėsite atlikti gliukozės tyrimo, kol nebus sėkmingai atlikti kontroliniai tyrimai. Nenumatytiems atvejams matavimo prietaise galima sukonfigūruoti skubius tyrimus. Naudojant šią funkciją, matavimo prietaise galima atlikti ribotą gliukozės kiekio kraujyje tyrimų skaičių, jei to reikia esant tam tikroms aplinkybėms, neatsižvelgiant į tai, kad prietaise įjungtas kokybės kontrolės blokavimas (žr. 81 psl.).

***Informacija, išsaugoma
gliukozės kontrolinių tyrimų
metu***

Ši informacija išsaugoma atliekant kiekvieną gliukozės kontrolinį tyrimą su kontroliniu tirpalu:

- Gliukozės kontrolinio tyrimo rezultatas
- Kontrolinio tirpalo partijos numeris
- Naudotojo ID (jei sukonfigūruota)
- Kontrolinio tirpalo lygis (L1 arba L2)
- Tyrimo juostelių partijos numeris
- Tyrimo atlikimo laikas ir data
- Komentarai (jei taikoma)
- Matavimai, kurių reikšmės neatitinka nurodytų reikšmių ribų

Kontroliniai tirpalai

Gliukozės tyrimo juostelėms skirti kontroliniai tirpalai yra dviejų lygių:

- 1 lygis (L1) Lo („low“ – mažos tyrimo rezultatų reikšmės)
- 2 lygis (L2) Hi („high“ – didelės tyrimo rezultatų reikšmės)

Pasiruošimas atlikti gliukozės kontrolinį tyrimą

Išskyrus specialų pasiruošimą (žr. kitą skirsnį), gliukozės kontrolinis tyrimas atliekamas taip pat kaip ir paciento tyrimas.

- Matavimo prietaise turi būti išsaugotas ne mažiau kaip vienas tyrimo juostelių kodinis failas ir turi būti naudojamos tyrimo juostelių partijos numeris (žr. 6 skyrių).
- Turi būti tinkamos tyrimo juostelės.
- Reikia įvesti naudotojo ID (jei reikalaujama, su slaptažodžiu), jei matavimo prietaisas sukonfigūruotas taip, kad reikia prisijungti.

4.2 Gliukozės kontrolinių tyrimų atlikimas

Tyrimo procedūros apžvalga

Gliukozės kontrolinį tyrimą, atliekamą naudojant kontrolinį tirpalą, sudaro šie žingsniai:

- Pasirinkite norimą tyrimui skirtą kontrolinio tirpalo lygį.
- Patikrinkite kontrolinio tirpalo partijos numerį.
- Patikrinkite tyrimo juostelių partijos numerį.
- Atlikite tyrimą su kontroliniu tirpalu.

Rezultatas turi patekti į nurodytas ribas (kaip parodyta ant tyrimo juostelių buteliuko etiketės arba kaip nustatyta konfigūracijos metu), kad kontrolinis tyrimas būtų atliktas sėkmingai. Dabar (vėl) galima atlikti paciento tyrimus.

Glikozės kontrolinio tyrimo pradžia

Paruošę matavimo prietaisą, kaip aprašyta, galite atlikti tiesiogiai su kontroliniu tyrimu susijusius veiksmus:




- 1 Ekrane *Main Menu* (pagrindinis meniu) palieskite *Control Test* (kontrolinis tyrimas).

Ekrane *Control Test* (kontrolinis tyrimas) yra rodomi galimi kontrolinio tirpalo lygiai. Šalia mygtukų, dešinėje, žodžiu *Required* (būtinas) žymimas lygis, kuriuo turi būti atliekamas gliukozės kontrolinis tyrimas, kad būtų panaikintas KK blokavimas.

- 2 Palieskite *Level 1 (Lo)* (1 lygis (mažos)) arba *Level 2 (Hi)* (2 lygis (didelės)), kad pasirinktumėte kito tyrimo lygį. Viršuje esančiame pavyzdyje yra pažymėtas *Level 2 (Hi)* (2 lygis (aukštas)).

Kontrolinio tirpalo partijos numerio patvirtinimas arba pasirinkimas



Pasirinkus lygį jūsų bus prašoma patvirtinti arba įvesti kontrolinio tirpalo partijos numerį. Palyginkite numerį, rodomą matavimo prietaise, ir numerį, kuris yra ant kontrolinio tirpalo etiketės.

- 1 Pasirinkite partijos numerį tokiu būdu:
 - Jei norite naudoti iš anksto pasirinktą numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, palieskite (✓), kad patvirtintumėte.
 - Jei norite naudoti ne tą partijos numerį, kuris yra rodomas ekrane, palieskite (X), kad atsirastų klaviatūra, ir rankiniu būdu įveskite numerį.
 - Jei norite brūkšninio kodų skaitytuvu nuskaityti partijos numerį, kuris yra ant kontrolinio tirpalo buteliuko, paspauskite ir atleiskite (barcode icon). Laikykitės ID nuskaitymo instrukcijų (žr. 47 psl.). *
- 2 Palieskite (✓), kad patvirtintumėte pasirinktą tyrimo juostelių partijos numerį.


Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad rankinio patvirtinimo nereikėtų. Taip nustačius, bus rodomas tik partijos numeris. Papildomos parinktys negalimos.

Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad partijos numeriai būtų įvedami tik naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą. *

Daugiau informacijos apie kontrolinių tirpalų partijos numerių saugojimą žr. 94 psl.

* Ne visose šalyse galima naudoti kontrolinių tirpalų brūkšninius kodus (žr. 57 psl.).

Tyrimo juostelių partijos patvirtinimas arba pasirinkimas



Įvedus ir patvirtinus kontrolinio tirpalo partijos numerį, bus prašoma pasirinkti tyrimo juostelių partijos numerį. Palyginkite numerį, kurį rodo matuoklis, ir numerį, kuris yra ant tyrimo juostelių buteliuko etiketės.

- 1 Pasirinkite partijos numerį tokiu būdu:
 - Jei norite nuskaityti tyrimo juostelių indelio partijos numerį naudodami brūkšninių kodų skaitytuvą, paspauskite ir atleiskite . Laikykitės ID nuskaitymo instrukcijų. *
 - Jei norite naudoti iš anksto pasirinktą partijos numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, palieskite mygtuką , kad patvirtintumėte.
 - Jei naudojate ne tą partijos numerį, kuris yra rodomas ekrane, palieskite , kad ekrane atsirastų išsaugotų partijos numerių sąrašas. Pasirinkite norimą partijos numerį iš sąrašo.
- 2 Palieskite , kad patvirtintumėte pasirinktą tyrimo juostelių partijos numerį.

Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad rankinio patvirtinimo nereikėtų. Taip nustačius, bus rodomas tik partijos numeris. Papildomos parinktys negalimos.

Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad partijos numeriai būtų įvedami tik naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą. *




Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad partijos numeriai būtų pasirenkami tik iš sąrašo.

Daugiau informacijos apie tyrimo juostelių partijos numerių saugojimą žr. 87 psl.

* Ne visose šalyse galima naudoti kontrolinių tirpalų brūkšninius kodus (žr. 57 psl.).

Tyrimo juostelių įdėjimas

Patvirtinus tyrimo juostelių partiją, ekrane rodoma mirksinti žalia rodyklė, kuri nurodo įdėti tyrimo juostelę.




- 1 Iš tyrimo juostelių indelio išimkite tyrimo juostelę ir vėl uždarykite indelio dangtelį.
- 2 Laikykite tyrimo juostelę taip, kad užrašas ACCU-CHEK būtų viršuje.
- 3 Stumkite tyrimo juostelę į tyrimo juostelių angą iki galo kryptimi, kuri nurodyta rodyklėmis ant tyrimo juostelės.

Matavimo prietaisas supypsės. Rodoma smėlio laikrodžio piktograma reiškia, kad matavimo prietaisas tikrina tyrimo juostelę. Nelašinkite kontrolinio tirpalo, kol ji yra rodoma.

Kontrolinio tirpalo užlašinimas

Kai tik matavimo prietaisas patikrina tyrimo juostelę, rodoma smėlio laikrodžio piktograma ir prašoma užlašinti kontrolinio tirpalo.






Lašinant kontrolinį tirpalą, matavimo prietaiso padėtis turi būti tokia, kad tyrimo juostelių anga būtų aukščiau arba tame pačiame lygyje kaip ir kontrolinis tirpalas. Tokiu būdu perteklinis tirpalas negalės tekėti juostele žemyn ir nepateks į matavimo prietaisą.

- 1 Prieš užlašindami kontrolinį tirpalą, palaukite, kol ekrane pradės mirksėti lašo simbolis. Matavimo prietaisas supypsės.
- 2 Ant tyrimo juostelės **priekinio krašto** užlašinkite gliukozės kontrolinio tirpalo lašą. **Nelašinkite** kontrolinio tirpalo ant juostelės viršaus. Kontrolinis tirpalas tyrimo juostelėje įsiurbiamas veikiant kapiliariniam slėgiui.

Po to, kai nustatoma, kad kontrolinio tirpalo kiekis yra pakankamas, matavimo prietaisas supyps ir prasideda matavimas.

Rezultatų ekranas

Smėlio laikrodžio piktograma rodo, kad vyksta tyrimas. Pasibaigus tyrimui ir gavus rezultatą, matavimo prietaisas supyps dar kartą.



Priklausomai nuo konfigūracijos, rezultatas pateikiamas kaip reikšmė arba tik kaip kokybinis rezultatas, *Pass* (sėkminga) arba *Fail* (nesėkminga). Sistemą galima sukonfigūruoti taip, kad nebūtų leidžiama atlikti tyrimą, kol nebus sėkmingai atlikti visų reikiamų lygių gliukozės kontrolės tyrimai (kokybės kontrolės blokavimo funkcija).

Kai rezultatas pateikiamas kaip reikšmė, rezultatų ekrane yra mygtukas, kurio pavadinimas keičiasi atsižvelgiant į rezultatą (*Range* (intervalas) arba *Out of ... Range* (nepatenka į intervalą)). Palieskite šį mygtuką, kad būtų rodomos didžiausios ir mažiausios tikslios kontrolinių lygių reikšmės.

Prie kontrolinio tyrimo rezultato galima įrašyti komentarus (taip, kaip atliekant gliukozės tyrimus) (žr. 66 psl.).


Kontroliniams tyrimams komentarus reikia įrašyti tik tada, kai rezultatas (rodomas kaip reikšmė arba FAIL (nesėkminga)) nepatenka į nurodytą intervalą. Jei rezultatas (rodomas kaip reikšmė arba PASS (sėkminga)) patenka į nurodytą intervalą, komentarai nėra privalomi.

Jei komentaro prie tyrimo rezultato pridėti nenorite, palieskite , kad, jei reikia, pereitumėte prie kito kontrolinio tyrimo lygio arba grįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

Tyrimo rezultatai išsaugomi automatiškai, jei matavimo prietaisas perjungiamas į energijos taupymo režimą arba persijungia automatiškai, jei 10 minučių neatliekami jokie veiksmai ar neliečiamas ekranas (žr. „Automatinis energijos taupymo režimo įjungimas“, 22 psl.).

Išimkite tyrimo juostelę ir išmeskite, kaip reikalaujama galiojančių taisyklių ir reglamentų reikalavimuose.

Skubaus tyrimo atlikimas



Matavimo prietaisą galima sukonfigūruoti taip, kad skubaus paciento gliukozės tyrimą būtų leidžiama atlikti netgi tada, kai veikia matavimo prietaiso KK blokavimo arba duomenų perkėlimo blokavimo funkcija. Šią parinktį rekomenduojama naudoti situacijose, kai paciento būklė yra kritiška. Sistemos administratorius gali leisti atidėti kontrolinių tyrimų atlikimą nuo vieno iki devynių kartų.

Pranešimas *Run STAT* (atlikti skubų tyrimą) rodomas įspėjimo lange *QC Lockout* (KK blokavimas) esant šioms sąlygoms:

- sėkmingai prisijungus ir pasirinkus elementą *Patient Test* (paciento tyrimas), esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu);
- kai reikia gliukozės kontrolinio tyrimo (dėl nurodytų kontrolės intervalų ar kitų sąlygų);
- jei nustatymų parinkimo metu administratorius įjungė parinktį *STAT test* (skubus tyrimas);
- jei neviršytas galimų skubių tyrimų skaičius.

Jei išpildomos šios sąlygos, perspėjimo pranešime pasirodo du mygtukai, kuriais galima pasirinkti kitą veiksmą:

- Palieskite *Run QC* (atlikti KK), kad vietoje paciento tyrimo atliktumėte reikiamą kontrolinį tyrimą.
- Palieskite *Run STAT* (atlikti skubų tyrimą), kad atliktumėte paciento tyrimą net ir tada, kai reikia atlikti gliukozės kontrolinį tyrimą. Skubaus tyrimo būsenos įrašas yra saugomas kartu su įrašytais tyrimo duomenimis.

Jei matavimo prietaiso būsena yra *Download Lockout* (duomenų perkėlimo blokavimas) ir nėra galimų skubių tyrimų, matavimo prietaisą gali atblokuoti sistemos administratorius (žr. 160 psl.).

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.



5 Rezultatų peržiūra

5.1 Atmintyje saugomų tyrimų rezultatų rodymas

Duomenų įrašuose saugoma tyrimų rezultatų informacija


Nuskaičius išsaugotų tyrimų rezultatų duomenų įrašus rodoma ši informacija.

- Paciento ID, gliukozės kontrolės arba mėginio ID
- Tyrimo rezultatas
- Gliukozės kontrolės ir tiesiškumo tyrimams naudojamų reagentų partijų numeriai
- Tyrimo atlikimo data ir laikas
- Tyrimo atlikimo metu įrašyti komentarai

Techninės priežiūros rezultatai (dokumentacijai ir priežiūros darbams) išsaugomi ir rodomi kartu su data ir laiku tik tais atvejais, kai įrašomi komentarai.

Atmintyje saugomų rezultatų sąrašas


Kad atmintyje saugomi rezultatai būtų pateikiami kaip sąrašas:



- 1 Ekrane *Main Menu* (pagrindinis meniu) palieskite *Review Results* (peržiūrėti rezultatus).

Visi išsaugoti tyrimų rezultatai nuosekliai pateikiami sąraše.

- 2 Palieskite  arba , jei norite slinkti sąrašą į viršų arba į apačią. Rezultatai skirstomi į grupes pagal datą.



- 3 Palieskite įrašą sąrašė ir ekrane pamatysite išsamesnę jo informaciją.
- 4 Jei norite, kad būtų rodomi tik konkretaus paciento rezultatai, palieskite *Patient* (pacientas).
 - Išsamaus sąrašo rodinyje palietus *Patient* (pacientas), bus prašoma rankiniu būdu (arba naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą) įvesti paciento ID. Sąrašė liks tik pasirinkto paciento rezultatai.
 - Palietus elementą *Patient* (pacientas), esantį rodinyje *Patient Result* (paciento rezultatai) (vidurinis ekranas viršuje), bus rodomas šio paciento tyrimo rezultatų sąrašas.

Glucose Results12:48 pm

All -- 01/19/17 -- mmol/L

Time	Rslt	ID
7:15 pm	4.1	123456789ABC
5:32 pm	12.7	123456789ABC
2:25 pm	FAIL	QC L2
12:15 pm	4.4	56789ABC1234
11:46 am	PASS	QC L1
10:01 am	4.1	Linearity L3

Patient

QC

◀

☰

▼

03/17/17

Full

📶

🔋

- 5 Jei norite, kad būtų rodomas gliukozės kontrolinių tyrimų sąrašas, palieskite *QC* (KK).

Jei matavimo prietaisas yra sukonfigūruotas taip, kad rodytų PASS/FAIL (sėkminga / nesėkminga), o ne skaitinius KK rezultatus, galite naudoti šį sąrašą, kad patikrintumėte, ar matavimo prietaisas blokuojamas dėl nesėkmingo ar laiku neatlikto kontrolinio tyrimo.

- 6 Palieskite elementą *All* (visi), esantį ekrane *Glucose Test Results* (gliukozės rezultatai), kad pašalintumėte *Patient* (pacientas) arba *QC* (KK) pasirinkimą ir peržiūrėtumėte visus rezultatus.
- 7 Palieskite ◀, kad sugrįžtumėte į ankstesnį meniu ekraną, arba palieskite ☰, kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

6 Tyrimo juostelių, kontrolinio tirpalo ir tiesiškumo tyrimo tirpalo informacijos išsaugojimas matavimo prietaise

6.1 Tyrimo juostelių informacijos saugojimas

Kiekvienoje tyrimo juostelių dėžutėje yra kodinis raktas.¹ Kiekvienam partijos numeriui priskirtas tik vienas raktas, kuriame yra informacija apie konkrečios tyrimo juostelių partijos savybes. Tyrimo juostelių savybių informacija įkeliama (kaip kodinis failas) iš kodinio rakto, naudojant kodinio rakto skaitytuvą, ir išsiunčiama į matavimo prietaisą. Kodinis failas išsaugomas matavimo prietaise.

Atliekant šią procedūrą, centrinėje duomenų valdymo sistemoje taip pat galima išsaugoti kodinio rakto informaciją, iš ten ji gali būti persiusta į visus įstaigoje naudojamus matavimo prietaisus.

Dirbdami su kiekvienu tyrimu patikrinkite, ar išsaugotas (ir jūsų pasirinktas) kodas atitinka naudojamų tyrimo juostelių partijos numerį.

Atskirai nuo nekeičiamų duomenų, kurie tiesiogiai susiję su konkrečios partijos savybėmis, dalį kodinio rakto informacijos galima keisti (priklausomai nuo matavimo prietaiso nustatymų). Ši informacija yra tokia:




- Galiojimo data (gali būti nustatyta **prieš** rakte išsaugotą datą)
- Kontrolinių tirpalų parametrai (mažiausios ir didžiausios lygių L1/Lo ir L2/Hi reikšmės)

Konfigūravimui naudojant duomenų valdymo sistemą, galima iš dalies arba visiškai išjungti šiame skyriuje aprašytas funkcijas. Tokiu atveju atitinkami *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2) mygtukai nėra rodomi. Taip pat žr. A priedą.

1. *Kodinis raktas* dažnai dar vadinamas *kodavimo lustu*. Šie terminai yra sinonimai.

Kodinio rakto informacijos perkėlimas į matavimo prietaisą

Čia aprašoma būsena, kai prietaisas yra įjungtas ir ekrane rodomas *Main Menu* (pagrindinis meniu).



- 1 Palieskite , kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Strip Lots* (juostelių partijos), kad atidarytumėte susijusį meniu.
- 3 Palieskite *Add* (pridėti), jei norite pridėti naujos tyrimo juostelių partijos informaciją iš naujo kodinio rakto. Atidaromas ekranas *Add Strip Lot* (pridėti juostelių partiją).
- 4 Įdėkite naują kodinį raktą į kodinių raktų skaitytuvo angą. Šviesos diodas pradės mirksėti žaliai ir praneš, kad skaitytuvas paruoštas duomenų perkėlimui.






Po duomenų perkėlimo kodinis raktas dar keletą sekundžių išlieka paruoštas persiuntimo procesui. Todėl šią procedūrą galima kartoti, persiunčiant duomenis į keletą matavimo prietaisų ir nejungiant kodinio rakto iš naujo.




- 5 Kodinio rakto skaitytuvą dėkite ant lygaus paviršiaus, pvz., ant stalo. Matavimo prietaisą laikykite 10–15 cm (4–6 colių) atstumu virš kodinio rakto skaitytuvo, kad tarp dviejų infraraudonųjų spindulių langelių būtų palaikomas ryšys.
- 6 Palieskite ir pradėkite duomenų perkėlimą.

- Kodinis failas yra paruoštas perdavimui, kol mirksi šviesos diodas ant kodinio rakto skaitytuvo, net jei kodinis raktas yra pašalintas.
 - Šviesos diodui baigus mirksėti, išimkite kodinį raktą ir, jei reikia, įdėkite naują kodinį raktą perkėlimui.
 - Jei gausite klaidos pranešimą apie nesėkmingą parsisiuntimą, pakartotinai įdėkite tą patį kodinį raktą ir pabandykite dar kartą.
- Nekeiskite kodinio rakto, kol mirkčioja kodinio rakto skaitytuvas. Jei kodinio raktinio skaitytuvas mirkčioja, jis toliau vykdo anksčiau įkelto kodinio failo perdavimą ir nereaguoja į kodinį failą, kuris yra naujai įdėtame kodiniame rakte. Matavimo prietaisas gali rodyti klaidos pranešimą.

Prisijungus, matavimo prietaise pateikiama informacija apie tai, kaip vyksta perkėlimo procesas.






Po to ekrane rodoma informacija apie galiojimo terminą ir kontrolinių tirpalų parametrus.

- 1 Palieskite ☒, kad matavimo prietaise išsaugotumėte šio partijos numerio duomenis be pakeitimų arba palieskite ☐ (X), kad pakeistumėte šio partijos numerio duomenis prieš išsaugodami matavimo prietaise.

Patvirtinus siūlomas reikšmes, rodomas pavaizduotas ekranas. Šį ekraną galite naudoti pasirinkti partijos numeriui, kurį ką tik perkėlėte kaip dabartinį partijos numerį.

Esamos partijos numeris pateikiamas automatiškai naudojimui su tyrimais, kurie bus atliekami vėliau.



- 2 Palieskite ☒, kad patvirtintumėte, jog norite naudoti šį partijos numerį kaip dabartinį partijos numerį, arba palieskite ☐ (X), kad išsaugotumėte įrašus nepadarę partijos numerio dabartiniu partijos numeriu.
- 3 Įveskite papildomus partijų numerius arba palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

Tyrimo juostelės duomenų redagavimas

Add Strip Lot 12:48 pm

Strip Lot Confirmation

? D-530: Do you want to use the suggested values for strip 545603?
 Use by: 12/10/17
 L1(Lo): 2.4-4.1 mmol/L
 L2(Hi): 16-21.6 mmol/L

☐ ☒

03/17/17

Strip Expiration 12:48 pm

05/30/17

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	


☐ ☒

03/17/17


Kaip jau buvo minėta šio skyriaus pradžioje, galima keisti keletą tyrimo juostelių parametrų, galiojimo datą ir kontrolinių tirpalų reikšmių ribas.

- 1 Norimą galiojimo datą įveskite naudodamiesi klaviatūra (jei reikia, galima naudoti du skaitmenis ir pradžioje rašyti nulį). **Neįmanoma** įvesti datos, kuri yra vėlesnė už rakte išsaugotą galiojimo datą.
- 2 Palieskite ☒, kad patvirtintumėte pakeistą datą ir pereikite prie reikšmių ribų nustatymo.

Kontrolinių tirpalų parametrai – keturios atskiros reikšmės.



- 3 Norimas reikšmės įveskite viena po kitos, naudodami klaviatūrą:
 - mažiausia ribinė 1-ojo lygio reikšmė;
 - didžiausia ribinė 1-ojo lygio reikšmė.
 - mažiausia ribinė 2-ojo lygio reikšmė;
 - didžiausia ribinė 2-ojo lygio reikšmė.
- 4 Palieskite , kad patvirtintumėte kiekvieną atskirą įrašą ir pereitumėte prie kito įrašo.



Baigę tyrimo juostelių informacijos atnaujinimą, galite pereiti į kitą ekraną ir kaip esamą partijos numerį pasirinkti partijos numerį, kurį tuo metu redaguojate.

Esamos partijos numeris pateikiamas automatiškai naudojimui su tyrimais, kurie bus atliekami vėliau.


- 5 Palieskite , kad patvirtintumėte, jog norite naudoti šį partijos numerį kaip dabartinį partijos numerį, arba palieskite , kad išsaugotumėte įrašus nepadarę partijos numerio dabartiniu partijos numeriu.
- 6 Įveskite papildomus partijų numerius arba palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

6.2 Kontrolinio tirpalo informacijos saugojimas


Gliukozės kontrolinio tirpalo partijos informaciją galima įvesti prieš tyrimą, jei nustatant prietaisą buvo leista redaguoti partijos duomenis, ji nurodyta naudotojams skir-tame sąraše. Pridėdami gliukozės kontrolinių partijų numerius prie kontrolinių partijų sąrašo, atlikite šią procedūrą.

Kontrolinio tirpalo partijos numerio įvedimas

Čia aprašoma būsena, kai prietaisas yra įjungtas ir ekrane rodomas *Main Menu* (pagrindinis meniu).




- 1 Palieskite , kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Control Lots* (kontrolinės partijos), kad atidarytumėte susijusį meniu.
- 3 Norėdami įrašyti naują partijos numerį, palieskite *Add* (pridėti).



- 4 Pasirinkite lygį (L1/Lo arba L2/Hi).
- 5 Partijos numerį įveskite naudodami klaviatūrą. Palieskite , kad patvirtintumėte įvestą partijos numerį, arba paspauskite ir atleiskite , kad nuskaitytumėte partijos numerį nuo kontrolinio tirpalo buteliuko naudodami brūkšninių kodų skaitytuvą. Laikykitės ID nuskaitymo instrukcijų (žr. 47 psl.). *
- 6 Ant kontrolinio tirpalo buteliuko nurodytą galiojimo datą įveskite naudodami klaviatūrą.
- 7 Palieskite , kad patvirtintumėte įvestą galiojimo datą.

* Ne visose šalyse galima naudoti kontrolinių tirpalų brūkšninius kodus (žr. 57 psl.).






Baigę kontrolinio tirpalo informacijos atnaujinimą, galite pereiti į kitą ekraną ir kaip esamą partijos numerį pasirinkti partijos numerį, kurį tuo metu redaguojate.

Esamos partijos numeris pateikiamas automatiškai naudojimui su tyrimais, kurie bus atliekami vėliau.


- 8 Palieskite ☒, kad patvirtintumėte, jog norite naudoti šį partijos numerį kaip dabartinį partijos numerį, arba palieskite ☐, kad išsaugotumėte įrašus nepadarę partijos numerio dabartiniu partijos numeriu.
- 9 Įveskite papildomus partijų numerius arba palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

Išsaugoto partijos numerio pasirinkimas esamai partijai

Esamai partijai galima pasirinkti bet kokį išsaugotą partijos numerį.



- 1 Palieskite , esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Control Lots* (kontrolinės partijos), kad atidarytumėte susijusį meniu. Esamos partijos numeris pažymėtas žvaigždute (*).




- 3 Palieskite partijos numerį, kurį norite pasirinkti kaip esamos partijos numerį. Atidaromas išsamios informacijos rodinys.
- 4 Palieskite *Make Current* (pritaikyti kaip esamą), kad partijos numeris būtų išsaugotas kaip esamos partijos numeris. Tada *Current* (esama) informacija taip pat bus rodoma išsamios informacijos rodinyje.
- 5 Palieskite ◀, kad sugrįžtumėte į partijos numerių sąrašą, arba palieskite ☰, kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

6.3 Tiesiškumo tyrimų informacijos saugojimas


Atlikdami tiesiškumo tyrimus, laikykitės galiojančių atskaitingų reguliuojančiųjų institucijų reglamentų ir direktyvų reikalavimų.

Tiesiškumo tirpalo partijos numerio įvedimas

Čia aprašoma būsena, kai prietaisas yra įjungtas ir ekrane rodomas *Main Menu* (pagrindinis meniu).




- 1 Palieskite , kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Lineariry Lots* (tiesiškumo partijos), kad atidarytumėte susijusį meniu.
- 3 Norėdami įrašyti naują partijos numerį, palieskite *Add* (pridėti).



- 4 Partijos numerį įveskite naudodami klaviatūrą.
- 5 Palieskite , kad patvirtintumėte įvestą partijos numerį.
- 6 Įveskite galiojimo datą (jei reikia, įrašydami du skaičius ir pradžioje nulį) ir palieskite , kad patvirtintumėte galiojimo datą, kurią įvedėte.

Baigę tiesiškumo tyrimo informacijos atnaujinimą, galite pereiti į kitą ekraną ir kaip esamą partijos numerį pasirinkti partijos numerį, kurį tuo metu redaguojate.




Esamos partijos numeris pateikiamas automatiškai naudojimui su tyrimais, kurie bus atliekami vėliau.


- 7 Palieskite , kad patvirtintumėte, jog norite naudoti šį partijos numerį kaip dabartinį partijos numerį, arba palieskite , kad išsaugotumėte įrašus nepadarę partijos numerio dabartinio partijos numeriu.
- 8 Įveskite papildomus partijų numerius arba palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

Išsaugoto partijos numerio pasirinkimas esamai partijai

Esamai partijai galima pasirinkti bet kokią išsaugotą partijos numerį.



- 1 Palieskite ►, esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Linearity Lots* (tiesiškumo partijos), kad atidarytumėte susijusį meniu. Esamos partijos numeris pažymėtas žvaigždute (*).



- 3 Palieskite partijos numerį, kurį norite pasirinkti kaip esamos partijos numerį. Atidaromas išsamios informacijos rodinys.
- 4 Palieskite *Make Current* (pritaikyti kaip esamą), kad partijos numeris būtų išsaugotas kaip esamos partijos numeris. Tada *Current* (esama) informacija taip pat bus rodoma išsamios informacijos rodinyje.
- 5 Palieskite , kad sugrįžtumėte į partijos numerių sąrašą, arba palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

7 Tiesiškumo tyrimai

7.1 Informacija apie tiesiškumo tyrimus

Atlikdami tiesiškumo tyrimus, laikykitės galiojančių atskirų reguliuojančiųjų institucijų reglamentų ir direktyvų reikalavimų. Taip pat žr. saugos pranešimą „Reagentų ir kitų darbinių tirpalų sukelta alergija ar sužalojimai“, 20 psl. Informacijos apie tai, kur gauti priemonės, kurių reikia tiesiškumo tyrimams, galima sužinoti iš vietinio Roche atstovo.

Tiesiškumo tyrimai gali padėti atliekant visos sistemos veikimo ir tikslumo patikrą, išsamiai įvertinant nurodytas reikšmes. Su tiesiškumo tyrimo mėginiais reikia dirbti lygiai taip pat kaip su prieš tai aprašytais kontroliniais tirpalais, kurie naudojami gliukozės kontroliniam tyrimui.

Terminu „tiesiškumas“ apibūdinamas sistemos gebėjimas nuosekliai išlaikyti tikslumą dideliame nurodytų reikšmių intervale. Išdėsčius tyrimo rezultatus ir normos reikšmes kreivėje, kurioje atidedamos visos šios reikšmės, ideali jos forma būtų tiesė (didelis tiesiškumas). Tiesiškumas yra reikšmių, nuo mažiausios iki didžiausios, intervalas, kuriame instrumentas pateikia tikslius rezultatus.

Konfigūravimui naudojant duomenų valdymo sistemą, galima iš dalies arba visiškai išjungti šiame skyriuje aprašytas funkcijas. Tokiu atveju atitinkami *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2) mygtukai nėra rodomi. Taip pat žr. A priedą.

Tiesiškumo tyrimų atlikimo dažnumas

Sistemos tiesiškumą reikia patikrinti prieš tai, kai sistema bus pirmą kartą naudojama paciento tyrimams atlikti. Vėlesnių tiesiškumo tyrimų atlikimo dažnumą nustato įstaiga, kurioje naudojama ši sistema. Tiesiškumo tyrimus taip pat galima atlikti, kai norima patikrinti, kaip bendrai veikia sistema.

Informacija, išsaugoma tiesiškumo tyrimo metu

Ši informacija išsaugoma kiekvieno tiesiškumo tyrimo metu:

- Tyrimo rezultatas
- Tiesiškumo tyrimo tirpalo partijos numeris
- Tiesiškumo tyrimo tirpalo lygis (nuo L1 iki L6)
- Naudotojo ID (jei sukonfigūruota)
- Tyrimo juostelių partijos numeris
- Tyrimo atlikimo laikas ir data
- Komentarai (jei taikoma)

Tiesiškumo tyrimo rinkinys

Tiesiškumo tyrimo rinkinyje yra šešių koncentracijų gliukozės tirpalai (6 buteliukai, kiekviename iš jų po 2,5 mL). Išsamesnės informacijos apie rinkinio sudėtinės dalis ir darbą su juo žr. pakuotės lapelyje.

Pasiruošimas atlikti tiesiškumo tyrimą

Išskyrus specialų pasiruošimą (žr. kitame skirsnyje), tiesiškumo tyrimas atliekamas taip pat kaip ir paciento tyrimas. Prašome patikrinti šias funkcijas:

- Matavimo prietaise turi būti išsaugotas ne mažiau kaip vienas tyrimo juostelių kodinis failas ir turi atitikti naudojamos tyrimo juostelių partijos numeris (žr. 6 skyrių).
- Turi būti tinkamos tyrimo juostelės.
- Reikia įvesti naudotojo ID (jei reikalaujama, su slaptažodžiu), jei matavimo prietaisas sukonfigūruotas taip, kad reikia prisijungti.

7.2 Tiesiškumo nustatymo atlikimas


Tyrimo procedūros apžvalga

Tiesiškumo tyrimo etapai:

- Patikrinkite tiesiškumo tyrimo tirpalų partijos numerį.
- Patikrinkite tyrimo juostelių partijos numerį.
- Atlikite tyrimą su ne mažiau kaip trimis tiesiškumo tyrimo tirpalais.


Tiesiškumo tyrimo pradžia

Čia aprašoma būsena, kai prietaisas yra įjungtas ir ekrane rodomas *Main Menu* (pagrindinis meniu).



- 1 Palieskite , esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Linearity* (tiesiškumas), kad pradėtumėte tiesiškumo tyrimą. Atidaromas ekranas *Linearity Test* (tiesiškumo tyrimas).

Tiesiškumo tyrimo rinkinių partijos numerio patvirtinimas arba pasirinkimas



Dabar prašoma patvirtinti arba įvesti tiesiškumo tyrimo rinkinio partijos numerį. Palyginkite numerį, rodomą matavimo prietaise, ir numerį, kuris yra ant tiesiškumo tyrimo rinkinio etiketės.

- 3 Jei norite naudoti iš anksto pasirinktą numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, palieskite , kad patvirtintumėte.

Jei norite naudoti ne tą partijos numerį, kuris yra rodomas ekrane, palieskite , kad atsirastų klaviatūra, ir rankiniu būdu įveskite numerį (žr. 99 psl.).


Tyrimo juostelių partijos patvirtinimas arba pasirinkimas



Įvedus ir patvirtinus tiesiškumo tyrimo rinkinio partijos numerį, bus prašoma pasirinkti tyrimo juostelių partijos numerį. Palyginkite numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, ir numerį, kuris yra ant tyrimo juostelių indelio etiketės.

- 4 Jei norite naudoti iš anksto pasirinktą numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, palieskite , kad patvirtintumėte.

Jei norite naudoti ne tą partijos numerį, kuris yra rodomas ekrane, palieskite , kad pasirinktumėte numerį iš sąrašo, įveskite numerį rankiniu būdu naudodami klaviatūrą arba nuskaitykite partijos numerį naudodami brūkšnių kodų skaitytuvą (žr. 87 psl.).






Meniu *Linearity Test* (tiesiškumo tyrimas) rodomi galimi tiesiškumo tyrimo lygiai.

- 5 Palieskite *L1*, kad pradėtumėte kitą tyrimą šiuo (pirmuoju) lygiu.

Tyrimo juostelių įdėjimas

Pasirinkus tyrimo juostelių partiją, ekrane rodoma mirksinti žalia rodyklė, kuri nurodo įdėti tyrimo juostelę.




- 1 Iš tyrimo juostelių indelio išimkite tyrimo juostelę ir vėl uždarykite indelio dangtelį.
- 2 Laikykite tyrimo juostelę taip, kad užrašas ACCU-CHEK būtų viršuje.
- 3 Stumkite tyrimo juostelę į tyrimo juostelių angą iki galo matavimo kryptimi, kuri nurodyta rodyklėmis ant tyrimo juostelės.

Matavimo prietaisas supypsės. Rodoma smėlio laikrodžio piktograma reiškia, kad matavimo prietaisas tikrina tyrimo juostelę. Nelašinkite tiesiškumo tirpalo, kol ji yra rodoma.

Tiesiškumo tyrimo mėginio užlašinimas

Kai tik matavimo prietaisas patikrina tyrimo juostelę, rodoma smėlio laikrodžio piktograma ir prašoma užlašinti tiesiškumo tirpalą.




Lašinant tiesiškumo tirpalą, matavimo prietaiso padėtis turi būti tokia, kad tyrimo juostelių anga būtų aukščiau arba tame pačiame lygyje kaip ir tiesiškumo tirpalas. Tokiu būdu perteklinis tirpalas negalės tekėti juostele žemyn ir nepateks į matavimo prietaisą.

1. Prieš užlašindami tirpalą, palaukite, kol ekrane pradės mirksėti lašo simbolis. Matavimo prietaisas supypsės.
2. Ant tyrimo juostelės **priekinio krašto** užlašinkite tiesiškumo tirpalą lašą. **Nelašinkite** tirpalą ant juostelės viršaus.
Tiesiškumo tirpalas tyrimo juostelėje įsiurbiamas veikiant kapiliariniam slėgiui.

Po to, kai nustatoma, kad tiesiškumo tirpalų kiekis yra pakankamas, matavimo prietaisas supypsi ir pradės matavimą.

Rezultatų ekranas

Smėlio laikrodžio piktograma rodo, kad vyksta tyrimas. Pasibaigus tyrimui ir gavus rezultatą, matavimo prietaisas supypsi dar kartą.



Prie tyrimo rezultato galima įrašyti komentarus (taip, kaip atliekant gliukozės tyrimus) (žr. 66 psl.).

Jei komentarų prie tyrimo rezultato pridėti nenorite, palieskite , kad pereitumėte prie kito tiesiškumo tyrimo lygio.

Išimkite tyrimo juostelę ir išmeskite, kaip reikalaujama galiojančių taisyklių ir reglamentų reikalavimuose. Aukščiau aprašytus veiksmus pakartokite su visais tiesiškumo tyrimo lygiais.

Tyrimo rezultatai išsaugomi automatiškai, jei matavimo prietaisas perjungiamas į energijos taupymo režimą arba persijungia automatiškai, jei 10 minučių neatliekami jokie veiksmai ar neliečiamas ekranas (žr. „Automatinis energijos taupymo režimo įjungimas“, 22 psl.).

8 Išorinės kokybės kontrolės tyrimas

8.1 Informacija apie išorinės kokybės kontrolės tyrimus

Atlikdami išorinės kokybės kontrolės tyrimus, laikykitės galiojančių atsakingų reguliuojančiųjų institucijų reglamentų ir direktyvų reikalavimų.

Gliukozės kiekio kraujyje išorinės kokybės kontrolės tyrimai yra atliekami su mėginiais, kurių reikšmių nežino tyrimą atliekantis naudotojas. Šie mėginiai yra gaunami iš išorinio tiekėjo ir rezultatai turi būti persiunčiami atitinkamam tiekėjui baigus tyrimą. Išorinės kokybės kontrolės mėginiai tiriami taip pat kaip įprastiniai pacientų mėginiai.

Atliekant gliukozės išorinės kokybės kontrolės tyrimą yra patvirtinama, kad jūsų naudojama įranga, reagentai, sistema ir tyrimo atlikimas yra tokie, kokie turi būti. Kai kurios reguliuojančiosios institucijos reikalauja, kad šie išorinės kokybės kontrolės tyrimai būtų atliekami kaip įstaigos kokybės užtikrinimo programos dalis prieš sertifikuojant įstaigą.

Konfigūravimui naudojant duomenų valdymo sistemą, galima iš dalies arba visiškai išjungti šiame skyriuje aprašytas funkcijas. Tokiu atveju atitinkami *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2) mygtukai nėra rodomi. Taip pat žr. A priedą.

Informacija, išsaugoma išorinės kokybės kontrolės tyrimų metu

Ši informacija išsaugoma atliekant kiekvieną išorinės kokybės kontrolės tyrimą

- Tyrimo rezultatas
- Mėginio ID
- Tyrimo juostelių partijos numeris
- Tyrimo atlikimo laikas ir data
- Komentarai (jei taikoma)
- Naudotojo ID (jei sukonfigūruota)

Atliekant gliukozės kiekio kraujyje išorinės kokybės kontrolės tyrimus, mėginio identifikacijai reikia išsaugoti mėginio ID (vietoj paciento ID). Galima įvesti iki 20 ženklų ilgio mėginio ID.

Pasiruošimas išorinės kokybės kontrolės tyrimui

Kad būtų galima atlikti išorinės kokybės kontrolės tyrimą, reikės nurodytų priemonių:

- Matavimo prietaise turi būti išsaugotas ne mažiau kaip vienas tyrimo juostelių kodinis failas ir turi atitikti naudojamos tyrimo juostelių partijos numeris (žr. 6 skyrių).
- Turi būti tinkamos tyrimo juostelės.
- Reikia įvesti naudotojo ID (jei reikalaujama, su slaptažodžiu), jei matavimo prietaisas sukonfigūruotas taip, kad reikia prisijungti.

8.2 Išorinės kokybės kontrolės tyrimo atlikimas



Tyrimo procedūros apžvalga

Išorinės kokybės kontrolės tyrimą sudaro šie žingsniai:

- Įveskite išorinės kokybės kontrolės tyrimo mėginio ID.
- Patikrinkite tyrimo juostelių partijos numerį.
- Atlikite tikrą tyrimą naudodami išorinės kokybės kontrolės mėginį.

Išorinės kokybės kontrolės tyrimo pradžia

Čia aprašoma būsena, kai prietaisas yra įjungtas ir ekrane rodomas *Main Menu* (pagrindinis meniu).



- 1 Palieskite , esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Proficiency* (išorinė kokybės kontrolė), kad pradėtumėte išorinės kokybės kontrolės tyrimą.

Išorinės kokybės kontrolės mėginio ID įvedimas

Jūsų prašoma įvesti mėginio ID.

- 1 Naudodami klaviatūrą rankiniu būdu įveskite mėginio ID arba paspauskite ir atleiskite , kad nuskaitytumėte mėginio ID nuo mėginio buteliuko naudodami brūkšninių kodų skaitytuvą (žr. 47 psl.). Įsitikinkite, kad išorinės kokybės kontrolės mėginio brūkšninis kodas yra suderinamas (žr. A priedą).
- 2 Palieskite , kad patvirtintumėte pasirinktą arba nuskaitytą mėginio ID.

Tyrimo juostelių partijos patvirtinimas arba pasirinkimas




Įvedus ir patvirtinus mėginio ID, bus prašoma pasirinkti tyrimo juostelių partijos numerį. Palyginkite numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, ir numerį, kuris yra ant tyrimo juostelių indelio etiketės.

- 3 Jei norite naudoti iš anksto pasirinktą numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, palieskite , kad patvirtintumėte.

Jei norite naudoti ne tą partijos numerį, kuris yra rodomas ekrane, palieskite , kad pasirinktumėte numerį iš sąrašo, įveskite numerį rankiniu būdu naudodami klaviatūrą arba nuskaitykite partijos numerį naudodami brūkšninių kodų skaitytuvą (žr. 87 psl.).

Tyrimo juostelių įdėjimas

Patvirtinus tyrimo juostelių partiją, ekrane rodoma mirksinti žalia rodyklė, kuri nurodo įdėti tyrimo juostelę.




- 1 Iš tyrimo juostelių indelio išimkite tyrimo juostelę ir vėl uždarykite indelio dangtelį.
- 2 Laikykite tyrimo juostelę taip, kad užrašas ACCU-CHEK būtų viršuje.
- 3 Stumkite tyrimo juostelę į tyrimo juostelių angą iki galo matavimo kryptimi, kuri nurodyta rodyklėmis ant tyrimo juostelės.

Matavimo prietaisas supypsės. Rodoma smėlio laikrodžio piktograma reiškia, kad matavimo prietaisas tikrina tyrimo juostelę. Nelašinkite išorinės kokybės kontrolės mėginio, kol ji yra rodoma.

Išorinės kokybės kontrolės mėginio užlašinimas

Kai tik matavimo prietaisas patikrina tyrimo juostelę, rodoma smėlio laikrodžio piktograma ir prašoma užlašinti išorinės kokybės kontrolės mėginį.






Lašinant išorinės kokybės kontrolės mėginį, matavimo prietaiso padėtis turi būti tokia, kad tyrimo juostelių anga būtų aukščiau arba tame pačiame lygyje kaip ir mėginio lašas. Tokiu būdu perteklinis mėginys negalės tekėti juostele žemyn ir nepateks į matavimo prietaisą.

- 1 Prieš užlašindami mėginį, palaukite, kol ekrane pradės mirksėti lašo simbolis. Matavimo prietaisas supypsės.
- 2 Ant tyrimo juostelės **priekinio krašto** užlašinkite mėginio lašą. **Nelašinkite** mėginio ant juostelės viršaus.
Mėginys tyrimo juostelėje įsiurbiamas veikiant kapiliariniam slėgiui.

Po to, kai nustatoma, kad mėginio kiekis yra pakankamas, matavimo prietaisas supypsi ir prasideda matavimas.

Rezultatų ekranas

Smėlio laikrodžio piktograma rodo, kad vyksta tyrimas. Pasibaigus tyrimui ir gavus rezultatą, matavimo prietaisas supypsi dar kartą.



Rezultatas rodomas, kaip skaitmeninė reikšmė, jeigu ji neišeina už sistemos matavimo reikšmių ribų. Tokiu atveju rodomas pranešimas *Hi* (viršutinė riba) arba *Lo* (apatinė riba).

Prie tyrimo rezultato galima įrašyti komentarus (taip, kaip atliekant gliukozės tyrimus) (žr. 66 psl.).

Jei komentarų prie tyrimo rezultato pridėti nenorite, palieskite , kad užbaigtumėte tyrimą ir išsaugotumėte rezultatą.

Tyrimo rezultatai išsaugomi automatiškai, jei matavimo prietaisas perjungiamas į energijos taupymo režimą arba persijungia automatiškai, jei 10 minučių neatliekami jokie veiksmai ar noliečiamas ekranas (žr. „Automatinis energijos taupymo režimo įjungimas“, 22 psl.).

Išimkite tyrimo juostelę ir išmeskite, kaip reikalaujama potencialiai užkrečiamų mėginių ir medžiagų tvarkymo taisyklėse ir nurodymuose.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.




9 Pradinis paleidimas

9.1 Pagrindinio bloko prijungimas


PASTABA

Kad prietaisas visada veiktų saugiai ir patikimai, naudokite tik specialiai sistemai Accu-Chek Inform II skirtą maitinimo šaltinį (informacijos apie užsakymą žr. 177 psl.).

Accu-Chek Inform II Base Unit:



Accu-Chek Inform II Base Unit Light:



- 1 Paslinkite pagrindinį bloką aukštyn ir nuimkite jį nuo sieninio laikiklio (jei jis yra).
- 2 Prijunkite maitinimo šaltinio prie maitinimo jungties.
- 3 **Jeigu norite prijungti Accu-Chek Inform II Base Unit naudodami laidus:** Įjunkite ethernetą (RJ45) kabelį arba USB kabelį į atitinkamą kištukinį lizdą. Naudokite tik su sistema Accu-Chek Inform II pateiktą USB kabelį.
- 4 Uždėkite pagrindinį bloką atgal ant sieninio laikiklio (jei jis yra).

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie Accu-Chek Inform II Base Unit konfigūravimą, kreipkitės į Roche atstovą.

Pastaba sistemos administratoriui: Norėdami gauti daugiau techninės informacijos apie Accu-Chek Inform II Base Unit konfigūravimą, žr. su prietaisų pateiktą pakuotės lapelį ir PDF formatu Accu-Chek Inform II Base Unit saugomą „Techninių pastabų“ failą. Šį failą galite peržiūrėti USB laidu prijungę pagrindinį bloką prie kompiuterio.

Informacijos apie Base Unit prijungimą naudojant senesnę techninę įrangą (REF 05060290001), žr. E priedą, „Accu-Chek Inform II Base Unit skirtas priedas (sena versija)“.

9.2 Baterijų pakuotės montavimas ir keitimas

Matavimo prietaiso Accu-Chek Inform II pristatymo metu baterijų pakuotę nebūna sumontuota.

Nenaudojamos baterijų pakuotės laikui bėgant išsikrauna ir turi būti įkrautos, kad jas būtų galima naudoti. Sumontavus **naują baterijų pakuotę**, prieš atliekant tyrimus matavimo prietaisą pagrindiniame bloke **reikia krauti mažiausiai 8 valandas (pvz., per naktį)**.

Kai matavimo prietaisas yra pagrindiniame bloke, ekrane rodoma piktograma . Ši piktograma rodo, kad yra prijungtas elektros maitinimas ir, jei reikia, galima įkrauti matavimo prietaisą.

Montavimo ir pradinio nustatymo metu pasirūpinkite, kad būtų palaikoma leidžiama baterijų pakuotės įkrovimo temperatūra (3–42 °C arba 37–108 °F).

Norėdami išsaugoti datos ir laiko nustatymus, baterijų pakuotę turite pakeisti apytiksliai per 10 minučių. Praėjus šiam laikui, gali reikėti iš naujo įvesti datą ir laiką. Baterijų pakuotę keiskite tik išjungę matavimo prietaisą, žr. 122 psl.


Baterijų pakuotės išėmimas

Jei baterijų pakuotė jau sumontuota, įsitikinkite, kad matavimo prietais yra išjungtas, kad jo nesugadintumėte ir neprarastumėte duomenų.

- 1 Norėdami išjungti matavimo prietaisą, įjungimo / išjungimo mygtuką ① palaikykite nuspaudę **apie 5 sekundes** ir jį atleiskite iš karto po to, kai bus rodomas Roche logotipas ir supypsės matavimo prietaisas.

Jei įjungimo / išjungimo mygtuką spausite per ilgai, praėjus 12 sekundžių bus įjungta pradinė nustatymų atkūrimo funkcija (žr. skirsnį „Matavimo prietaiso perkrovimas“, 170 psl.).

- 2 Padėkite apverstą prietaisą ant lygaus paviršiaus.





- 3 Naudodami T5 dydžio Torx tipo atsuktuvą, atsukite tris varžtus prilaikydami baterijų skyriaus dangtelį.
- 4 Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį nuo matuoklio. Baterijų pakuotė yra matoma ir yra sujungta su matavimo prietaisu per jungtį.
- 5 Atsargiai pakelkite baterijų pakuotę ir atjunkite kištukinę jungtį.



Panaudotų baterijų tvarkymas


Neišmeskite baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Panaudotas baterijs išmeskite laikydamiesi galiojančių vietinių taisyklių ir direktyvų reikalavimų ir jūsų įstaigos reikalavimų dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

Baterijų pakuotės montavimas

- 1 Atsukite baterijų skyriaus dangtelio varžtus, kol jie bus išsikišę apie 4–5 mm (2/10 col.).



- 2 Laikykite baterijų pakuotę rankoje ir suimkite laidus ir kištuką nykščiu ir smiliu.




- 3 Įkiškite jungties kištuką į lizdą.
- 4 Įdėkite baterijų pakuotę į baterijų skyrių, kaip pavaizduota prieš tai.

Norėdami tinkamai įdėti baterijų pakuotę, visada sulygiuokite baterijų pakuotės šone esančias briaunas su briaunomis baterijų skyriuje.



- 5 Uždarykite baterijų skyrių dangteliu. Patikrinkite, ar jungties laidai nebuvo suspausti tarp matavimo prietaiso ir dangtelio.
- 6 Priveržkite visus tris varžtus taip, kad priglustų (neveržkite per stipriai).

Įdėjus naują baterijų pakuotę, matavimo prietaisas įsijungia automatiškai.






- Ekrane pasirodo Roche logotipas. Jei matavimo prietaisas neįsijungia automatiškai, baterijų pakuotė gali būti beveik išsikrovusi. Įstatykite matavimo prietaisą į pagrindinį bloką mažiausiai 15 minučių, o tada išimkite matavimo prietaisą ir vėl pabandykite jį įjungti. Jei jis įsijungia, baterijų pakuotė įkraunama tinkamai.
 - Netrukus turi pasirodyti pradžios ekranas.
 - Jei matavimo prietaiso maitinimas nevyko per ilgai, rodomas pranešimas, informuojantis apie dėl nutrūkusio maitinimo prarastus datos ir laiko nustatymus.
 - Rodomi datos ir laiko įvedimo ekranai.
- 7 Įveskite datą ir laiką. Įvedę teisingą informaciją, kiekvieną ekraną patvirtinkite naudodami (✓).
 - Išskyrus tuos atvejus, kai jūsų KK konfigūracija yra *Always OK* (visada gerai) (žr. 137 psl.), dėl rankiniu būdu įvestos datos ir laiko bus įjungtas matavimo prietaiso KK blokavimas.
 - 8 Prieš atlikdami tyrimus, sinchronizuokite matavimo prietaiso datą ir laiką su jūsų įstaigos data ir laiku naudodami pagrindinį bloką arba, jei dirbate naudodami belaidį ryšį, palaukite mažiausiai dešimt minučių, kol bus atliktas kitas WLAN sinchronizavimas.

Sumontavus naują baterijų pakuotę, prieš atliekant tyrimus matavimo prietaisą pagrindiniame bloke reikia krauti mažiausiai 8 valandas (pvz., per naktį).


9.3 Matavimo prietaiso įstatymas

Įstačius matavimo prietaisą į pagrindinį bloką, galima įkrauti bateriją. Įstačius matuoklį rodomi įvairūs pranešimai, priklausomai nuo esamos matuoklio būsenos.


Toliau esantis vaizdas rodomas matavimo prietaise, jį **prijungtus** prie Accu-Chek Inform II Base Unit arba Accu-Chek Inform II Base Unit Light ir **palaikant ryšį**. Tas pats vaizdas rodomas, kai matavimo prietaisas perduoda duomenis per pagrindinį bloką arba naudodamas belaidį ryšį.



Šis vaizdas rodomas, kai ryšys vis dar yra palaikomas, tačiau matavimo prietaisas apdoroja gautus duomenis arba laukia kito duomenų pranešimo iš DVS.



Šis vaizdas rodomas, kai ryšys nepalaikomas.



Šis vaizdas rodomas, kai į matavimo prietaisą yra perduodami programinės įrangos naujinimai.

- Jei matavimo prietaisas perduoda duomenis belaidžiu ryšiu iš karto po tyrimo, toks ryšys ekrane **nevaizduojamas**. Ekranas lieka nepakitęs (po tyrimo įprastai rodomas *Main Menu* (pagrindinis meniu)).
- Jei matavimo prietaisas veikia budėjimo režimu (bet neprijungtas prie pagrindinio bloko) ir palaikomas belaidis ryšys, toks ryšys ekrane **nevaizduojamas**. Ekranas lieka tuščias.

9.4 Pradinis matavimo prietaiso nustatymas

Yra du būdai konfigūruoti matavimo prietaisą: tai galima daryti tiesiogiai matavimo prietaise (žr. toliau pateiktą meniu apžvalgą) arba naudojant duomenų valdymo sistemą (žr. A priedą). Šie du būdai skiriasi, nes galimos parinktys yra skirtingos.

Jei matavimo prietaisą sukonfigūruoja sistemos administratorius, naudodamas duomenų valdymo sistemą, konfigūracijos parinktys matavimo prietaise gali būti išjungtos, kad būtų išvengta nustatymų nesuderinamumo. Tada šių parinkčių spalva ekrane būna pilka.

Matavimo prietaiso įsigijimo metu būna nustatyti numatytieji pasirinkimai. Matavimo prietaise galima sukonfigūruoti šiuos nustatymus.

- Datos ir laiko formatas
- Galimas datos ir laiko redagavimas
- Vienetai
- Tyrimų tipai
- Galimas partijos informacijos redagavimas
- Partijos informacijos patvirtinimo būdai
- Galima naudoti brūkšninių kodų skaitytuvą
- Normalių, kritinių ir ataskaitoje pateikiamų reikšmių ribos
- Naudotojo ID parinktys
- Paciento ID parinktys
- Gliukozės kontrolės ir kokybės kontrolės blokavimo nustatymai
- Garsinis signalas

11

Esant iš anksto sukonfigūruotiems numatytiesiems nustatymams, parinktis *Service Menu* (priežiūros meniu) (žr. skirsnį 10.6) su funkcija „Delete Patient Information“ (šalinti paciento informaciją) nėra pasiekiamo. *Service Menu* (priežiūros meniu) galima aktyvuoti tik naudojant DVS.

Meniu apžvalga

Šiose lentelėse pateikiama trumpa meniu struktūros apžvalga. Meniu galima naudoti pilnaverčiam darbui su matavimo prietaisu ir svarbiausių pagrindinių nustatymų parinkimui.

Main Menu (pagrindinis meniu)		
Patient Test (paciento tyrimas)	Observer Login (stebėtojo prisijungimas)	– Enter Observer ID (stebėtojo ID įvedimas) – Enter Observer Password (stebėtojo slaptažodžio įvedimas)
	Glucose Test (gliukozės tyrimas)	– Enter Patient ID (paciento ID įvedimas) – Verify Test Strip Lot (tyrimo juostelių partijos patvirtinimas) – Insert Test Strip (tyrimo juostelės įdėjimas) – Apply Sample (mėginio užlašinimas) – View Test Results (tyrimo rezultatų peržiūra) – Add Comments (komentarų įrašymas)
	Other Test (kitas tyrimas)	– Pregnancy (nėštumas) – Visual Urinalysis (UA) (vizualinis šlapimo tyrimas) – Rapid Streptococcus (greitas streptokoko) – Rapid Drugs of Abuse Tests (DAT) (greiti narkotinių medžiagų tyrimai) – Fecal Occult (slapto kraujavimo išmatose tyrimas) – Gastric Occult (slapto kraujavimo skrandyje tyrimas) – Ketones (ketonai) – Rapid-Acting Insulin (greitai veikiantis insulinas) – Regular Insulin (įprastinis insulinas) – Intermediate-Acting Insulin (tarpinio poveikio insulinas) – Long-Acting Insulin (ilgai veikiantis insulinas) – Insulin Mixtures (insulino mišiniai)
Control Test (kontrolinis tyrimas)	Glucose Control Test (gliukozės kontrolinis tyrimas)	– Select Level (lygio pasirinkimas) – Verify Control Lot (kontrolės partijos patvirtinimas) – Verify Test Strip Lot (tyrimo juostelių partijos patvirtinimas) – Insert Test Strip (tyrimo juostelės įdėjimas) – Apply Control Solution (kontrolinio tirpalo užlašinimas) – View Test Results (tyrimo rezultatų peržiūra) – Add Comments (komentarų įrašymas)
	Other Control Tests (kiti kontroliniai tyrimai)	– Select Type of Control (kontrolės tipo pasirinkimas) – Enter Date/Time tested (tyrimo datos ir laiko įvedimas) – Enter/Confirm Kit or Test Strip Lot Number (rinkinio arba tyrimo juostelių partijos įvedimas ir patvirtinimas) – Enter Kit or Test Strip Expiration Date (rinkinio arba tyrimo juostelių galiojimo datos įvedimas) – Enter/Confirm Control Lot Number (kontrolės partijos numerio įvedimas / patvirtinimas) – Enter Control Lot Expiration Date (kontrolės partijos galiojimo datos įvedimas) – Select Control Result(s) (kontrolės rezultatų pasirinkimas)
Review Results (rezultatų peržiūra)	Review Glucose Test (gliukozės tyrimo peržiūra)	– Review All Test Results (visų tyrimų rezultatų peržiūra)
	Review Other Test (kito tyrimo peržiūra)	– Review All OTE Results (visų KTJ rezultatų peržiūra)


Main Menu 2 (pagrindinis meniu nr. 2)	
Maintenance (prižiūra)	- Add Comment (komentaro įrašymas) - Maintenance Result (prižiūros rezultatas)
Proficiency (išorinė kokybės kontrolė)	- Enter Sample ID (mėginio ID įvedimas) - Verify Test Strip Lot (tyrimo juostelių partijos patvirtinimas) - Insert Test Strip (tyrimo juostelės įdėjimas) - Apply Sample (mėginio užlašinimas) - View Test Results (tyrimo rezultatų peržiūra) - Add Comments (komentarų įrašymas)
Strip Lots (juostelių partijos)	- View Lot List (partijų sąrašo peržiūra) - Add Lot (partijos pridėjimas) - Enter Expiration Date (galiojimo datos įvedimas) - Set Control Ranges (kontrolinių reikšmių įvedimas) - View Lot Details (partijos apibūdinimo peržiūra) - Make Lot Current (partijos pritaikymas kaip esamos) - Edit/Delete Lot (partijos redagavimas/panaikinimas)
Control Lots (kontrolės partijų numeriai)	- View Lot List (partijų sąrašo peržiūra) - Select Control Level (kontrolės lygio pasirinkimas) - Add Lot (partijos pridėjimas) - Enter Expiration Date (galiojimo datos įvedimas) - Make Lot Current (partijos pritaikymas kaip esamos) - Edit/Delete Lot (partijos redagavimas/panaikinimas)
Linearity Lots (tiesiškumo tyrimo partijos)	- View Lot List (partijų sąrašo peržiūra) - Add Lot (partijos pridėjimas) - Enter Expiration Date (galiojimo datos įvedimas) - Make Lot Current (partijos pritaikymas kaip esamos) - Edit/Delete Lot (partijos redagavimas/panaikinimas)
Linearity (tiesiškumas)	- Verify Linearity Lot (tiesiškumo tyrimo partijos patvirtinimas) - Verify Strip Lot (juostelių partijos patvirtinimas) - Select Linearity Level (tiesiškumo tyrimo lygio pasirinkimas) - Insert Test Strip (tyrimo juostelės įdėjimas) - Apply Linearity Solutio (tiesiškumo tyrimo tirpalo užlašinimas) - View Test Results (tyrimo rezultatų peržiūra) - Add Comments (komentarų įrašymas)
Beeper (garsinis signalas)	- Set Beeper Volume (garsinio signalo garsumo nustatymas)
Diagnostics (diagnostika)	- List Software Versions (programinės įrangos versijų sąrašas) - Test Barcode Scanner (brūkšnių kodų skaitytuvo tikrinimas) - Meter Events Log (matavimo prietaiso įvykių žurnalas) - Statistics (statistika) - Configuration (konfigūracija) - Ranges (reikšmių sritis) - Wireless Setup (belaidis konfigūravimas) - Wireless Status (belaidžio ryšio būseną) - Wireless Test (belaidžio ryšio bandymas)

Admin Menu (administratoriaus meniu)		
Language (kalba)	- German (vokiečių), French (prancūzų), Spanish (ispanų), Italian (italų), Dutch (olandų), Swedish (švedų), English (anglų), Danish (danų), Portuguese (portugalų) - Additional installable languages (papildomai įdiegiamos kalbos)	
Date/Time (data/laikas)	- Enter Current Date (esamos datos įvedimas) - Enter Current time (esamo laiko įvedimas)	
Setup Menu (nustatymų meniu)	Date/Time Options (datos/laiko parinktys)	- Date/Time Editing (datos/laiko redagavimas) - Time Format (laiko formatas) - Date Format (datos formatas)
	Test Display Options (tyrimo rodymo ekrane parinktys)	- Result Unit (rezultatų pateikimo vienetai) - Enable Tests (leidimas atlikti tyrimus) - Number of STAT Tests (leidžiamas skubių tyrimų skaičius) (jei įjungta)
	Reagent Options (reagentų parinktys)	- Reagent Editing (reagentų duomenų redagavimas) - Lot Verification Mode (partijos patvirtinimo režimas)
	QC Frequency (kokybės kontrolės dažnis)	Control Frequency (kontrolės dažnis)
	Test Ranges (tyrimo reikšmių ribos)	- Normal (normalios) - Critical (kritinės) - Reportable (pateikiamos ataskaitoje)
	Operator ID Entry (naudotojo ID įvedimas)	- Operator Entry (naudotojo įvedimas) - Operator Validation (naudotojo patvirtinimas) - Barcode (brūkšninis kodas)
	Patient ID (paciento ID)	- Patient Entry (paciento įvedimas) - Patient Validation (paciento patvirtinimas) - Barcode (brūkšninis kodas)
	Setup Password (nustatymų slaptažodis)	Change Setup Password (nustatymų slaptažodžio keitimas)
Service Menu (priežiūros meniu)¹	Delete Patient Information (paciento informacijos šalinimas)	Delete all patient-related data (šalinti visus su pacientais susijusius duomenis) (pacientų sąrašą ir rezultatus)
Palieskite  , kad patvirtintumėte ir išsaugotumėte visus nustatymų pakeitimus.		

1. Aktyvuojamas tik naudojant DVS


9.5 Nustatymų meniu atidarymas

Visi čia aprašyti nustatymai yra konfigūruojami per *Setup Menu* (nustatymų meniu). Norėdami atidaryti *Setup Menu* (nustatymų meniu), atlikite šiuos veiksmus:



- 1 Palieskite , esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Admin.*, kad atidarytumėte *Admin Menu* (administratoriaus meniu).
- 3 Palieskite *Setup Menu* (nustatymų meniu), kad atidarytumėte *Setup Menu* (nustatymų meniu).
- 4 Jei reikia, įveskite *Setup* (nustatymų) slaptažodį (žr. „Nustatymų slaptažodžio sukūrimas“, 142 psl.).

9.6 Datos ir laiko formatas




Šį meniu naudokite pasirinkti ekrane rodomo datos ir laiko formatą. Taip pat galite pasirinkti, ar leisti naudotojui redaguoti datą ir laiką (žr. „Nustatymų slaptažodžio sukūrimas“, 142 psl.).

- 1 Palieskite norimą parinktį, kad ją įjungtumėte:
 - **Date/Time Editing** (datos/laiko redagavimas)
 - *Allowed* (leidžiama): Naudotojui leidžiama redaguoti datą ir laiką
 - *Password Needed* (reikalingas slaptažodis): Naudotojui leidžiama redaguoti datą ir laiką tik po to, kai bus įvestas slaptažodis
 - **Time Format** (laiko formatas)
 - *12 hour (AM/PM)* (12 valandų)
 - *24 hour* (24 valandų)
 - **Date Format** (datos formatas)
 - *mm/dd/yy*: data rodoma dviejų skaitmenų mėnesio/dienos/metų formatu
 - *dd.mm.yy*: data rodoma dviejų skaitmenų dienos/mėnesio/metų formatu
- 2 Palieskite , kad išsaugotumėte nustatymus, arba palieskite , kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję pakeitimų.

Abiem atvejais grįžtama į *Setup Menu* (nustatymų meniu).

Konfigūravimui naudojant duomenų valdymo sistemą, galima visiškai išjungti parinktį *Date/Time Editing* (datos/laiko redagavimas).

9.7 Ekranų parinktys ir pasirinktiniai tyrimai



Šiame meniu naudokite pasirinkti tyrimo rezultatų matavimo vienetams ir įjungti arba išjungti pasirinktus tyrimus.

1 Palieskite norimą parinktį, kad ją įjungtumėte:

■ Result Units (rezultatų pateikimo vienetai)

– mg/dL

– mmol/L

■ Enable Tests (leidimas atlikti tyrimus)

– STAT (skubūs): galima atlikti skubius tyrimus. Įjungus šią parinktį, reikia nurodyti, kiek skubių tyrimų leidžiama atlikti (po nustatymų patvirtinimo).

– Ekrane *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2) rodoma *Linearity* (tiesiškumas)


– Ekrane *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2) rodoma *Proficiency* (išorinė kokybės kontrolė)

– Ekrane *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2) rodoma *Maintenance* (priežiūra)

2 Palieskite (✓), kad išsaugotumėte nustatymus. Jei parinktis STAT (skubūs) yra įjungta, įveskite leidžiamą skubių tyrimų skaičių arba palieskite (◀), kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję pakeitimų.

Abiem atvejais grįžtama į *Setup Menu* (nustatymų meniu) (įvedus leidžiamą skubių tyrimų skaičių).


9.8 Tyrimo juostelių nustatymai



Šiame meniu galima pasirinkti partijos numerių tvarkymo nustatymus ir nurodyti, ar naudotojui bus leidžiama matavimo prietaise pridėti ar šalinti reagentų partijas, redaguoti galiojimo datą ir ribines reikšmes (žr. „Nustatymų slaptažodžio sukūrimas“, 142 psl).

- 1 Palieskite norimą parinktį, kad ją įjungtumėte:
 - **Reagent Editing** (reagentų duomenų redagavimas)
 - *Allowed* (leidžiama): Naudotojas gali redaguoti reagento informaciją neįvesdamas slaptažodžio
 - *Password Needed* (reikalingas slaptažodis): Naudotojas gali redaguoti reagento informaciją tik įvedęs slaptažodį
 - **Strip Lot Verification** (juostelių partijos patvirtinimas)
 - *Display only* (tik rodoma): Partijos numeris rodomas ekrane, bet naudotojas negali jo patvirtinti arba pasirinkti kito partijos numerio.
 - *Confirmation* (patvirtinimas): Naudotojas turi patvirtinti ekrane rodomą partijos numerį ir gali rankiniu būdu įvesti arba brūkšninių kodų skaitytuvu nuskaityti kitų partijų numerius.
 - *List selection* (pasirinkimas iš sąrašo): Naudotojas taip pat gali pasirinkti iš išsaugotų partijų numerių sąrašo.
 - *Scan only* (tik nuskaityti): Partijos numerius galima patvirtinti tik naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą.
- 2 Palieskite , kad pakeistumėte antrojo parinkčių ekrano nustatymus, arba palieskite , kad išietumėte iš meniu neišsaugoję pakeitimų.

Konfigūravimui naudojant duomenų valdymo sistemą, galima visiškai išjungti parinktį *Reagent Editing* (reagentų duomenų redagavimas).



Antrajame nustatymų ekrane galite pasirinkti parinktis, skirtas darbui su partijų numeriais atliekant gliukozės kontrolės ir tiesiškumo tyrimus.

1 Palieskite norimą parinktį, kad ją įjungtumėte:

- **Control Lot Verification** (kontrolės partijos patvirtinimas)
 - *Display only* (tik rodoma): Partijos numeris rodomas ekrane, bet naudotojas negali jo patvirtinti arba pasirinkti kito partijos numerio.
 - *Confirmation* (patvirtinimas): Naudotojas turi patvirtinti ekrane rodomą partijos numerį ir gali rankiniu būdu įvesti arba brūkšninių kodų skaitytuvu nuskaityti kitų partijų numerius.
 - *Lot entry* (partijos įvedimas): Naudotojas turi įvesti partijos numerį.
 - *Scan only* (tik nuskaityti): Partijos numerius galima patvirtinti tik naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą.
 - **Linearity Lot Verification** (tiesiškumo tyrimo partijos patvirtinimas)
 - *Display only* (tik rodoma): Partijos numeris rodomas ekrane, bet naudotojas negali jo patvirtinti arba pasirinkti kito partijos numerio.
 - *Confirmation* (patvirtinimas): Naudotojas turi patvirtinti ekrane rodomą partijos numerį ir gali rankiniu būdu įvesti kitų partijų numerius.
 - *Lot entry* (partijos įvedimas): Naudotojas turi įvesti partijos numerį.
- 2 Palieskite (✓), kad išsaugotumėte nustatymus (abiejų nustatymų ekranų), arba palieskite (◀), kad sugrįžtumėte į pirmąjį nustatymų ekraną.

9.9 Gliukozės kontrolinių tyrimų nustatymai

QC Frequency 12:48 pm

Control Frequency

- ☒ Always OK
- ☐ Last QC OK
- ☐ Hours
- ☐ Strip Count
- ☐ Shift
- ☐ Time Of Day
- ☐ Rotating QC

Navigation buttons: back, menu, confirm.

03/17/17

QC Hours 12:48 pm

50

1 2 3

4

7

←

Navigation buttons: back, menu, confirm.

03/17/17

QC Strips 12:48 pm

50

1 2 3

4 5 6

7 8 9

← 0

Navigation buttons: back, menu, confirm.

03/17/17

Šiame meniu yra nustatymai, kuriuos pasirinkus galima nurodyti, ar bus atliekami gliukozės kontroliniai tyrimai ir koks bus jų atlikimo dažnumas. Jei reikia atlikti kontrolinius tyrimus, patikrinkite skubių tyrimų nustatymus (žr. 134 psl.).

1 Palieskite norimą parinktį, kad ją įjungtumėte:


- **Control Frequency** (kontrolės dažnis)
 - *Always OK* (visada gerai): kokybės kontrolės blokavimo funkcija išjungta, paciento tyrimus galima atlikti bet kuriuo metu. Taikoma neatsižvelgiant į atliekamų gliukozės kontrolinių tyrimų rezultatus.
 - *Last QC OK* (paskutinė KK gerai): kokybės kontrolės blokavimo funkcija įjungiama tik tada, kai paskutinis kontrolinio gliukozės tyrimo rezultatas neatitinka normos ribų arba kai nėra kontrolinių tyrimų (pvz., kai keičiama tyrimo juostelių partija).
 - *Hours* (valandos): kokybės kontrolės blokavimo funkcija įjungiama po nurodyto laiko. Kai gliukozės kontrolinis tyrimas atliktas sėkmingai, skaitiklio reikšmė vėl tampa „0“.
 - *Strip Count* (juostelių skaičius): kokybės kontrolės blokavimo funkcija įjungiama tada, kai yra atliktas nurodytas tyrimų skaičius. Kai kontrolinis gliukozės tyrimas atliktas sėkmingai, tyrimo juostelių skaitiklio reikšmė vėl tampa „0“.

- *Shift* (pamaina): KK blokavimas aktyvuojamas vieną kartą pamainos metu.
 - *Time Of Day* (*dienos laikas*): KK blokavimo funkcija aktyvuojama nurodytu dienos metu. (Galima sukonfigūruoti iki šešių kartų per dieną.)
 - *Rotating QC* (*rotacinė KK*): atliekant KK tyrimus, reikia pakaitomis naudoti L1 ir L2 kontroles, o ne abi kontroles.
- 2 Palieskite , kad išsaugotumėte nustatymus. Jei įjungta parinktis *Hours* (valandos) arba *Strip Count* (juostelių skaičius), įveskite norimą skaičių arba palieskite , kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję pakeitimų.

Abiem atvejais grįžtama į *Setup Menu* (nustatymų meniu).

9.10 Reikšmių ribos (normalios, kritinės ir ataskaitoje pateikiamos reikšmės)


Šis meniu leidžia nustatyti rezultatų ribines reikšmes *Normal* (normalios), *Critical* (kritinės) arba *Reportable* (pateikiamos ataskaitoje). Rezultatai, kurie nepateks į šias ribas, bus žymimi, perspėjant apie tokį atvejį. *Reportable Range* (pateikiamų ataskaitoje reikšmių ribos) pasirinkimas padeda administratoriui nurodyti įstaigos apibrėžtas reikšmių ribas, kai pranešama apie paciento rezultatus.



Reikšmių ribos įvedamos iš eilės tokia tvarka:

- normos (apatinė/viršutinė ribinė reikšmė),
 - kritinės (apatinė/viršutinė ribinė reikšmė),
 - pateikiamos ataskaitoje (apatinė/viršutinė ribinė reikšmė).
- 1 Pirmąją reikšmę įveskite naudodami klaviatūrą.
 - 2 Palieskite , kad įvestumėte kitą reikšmę arba palieskite , kad sugrįžtumėte į ankstesnį ekraną.
 - 3 Įvedę paskutinę reikšmę, palieskite , kad išsaugotumėte visus anksčiau pasirinktus nustatymus.

9.11 Naudotojo ID įvedimo nustatymai



Šiame meniu galite nurodyti, ar naudotojui reikia prisijungti ir kaip tai bus daroma.

1 Palieskite norimą parinktį, kad ją įjungtumėte:

■ Operator Entry (naudotojo įvedimas)

- *None* (nėra): Matavimo prietaisą galima naudoti neprisijungus naudotojui.
- *Prompt* (reikalauti) arba *Prompt (numeric only)* (reikalauti (tik skaičiai)): Reikia įvesti naudotojo ID. Naudotojo ID galima įvesti rankiniu būdu iš klaviatūros arba nuskaityti brūkšninių kodų skaitytuvu.
- *Scan only* (tik nuskaityti): Reikia įvesti naudotojo ID. ID įvedimas galimas tik naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą.

■ Operator Validation (naudotojo patvirtinimas)

- *None* (nėra): Naudotojo ID gali būti bet kokio ilgio.
- *Length* (ilgis): Nurodomas naudotojo ID ilgis (iki 20 ženklų). Pasirinkę šį nustatymą, įveskite didžiausią ir mažiausią ilgį.
- *List (sąrašas)*: Naudotojo ID turi būti sąrašė, gautame iš duomenų valdymo sistemos (DVS).
- *List with password (sąrašas su slaptažodžiu)*: Naudotojo ID turi būti sąrašė, gautame iš duomenų valdymo sistemos (DVS). Be to, turi būti įvestas slaptažodis.

2 Palieskite ✓, kad išsaugotumėte nustatymus. Jei įjungta parinktis *Length* (ilgis), įveskite norimus skaičius arba palieskite ◀, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję pakeitimų.

Abiem atvejais grįžtama į *Setup Menu* (nustatymų meniu).

9.12 Paciento ID parinktis

Patient ID Options 12:48 pm

Patient Entry

- ☒ Prompt
- ☐ Prompt (numeric only)
- ☐ Scan only
- ☐ Prompt or List

03/17/17

Patient ID Options 12:48 pm

Patient Validation

- ☒ None
- ☐ Length
- ☐ Length if numeric
- ☐ List - must be on list
- ☐ List - allowed to add new

03/17/17

Pat. ID Min Length 12:48 pm

8

1 2 3

4

7

←

03/17/17

Pat. ID Max Length 12:48 pm

12

1 2 3

4 5 6

7 8 9

← 0

03/17/17

Šiame meniu galite nurodyti paciento ID įvedimo kriterijus.


- Palieskite norimą parinktį, kad ją įjungtumėte:
 - Patient Entry** (paciento įvedimas)
 - Prompt* (reikalauti) arba *Prompt (numeric only)* (reikalauti (tik skaičiai)): Paciento ID galima įvesti rankiniu būdu naudojant klaviatūrą arba nuskaityti brūkšninių kodų skaitytuvu.
 - Scan only* (tik nuskaityti): ID įvedimas galimas tik naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą.
 - Prompt or List* (prašymas arba sąrašas): Paciento ID galima įvesti rankiniu būdu klaviatūra, naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą arba jį galima išsirinkti iš sąrašo, gauto iš DVS.
 - Patient Validation** (paciento patvirtinimas)
 - None* (nėra): Paciento ID gali būti bet kokio ilgio.
 - Length* (ilgis): Nurodomas paciento ID ilgis (iki 20 ženklų). Pasirinkę šį nustatymą, įveskite didžiausią ir mažiausią ilgį.
 - Length if numeric* (ilgis, jei įrašomi skaitmenys): Patvirtinamas tik skaitmeninių paciento ID ilgis. Raidiniai paciento ID nėra patvirtinami.
 - List - must be on list* (sąrašas – turi būti sąrašė): Paciento ID turi būti sąrašė, gautame iš DVS.
 - List - allowed to add new* (sąrašas – leidžiama pridėti naują): Paciento ID bus tikrinamas pagal sąrašą, gautą iš DVS. Tačiau naudojant matavimo prietaisą leidžiama sukurti naują paciento ID.
- Palieskite , kad išsaugotumėte nustatymus. Jei įjungta parinktis *Length* (ilgis), įveskite norimus skaičius arba palieskite , kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję pakeitimų.

Visuomet grįžtama į *Setup Menu* (nustatymų meniu) (įvedus norimus skaičius).

9.13 Nustatymų slaptažodžio sukūrimas

Šiame ekrane galite sukurti slaptažodį, taikomą visiems šiame skyriuje aprašytiems nustatymams bei datai / laikui ir partijos informacijai (jei apsaugota slaptažodžiu). Sukūrus nustatymų slaptažodį užtikrinama, kad nustatymų pakeitimus galėtų atlikti tik tie asmenys, kuriems leidžiama tai daryti.

Prašome nepamiršti, kad apsauga slaptažodžiu gali būti panaikinta arba pakeista tik įvedus dabartinį slaptažodį. Priėjimui prie *Setup Menu* (nustatymų meniu) būtinas tinkamas autentiškumo patvirtinimas. Slaptažodį saugokite saugioje vietoje.




- 1 Slaptažodį įveskite naudodami klaviatūrą.
- 2 Palieskite , kad išsaugotumėte slaptažodį ir įjungtumėte apsaugą slaptažodžiu, arba palieskite , kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję pakeitimų. Vėl bus rodomas *Main Menu* (pagrindinis meniu). Apsaugos slaptažodžiu funkcija pradės veikti tik kitą kartą įjungus matavimo prietaisą.

Jei norite išjungti apsaugą slaptažodžiu:


- 1 Atidarykite *Setup Menu* (nustatymų meniu) (jums reikės įvesti dabartinį slaptažodį).
- 2 Palieskite *Password* (slaptažodis).
- 3 Panaikinkite esamą slaptažodį paliesdami .
- 4 Palieskite , kad išjungtumėte apsaugą slaptažodžiu.

9.14 Datos ir laiko nustatymas

Šis nustatymas gali būti paslėptas arba gali būti prašoma įvesti slaptažodį, atsižvelgiant į konfigūraciją.



- 1 Palieskite , esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Admin.*, kad atidarytumėte *Admin Menu* (administratoriaus meniu).
- 3 Palieskite *Date/Time* (data/laikas), kad pradėtumėte datos įvedimą.




- 4 Paliesdami , pirmiausia įrašykite datą, o tada laiką (visos reikšmės yra dviejų skaitmenų, jei reikia, pradžioje rašomas nulis).

Jei laiko formatas yra „12h“, palieskite *am/pm* ir pasirinkite tinkamą laiką.

9.15 Garsinio signalo parinktys

Šis nustatymas gali būti naudojamas nustatyti garsinio signalo garsumui.



- 1 Palieskite , esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Beeper* (garsinis signalas) ir nustatykite garsumą.
- 3 Palieskite norimo garsumo mygtuką. Palietus mygtuką, matavimo prietaisas supypsės atitinkamu garsumu.
- 4 Palieskite , kad išsaugotumėte nustatymą, ir grįžkite į ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).

10 Techninis aptarnavimas ir priežiūra

10.1 Saugojimo ir pervežimo sąlygos

Visa šiame skyriuje patekta informacija apie „pagrindinio bloko“ priežiūrą taikoma Accu-Chek Inform II Base Unit ir Accu-Chek Inform II Base Unit Light.

Bendrosios darbo sąlygos

Prašome laikytis šių reikalavimų, kad jūsų sistema patikimai veiktų ilgą laiką.

- Kruopščiai prižiūrėkite matavimo prietaisą ir jo sistemos sudėtinės dalis. Saugokite nuo kritimų ir sutrenkimų.
- Saugokite pagrindinį bloką, kad ant jo nepatektų skysčio.
- **Nemerkite** matavimo prietaiso ar pagrindinio bloko į skystį.
- Laikykitės valymo nurodymų, prasidedančių 147 psl.



Atsižvelkite į toliau pateiktą saugos informaciją, kad užtikrintumėte tinkamą sistemos veikimą. Blogai prižiūrint, gauti tyrimų rezultatai gali būti klaidingi.

- Atlikdami tyrimus, nelaikykite matavimo prietaiso netoli šilumos šaltinių ilgą laiką. Galimi šie ir kiti šilumos šaltiniai:
 - palikus po bilirubino šviesos terapijos arba fototerapijos lempa;
 - palikus matavimo prietaisą ant lovos šildymo įrenginio;
 - palikus matavimo prietaisą inkubatoriuje.

Darbo ir laikymo temperatūros reikšmių ribas žr. 12 skyriuje.

Gabenimas



Atsižvelkite į pateiktą saugos informaciją gabendami matavimo prietaisą ir baterijų pakuotę. Jei to nepadarysite, gali būti sužeisti žmonės arba gali būti pažeistas matavimo prietaisas ar baterijų pakuotė.

- Jei matavimo prietaisą reikia gabenti ilgus atstumus, visada išimkite baterijų pakuotę iš matavimo prietaiso. Tokiu būdu išvengiama pavojaus, kad baterijų pakuotė perkais įvykus trumpajam jungimui. Be to, tokiu būdu išvengsite gilaus iškrovimo ir kitų baterijų pakuotės arba matuoklio pažeidimų.
- Gabenkite tik nepažeistas baterijų pakuotes. Pažeistas baterijų pakuotes perduokite vietinėms atliekų tvarkymo tarnyboms. Informacijos apie su pažeistomis baterijų pakuotėmis susijusius pavojus bei tvarkymą žr. 24 psl.
- Ruošdami gabenimui, baterijų pakuotę supakuokite taip, kad ji gabenimo metu nejudėtų. Be to, laikykitės kitų galiojančių nacionalinių teisės aktų reikalavimų.
- Kai gabenate naudodami trečiųjų šalių paslaugas (pvz., oro paštu), kartu su vežėju išsiaiškinkite, ar taikomi konkretūs nacionalinių arba tarptautinių teisės aktų reikalavimai pavojingomis prekėmis dėl ličio jonų baterijų ir ar taikomi specialūs reikalavimai pakuotei ir žymėjimui.

Gabenant trumpus atstumus, pvz., tarp institucijos padalinių, naudotojai gali gabenti baterijų pakuotes (įdėtas į matavimo prietaisą arba atskirai) keliais nesilaikydami jokių papildomų reikalavimų.

Laikymas

- Sistemą ir tyrimo juosteles laikykite toje pačioje aplinkoje, kurioje jos naudojamos.
- Nelaikykite matavimo prietaiso tiesiogiai saulės apšviestoje vietoje arba ten, kur nuolat keičiasi temperatūra.
- Saugodami ir naudodami matavimo prietaisą, laikykite nurodytą temperatūros ir drėgnio reikalavimų (žr. 12 skyrių).

10.2 Accu-Chek Inform II valymas ir dezinfekavimas

Dirbdami su gliukozės tyrimo prietaisais, sveikatos priežiūros specialistai turi mūvėti pirštines ir laikytis įstaigoje taikomų užkrato kontrolės taisyklių reikalavimų. Taip pat žr. saugumo pranešimus „Apsauga nuo užkrėtimo ir per kraują perduodamų patogenų“, 19 psl. ir „Reagentų ir kitų darbinių tirpalų sukelta alergija ar sužalojimai“, 20 psl.

Prieš atliekant kitą paciento tyrimą, būtina nusimauti valymo ir dezinfekavimo metu mūvėtas pirštines bei kruopščiai nusiplauti rankas muilu ir vandeniu. Tvarkykite valymo ir dezinfekavimo tirpalus laikydamiesi įstaigos taisyklių reikalavimų.

PASTABA

Sistemos komponentų valymui nenaudokite valymo / dezinfekavimo tirpalų, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų – eterio ir poliheksanido, paruoštų tirpalų ar šluosčių su baliklio ir detergento mišiniu. Naudojant valymo / dezinfekavimo tirpalus, kurių sudėtyje yra šių cheminių medžiagų, sistemos komponentai gali būti sugadinti.

***Leidžiamos valymo /
dezinfekavimo medžiagos***

Prieš naudodami valymo / dezinfekavimo tirpalą matavimo prietaisui, pagrindiniam blokui ar reikmenų dėžutei, perskaitykite produkto etiketėje pateiktą informaciją apie sąlyčio laiką, kurio reikia valymui / dezinfekavimui, ir įsitinkinkite, kad veikliosios medžiagos yra tinkamos naudojimui. Visus tirpalus paruoškite, kaip nurodyta gamintojo produkto etiketėje.

Leidžiamos veikliosios medžiagos išvartys toliau.

Rekomenduojamos valymo priemonės

- nedidelės koncentracijos muilinas vanduo;
- 70% (arba mažesnės) koncentracijos izopropilo alkoholio vandeninis tirpalas;
- 0,625% (arba mažesnės) koncentracijos natrio hipochlorito vandeninis tirpalas.

Rekomenduojamos dezinfekavimo priemonės

- 0,625% (arba mažesnės) koncentracijos natrio hipochlorito vandeninis tirpalas (baliklis);
- iki 0,5% koncentracijos ketvirtiniai amonio junginiai (vienas junginys arba mišinys) iki 55% izopropilo alkoholyje (izopropanolyje)*
- 0,05% fenolio junginių vandeninis tirpalas*

* Išimtis. Reikmenų dėžutės dezinfekavimui nenaudokite žvaigždute pažymėtų dezinfekavimo priemonių. Dezinfekavimui galima naudoti tik 0,625% (arba mažesnės) koncentracijos natrio hipochlorito vandeninį tirpalą (baliklį). Taip pat žr. 154 psl.

Matavimo prietaiso valymas / dezinfekavimas

- Saugiam darbui užtikrinti ir (arba) prieš dezinfekuodami nuvalykite matavimo prietaisą ir pašalinkite matomą purvą bei organines medžiagas.
- Dezinfekuokite matavimo prietaisą, kai jis yra purvinas arba kaip nurodyta jūsų įstaigos taisyklių reikalavimuose.




ĮSPĖJIMAS

Saugokite, kad skystis nepatektų į tyrimo juostelių angą!

Esant drėgmei juostelių angoje, gliukozės kiekio kraujyje tyrimų rezultatai gali būti klaidingi.

- **Nebandykite** valyti / dezinfekuoti matavimo prietaiso, kai atliekate gliukozės kiekio kraujyje arba kontrolinius tyrimus.
- Saugokite, kad į tyrimo juostelių angą **nepatektų** drėgmė.
- **Nepurkškite** į tyrimo juostelių angą.
- **Nemerkite** matavimo prietaiso į skystį.

Jei įtariate, kad į tyrimo juostelių angą galėjo patekti drėgmė, atlikite gliukozės kontrolinį tyrimą.



PASTABA

Saugokite, kad skystis nepatektų į tyrimo juostelių angą ir neišsiliėtų ant jutiklinio ekrano. Patekus skysčio į tyrimo juostelių angą, kuo greičiau nusauskite dalis naudodami sausą audinį ar marlę. **Jei besikaupiantys tirpalai nebus pašalinti iš matavimo prietaiso angų, gali būti sugadinta sistema.**

Kaip valyti / dezinfekuoti



- 1 Prieš dezinfekavimo / valymo procedūrą matavimo prietaisą atjunkite nuo pagrindinio bloko.
- 2 Įjunkite matavimo prietaiso energijos taupymo režimą.
- 3 Padėkite matavimo prietaisą ant lygaus paviršiaus.



- 4 Švelniai nuvalykite paviršius (jutiklinį ekraną, matavimo prietaiso korpusą) naudodami minkštą nesiveliantį audinį, sudrėkintą vandeniu (**bet ne šlapia**).

Jeigu naudojate pirktas drėgnas valymui / dezinfekavimui skirtas šluostes, **išspauskite valymo tirpalo perteklių** arba nusausinkite jas sausu popieriniu rankšluosčiu, kad prieš valant matavimo prietaiso paviršių būtų pašalintas tirpalo perteklius.



- 5 Šluostydami tyrimo juostelių angos srįtį būkite atsargūs, kad į tyrimo juostelių angą nepatektų skysčio.

Jeį purškiate ant matavimo prietaiso, padėkite jį ant lygaus pagrindo arba ant stalo. Dėvėkite pirštines. Būkite atsargūs, nes sudrėkinus matavimo prietaisą, jis gali išslysti. Saugokite, kad jis nenukristų! Nepurškite ant matavimo prietaiso, jei jis prijungtas prie pagrindinio bloko!

- 6 Nuvalę kruopščiai nusauskinkite matavimo prietaisą naudodami sausą audinį ar marlę. Baigę valymą apžiūrėkite ir patikrinkite, ar kur nors ant matavimo prietaiso neliko tirpalo.

Jei ant matavimo prietaiso ar jutiklinio ekrano pastebite dryžių arba jutiklinis ekranas šiek tiek aprasojo, nedelsdami nuvalykite naudodami šiek tiek sudrėkintą vandeniu minkštą nesiveliantį audinį.

Po valymo / dezinfekavimo prietaisą būtina kruopščiai išdžiovinti.

Brūkšninių kodų skaitytuvo langelio valymas

Pagrindinio bloko valymas / dezinfekavimas

Brūkšninių kodų skaitytuvo langelį reikia reguliariai valyti. Jo valymui naudokite švarų, sausą audinį.

- 1 Prieš valymą / dezinfekavimą atjunkite pagrindinį bloką.
- 2 Nuvalykite paviršius naudodami šiek tiek sudrėkintą minkštą nesiveliantį audinį (išgręžkite perteklinį skystį).

Jeigu naudojate pirktas drėgnas valymui / dezinfekavimui skirtas šluostes, **išspauskite valymo tirpalo perteklių** arba nusauskite jas sausu popieriniu rankšluosčiu, kad prieš valant pagrindinio bloko paviršių būtų pašalintas tirpalo perteklius.

Nevalykite pagrindinio bloko užpakalyje esančių elektrinių jungčių.

- 3 Atlikę valymą / dezinfekavimą gerai **nusauskite** pagrindinį bloką. Baigę dezinfekavimą apžiūrėkite ir patikrinkite, ar kur nors ant pagrindinio bloko jungčių neliko tirpalo. Valymo skysčio patekus ant kurios nors jungties, galima labai pakenkti matavimo prietaisui ir pagrindiniam blokui.
- 4 Ijunkite pagrindinį bloką.

PASTABA

Užtikrinkite, kad po valymo ir dezinfekavimo matavimo prietaisas ir pagrindinis blokas (įskaitant jungtis) būtų kruopščiai išdžiovinti. Šviesos diodo mirksėjimas (raudona spalva) perspėja apie gedimą.

PASTABA

Nepurškite tirpalų tiesiai ant pagrindinio bloko, nes tirpalas gali patekti į korpuso vidų ir sugadinti elektronines dalis.

Jei valymo / dezinfekavimo tirpalas patektų ant jungčių arba išsiliėtų ant pagrindinio bloko, atjunkite pagrindinį bloką ir po to, prieš dėdami matavimo prietaisą atgal į pagrindinį bloką, **nusauskite dalis** sausu audiniu ar marlės tamponu.

Reikmenų dėžutės valymas / dezinfekavimas

Atlikdami valymą paviršius galite nuvalyti naudodami minkštą audinį, šiek tiek sudrėkintą (bet ne šlapia) 70% (arba mažesnės) koncentracijos izopropilo alkoholio vandeniniu tirpalu arba viso stiprio 70% izopropilo alkoholiu.

Dezinfekavimui: Veikliosios medžiagos, kurias galima naudoti reikmenų dėžutės dezinfekavimui:

- 0,625% (arba mažesnės) koncentracijos natrio hipochlorito vandeninis tirpalas (baliklis).

PASTABA

Naudojant dezinfekavimo priemones, kurių sudėtyje yra kitų veikliųjų medžiagų, reikmenų dėžutė gali būti sugadinta.

- 1 Nušluostykite paviršių minkštu drėgnu (bet ne šlapiu) audiniu.

Jei purškiate ant reikmenų dėžutės, padėkite ją ant lygaus pagrindo arba ant stalo. Įsitikinkite, kad ji yra visiškai tuščia.
- 2 Palikite pastovėti tiek laiko, kiek nurodyta rekomendacijose ant valymo / dezinfekavimo tirpalo etiketės, kad reikmenų dėžutė išdžiūtų ore. Nedėkite matavimo prietaiso į reikmenų dėžutę tol, kol nebus baigti visi valymo / dezinfekavimo žingsniai.
- 3 Baigę valymą / dezinfekavimą, nusauskite reikmenų dėžutę sausu audiniu ar marle bei apžiūrėkite ir patikrinkite, ar kur nors ant jos neliko tirpalo.

Prieš dėdami daiktus į reikmenų dėžutę įsitikinkite, kad ji gerai išdžiūvo.

Kodinio rakto skaitytuvo valymas

Kodinio rakto skaitytuvą reikia valyti esant poreikiui.

- 1 Nuvalykite paviršius naudodami šiek tiek vandeniui sudrėkintą švarų ir minkštą nesiveliantį audinį (išgręžkite perteklinį skystį).
- 2 Nusausinkite kodinio rakto skaitytuvą sausu audiniu arba marle bei apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas ir kad po valymo ant paviršiaus nėra drėgmės likučių.

Accu-Chek Inform II Base Unit Hub valymas

Šakotuvą reikia valyti esant poreikiui.

- 1 Prieš valydami atjunkite maitinimo šaltinį ir atjunkite visus kitus laidus nuo šakotuvo.
- 2 Nuvalykite paviršius naudodami šiek tiek vandeniui sudrėkintą švarų ir minkštą nesiveliantį audinį (išgręžkite perteklinį skystį).

PASTABA

Nevalykite šakotuvo užpakalyje esančių elektrinių jungčių. Saugokite, kad į angas nepatektų skysčio, nes priešingu atveju jis gali pažeisti elektroninius komponentus.


- 3 Nusausinkite šakotuvą sausu audiniu arba marle bei apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas ir kad po valymo ant paviršiaus nėra drėgmės likučių.

10.3 Techninės priežiūros darbų registravimas


Prietaise galima registruoti valymo, dezinfekavimo ir kitas techninės priežiūros procedūras. Prieš įjungdami matavimo prietaisą įsitinkinkite, kad visi valymo darbai yra baigti, o sistema kruopščiai išdžiovinta.

Visus užregistruotus techninės priežiūros komentarus galite peržiūrėti vėlesniu metu matavimo prietaiso ekrane *Review Results* (rezultatų peržiūra) (žr. 83 psl.).

Jei norite prietaise išsaugoti informaciją apie valymo darbus:



- 1 Palieskite , esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Maintenance* (priežiūra), kad atidarytumėte komentarų įrašymo ekraną.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite norimą (-us) komentarą (-us) arba palieskite  ir naudodamiesi klaviatūra įrašykite savo komentarą.




- 4 Įrašę savo komentarus, palieskite , kad išsaugotumėte techninės priežiūros komentarus. Atidaromas ekranas *Maintenance Test* (priežiūros tyrimas).
- 5 Palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).


Galite įrašyti iki trijų komentarų. Daugiau informacijos žr. skirsnyje „Komentarų įrašymas“, 66 psl.

10.4 Diagnostikos ekranas

Ekране *Diagnostics* (diagnostika) galima rasti informacijos apie sistemą, pvz., apie programinės įrangos versiją, išsaugotų įrašų skaičių ir konfigūraciją. Naudokite šį meniu norėdami peržiūrėti saugomus klaidų pranešimus ir išbandyti brūkšninių kodų skaitytuvą ir belaidžio ryšio veikimą (jei jūsų matavimo prietaise yra WLAN funkcija). Čia pavaizduoti *Diagnostics* ekranai yra tik iliustracija. Jūsų matavimo prietaise rodoma informacija gali skirtis.



- 1 Palieskite , esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Diagnostics* (diagnostika) ir iškviškite pagrindinį šio meniu ekraną.




- 3 Liečiant ◀ arba ▶ galima pereiti iš vieno ekrano į kitą.
- 4 Palieskite **Log** (įrašų žurnalas), kad būtų rodomi išsaugoti pranešimai apie klaidas.
- 5 Palieskite , kad išbandytumėte brūkšninių kodų skaitytuvą.
- 6 Palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

10.5 Duomenų perkėlimo blokavimo išjungimas

Jei konfigūravimui naudojama duomenų valdymo sistema, galima sukongigūruoti funkciją *Download Lockout* (duomenų perkėlimo blokavimas). Ši blokavimo funkcija neleidžia atlikti tyrimų matavimo prietaisu, jei tam tikrą laiką nebuvo perkelti matavimo prietaiso duomenys. Jei duomenų perkėlimo blokavimas įsijungia, naudotojas gali atlikti skubius tyrimus, taip laikinai panaikindamas blokavimą. Jei skubių tyrimų funkcija nėra sukongigūruota arba jei nebeleidžiama jų atlikti, matavimo prietaiso naudoti nebus galima tol, kol išsaugoti duomenys nebus perkelti per tinklą (naudojant belaidį perdavimo būdą ar prijungus matavimo prietaisą).

Nutrūkus tinklo ryšiui (dėl ko perkėlimas nebevyksta) ar kitais skubiais atvejais gali prireikti atblokuoti matavimo prietaisą neprisijungus prie duomenų valdymo sistemos. Kadangi atblokavimas yra *Setup Menu* (nustatymų meniu) funkcija, ją naudoti gali tik tie asmenys, kurie žino nustatymų slaptažodį.



Norėdami atblokuoti matavimo prietaisą:

- 1 Palieskite , esantį *Main Menu* (pagrindinis meniu), kad atidarytumėte ekraną *Main Menu 2* (pagrindinis meniu nr. 2).
- 2 Palieskite *Admin.*, kad atidarytumėte *Admin Menu* (administratoriaus meniu).
- 3 Palieskite *Setup Menu* (nustatymų meniu), kad atidarytumėte *Setup Menu* (nustatymų meniu).
- 4 Įveskite *Setup* (nustatymų) slaptažodį, jei prašoma.
- 5 Palieskite *Unlock* (atblokuoti), kad iš naujo nustatytumėte blokavimo skaitiklį.


Matavimo prietaisas išjungiamas ir tyrimus bus galima atlikti, kai jis bus vėl įjungtas.

10.6 Service Menu (priežiūros meniu)

Esant iš anksto sukonfigūruotiems numatytiesiems nustatymams, parinktis *Service Menu* (priežiūros meniu) su funkcija „Delete Patient Information“ (šalinti paciento informaciją) nėra pasiekama. *Service Menu* (priežiūros meniu) galima aktyvuoti tik naudojant DVS.

Paciento informacijos šalinimas

Ši funkcija leidžia pašalinti visus su pacientais susijusius duomenis (pacientų sąrašus ir rezultatus). Tai gali būti reikalinga laikantis duomenų apsaugos ir slaptumo taisyklių reikalavimų, kai matavimo prietaisas siunčiamas gamintojui ar perkeliamas į kitą įstaigą.



Siekdami užtikrinti, kad pašalinti duomenys nebūtų atkurti atliekant nepageidaujamą automatinį sinchronizavimą su DVS, išimkite baterijų pakuotę iš karto, kai pašalinsite paciento duomenis.

Atsiminkite, kad funkcija *Delete Patient Information* (šalinti paciento informaciją) neatkuriamai pašalins visus duomenis, kai tik patvirtindami paliesite . Sistema pašalins visus pacientų rezultatus, neatsižvelgiant į tai, ar jie buvo sinchronizuoti su duomenų valdymo sistema. Todėl prieš naudodami šią funkciją visada įsitikinkite, kad persiuntėte visus reikalingus pacientų rezultatus.

11 Trikčių šalinimas

Matavimo prietaisas Accu-Chek Inform II nuolat tikrina savo sistemas dėl netikėtų ir nepageidaujamų situacijų.

Trikčių šalinimo lentelėje nurodoma, ką daryti, kai sistema neveikia taip, kaip turėtų. Daugumą problemų galima greitai išspręsti paskaičius šią lentelę. Kai atsiranda netikėta problema:

- Ekrane rodomą pranešimą ar būklės aprašymą suraskite trikčių šalinimo lentelėje.
- Atlikite veiksmus, nurodytus stulpelyje, kurio pavadinimas yra *Galimas sprendimas*.

Jei reikia kitokios pagalbos, susisiekite su vietiniu Roche atstovu.

Klaidos ir neįprastos situacijos be klaidų pranešimų

Gali pasitaikyti tokių situacijų, kurioms nėra priskirtas klaidos pranešimas. Jei sistemoje Accu-Chek Inform II iškiltų tokių problemų, žr. toliau esančią lentelę.

Ekranas / požymis	Galimas sprendimas
Nėra pranešimo ar neįprastos situacijos	
Matavimo prietaiso ekranas neįsijungia	– Palaukite 10 sekundžių ir pabandykite įjungti dar kartą. – Įstatykite matavimo prietaisą į pagrindinį bloką ir patikrinkite, ar kraunasi. – Patikrinkite, ar baterijų pakuotė sumontuota ir prijungta teisingai.
	Laikykitės 9 skyriuje pateiktų nurodymų, kad keičiant baterijų pakuotę nedingtų duomenys.
Matavimo prietaisas rodo neįprastą rezultatą	Žr. tyrimo juostelių pakuotės lapelį.


Ekranas / požymis	Galimas sprendimas
Tyrimo rezultatas LO/HI	Gliukozės tyrimo rezultatas gali būti per mažas (LO) arba viršyti (HI) sistemos matavimo reikšmių ribas. - Žr. tyrimo juostelių pakuotės lapelį. - Pasitikrinkite, ar tinkamai atliekate tyrimą (žr. 3 skyrių). - Atlikite gliukozės kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juoste (žr. 4 skyrių). - Pakartokite tyrimą arba toliau dirbkite taip, kaip reikalaujama jūsų įstaigoje.
Tyrimo rezultatas RR LO/RR HI	Gliukozės tyrimo rezultatas gali būti per mažas arba viršyti sistemos administratoriaus nustatytas ataskaitoje pateikiamas reikšmių ribas. - Atlikite gliukozės kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juoste (žr. 4 skyrių). - Pakartokite tyrimą arba toliau dirbkite taip, kaip reikalaujama jūsų įstaigoje.
Tyrimo rezultatas CR LO/CR HI	Gliukozės tyrimo rezultatas gali būti per mažas arba viršyti sistemos administratoriaus nustatytas kritines reikšmių ribas. - Atlikite gliukozės kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juoste (žr. 4 skyrių). - Pakartokite tyrimą arba toliau dirbkite taip, kaip reikalaujama jūsų įstaigoje.
Matavimo prietaisas rodo Strip defect Error (defektinės juostelės klaida)	Tyrimo juostelė yra defektinė. - Žr. tyrimo juostelių pakuotės lapelį. - Pasitikrinkite, ar tinkamai atliekate tyrimą (žr. 3 skyrių). - Atlikite gliukozės kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juoste (žr. 4 skyrių). - Pakartokite tyrimą arba toliau dirbkite taip, kaip reikalaujama jūsų įstaigoje. - Jei ši klaida kartojasi, kreipkitės į Roche atstovą.
Matavimo prietaisas rodo klaidą Type Bad Dose (tipas – bloga dozė)	Per mažai kraujo ant tyrimo juostelės. - Žr. tyrimo juostelių pakuotės lapelį. - Peržiūrėkite tinkamą tyrimo atlikimo procedūrą. - Pakartokite tyrimą su nauja tyrimo juoste, užtikrinkite, kad mėginys būtų tinkamai užlašintas. - Jei ši klaida kartojasi, kreipkitės į Roche atstovą.
Matavimo prietaisas rodo (KK) FAIL (nesėkminga) arba Out of Range (nepatenka į intervalą)	- Žr. tyrimo juostelių pakuotės lapelį. - Pasitikrinkite, ar tinkamai atliekate tyrimą (žr. 4 skyrių). - Pakartokite gliukozės kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juoste. - Jei ši klaida kartojasi, kreipkitės į Roche atstovą.

Ekranas / požymis	Galimas sprendimas
Matavimo prietaisas rodo Glucose Error (gliukozės klaida)	Nustatyta nenumatyta techninės įrangos klaida – Pakartokite tyrimą arba toliau dirbkite taip, kaip reikalaujama jūsų įstaigoje. – Atlikite gliukozės kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juostele (žr. 4 skyrių). – Išjunkite ir vėl įjunkite matavimo prietaisą. – Atkurkite matavimo prietaiso nustatymus 12 sekundžių palaikydami nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką (žr. 170 psl.). – Jei ši klaida kartojasi, kreipkitės į Roche atstovą.
Matavimo prietaisas rodo Unexpected SW Error (nenumatyta PĮ klaida)	Nustatyta nenumatyta programinės įrangos klaida – Pakartokite tyrimą arba toliau dirbkite taip, kaip reikalaujama jūsų įstaigoje. – Įstatykite matavimo prietaisą į prijungtą pagrindinį bloką, kad sinchronizuotumėte konfigūraciją su duomenų valdymo sistema. – Jei ši klaida kartojasi, kreipkitės į Roche atstovą.
Ryšio su duomenų valdymo sistema problemos naudojant radijo ryšį	
Accu-Chek Inform II matavimo prietaisas negali palaikyti ryšio su duomenų valdymo sistema	– Patikrinkite, ar matavimo prietaise įjungtas WLAN ryšys (žr. 2 skyrių). – Patikrinkite, ar duomenų perdavimo piktograma rodo, kad paskutinis bandymas perduoti duomenis buvo sėkmingas (žr. 2 skyrių). – Įstatykite matavimo prietaisą, kuriame veikia radijo ryšys, į laidais prijungtą pagrindinį bloką, kad būtų galima perduoti duomenis (žr. 9 skyrių). – Patikrinkite matavimo prietaiso WLAN veikimą matavimo prietaiso diagnostikos ekrane nr. 7. Žr. 158 psl. – Atkurkite matavimo prietaiso nustatymus 12 sekundžių palaikydami nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką (žr. 170 psl.). – Jei ši klaida kartojasi, kreipkitės į Roche atstovą.
Pagrindinis blokas	
Šviesos diodas nešviečia.	Neprijungtas prie maitinimo šaltinio arba sugedo maitinimo šaltinis, pagrindinis blokas, arba neveikia maitinimo lizdas. – Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo šaltinį. – Jei ši klaida kartojasi, kreipkitės į Roche atstovą.
Šviesos diodas mirksi raudonai	Ryšio ar konfigūracijos klaida. – Patikrinkite konfigūraciją ir (arba) ryšį su duomenų valdymo sistema (DVS). Kreipkitės į jūsų įstaigos DVS ar IT administratorių. – Jei ši klaida kartojasi, kreipkitės į Roche atstovą.

Ekranas / požymis	Galimas sprendimas
Automatinis energijos taupymo režimo įjungimas	
	Jei su matavimo prietaisais neatliekami jokie veiksmai (pvz., nespaudomi klavišai, neličiamas ekranas), praėjus nustatytam laikui įjungiamas energijos taupymo režimas. Be to, matavimo prietaisais gali persijungti į energijos taupymo režimą automatiškai dėl toliau išvardintų priežasčių. Įjunkite matavimo prietaisą arba ekraną, kaip aprašyta, šiais atvejais.
Praėjus laikui, kurį nustatė sistemos administratorius, įjungiamas energijos taupymo režimas (numatytasis laiko intervalas – 5 minutės, jį gali keisti sistemos administratorius)	– Paspauskite matavimo prietaiso įjungimo / išjungimo mygtuką.
Baterija senka	– Įkraukite bateriją, padėję matavimo prietaisą į pagrindinį bloką.
Baterija beveik išsikrovė	– Įkraukite bateriją, padėję matavimo prietaisą į pagrindinį bloką. – Patikrinkite, ar baterijų pakuotė sumontuota ir prijungta teisingai. – Pakeiskite blogą baterijų pakuotę.
	Laikykitės 9 skyriuje pateiktų nurodymų, kad keičiant baterijų pakuotę nedingtų duomenys.

Senkančios baterijos piktogramos

Jei baterijų pakuotė senka arba nėra tinkamai įkraunama, matavimo prietaisais rodyti įvairias senkančios baterijos piktogramas. Jų reikšmės pateiktos toliau esančioje lentelėje.

Ekranas / požymis	Reikšmė / korekcinis veiksmas
     	Bandant įjungti matavimo prietaisais rodo : - Baterija išsikrovė. Prijunkite matavimo prietaisą. Prijungus, matavimo prietaisais rodo : - Įkrovimo būseną nurodo vienas raudonas segmentas, kuris palaipsniui didėja, kol pasiekiamas matavimo prietaiso įjungimui reikalingas lygis.
	Nenaudokite matavimo prietaiso, jei baterija senka, kad galėtumėte pasiekti visas funkcijas. Įjungimo / išjungimo mygtuko negalima naudoti. Jei nebus prijungtas, matavimo prietaisais išsijungs automatiškai praėjus 1 minutei.
Mirksinti  piktograma būsenos juostoje 	Jei matavimo prietaisais nėra tinkamai prijungtas, retkarčiais girdimas „zirziantis“ garsas ir mirksi baterijos įkrovimo piktograma. - Matavimo prietaisą atjunkite nuo pagrindinio bloko. - Vėl prijunkite švelniai paspausdami į pagrindinį bloką, kad užtikrintumėte tinkamą kontaktą. Kai matuoklis yra tinkamai prijungtas ir įkraunamas, baterijos įkrovimo piktograma nustoja mirksėti.

Iškylantieji pranešimai

Visi pranešimai, įskaitant išimtinai informacinius pranešimus, yra rodomi su raide, kuri parodo pranešimo tipą ir numerį.

Su visais sistemoje rodomais klaidų pranešimais yra pateikiamas klaidos aprašymas ir galimas sprendimas. Atlikite problemos sprendimo veiksmus, kurie nurodyti ekrane.

Skirtingų rūšių pranešimai pavaizduoti šioje lentelėje.

Mėginio pranešimo tipas

Aprašas

Linearity Lots

12:48 pm

Type	Exp. Date	Lot Num.
*Lin.	12/31/17	777732
Lin.	01/15/17	777723

Make 'Current'

?

D-311: Do you want to make Linearity lot 777678 the 'current' lot?

X

✓

03/17/17

- **D**: Decision (sprendimas); patvirtinkite paliesdami ☒.
Norėdami atmesti, palieskite ☐.

Patient Test

12:48 pm

Patient 123456789

Date 03/17/17 12:48 pm

Range

i

I-502: Normal Range:
3.9-11.1 mmol/L
Critical Range:
2.2-16.7 mmol/L
Reportable Range:
0.6-33.3 mmol/L


✓

03/17/17

- **I**: Information (informacija); patvirtinkite paliesdami ☒.

Mėginio pranešimo tipas	Aprašas
Loss of Date/Time  W-1302: D/T settings lost due to meter reset or loss of power. Before performing further tests: Enter D/T manually and synchronize meter. OR: Ask System Admin. for help. 	– W: Warning (įspėjimas); patvirtinkite paliesdami .
Operator ID 12:48 pm  1 2 3 Invalid Scan  E-314: Invalid Scan. The scan returned an entry > 20 characters. Please see your System Administrator.  03/17/17   	– E: Error (klaida); patvirtinkite paliesdami . Atlikite siūlomus problemos sprendimo veiksmus.

Matavimo prietaiso perkrovimas





Matavimo prietaisą perkauti reikia tik tada, jei problemos nepavyko išspręsti jokiais kitais būdais.

- 1 Padėkite matavimo prietaisą ant lygaus paviršiaus.
- 2 Palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką mažiausiai 12 sekundžių **ir atleiskite mygtuką**.
 - Matavimo prietaisas išjungiamas ir vėl įjungiamas.
 - Ekrane pasirodo Roche logotipas. Jei Roche logotipas neatsiranda per 15 sekundžių, palaikykite matavimo prietaisą pagrindiniame bloke ne trumpiau kaip 15 minučių, kad pasikrautų baterija.
 - Matavimo prietaisas atlieka sistemos patikrą. Sistemos patikros metu kelias sekundes rodomas ir vėl išjungiamas ekranas *Versions* (versijos). Ekrane *Versions* (versijos) rodomi matavimo prietaiso komponentų versijų numeriai. (Čia pavyzdžiuotas ekranas *Versions* (versijos) yra tik iliustracija. Jūsų matuoklio versijų numeriai gali skirtis.)
 - Rodomas pranešimas, informuojantis apie tai, kad dėl matavimo prietaiso perkrovimo buvo prarasti datos ir laiko nustatymai.
- 3 Patvirtinkite pranešimą *Loss of Date/Time* (prarasta data / laikas).

Prieš atlikdami kitus tyrimus turite **arba** rankiniu būdu įvesti datą ir laiką, o tada sinchronizuoti matavimo prietaisą, **arba** kreiptis į sistemos administratorių pagalbos.

Norėdami rankiniu būdu įvesti datą ir laiką bei sinchronizuoti matavimo prietaisą, vykdykite kitame puslapyje esančius nurodymus.



- Patvirtinus pranešimą *Loss of Date/Time* (prarasta data / laikas), rodomi datos ir laiko įvedimo ekranai.
- 4 Įveskite datą ir laiką. Įvedę teisingą informaciją, kiekvieną ekraną patvirtinkite naudodami .
- Išskyrus tuos atvejus, kai jūsų KK konfigūracija yra *Always OK* (visada gerai) (žr. 137 psl.), dėl rankiniu būdu įvestos datos ir laiko bus įjungtas matavimo prietaiso KK blokavimas.
- 5 Prieš atlikdami tyrimus, sinchronizuokite matavimo prietaiso datą ir laiką su jūsų įstaigos data ir laiku naudodami pagrindinį bloką arba, jei dirbate naudodami belaidį ryšį, palaukite mažiausiai dešimt minučių, kol bus atliktas kitas WLAN sinchronizavimas.

Net jei jūsų konfigūracija to nereikalauja, mes rekomenduojame atlikti KK tyrimą kiekvieną kartą, kai perkraunate matavimo prietaisą.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.

12 Bendroji produkto informacija

12.1 Techniniai duomenys

Techninės sąlygos	Matavimo prietaisas	Pagrindinis blokas	Maitinimo šaltinis
Aukštis	44 mm / 1,73 col. (maks.)	Base Unit: 123 mm / 4,84 col. (maks.) Base Unit Light: 110 mm / 4,33 col. (maks.)	35 mm / 1,38 col. + AC kištukas (28–40 mm / 1,1–1,6 col.)
Plotis	95 mm / 3,74 col. (maks.)	Base Unit: 130 mm / 5,12 col. (maks.) Base Unit Light: 118 mm / 4,65 col. (maks.)	51 mm / 2,01 col.
Ilgis	193 mm / 7,60 col. (maks.)	Base Unit: 130 mm / 5,12 col. (maks.) Base Unit Light: 103 mm / 4,06 col. (maks.)	87 mm / 3,43 col.
Svoris	apie 347 g (su įkraunama baterija)	Base Unit: 671 g su sieniniu laikikliu Base Unit Light: 573 g su sieniniu laikikliu	170 g
Naudotojo sąsaja	Jutiklinis ekranas ir brūkšninio kodų skaitytuvas	Base Unit: Šviesos diodas (trijų spalvų: raudona, žalia, mėlyna) Base Unit Light: Šviesos diodas (dviejų spalvų: raudona, žalia)	Šviesos diodas: žalia
Ekrano skiriamoji geba (jutiklinis ekranas)	320 x 240 pikselių	nenurodyta	nenurodyta
Atmintis	– 1000 rezultatų – 5000 naudotojo ID įrašų – 4000 paciento ID įrašų – 300 numatytų komentarų – 20 kodinių failų (tyrimo juostelių partijos) – 100 reagentų partijos (kontroliniai, tiesiškumo, KTJ) – 250 įvykių	nenurodyta	nenurodyta

Techninės sąlygos	Matavimo prietaisas	Pagrindinis blokas	Maitinimo šaltinis
Darbinė temperatūra	3–42 °C 37–108 °F	3–50 °C 37–122 °F	0–40 °C 32–104 °F
Matavimo temperatūra	Priklauso nuo tyrimo juostelės: Žr. tyrimo juostelės pakuotės lapelį		
Laikymo sąlygos (ilgalaikis laikymas)	5–40 °C / 41–104 °F, esant 10–85% sant. dr. (be kondensacijos) (Išimkite baterijų pakuotę iš matavimo prietaiso, kai saugote ilgesnį laiką.)		
Drėgnis (darbinis)	10–90 % sant. dr. (be kondensacijos)		
Oro slėgis	0,7–1,06 baro 70–106 kPa	0,7–1,06 baro 70–106 kPa	nenurodyta

Techninės sąlygos	Matavimo prietaisais	Pagrindinis blokas	Maitinimo šaltinis
Baterijos įtampa / tipas	3,7 voltų įkraunama (ličio technologija)	nenurodyta	nenurodyta
Įėjimo įtampa	+7,5 V nuolatinė srovė	Base Unit: +12 V nuolatinė srovė Base Unit Light: +7,5 V nuolatinė srovė	nuo 100 iki 240 V kintamoji srovė
Įėjimo dažnis	nuolatinė srovė	nuolatinė srovė	50–60 Hz
Įėjimo srovė	1,7 A (maks.)	Base Unit: 1,25 A (maks.) Base Unit Light: 1,7 A (maks.)	350–150 mA
Baterijos talpa	po 90 min įkrovimo galima atlikti 30 matavimų (iš eilės) ¹	nenurodyta	nenurodyta
Jungtys	Įkrovimo kontaktai IR prievadas Brūkšninių kodų skaitytuvas WLAN (tik 1–11 kanalas)	Įkrovimo kontaktai IR prievadas RJ45 eternetio jungtis (Base Unit) RJ25 (Base Unit Light) USB B tipo *	Nuolatinės srovės jungtis Keičiami kintamosios srovės įėjimo kontaktai
Duomenų perdavimo sparta	WLAN: iki 54 Mbps	IR: 9,6K–115K bps * Ethernetas: 10/100 Mbps (automatinis derinimas) mišrus dvipusis * USB: 12 Mbps *	nenurodyta
Palaikomi brūkšniniai kodai	Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, Interleaved 2 of 5 (su arba be kontrolinės sumos), Codabar, GS1 DataBar Limited, Aztec, QR Code, DataMatrix, PDF417	nenurodyta	nenurodyta

1. Visiškai įkrauta baterijų pakuotė užtikrins pakankamą galią mažiausiai 100 tyrimų per 5 valandas, kai naudojamas belaidis ryšys (WLAN, jei ši funkcija yra ir įjungta). Jei belaidis ryšys yra įjungtas, visiškai įkrauta baterijų pakuotė išsikraus greičiau nei per dieną, net jei tyrimai nėra atliekami. Todėl mes rekomenduojame visada įstatyti matavimo prietaisus į pagrindinį bloką.

* Netaikoma Accu-Chek Inform II Base Unit Light

Techninės sąlygos	Reikmenų dėžutė	Kodinio rakto skaitytuvas	Pagrindinis bloko šakotuvus
Aukštis	85 mm / 3,35 col.	18,4 mm / 0,72 col.	35 mm / 1,38 col.
Plotis	280 mm / 11,02 col.	34,8 mm / 1,37 col.	169 mm / 6,65 col.
Ilgis	272 mm / 10,71 col.	70,7 mm / 2,78 col.	127 mm / 5 col.
Svoris	1 100 g	28 g	470 g
Darbinė temperatūra	nenurodyta	3–50 °C 37–122 °F	3–50 °C 37–122 °F
Laikymo temperatūra (trumpalaikis)	-25–70 °C -13–158 °F	3–50 °C 37–122 °F	-25–70 °C -13–158 °F
Santykinis drėgnis (trumpalaikis laikymas)	< 93%	< 93%	< 93%
Baterijos įtampa / tipas	nenurodyta	Nekeičiama	nenurodyta
Jungtys	nenurodyta	IR prievadas Kodinio rakto lizdas	Šviesos diodas (raudona, žalia, mėlyna)
Įėjimo įtampa	nenurodyta	nenurodyta	+12 V nuolatinė srovė
Įėjimo srovė	nenurodyta	nenurodyta	2,0 A

12.2 Kita informacija

Užsakymas

Dalis	Aprašas	REF / katalogo numeris
Accu-Chek Inform II matavimo prietaisas	Matavimo prietaisas su WLAN funkcija	05060303001
Accu-Chek Inform II baterijų pakuotė	Įkraunama baterijų pakuotė (matavimo prietaisams, kurių serijos nr. yra didesnis nei UU14000000)	06869904001
Accu-Chek Inform II baterijų skyriaus dangtelis	Pakaitinis matavimo prietaiso baterijų skyriaus dangtelis (matavimo prietaisams, kurių serijos nr. yra didesnis nei UU14000000)	06869823001
Accu-Chek Inform II Base Unit Light	Su įkrovimo galimybe	05920353001
Maitinimo šaltinis	Base Unit Light/seno Base Unit REF 05060290001 (tarptautinė versija) maitinimo šaltinis	04805666001
Maitinimo šaltinis	Base Unit Light/seno Base Unit REF 05060290001 (Šiaurės Amerika) maitinimo šaltinis	05388805001
Accu-Chek Inform II Base Unit	Su įkrovimo ir jungimo galimybėmis	07671717190
Maitinimo šaltinis	Base Unit REF 07671717190 (tarptautinė versija) maitinimo šaltinis	07006098001
Maitinimo šaltinis	Base Unit REF 07671717190 (Šiaurės Amerika) maitinimo šaltinis	07455976190
Accu-Chek Inform II Base Unit sieninis laikiklis	Base Unit (tinka senoms ir naujoms versijoms) / Base Unit Light sieninis laikiklis	05404878001

Dalis	Aprašas	REF / katalogo numeris
Accu-Chek Inform II Base Unit Hub	Užtikrina Accu-Chek Inform II Base Unit Light maitinimą ir ryšį	05888760001
Maitinimo laidas	Reikalingas Base Unit Hub maitinimui (Šiaurės Amerika)	03868133001
Maitinimo laidas	Reikalingas Base Unit Hub maitinimui (Jungtinė Karalystė)	03034933001
Maitinimo laidas	Reikalingas Base Unit Hub maitinimui (tarptautinė versija)	11800515001
Accu-Chek Inform II kodinio rakto skaitytuvas		04884671001
Accu-Chek Inform II reikmenų dėžutė		05060281001
Accu-Chek Inform II baterijų pakuotė	Ikraunama baterijų pakuotė (vartojimo reikmuo , matavimo prietaisams, turintiems senesnę techninę įrangą ir kurių serijos nr. mažesnis nei UU14000000)	04882326001
Accu-Chek Inform II RD kortelės rinkinys	Pakaitinė Wi-Fi kortelė (priedas , matavimo prietaisams, turintiems senesnę techninę įrangą ir kurių serijos nr. mažesnis nei UU14000000)	05112699001

Accu-Chek Inform II naudotojo vadovas ir trumpas informacinis žinynas

Dėl papildomų Accu-Chek Inform II naudotojo vadovo ir trumpo informacinio žinyno kopijų arba kopijų kitomis kalbomis prašome kreiptis į vietinę Roche organizaciją.

Reagentai ir tirpalai

Tiekia Roche Diagnostics. Susisiekite su vietiniu Roche atstovu.

Gaminio naudojimo apribojimai

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie produktą ir apribojimą, perskaitykite su reagentais ir tirpalais pateiktame pakuotės lapelyje esančią informaciją.

Garantija

Dėl bet kokių kliento atliktų sistemos pakeitimų garantija ar priežiūros sutartis gali tapti negaliojanti. Norėdami gauti informacijos apie garantijos sąlygas, kreipkitės į vietinį pardavimo atstovą arba į garantinės sutarties partnerį.

Informacija apie programinės įrangos licencijas

Šiame prietaise yra programiniai moduliai, sukurti naudojant atvirojo kodo licencijas. Dėl šio programinio kodo, kurį galima gauti standartinėse duomenų mainų laikmėnose, galima kreiptis į gamintoją šiuo adresu:

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
Vokietija

Visos licencijų sutartys saugomos tekstiname faile (failo pavadinimas „license.pdf“), esančiame sistemos Accu-Chek Inform II pagrindiniame bloke Accu-Chek Inform II Base Unit. Failas „license.pdf“ yra viename aplanke kartu su PDF failu „ROCHE BU Technical Note UDS5“.¹

Šiuos failus galite pasiekti USB laidu prijungdami Accu-Chek Inform II Base Unit prie kompiuterio. Išsamius nurodymus, kaip tai padaryti, žr. instrukcijų lape „Setting Up the Base Unit“, pridėtame prie Accu-Chek Inform II Base Unit rinkinio.

Leidžiama kopijuoti ir platinti šio licencijos dokumento pažodines kopijas, keisti dokumento negalima.

1. Senuose pagrindiniuose blokuose atitinkamas PDF failas vadinamas „ROCHE HBU-BU-BUH Technical Note“.

Roche kontaktiniai duomenys

Visais klausimais apie sistemą Accu-Chek Inform II, kurie nebuvo atsakyti šiame vadove, kreipkitės į Roche atstovą. Jei dar neturite išsamios kontaktinės informacijos, apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje adresu www.roche.com. Norėdami rasti vietinio biuro kontaktinę informaciją, spustelėkite „Menu“ (menu), o tada pasirinkite „Worldwide“ (pasaulyje).

Sistemos Accu-Chek Inform II gamintojas ir platintojas:

Jungtinėse Valstijose:

Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256

Australijoje:

Roche Diagnostics Australia Pty Limited
ABN 29 003 001 205
2 Julius Avenue
North Ryde, NSW, 2113

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.

A Priedas

A.1 Konfigūracijos parinkčių lentelė

Šiame skirsnyje aprašomi visi galimi nustatymai.

Dviejuose dešinėje pusėje esančiuose stulpeliuose aprašomas konfigūracijos parametrų pasiekiamumas prietaise (*Setup Menu* (nustatymų meniu)) ir per duomenų valdymo sistemą (DVS).

„T“ (taip) reiškia, kad šis parametras yra pasiekiamas, „N“ (ne) reiškia, kad naudojant atitinkamą konfigūravimo metodą šis parametras nepasiekiamas.

PRIETAISAS: Jei matavimo prietaisą sukonfigūravo sistemos administratorius naudodamas duomenų valdymo sistemą, konfigūracijos parinkty matavimo prietaise gali būti išjungtos, kad būtų išvengta nustatymų nesuderinamumo. Ši parinktis nurodoma naudojant skliaustelius, pvz., (T).

DVS: konfigūracijos parinkty gali skirtis, atsižvelgiant į galimus DVS nustatymus.

Konfigūracijos parinktys

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
Timer (laikmatis)				
Power-off timeout (energijos taupymo režimo įjungimo skirtasis laikas) (jei neatliekami veiksmai, automatiškai įjungiamas matavimo prietaiso energijos taupymo režimas)*	30–3600 sek.	300	N	T
* Netaikoma darbui matavimo režimu (žr. „Automatinis energijos taupymo režimo įjungimas“, 22 psl.).				
Beeper (garsinis signalas)				
Beeper volume (garsinio signalo garsumas)	0 – mažas 1 – vidutinis 2 – didelis	2	T	T

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
Measurement Flow (matavimo eiga)				
Comments required (reikia komentarų)*	0: pasirinktinai 1: nepatenka į ribas 2: reikia 3: išjungta	0	N	T
Comments requirement level: if out of... (komentarų reikalavimo lygis: jei nepatenka į...) (taikoma, jei <i>Comments required</i> (reikia komentarų) = 1)*	0: normos ribos 1: kritinės ribos 2: pateikiamų ataskaitoje reikšmių ribos 3: matavimo reikšmių ribos	0	N	T
Custom comments (pasirinktiniai komentarai)*	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
* Netaikoma KK matavimo darbų sekai				
Control lot verification (kontrolės partijos patvirtinimas)	0: tik rodoma 1: taip / ne patvirtinimas 2: reikalauti įvesti 3: tik nuskaityti	1	T	T
Control result display (kontrolės rezultatų rodymas)	0: reikšmė (skaitinė) 1: PASS / FAIL (sėkminga / nesėkminga)	0	N	T
Critical range display (kritinių ribų rodymas)	0: reikšmė (skaitinė) 1: HI / LO (viršutinė / apatinė)	0	N	T
Critical range HI limit (viršutinė kritinė riba)	10–600 mg/dL 0,6–33,3 mmol/L	600 mg/dL 33,3 mmol/L	T	T
Critical range LO limit (apatinė kritinė riba)	10–600 mg/dL 0,6–33,3 mmol/L	10mg/dL 0,6 mmol/L	T	T
Critical range message enabled (įjungtas pranešimas apie kritines ribas)	Rodyti (1) pranešimą apie kritinių reikšmių neatitikimą arba nerodyti (0)	1	N	T
Critical range text (kritinių ribų tekstas)	0–100 ženklų	„Out of Critical Range“ (nepatenka į kritinį intervalą)	N	T
Normal range HI limit (normos intervalo viršutinė riba)	10–600 mg/dL 0,6–33,3 mmol/L	600 mg/dL 33,3 mmol/L	T	T
Normal range LO limit (normos intervalo apatinė riba)	10–600 mg/dL 0,6–33,3 mmol/L	10mg/dL 0,6 mmol/L	T	T
STAT tests allowed (leidimas atlikti skubų tyrimą)	0: ne 1: taip	0	T	T
Number of STAT tests allowed (leidžiamas skubių tyrimų skaičius)	0–9	9	T	T
Reportable range HI limit (ataskaitoje pateikiama viršutinė riba)	10–600 mg/dL 0,6–33,3 mmol/L	600 mg/dL 33,3 mmol/L	T	T

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
Reportable range LO limit (ataskaitoje pateikiama apatinė riba)	10–600 mg/dL 0,6–33,3 mmol/L	10mg/dL 0,6 mmol/L	T	T
Reportable range message (pranešimas apie ataskaitoje pateikiamas ribas)	Rodyti (1) pranešimą apie ataskaitoje pateikiamų ribų neatitikimą arba nerodyti (0)	1	N	T
Pranešimo apie ataskaitoje pateikiamas ribas tekstas	0–100 ženklų	„Out of Reportable Range“ (nepatenka į ataskaitoje pateikiamas ribas)	N	T
Strip limitations warning (įspėjimas apie juostelių apribojimus)	Konfigūravimas, ar rodyti (1) įspėjimą apie juostelių apribojimus, ar nerodyti (0)	0	T	T
Strip lot verification (juostelių partijos patvirtinimas)	0: tik rodoma 1: taip/ne patvirtinimas 2: pasirinkimas iš sąrašo 3: tik nuskaityti	1	T	T
Linearity lot verification (tiesiškumo tyrimo partijos patvirtinimas)	0: tik rodoma 1: taip/ne patvirtinimas 2: reikalauti įvesti partiją	1	T	T
Additional Patient Test (papildomas paciento tyrimas): leidžiami iš eilės atlikti to paties paciento tyrimai (sukuriama paciento tyrimų serija)	0: išjungta 1: įjungta	0	N	T
Isolation Room (izoliavimo patalpa)	0: išjungti (pasirinkti paciento ID prieš pasirenkant juostelių partiją) 1: įjungti (pasirinkti juostelių partiją prieš pasirenkant paciento ID)	0	N	T
Display (ekranas)				
Contrast (kontrastas)	0–15	7	T	T
Formats and Language (formatai ir kalba)				
Date format (datos formatas)	1: MM/DD/YY 2: DD.MM.YY	1	T	T
Time format (laiko formatas)	1: 24 valandų 2: 12 valandų	2	T	T

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
Language setting (kalbos nustatymas) *	1: German (vokiečių) 3: French (prancūzų) 4: Spanish (ispanų) 5: Italian (italų) 6: Dutch (olandų) 7: Swedish (švedų) 8: English (USA) (anglų, JAV) 9: Danish (danų) 11: Portuguese (portugalų)	8	T	T
Glucose result units (gliukozės rezultatų vienetai)	0: mg/dL 1: mmol/L	0	T	T
* Kitos kalbos: Dėl galimybės naudoti prieš tai nenurodytas kalbas kreipkitės į Roche.				
Power Up (įjungimas)				
Vieta (eilutė, kurioje pavaizduota, kur yra konkretaus matavimo prietaiso vieta), rodoma įjungimo ekrane.	0-20 ženklų	“	N	T
Meter Functionality (matavimo prietaiso funkcijos)				
Date and time editing allowed (leidžiama redaguoti datą ir laiką)	0: tik elektroniniu būdu (datą ir laiką gali nustatyti tik DVS) 1: bet kas (datą ir laiką gali nustatyti bet kas) 2: reikalingas slaptažodis (datai ir laikui nustatyti reikalingas nustatymų slaptažodis)	1	N	T
Main menu 2 (pagrindinis tyrimas nr. 2) „Linearity“ (tiesiškumas) (jei įjungta, leidžiami tiesiškumo tyrimai)	0: išjungta 1: įjungta	1	T	T
Main menu 2 (pagrindinis meniu nr. 2) „Maintenance“ (priežiūra) (jei įjungta, leidžiami priežiūros komentarai)	0: išjungta 1: įjungta	1	T	T
Pagrindinis meniu nr. 2 „Išorinė kokybės kontrolė“ (jei įjungta, leidžiama atlikti išorinės kokybės kontrolės tyrimus)	0: išjungta 1: įjungta	0	T	T
Administratoriaus meniu „Setup“ [nustatymai] (jei įjungtas, galima naudoti nustatymų ekraną)	0: išjungta 1: įjungta	1	T	T
Nustatymų slaptažodis	0-20 ženklų	“	T	T
Leidžiama redaguoti reagentų duomenis	1: Leidžiama 2: Reikia slaptažodžio 0: Neleidžiama	1	(T)	T

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
Operator ID (naudotojo ID)				
Operator ID entry control (naudotojo ID įvedimo kontrolė)	0: Nėra 1: Reikalauti 2: Tik nuskaityti 3: Reikalauti (tik skaičiai)	1	T	T
Operator ID entry control on Glucose control only (naudotojo ID įvedimo kontrolė tik vykdant gliukozės kontrolę)	0: taip (tik kontrolės) 1: ne (visada)	1	T	T
Operator ID validation (naudotojo ID patvirtinimas) (Leidžiami ženklai: a–z, 0–9, „.“ [taškas], „-“ [brūkšnelis])	0: nėra 1: ilgis 2: sąrašas 3: sąrašas ir slaptažodis	0	T	T
Operator ID maximum length (didžiausias naudotojo ID ilgis) (naudojamas patvirtinti naudotojo ID, jei naudotojo ID patvirtinimo režimas yra „Length“ (ilgis))	0–20	20	T	T
Operator ID minimum length (mažiausias naudotojo ID ilgis) (naudojamas patvirtinti naudotojo ID, jei naudotojo ID patvirtinimo režimas yra „Length“ (ilgis))	0–20	0	T	T
Operator ID timeout (naudotojo ID skirtasis laikas) (nurodomas laikas sekundėmis, kuriam praėjus naudotojas bus atjungtas įjungus energijos taupymo režimą). 0 = iš karto atjungiamas	0–3600 sek.	0	N	T
Operator password length (naudotojo slaptažodžio ilgis)	4–20 ženklų (leidžiami tik a–z, 0–9)	nenurodyta	N	N
Operator certification expiry warning (įspėjimas dėl naudotojo sertifikato galiojimo termino)	0–90 dienų	0 (= išjungta)	N	T
Operator Name length (naudotojo vardo ilgis)	0–25 ženklai	nenurodyta	N	N
Naudotojo ID ir paciento ID brūkšnių kodų maskavimas				
Operator ID barcode mask (naudotojo ID brūkšninio kodo maskavimas) (žr. atskirą lentelę šio skyriaus pabaigoje)	0–300 ženklų*	“	N	T
Patient ID barcode mask (paciento ID brūkšninio kodo maskavimas) (žr. atskirą lentelę šio skyriaus pabaigoje)	0–300 ženklų*	“	N	T
* Ženklų skaičius nemaskuotame brūkšniniame kode negali viršyti 20.				

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
Patient ID (paciento ID)				
Paciento ID patvirtinimas	0: išjungta 1: vardas 2: gimimo data (GD)* 3: vardas/GD*	0	N	T
* Priklauso nuo pasiekiamų DVS nustatymų.				
Patient ID entry mode (paciento ID įvedimo režimas)	0: Klaviatūra / nuskaitymas 1: Sąrašas / klaviatūra / nuskaitymas 2: Tik nuskaityti 3: Reikalauti (skaičiai)	0	T	T
Patient ID validation (paciento ID patvirtinimas) (Leidžiami ženklai: a–z, 0–9, „.“ [taškas], „-“ [brūkšnelis])	0: nėra 1: ilgis 2: sąrašas 3: sąrašas ir galimas įvedimas, jei nėra sąrašo 4: ilgis, jei skaitmenys	0	T	T
Patient ID maximum length (didžiausias paciento ID ilgis) (naudojamas patvirtinti paciento ID, jei paciento ID patvirtinimo režimas yra „Length“ (ilgis) arba „List – allowed to add new“ (sąrašas – leidžiama pridėti naują))	0–20	20	T	T
Patient ID minimum length (mažiausias paciento ID ilgis) (naudojamas patvirtinti paciento ID, jei paciento ID patvirtinimo režimas yra „Length“ (ilgis) arba „List – allowed to add new“ (sąrašas – leidžiama pridėti naują))	0–20	0	T	T
Patient name length (paciento vardo ilgis)	0–25 ženklai	nenurodyta	N	N

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
QC algorithm (KK algoritmas)				
QC Algorithm (KK algoritmas)	0: Nėra (visada gerai) 1: Paskutinis rezultatas gerai 2: Dienos laikas (tik DVS) 3: Pamaina (tik DVS) 4: Valandos 5: Juostelių skaičius 6: Dienos laiko rotacija (tik DVS) 7: Pamainos rotacija (tik DVS) 8: Valandų rotacija (tik DVS) 9: Juostelių skaičiaus rotacija (tik DVS)	0	(T)	T
QC hours (KK valandos) (valandų skaičius tarp reikalingų kontrolės matavimų, jei KK algoritmo nustatymas yra „Hours“ (valandos) arba „hours rotate“ (valandų rotacija))	1–9999 valandos	24	T	T
QC shift length (KK pamainos ilgis) (SĖKMINGOS kontrolės galiojimas išlieka du kartus ilgiau nei nurodytas laikas po to, kai prasideda pamaina, jei KK algoritmo nustatymas yra „Shift“ (pamaina) arba „Shift rotate“ (pamainos rotacija))	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 valandos	8	N	T
QC shift start (KK pamainos pradžia) (pamainos pradžios laikas, jei KK algoritmo nustatymas yra „Shift“ (pamaina) arba „Shift rotate“ (pamainos rotacija))	0–23 valandos	6	N	T
QC strip count (KK juostelių skaičius) (tyrimų skaičius, kuriam galioja SĖKMINGA kontrolė)	1–999	50	T	T
QC time of day (KK dienos laikas)	6 POCT1-A duomenų laukai 00:00–23:59	06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 22:00	N	T
QC time of day set (nustatytos dienos KK laikas)	6 POCT1-A duomenų laukai 0 arba 1	1 0 0 0 0 0	N	T

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
Result deletion (rezultatų šalinimas)				
Result deletion algorithm (rezultatų šalinimo algoritmas). Automatic (automatinis) arba First in First out (pirma pašalinami seniausi rezultatai).	0: automatinis 1: FIFO	1	N	T
Result retention time (rezultatų saugojimo laikas) (dienų skaičius nuo rezultato gavimo iki to laiko, kai jį galima panaikinti automatiškai, jei rezultatų šalinimo algoritmo nustatymas yra „automatic“ (automatinis) ir nebėra laisvos atminties).	1–1 000 d.	30	N	T
Result download required (reikia perkelti rezultatus)	0: išjungta 1: įjungta	0	N	T
Electronic communication (elektroninis ryšys)				
Download warning (perkėlimo įspėjimas)	0–999 val.	0: išjungta	N	T
Download Lockout (duomenų perkėlimo blokavimas)	0–999 val.	0: išjungta	N	T
Maximum number of list items transferred in one POCT1-A message (didžiausias sąrašo elementų skaičius perkeliant su vienu POCT1-A pranešimu)	1–500	75	N	T
Application timeout (programos skirtasis laikas) (per šį laiką programa laukia DVS atsako į POCT1-A komandą)	30–3600 sek.	60	N	T
WLAN settings (general) (bendrieji WLAN nustatymai)				
WLAN enabled (WLAN įjungtas)	0: išjungta 1: įjungta	0	N	T
Use DHCP (naudoti DHCP)	0: išjungta 1: įjungta	0	N	T
IP (matavimo prietaiso statinis IP adresas, jei nenaudojamas DHCP)	0.0.0.0–255.255.255.255	0.0.0.0	N	T
Subnet Mask (potinklio kaukė) potinklio kaukė, naudojama matavimo prietaise, jei naudojamas statinis IP. Pastaba. Jei naudojamas DHCP, bus naudojama DHCP potinklio kaukė.)	0.0.0.0–255.255.255.255	0.0.0.0	N	T
Use DNS (naudoti DNS)	0: išjungta 1: įjungta	0	N	T
DMS host (DVS pagrindinis kompiuteris) (pagrindinio kompiuterio DNS pavadinimas, jei naudojamas DNS)	0–60 ženklų	„“	N	T
DMS IP address (DVS IP adresas) (pagrindinio kompiuterio IP adresas, jei DNS nenaudojamas)	0.0.0.0–255.255.255.255	0.0.0.0	N	T

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
DMS port (DVS prievadas) (prievaro numeris prašant prisijungimo prie DVS. Roche rekomenduoja naudoti prievadų numerius ≥ 1024 .)	0–65535	0	N	T
DNS IP (DNS serverio IP adresas, jei DHCP nenaudojamas ir sukonfigūruotas DNS)	0.0.0.0–255.255.255.255	0.0.0.0	N	T
Gate IP (sietuvo IP) (pastovus sietuvo IP adresas)	0.0.0.0–255.255.255.255	0.0.0.0	N	T
WLAN settings (security) (saugumo WLAN nustatymai)				
Cipher Type (šifro tipas) (šifravimo metodas)	0: Nėra (nėra šifro tipo) 1: AES (simetrinio rakto kriptografija) 2: TKIP (naudojami dinaminiai raktai) 3: AES TKIP (kartu AES ir TKIP) 4: WEP40 (WEP su 64 bitų ilgio rakto) 5: WEP104 (WEP su 128 bitų ilgio rakto)	0: išjungta	N	T
Security Type (saugumo tipas) *	0: atviras (jokio saugumo / šifravimo) 1: WEP 2: WPA_PSK (WPA su bendrai naudojamu rakto) 3: – 4: EAP**	0	N	T
* Pastaba. Leidžiamos tik toliau išvardytos šifrų tipų ir saugumo tipų kombinacijos, žr. lentelę „Leidžiamos šifrų ir saugumo tipų kombinacijos“. **Pastaba. Naudodami 4 parinktį įsitikinkite, kad iš DVS į matavimo prietaisą buvo parsijustas atitinkamas WLAN EAP paketas. Šiame EAP reikia sukonfigūruoti atitinkamą EAP tipą (TLS, PEAP arba TTLS) ir įvairius EAP konfigūracijos nustatymus.)				
SSID	0–32 ženklai	“	N	T
WEP-key (WEP raktas) (40 arba 104 bitų)	NULL ženklu pasibaigianti eilutė, 10 arba 26 ženklų (HEX)	“	N	T
WEP-authentication (WEP autentifikavimas)	0: atviros sistemos autentifikavimas 1: bendro rakto autentifikavimas	0	N	T
WPA Key Type (WPA rakto tipas)	0: Slapta frazė 1: Raktas	0	N	T
WPA Key (WPA raktas)	64 ženklų eilutė (HEX)	“	N	T
WPA pass phrase (WPA slapta frazė) (Nešifruotas tekstas, naudojamas generuoti 256 bitų bendrai naudojamam rakto.)	8–63 ženklai	“	N	T

Sritis / atributas	Reikšmių sritis	Numatytasis	Prietaisas	DVS
Other Test Entry (OTE) (kito tyrimo įvedimas, KTĮ)				
OTE functionality (KTĮ funkcija) *	0: išjungta 1: įjungta	0	N	T
* Priklauso nuo pasiekiamų DVS nustatymų.				
Barcode Configuration (brūkšninio kodo konfigūracija)				
Code 128	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
Code 39	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
Code 93	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
EAN 13	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
Interleaved 2 iš 5	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
Codabar	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
GS1 DataBar Limited	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
QR Code (QR kodas)	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
DataMatrix	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
PDF417	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
Aztec	0: išjungta 1: įjungta	1	N	T
PreAimer Delay (PreAimer delsa) (milisekundėmis)	0-9999	500	N	T
Interleaved 2 of 5 checksum validation (kontrolinės sumos patvirtinimas)	0: išjungta 1: įjungta	0	N	T

Leidžiamos šifro ir saugumo tipų kombinacijos

security_type	cipher_type	wep_auth_type	wep_key	wpa_key_type	wpa_key	wpa_passphrase
0 – atviras	0 – nėra	-	-	-	-	-
1 – WEP	4 – WEP40	0 – atviras / 1 – bendras	10 HEX ženklų	-	-	-
1 – WEP	5 – WEP104	0 – atviras / 1 – bendras	26 HEX ženklai	-	-	-
2 – WPA_PSK	1 – AES (WPA2)	-	-	0 – slapta frazė	-	8 – 63 ženklai
2 – WPA_PSK	1 – AES (WPA2)	-	-	1 – raktas	64 HEX ženklai	-
2 – WPA_PSK	2 – TKIP (WPA)	-	-	0 – slapta frazė	-	8 – 63 ženklai
2 – WPA_PSK	2 – TKIP (WPA)	-	-	1 – raktas	64 HEX ženklai	-
2 – WPA_PSK	3 – AES/TKIP (WPA2/WPA)	-	-	0 – slapta frazė	-	8 – 63 ženklai
2 – WPA_PSK	3 – AES/TKIP (WPA2/WPA)	-	-	1 – raktas	64 HEX ženklai	-
3 –	-	-	-	-	-	-
4 – EAP	-	-	-	-	-	-

Naudotojo ir paciento ID brūkšinių kodų maskavimas

Brūkšninio kodo maskavimo ženklas	Reikšmė
A-Z, 0-9	Jei prieš tai nėra stogelio ženklo („^“), nuskaitomų duomenų ženklas turi būti toks pat, kaip maskuojamasis ženklas. Šis ženklas nėra išsaugomas kaip ID dalis. Jei ženklai nesutampa, nuskaitomi duomenys nėra tinkamas ID.
Dolerio ženklas („\$“)	Nuskaitytų duomenų ženklas šioje pozicijoje yra laikomas ID dalimi.
Žvaigždutė („*“)	Nuskaitytų duomenų ženklas šioje pozicijoje nėra laikomas ID dalimi.
Tildė („~“)	Nuskaitytų duomenų ženklas šioje pozicijoje turi būti skaitmuo nuo 0 iki 9 ir nėra laikomas ID dalimi. Jei nuskaitytas duomenų ženklas nėra skaitmuo, nuskaitomi duomenys nėra tinkamas ID.
Pliusas („+“)	Nuskaitytų duomenų ženklas šioje pozicijoje turi būti raidinis ženklas nuo A iki Z ir nėra laikomas ID dalimi. Jei nuskaitytas ženklas nėra raidinis ženklas, nuskaitomi duomenys nėra tinkamas ID.
Stogelio ženklas („^“)	Šis maskavimo ženklas nurodo, kad nuskaitomų duomenų ženklas turi sutapti su kitu po „^“ esančiu brūkšninio kodo šablono ženklu, o nuskaitytų duomenų ženklas yra laikomas ID dalimi. Jei nuskaitomų duomenų ženklas nesutampa su po „^“ esančiu maskavimo ženklu, nuskaitytas brūkšninis kodas nėra tinkamas ID.

A.2 Brūkšinių kodų standartų pavyzdžiai



ĮSPĖJIMAS

Brūkšinių kodų nuskaitymo klaidų pavojus

Neteisingai nuskaičius brūkšninį kodą gali būti klaidingai identifiikuotas pacientas ir todėl gali būti priimti netinkami sprendimai dėl gydymo.

Kuriant pacientų ar naudotojų brūkšninius kodus, visuomet laikykitės galiojančių atitinkamų brūkšinių kodų tipų tarptautinių IEC/ISO standartų. Ypatingai svarbu, kad būtų užtikrintas brūkšninio kodo dydis ir spausdinimo kokybė (kaip nurodyta ISO/IEC 15416 ir 15415). Nepakankamas spausdinio dydis ir (arba) kokybė gali lemti klaidingą dekodavimą. Be to, kiekvienas naudotojas turi įvertinti visų prietaiso nuskaitytų ir rodomų duomenų patikimumą.

Siekiant sumažinti tikimybę, kad brūkšninis kodas bus nuskaitytas netinkamai, ypač rekomenduojama naudoti paciento ir (arba) naudotojo konfigūravimo parinktį, tinkančias jūsų darbų sekai. Tokios parinktys yra:

- ID patikra pagal sąrašą;
- ID ilgio patikra;¹
- brūkšinių kodų su kontroliniais skaitmenimis naudojimas.

Kartu su aprašytomis parinktimis arba kaip pavienės priemonės naudokite atitinkamas brūkšinių kodų kaukes, jei tai suderinama su jūsų brūkšinių kodų struktūra.

1. Jei nėra galimybės naudoti naudotojų / pacientų sąrašo, rekomenduojama nustatyti bent minimalų atitinkamo ID ilgį, net jei jūsų įstaiga naudoja įvairių ilgių ID.

Nuskaitydami visada įsitikinkite, kad žalias spindulys padengia visą brūkšninį kodą.

EAN 13 brūkšniniai kodai, nors ir paplitę mažmeninės prekybos srityje, yra mažiau rekomenduotini kaip paciento / naudotojo brūkšniniai kodai. Juos naudojant, turi būti taikomi aukščiausi brūkšninių kodų kūrimo ir spausdinimo kokybės standartai.

Įmanoma **selektyviai įjungti arba išjungti pacientų ID arba naudotojų ID nuskaitymui naudojamus brūkšninių kodų tipus**. Nenaudojamus brūkšninių kodų tipus galima išjungti (žr. „Barcode Configuration (brūkšninio kodo konfigūracija)“, 192 psl.). Ši funkcija pasiekama tik per duomenų valdymo sistemą (DVS).

Jei turite klausimų apie darbą su brūkšniniais kodais, kurie nebuvo atsakyti šiame vadove arba norite gauti rekomendacijų, kaip kurti ir nuskaityti brūkšninius kodus, kreipkitės į Roche atstovą (žr. 12 skyrių).

Čia pavaizduoti brūkšniai kodai yra tik iliustracija. Atspausdinus, juos galima panaudoti patikrinti brūkšninių kodų skaitytuvą. Tačiau jie nėra pateikti kaip tikrų pacientų ar naudotojų ID brūkšninių kodų dydžio ar skiriamosios gebos etalonai. Kurdami pacientų arba naudotojų brūkšninius kodus, visada laikykitės atitinkamų standartų ISO/IEC 15416 ir 15415 reikalavimų dėl dydžio ir skiriamosios gebos bei remkitės toliau pateiktomis techninėmis sąlygomis.

	Rekomenduojamos techninės sąlygos	Pastabos
Spausdinimo skiriamoji geba	Rekomenduojama –300 dpi minimali – 200 dpi	Naudojant 200 dpi, gali kilti problemų dėl plačių ir siaurų brūkšnelių pločio santykio.
Atspindžio kontrastas	70% arba didesnis	Rekomenduojamas matinis, o ne blizgus paviršius.
Simbolių klasė	C klasė arba aukštesnė Rekomenduojama B klasė Simbolių klasės A–F nustatomos pagal kelių kokybę nusakančių elementų analizę.	Atsižvelgiant į konkretaus brūkšninio kodo kokybės klasės parametrus, klasės C gali nepakakti, kai galimas judėjimas, atspindys arba yra prastos apšvietimo sąlygos.
Modulio plotis (minimalus)	0,16 mm (tiesiniai brūkšniai kodai) 0,20 mm (2D brūkšniniai kodai)	

Įsitikinkite, kad jūsų spausdintuvas gali atspausdinti brūkšninio kodo brūkšnelius reikalinga skiriamąja geba, tai yra spausdinimo skiriamoji geba atitinka brūkšnelių plotį.

 1234567890	Codabar	 1234567890	Code 39
 ABC123-/+	Code 93	 1234567890	Code 128
 1 112223 334448	EAN 13	 (01)01234567890128	GS1 DataBar Limited
 1234567890	Interleaved 2/5 be kontrolinés sumos	 012345678905	Interleaved 2/5 su kontroline suma
 Roche Professional Diagnostics	PDF417	 Roche Professional Diagnostics	Aztec
 Roche Professional Diagnostics	DataMatrix	 Roche Professional Diagnostics	QR Code (QR kodas)

B Priedas

B.1 Pasirinktinai: belaidis tinklas (WLAN)

Preliminari pastaba

B priedas buvo sukurtas siekiant paaiškinti sistemos Accu-Chek Inform II¹ belaidžio ryšio veikimo principus ir padėti jūsų įstaigos informacinių technologijų ar valdymo komandai (-oms) efektyviai prijungti sistemą Accu-Chek Inform II prie belaidžio tinklo.

Tai, ar jūsų matavimo prietaise veikia belaidžio ryšio funkcija, priklauso nuo įsigytos sistemos konfigūracijos.

Pagrindinė informacija

Matavimo prietaisą Accu-Chek Inform II darbui naudojant belaidį ryšį galima konfigūruoti tik naudojant duomenų valdymo sistemą. Duomenų valdymo sistema taip pat naudojama matavimo prietaiso konfigūravimui jungiant prie ligoninės belaidžio vietinio tinklo (WLAN²). WLAN tinkluose duomenų perdavimui belaidžiu būdu naudojamos 2,4 ir (arba) 5,0 GHz dažnio elektromagnetinės bangos³. Sistema Accu-Chek Inform II atitinka IEEE standartą 802.11g (2,4 GHz dažnis)⁴. Sistema suderinama su ankstesniu standartu 802.11b. Užmezgant ryšį su prieigos tašku, matavimo prietaisas Accu-Chek Inform II atpažįsta esamą prieigos taško WLAN protokolo konfigūraciją (802.11b arba 802.11g) ir automatiškai perduoda duomenis naudodamas atitinkamą ryšio protokolą⁵.

1. Sistemą Accu-Chek Inform II sertifikavo Wi-Fi Alliance.
2. WLAN dar vadinamas belaidžiu LAN arba Wi-Fi.
3. Tam, kad belaidžio ryšio funkcija veiktų tinkamai, prieš tai jūsų sistemos administratorius turi sukonfigūruoti belaidžio ryšio modulį.
4. Nors sistema Accu-Chek Inform II atitinka standartą 802.11g, ji naudoja tik 1–11 kanalus. 12–14 kanalų sistema nenaudoja.
5. WLAN tinklus sudaro pozonai. Įprastinį WLAN pozonį sudaro prieigos taškas (-ai), prijungtas (-i) prie (laidinio) vietinio tinklo, ir vienas ar daugiau klientų, pvz., Accu-Chek Inform II matavimo prietaisai kartu su kitais klientais, pvz., nešiojamaisiais kompiuteriais.

Signalo praradimui arba vieno iš klientų galimybei pasiekti juostos plotį gali turėti įtakos šie veiksniai: kitų klientų tipas ir skaičius, prieigos taško veikimas, esantys elektromagnetiniai trikdžiai ir kiti galimi neigiamą poveikį turintys veiksniai, pvz., betoninės sienos.

Matavimo prietaisas Accu-Chek Inform II naudoja pliūpsninį ryšio protokolą, kuris užima juostos plotį tik tada, jei yra perduodamų duomenų. Lyginant su kitomis programomis, pvz., internetinės telefonijos protokolu (VoIP) ar multimedijos programomis, matavimo prietaiso užimamas juostos plotis yra minimalus. Jei WLAN tinklas, su kuriuo siekia užmegzti ryšį Accu-Chek Inform II matavimo prietaisas, veikia prastai, matavimo prietaisas suprojektuotas taip, kad tai turėtų mažiausią įtaką jo veikimui.

Techninė realizacija

Prieš jungiant bet kokią belaidį ryšį palaikantį prietaisą prie belaidžio tinklo, rekomenduojama atlikti WLAN vietos analizę. WLAN vietos analizės tikslas yra užtikrinti, kad prieigos taško aprėptis ir veikimas bus pakankami naujos radijo dažnius (RD) naudojančios programos ar prietaiso darbui užtikrinti. Analizės metu taip pat išsamiai išnagrinėjami RD signalai, įskaitant visus esamus WLAN tinklus kartu su konkuruojančiais RD signalais ir trikdžiais (susiėjusiais su pastatų struktūra ir kita belaidžio ryšio įranga ar prietaisais).

Atliekant sistemos Accu-Chek Inform II RD realizaciją, rekomenduojama, kad viename aukšte būtų įrengtas bent vienas pagrindinis blokas. Esant belaidžio ryšio sutrikimams arba nutrūkus paslaugos tiekimui, prie tinklo prijungtas pagrindinis blokas užtikrina dubliavimą. Jei Accu-Chek Inform II matavimo prietaisas su RD funkcija naudojamas srityje, kurioje silpnas signalas arba yra trikdžių, rekomenduojama įrengti dubliavimą užtikrinantį prijungtą pagrindinį bloką. Prijungto pagrindinio bloko dubliavimas leidžia nedelsiant perduoti paciento rezultatus, kai matuoklis yra prijungtas.

Šiuo metu naudojamą RD sistemą sudaro antena ir WLAN sistema luste (SoC) kartu su kitais komponentais. WLAN sistema luste yra pagrindinė WLAN sistema. Accu-Chek Inform II matavimo prietaise naudojama RD sistema atitinka toliau nurodytus reikalavimus:

- Jos WLAN sistema luste atitinka IEEE 802.11b ir 802.11g. Ji nepertraukiamai veikia su kitais Wi-Fi sertifikuotais siųstuvais-imtuvais. Be to, joje realizuoti „Wi-Fi Protected Access“ („WPA™ – Enterprise“ ir „WPA™ – Personal“), „Wi-Fi Protected Access 2“ („WPA2™ – Enterprise“ ir „WPA2™ – Personal“) bei „Wired Equivalent Privacy“ (WEP) apsaugos mechanizmai su „Temporal Key Integrity Protocol“ (TKIP) ir „Advanced Encryption Standard“ (AES) funkcijomis.
Be to, sistema palaiko plečiamą autentifikavimo protokolą (EAP) su EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2 ir PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. Informacijos apie Accu-Chek Inform II matavimo prietaiso suderinamumą su Wi-Fi sertifikatu galima rasti http://certifications.wi-fi.org/search_products.php. Daugiau informacijos, įskaitant terminų žodyną, dažniausiai užduodamus klausimus ir kitas su Wi-Fi technologija susijusias temas, galite rasti Wi-Fi Alliance svetainėje (<http://www.wi-fi.org/>).
- 2,4 GHz dažnių juostoje naudojami 1–11 kanalai, o tai yra teisiškai leidžiami kanalai JAV. (12–14 kanalų Accu-Chek Inform II matavimo prietaisas nenau-
doja.)
- RD išėjimo galia yra apie 15 dBm, kai duomenų perdavimo sparta yra 54 MBPS.

Su RD susijusios funkcijos ir teiginiai dėl efektyvaus veikimo

Sistema Accu-Chek Inform II turi pasirenkamą belaidžio tinklo ryšio (WLAN/Wi-Fi) funkciją. Jei įsigijote sistemą su šia galimybe, WLAN funkcija įjungiama gamybos metu.

Šį modulį galima konfigūruoti naudojant duomenų valdymo sistemą (DVS), kuri gali suaktyvinti matavimo prietaiso belaidžio ryšio bei duomenų perdavimo funkcijas. Belaidis ryšys gali padėti užtikrinti, kad DVS atlikti informacijos pakeitimai būtų skubiai išsiųsti į visus prie tinklo prijungtus matavimo prietaisus.

Matavimo prietaisai su integruota ir suaktyvinta belaidžio ryšio funkcija įkrovimui ir (arba) kaip dubliuojančią ryšio funkciją duomenų mainams su DVS naudoja pagrindinį bloką.

Matavimo prietaisą taip pat reikia prijungti, jei ligoninėje pakeičiami saugumo protokolai. Taip įvykus gali būti užblokuoti visi matavimo prietaisai, kol jie nebus prijungti ir sukonfigūruoti iš naujo pagal naująjį protokolą.

Kaip aprašyta prieš tai, Accu-Chek Inform II matavimo prietaisas palaiko standartą 802.11g. Tai reiškia, kad teisingi šie teiginiai dėl veikimo naudojant RD:

- Accu-Chek Inform II matavimo prietaisas naudojant WLAN ryšį į tinkamą DVS gali perduoti duomenų rinkinį, sudarytą iš 1000 rezultatų įrašų, 100 reagentų įrašų ir 500 naudotojo ID įrašų, mažiau nei per 15 minučių, kai yra dirbama įprastoje WLAN aplinkoje (tinkamas WLAN administravimas, tinkamas kitų klientų skaičius, įjungtas bet kuris iš palaikomų saugumo modelių).
- Iš karto po to, kai naudotojas pradeda siųsti gliukozės kiekio kraujyje rezultatą, Accu-Chek Inform II matavimo prietaisas bando prisijungti prie DVS. Kaip nurodyta pramoniniame ryšio protokole POCT1-A, DVS turi patvirtinti matavimo prietaiso užklausą dėl ryšio ir aktyviai pateikti rezultato užklausą. Tik gavęs DVS užklausą, matavimo prietaisas išsiųs rezultatą. Todėl efektyvus rezultatų persiuntimo laikas priklauso nuo infrastruktūros, DVS apkrovos ir pan. Tačiau kai DVS išsiunčia užklausą, matavimo prietaisas atsako per kelias sekundes.
- Accu-Chek Inform II matavimo prietaisas, kuriame įjungta belaidžio ryšio funkcija, perduos rezultatus po kiekvieno tyrimo¹ arba, kai matavimo prietaisas yra nenaudojamas; jis automatiškai bandys užmegzti ryšį su DVS kas 10 minučių.

1. Matavimo prietaisas bandys perduoti rezultatus palietus . Jei matavimo prietaisas persijungia į energijos taupymo režimą automatiškai (žr. 22 psl.) arba yra išjungiamas automatiškai naudojant įjungimo / išjungimo mygtuką, rezultatai bus perduodami tik praėjus 10 minučių kitame ryšio cikle.

Tipinis tiesioginio ryšio tarp Accu-Chek Inform II matavimo prietaiso ir prieigos taško nuotolis (oru, nėra kliūčių, nedaug trikdžių) yra 15–20 metrų (49–66 pėdos). Faktinis atstumas priklauso nuo prieigos taško antenų padėties ir kitų erdvės tarp WLAN prietaiso ir prieigos taško topologinių ypatybių. Be to, dinaminė prieigos taško perdavimo galios kontrolė gali sumažinti didžiausią atstumą tarp WLAN prietaiso ir prieigos taško, kuriuo gali būti užtikrintas ryšys.

Sistema Accu-Chek Inform II suprojektuota taip, kad galėtų veikti kartu su kitais belaidį ryšį naudojančiais prietaisais. Sistema Accu-Chek Inform II nepalaiko jokių tikralaikų arba kritinių laiko požūrių belaidžio ryšio funkcijų. Ji naudoja tik pavienius skaitmeninius duomenų laukus. Ji NEperduoda tolydzios bangos formos duomenų.

Pastaba. Accu-Chek Inform II matavimo prietaisais stebi WLAN tinklo ryšio paslaugos kokybę (Quality of Service – QoS). Jei paskutinis bandymas užmegzti ryšį buvo nesėkmingas, ekrane rodoma piktograma (žr. 44 psl.). Pablogėjusi QoS neturės įtakos matavimo prietaiso veikimui, tačiau gali pavėlinti rezultatų perdavimą į DVS. Naudotojai turi atsiminti, kad naudojant **tikralaikį ryšį** Accu-Chek Inform II matavimo prietaisais **negali užtikrinti** gliukozės kiekio kraujyje duomenų perdavimo.

C Papildymas dėl kito tyrimo įvedimo funkcijos

C.1 Prieš pradedant

Aprašas

Funkcija *Other Test Entry (OTE)* (kito tyrimo įvedimas – KTĮ) yra skirta specialistams, kad jie galėtų įvesti kai kurių ne matavimo prietaisu atliktų pacientų tyrimų rezultatus ar kitą susijusią informaciją (pvz., skirtą insulino tipą, vienetų skaičių).

Išorinės kontrolės įvedamos srityje *Control Test* (kontrolinis tyrimas). Matavimo prietaisas užtikrina šios informacijos perdavimą į (DVS).

Šią funkciją galima įjungti tik naudojant tinkamą DVS.

Suaktyvinus šią funkciją, į veiksmų seką *Patient Test* (paciento tyrimas) arba *Control Test* (kontrolinis tyrimas) visam laikui įtraukiamas papildomas žingsnis. Įjungus šią funkciją, jums reikės pasirinkti tyrimo tipą (*Glucose Test/Other Test* (gliukozės tyrimas / kitas tyrimas) arba *Glucose Control Test/Other Control Tests* (gliukozės kontrolinis tyrimas / kiti kontroliniai tyrimai)).

Šiame vadove pateikti pavyzdžiai yra tik iliustracija. Daugiau informacijos ir žinių apie konfigūravimo parinktis ieškokite su DVS pateiktose instrukcijose.

C.2 Kito tyrimo įvedimo (KTĮ) funkcijos apžvalga

Įvadas

Funkcija *Other Test Entry (OTE)* (kito tyrimo įvedimas – KTĮ) leidžia įvesti nurodytų pacientų tyrimų rezultatus:

- Neštumo
- Vizualinio šlapimo tyrimo (UA)
- Greitojo streptokoko
- Greitųjų narkotinių medžiagų (DAT) tyrimų
- Slapto kraujavimo išmatose tyrimo
- Slapto kraujavimo skrandyje tyrimo
- Ketonų

Be to, funkcija *Other Test Entry* (kito tyrimo įvedimas) leidžia pridėti informaciją apie paskirto insulino tipą ir vienetų skaičių:

- Greitai veikiantis insulinas
- Įprastinis insulinas
- Tarpinio poveikio insulinas
- Ilgai veikiantis insulinas
- Insulino mišiniai

Sąrašė *Review Results* (rezultatų peržiūra) naudojamos šios prieš tai nurodytų tyrimų ir informacijos apie insuliną santrumpos:

- Nėštumo (Preg)
- Vizualinio šlapimo tyrimo (VUA)
- Greitojo streptokoko (Strep)
- Greitųjų DAT tyrimų (DAT)
- Slapto kraujavimo išmatose tyrimo (F Occ)
- Slapto kraujavimo skrandyje tyrimo (G Occ)
- Ketonų (Ket)
- Greitai veikiantis insulinas (Rap-I)
- Įprastinis insulinas (Reg-I)
- Tarpinio poveikio insulinas (Int-I)
- Ilgai veikiantis insulinas (Long-I)
- Insulino mišiniai (Mix-I)

Kai pacientų tyrimų rezultatai įvedami naudojant funkciją *Other Test Entry* (kito tyrimo įvedimas), reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Įveskite paciento ID.¹

Tai galima atlikti rankiniu būdu arba naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą.

- Įveskite tyrimo atlikimo datą ir laiką.
- Įveskite arba patvirtinkite tyrimo juostelės, rinkinio ir (arba) kito reagento partijų numerius.

Tai galima atlikti rankiniu būdu arba naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą (jei yra brūkšninis kodas).


- Pirmą kartą įvedant partijos numerį reikia įvesti tyrimo juostelės, rinkinio ir (arba) kito reagento galiojimo datą.
- Jei yra, įveskite instrumento kontrolės rezultatą (-us).
- Įveskite tyrimo rezultatą (-us).
- Pasirinkite tinkamus komentarus.

1. Pastaba. Naudojant KTĮ darbų sekas, gimimo data (DOB) nėra rodoma.


C.3 Kitų paciento tyrimų įrašymas

Prieš tai turi būti atlikti šie veiksmai:

- įjungtas matavimo prietaisas;
- įvestas naudotojo ID;
- baigtas prisijungimas pasirenkant ☒ ir rodomas ekranas *Main Menu* (pagrindinis meniu).




- 1 Ekrane *Main Menu* (pagrindinis meniu) palieskite *Patient Test* (paciento tyrimas).
- 2 *Patient Test Menu* (paciento tyrimo meniu) palieskite *Other Test* (kitas tyrimas). Rodomas meniu sąrašas *Other Patient Tests* (kiti paciento tyrimai).




- 3 Palieskite  arba , jei norite slinkti sąrašą į viršų arba į apačią.
- 4 Rodomame sąraše pasirinkite norimą tyrimą.

Jei reikia pakeisti įrašą, palieskite , kad sugrįžtumėte į ankstesnį ekraną.




- 5 Įveskite arba pasirinkite *Patient ID* (paciento ID).
Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano¹.



- 6 Naudodami klaviatūrą įveskite tyrimo atlikimo datą. Įvesdami skaičius iš vieno skaitmens, pradžioje įrašykite nulį. Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano.
- 7 Naudodami klaviatūrą įveskite tyrimo atlikimo laiką. Įvesdami skaičius iš vieno skaitmens, pradžioje įrašykite nulį. Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano.


1. Taip pat žr. skirsnį „Paciento ID įvedimas arba pasirinkimas“ 3 skyriuje.



- 8 Naudodami klaviatūrą arba brūkšninių kodų skaitytuvą įveskite *Fecal Card Lot* (išmatų kortelės partija) numerį ir palieskite ☒, kad pereitumėte prie kito ekrano. ARBA, jei sukonfigūruota:
- Norėdami patvirtinti, kad norite naudoti iš anksto pasirinktą partijos numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, palieskite mygtuką ☒.
 - Jei norite naudoti kitą, o ne rodomą partijos numerį, palieskite ☐ **X**, kad įvestumėte naują partijos numerį.

Jei patvirtindami rodomą partijos numerį paliesite ☒, matavimo prietaisas neprašys įvesti galiojimo datos.

- 9 Naudodami klaviatūrą įveskite *Fecal Card Lot* (išmatų kortelės partija) galiojimo datą. Palieskite ☒, kad pereitumėte prie kito ekrano.




- 10 Naudodami klaviatūrą arba brūkšninių kodų skaitytuvą (jei yra brūkšninis kodas) įveskite *Fecal Developer Lot* (išmatų reakcijos tirpalo partiją) numerį ir palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano. Arba, jei sukonfigūruota:


- Norėdami patvirtinti, kad norite naudoti iš anksto pasirinktą partijos numerį, kurį rodo matavimo prietaisas, palieskite mygtuką .
- Jei norite naudoti kitą, o ne rodomą partijos numerį, palieskite , kad įvestumėte naują partijos numerį.

Jei patvirtindami rodomą partijos numerį paliesite , matavimo prietaisas neprašys įvesti galiojimo datos.

- 11 Naudodami klaviatūrą įveskite *Fecal Developer Lot* (išmatų reakcijos tirpalo partiją) galiojimo datą. Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano.



- 12 Palieskite atitinkamą mygtuką ir tokiu būdu nurodykite, kad *Positive Control* (teigiama kontrolė) rezultatas yra *acceptable* (priimtinas) arba *not acceptable* (nepriimtinas).
- 13 Palieskite atitinkamą mygtuką ir tokiu būdu nurodykite, kad *Negative Control* (neigiama kontrolė) rezultatas yra *acceptable* (priimtinas) arba *not acceptable* (nepriimtinas).
- 14 Palieskite atitinkamą mygtuką ir tokiu būdu nurodykite, kad paciento rezultatas yra *positive* (teigiamas) arba *negative* (neigiamas).



Įvedus rezultatus rodomas rezultatų ekranas *Fecal Occult Pat.* (pac. slapto kraujavimo išmatose).

- 15 Norėdami pakeisti rezultato įrašą, palieskite atitinkamą mygtuką.

Norėdami įrašyti komentarus¹:

- 16 Rezultatų ekrane palieskite .
- 17 Iš rodomo sąrašo pasirinkite numatytą komentarą (jei sukonfigūruota) arba palieskite , kad įvestumėte savo komentarą. Įvesdami komentarą naudokite klaviatūrą (kaip prisijungiant).
- 18 Pasirinkę norimą (-us) komentarą (-us), palieskite , kad sugrįžtumėte į rezultatų ekraną.
- 19 Palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

Tyrimo rezultatai taip pat išsaugomi, kai įjungiamas matavimo prietaiso energijos taupymo režimas dirbant rezultatų ekrane arba kai jis įjungiamas automatiškai.

1. Taip pat žr. skirsnį „Komentarų įrašymas“ 3 skyriuje.

C.4 Kitų kontrolinių tyrimų įrašymas

Įvadas	Funkcija <i>Other Control Tests</i> (kiti kontroliniai tyrimai) leidžia įvesti nurodytų KTJ tyrimų skystosios kontrolės rezultatus: ■ Nėštumo (Preg) ■ Vizualinio šlapimo tyrimo (VUA) ■ Greitojo streptokoko (Strep) ■ Greitųjų DAT tyrimų (DAT) Vykdamt kontrolę užtikrinama, kad jųsų tyrimų atlikimo būdas leidžia gauti tikslius rezultatus, kai atliekami <i>Other Patient Tests</i> (kiti paciento tyrimai). Kontrolinių tirpalų reikšmės yra apibrėžtos (žinomos). Pramoniniu būdu gaminami kontroliniai tirpalai turi būti naudojami reguliariai, kaip nurodyta jųsų įstaigos kokybės kontrolės taisyklių reikalavimuose. Šių tirpalų rezultatai turi patekti į tam tikras priimtinas reikšmių ribas, kad būtų užtikrinta, jog KTJ tyrimai atliekami tinkamai.
Kiti kontrolinių tyrimų dažnio intervalai	Laiko intervalus tarp kontrolinių tyrimų nustato jųsų įstaiga. Kokybės kontrolės blokavimo funkcija negalima naudojant <i>Other Test Entry</i> (kito tyrimo įvedimas).
Saugoma kontrolės informacija	Matavimo prietaise gali būti įrašoma ši informaciją apie <i>Other Control Tests</i> (kiti kontroliniai tyrimai): ■ Naudotojo ID ■ Kontrolės tipas ■ Tyrimo data ■ Tyrimo laikas ■ Rinkinio partijos numeris ■ Kontrolės partijos numeris ■ Kontrolinio tyrimo rezultatas (-ai) ■ Komentaras (jei taikoma)

Kai kontrolinių tyrimų rezultatai įvedami naudojant meniu *Other Control Tests* (kiti kontroliniai tyrimai), reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Pasirinkite įrašomos kontrolės tipą.
- Įveskite tyrimo datą (jei reikia).
- Įveskite tyrimo laiką (jei reikia).
- Įveskite arba patvirtinkite rinkinio arba tyrimo juostelių partijos numerį


Tai galima atlikti rankiniu būdu arba naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą (jei yra brūkšninis kodas).

- Įveskite rinkinio arba tyrimo juostelių galiojimo datą.
- Įveskite arba patvirtinkite kontrolės partijos numerį.
- Įveskite kontrolės partijos galiojimo datą
- Pasirinkite kontrolės rezultatą (-us).


Tam, kad galėtų būti laikomi sėkmingais, kontrolinio tirpalo rezultatai turi pateikti į ant tyrimo rinkinio ar reagentų pakuotės nurodytą arba jūsų įstaigos nurodytą leidžiamąjį intervalą.

Prieš tai turi būti atlikti šie veiksmai:


- 1 įjungtas matavimo prietaisas;
- 2 įvestas naudotojo ID;
- 3 baigtas prisijungimas pasirenkant ☒ ir rodomas ekranas *Main Menu* (pagrindinis meniu).




- 1 Ekrane *Main Menu* (pagrindinis meniu) palieskite *Control Test* (kontrolinis tyrimas).
- 2 *Control Test Menu* (kontrolinio tyrimo meniu) palieskite *Other Control Tests* (kiti kontroliniai tyrimai).




- 3 Rodomame sąraše pasirinkite norimą tyrimą. (Pavyzdžiui, bus naudojama kontrolė *Pregnancy* (nėštumas).)
- 4 Pasirinkite naudojamos kontrolės tipą (lygį).




- 5 Naudodami klaviatūrą arba brūkšninių kodų skaitytuvą (jei yra brūkšninis kodas) įveskite *Pregnancy Ctrl Lot* (nėštumo kontrolės partija) numerį. Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano.
- 6 Naudodami klaviatūrą įveskite *Pregnancy Ctrl Lot* (nėštumo kontrolės partija) galiojimo datą. Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano.



- 7 Naudodami klaviatūrą įveskite tyrimo atlikimo datą. Įvesdami skaičius iš vieno skaitmens, pradžioje įrašykite nulį. Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano.
- 8 Naudodami klaviatūrą įveskite tyrimo atlikimo laiką. Įvesdami skaičius iš vieno skaitmens, pradžioje įrašykite nulį. Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano.



- 9 Naudodami klaviatūrą arba brūkšninių kodų skaitytuvą (jei yra brūkšninis kodas) įveskite *Pregnancy Kit Lot* (nėštumo rinkinio partija) numerį. Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano.
- 10 Naudodami klaviatūrą įveskite *Pregnancy Kit Lot* (nėštumo rinkinio partija) galiojimo datą. Palieskite , kad pereitumėte prie kito ekrano.



- 11 Palieskite atitinkamą mygtuką ir tokiu būdu nurodykite, kad *Control bar* (kontrolinė juosta) tyrimo rezultatas yra *acceptable* (priimtinas) arba *not acceptable* (nepriimtinas).
- 12 Palieskite atitinkamą mygtuką ir tokiu būdu nurodykite, kad skystosios kontrolės tyrimo (*Ctrl Result*) (kontrolės rezultatas) yra *acceptable* (priimtinas) arba *not acceptable* (nepriimtinas).

Įvedus rezultatus rodomas rezultatų ekranas *Pregnancy Control* (nėštumo kontrolė).

- 13 Norėdami pakeisti rezultato įrašą, palieskite atitinkamą mygtuką.

Norėdami įrašyti komentarus¹:

- 14 Rezultatų ekrane palieskite .
- 15 Iš rodomo sąrašo pasirinkite numatytą (-us) komentarą (-us) (jei sukonfigūruota) arba palieskite , kad įvestumėte savo komentarą (-us). Įvesdami komentarą naudokite klaviatūrą (kaip prisijungiant).
- 16 Pasirinkę norimą (-us) komentarą (-us), palieskite , kad sugrįžtumėte į rezultatų ekraną.
- 17 Palieskite , kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

Tyrimo rezultatai taip pat išsaugomi, kai įjungiamas matavimo prietaiso energijos taupymo režimas dirbant rezultatų ekrane arba kai jis įjungiamas automatiškai.

Įspėjamieji pranešimai

Kai įvedate *Other Patient Tests* (kiti paciento tyrimai) ir *Other Control Tests* (kiti kontroliniai tyrimai), matavimo prietaise gali būti rodomi klaidų arba įspėjamieji pranešimai. Šie klaidų ar įspėjamieji pranešimai rodomi, kai įrašyto rezultato patikimumas yra abejotinas. Šie pranešimai įspėja, kad tyrimo informacija gali būti negaliojanti ar netiksli. (Taip pat žr. „Iškylantieji pranešimai“ 11 skyriuje)

Įvedant kito paciento tyrimo ir kito kontrolinio tyrimo rezultatus naudotojo gali būti prašoma įvertinti kontrolinio tyrimo (kontrolinės juostos) rezultatą kaip priimtina arba nepriimtina. Jei rezultatas bus įvertintas kaip nepriimtinas, vėlesni paciento rezultatai gali būti laikomi negaliojantys dėl negaliojančio kontrolinės juostos rezultato.

1. Taip pat žr. skirsnį „Komentarų įrašymas“ 3 skyriuje.


C.5 Kitų tyrimų rezultatų peržiūra

Ekrane *Other Test Results* (kiti tyrimo rezultatai) rodomi visi saugomi KTĮ rezultatai. Rezultatus galima peržiūrėti trimis būdais: *All* (visi), *Patient* (paciento) arba *QC* (KK).

Prieš tai turi būti atlikti šie veiksmai:

- 1 įjungtas matavimo prietaisas;
- 2 įvestas naudotojo ID;
- 3 baigtas prisijungimas pasirenkant ☒ ir rodomas ekranas *Main Menu* (pagrindinis meniu).

Norėdami pasinaudoti *Review Other Test* (peržiūrėti kitus tyrimus) rezultatų peržiūros funkcija, atlikite nurodytus veiksmus:



- 1 Ekrane *Main Menu* (pagrindinis meniu) palieskite *Review Results* (peržiūrėti rezultatus).
- 2 *Test Result Menu* (tyrimo rezultatų meniu) palieskite *Review Other Test* (peržiūrėti kitus tyrimus).

Visi išsaugoti KTĮ tyrimų rezultatai nuosekliai pateikiami sąrašė.

Other Test Results

12:48 pm

All -- 03/17/17

Time	Type	ID
12:25 pm	VUA	150 88 256
12:15 pm	Strep	Positive Ctrl
10:32 am	VUA	54344478
9:12 am	F Occ	150 88 256
8:31 am	Preg	150 88 256
8:20 am	DAT	Negative Ctrl

Patient

QC

◀

☰

▼

03/17/17

Fecal Occult Pat.

12:48 pm

Page 1/2

ID: 150 88 256

Name: Helen Schneider

03/17/17 9:12 am

Card Lot #

1283

12/30/17

Dev Lot #

45233

11/30/17

Patient

QC

◀

☰

▼

03/17/17

Fecal Occult Pat.

12:48 pm

Page 2/2

ID: 150 88 256

Positive Ctrl

acceptable

Negative Ctrl

acceptable

Result

negative

Doctor Notified

Patient

QC

◀

☰

▼


03/17/17

- 3

Palieskite  arba , jei norite slinkti sąrašą į viršų arba į apačią. Rezultatai skirstomi į grupes pagal datą.
- 4

Palieskite įrašą sąrašė ir ekrane pamatysite išsamesnę jo informaciją.
- 5

Palieskite  arba , kad pamatytumėte visus pasiekiamus tyrimo rezultato puslapius.



- 6 Jei norite, kad būtų rodomi tik konkretaus paciento rezultatai, palieskite *Patient* (pacientas).
- Išsamaus sąrašo rodinyje palietus *Patient* (pacientas), bus prašoma rankiniu būdu (arba naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą) įvesti paciento ID. Sąraše liks tik pasirinkto paciento rezultatai.
- 7 Jei norite, kad būtų rodomas kitų kontrolinių tyrimų sąrašas, palieskite *QC* (kokybės kontrolė).
- 8 Palieskite elementą *All* (visi), esantį ekrane *Other Test Results* (kiti tyrimo rezultatai), kad pašalintumėte *Patient* (pacientas) arba *QC* (KK) pasirinkimą ir peržiūrėtumėte visus rezultatus.
- 9 Palieskite ◀, kad sugrįžtumėte į ankstesnį meniu ekraną, arba palieskite ☰, kad sugrįžtumėte į *Main Menu* (pagrindinis meniu).

C.6 Kito tyrimo įvedimo konfigūravimo parinktys


Other Test Entry (kito tyrimo įvedimas) parinktis galima konfigūruoti tik naudojant DVS. Todėl konfigūravimo parinkčių pasiekiamumas priklausys nuo jūsų įstaigoje naudojamos duomenų valdymo programinės įrangos. Kreipkitės į sistemos administratorių.

D Papildymas dėl stebimos tyrimo sekos

Stebima tyrimo seka (STS)

Stebimos tyrimo sekos (STS) funkcija stebėtojai (prižiūrėtojai) leidžia vertinti ir įrašyti naudotojo veiklą (pvz., pakartotinai sertifikuojuant). Stebėtojas stebi naudotoją tyrimo metu, kad įsitikintų, ar tyrimas atliekamas laikantis rekomenduojamų procedūrų. Tuomet jis (ji) teigiamai arba neigiamai įvertina naudotojo darbą. Šis įvertinimas išsaugomas kartu su gliukozės tyrimo rezultatu ir su visais norimais komentarais.


Šią funkciją turi sukonfigūruoti sistemos administratorius ir jos veikimas priklauso nuo esamų DVS nustatymų. Elektroninių konfigūravimo parinkčių pasiekiamumas priklausys nuo jūsų įstaigoje naudojamos duomenų valdymo programinės įrangos.



Jei sukonfigūruota, naudotojas gali sulaukti pranešimo iš DVS, kai jis (ji) bando prisijungti matavimo prietaise. Šis pranešimas informuoja naudotojus, kad jų sertifikavimas turi būti atliktas iš naujo. Šio pranešimo turinys sukuriamas DVS sistemoje ir gali būti įvairus. Čia pavaizduotas ekrane rodomas pranešimas yra tik iliustracija.

STS funkcijos naudojimas

Stebimos tyrimo sekos užklausa pateikiama iš DVS.




Stebėtojas:

- 1 Palieskite *Patient Test* (paciento tyrimas).
Kol stebėtojas nėra prisiregistravęs, *Patient Test Menu* (paciento tyrimo meniu) mygtukas *Glucose Test* (gliukozės tyrimas) yra pilkas (išjungtas).
- 2 Palieskite *Observer Login* (stebėtojo prisijungimas).
- 3 Palaukite, kol bus rodomas ekranas *Observer ID* (stebėtojo ID).
- 4 Įveskite naudotojo ID arba nuskaitykite naudotojo ID brūkšninį kodą. Įveskite slaptažodį (gali būti neprivalomas) ekrane *Observer Password* (stebėtojo slaptažodis) ir palieskite , kad prisijungtumėte.

Vėl rodomas *Patient Test Menu* (paciento tyrimo meniu). Mygtukas *Glucose Test* (gliukozės tyrimas) dabar yra aktyvus.

- 5 Perduokite matavimo prietaisą stebimam naudotojui, kuris turi atlikti paciento tyrimą.






Naudotojas:

6 Palieskite *Glucose Test* (gliukozės tyrimas).

Atlikite tyrimą, kaip įprasta. Baigus tyrimą, stebėtojas turi atlikti kitus veiksmus.

7 Sugrąžinkite matavimo prietaisą stebėtojui.

**Stebėtojas:**

- 8 Dar kartą palieskite , kad prisijungtumėte.
- 9 Įvedę slaptažodį palieskite , kad pereitumėte prie įvertinimo.
- 10 Įvertinkite tyrimo rezultato galiojimą paliesdami *Yes* (taip) arba *No* (ne).
- 11 Įvertinkite naudotojo darbą paliesdami *Pass* (patenkinamas) *Fail* (nepatenkinamas).
- 12 Palieskite , jei norite pridėti komentarą.
- 13 Palieskite , kad sugrįžtumėte į ekraną *Main Menu* (pagrindinis meniu).

STS informacija saugoma su tyrimo rezultatu.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.

E Accu-Chek Inform II Base Unit skirtas priedas (sena versija)

Kai kuriomis techninėmis ypatybėmis senoji Accu-Chek Inform II Base Unit versija (REF 05060290001) skiriasi nuo naujesnės Accu-Chek Inform II Base Unit versijos (REF 07671717190), aprašytos skirsnyje 1.6 „Accu-Chek Inform II Base Unit apžvalga“. Šiame skyriuje aprašyti senosios pagrindinio bloko versijos, naudojamos su senesne technine įranga, elementai ir techniniai duomenys.

E.1 Pagrindinio bloko su senesne technine įranga apžvalga




Accu-Chek Inform II Base Unit (sena versija) gali:

- įkrauti matavimo prietaiso baterijų pakuotę;
- palaikyti ryšį su duomenų valdymo sistema;
- palaikyti ryšį su kompiuteriu.

Pagrindinį bloką sudaro šie elementai:

- 1** Įkrovimo kontaktai
- 2** Infraraudonųjų spindulių langelis ryšio su matavimo prietaisu palaikymui
- 3** Būsenos šviesos diodas (šviečia, kai yra prijungtas maitinimo šaltinis):
 - raudona šviesa: maitinimas įjungtas, programa paleidžiama;
 - žalia šviesa: paruošta;
 - mirkčioja raudona: klaida;
 - mėlyna šviesa: konfigūravimo režimas.



Elektrinės jungtys yra pagrindinio bloko nugarėlėje.


- 4 Nuimamasis laikiklis montavimui prie sienos
- 5 Tinklo jungtis – Ethernet/RJ45 jungtis
- 6 USB jungtis
- 7 Lizdas maitinimo šaltiniui
- 8 USB konfigūravimo jungiklis (skirtas tik sistemos administratoriui)



E.2 Pagrindinio bloko (sena versija) prijungimas

PASTABA

Kad prietaisas visada veiktų saugiai ir patikimai, naudokite tik specialiai sistemai Accu-Chek Inform II skirtą maitinimo šaltinį (informacijos apie užsakymą žr. 177 psl.).



- 1 Paslinkite pagrindinį bloką aukštyn ir nuimkite jį nuo sieninio laikiklio (jei jis yra).
- 2 Prijunkite maitinimo šaltinį prie maitinimo jungties.
- 3 **Jei norite prijungti Accu-Chek Inform II Base Unit naudodami laidus:** Eterneto (RJ45) kabelį arba USB kabelį junkite į atitinkamą kištukinį lizdą. Naudokite tik su sistema Accu-Chek Inform II pateiktą USB kabelį.
- 4 Uždėkite pagrindinį bloką atgal ant sieninio laikiklio (jei jis yra).

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie Accu-Chek Inform II Base Unit konfigūravimą, kreipkitės į Roche atstovą.

E.3 Pagrindinio bloko (sena versija) valymas / dezinfekavimas

Žr. „Pagrindinio bloko valymas / dezinfekavimas“, 153 psl. Vykdykite tuos pačius nurodymus.

E.4 Techniniai duomenys

Techninės sąlygos	Pagrindinis blokas (sena versija)	Maitinimo šaltinis
Aukštis	110 mm / 4,33 col. (maks.)	35 mm / 1,38 col. + AC kištukas (28–40 mm / 1,1–1,6 col.)
Plotis	118 mm / 4,65 col. (maks.)	51 mm / 2,01 col.
Ilgis	103 mm / 4,06 col. (maks.)	87 mm / 3,43 col.
Svoris	Accu-Chek Inform II Base Unit (sena versija) 615 g su sieniniu laikikliu	nenurodyta
Naudotojo sąsaja	Šviesos diodas (trijų spalvų: raudona, žalia, mėlyna)	Šviesos diodas: žalia
Darbinė temperatūra	3–50 °C 37–122 °F	0–40 °C 32–104 °F
Laikymo sąlygos (ilgalaikis laikymas)	5–40 °C / 41–104 °F, esant 10–85% sant. dr. (be kondensacijos)	
Drėgnis (darbinis)	10–90 % sant. dr. (be kondensacijos)	
Oro slėgis	0,7–1,06 baro 70–106 kPa	nenurodyta
Įeinanti įtampa	+7,5 V nuolatinė srovė	nuo 100 iki 240 V kintamoji srovė
Įėjimo dažnis	nuolatinė srovė	50–60 Hz
Įėjimo srovė	1,7 A (maks.)	350–150 mA
Jungtys	Įkrovimo kontaktai IR jungtis RJ45 ethernet USB B tipo	Nuolatinės srovės jungtis Keičiami kintamosios srovės įėjimo kontaktai
Duomenų perdavimo sparta	IR: 9,6K–115K bps Ethernetas: 10 Mbps mišrusis dvipusis USB: 12 Mbps	nenurodyta

Rodyklė

A

Adresai (Roche)	181
Ataskaitoje pateikiamos ribos	65, 139
Automatinis energijos taupymo režimo įjungimas	22

B

Base Unit (sena versija)	
Apžvalga	231
Prijungimas	233
Valymas / dezinfekavimas	153
Base Unit Hub	39
Base Unit, Base Unit Light	
Apžvalga	37
Prijungimas	119
Valymas / dezinfekavimas	153
Baterijų pakuotė	
Montavimas ir keitimas	121–125
Belaidis ryšys	
Laikinas išjungimas	44
Brūkšninis kodas	
Maskavimas	194
Tipai	198

C

CR LO/HI	65
----------------	----

D

Darbo sąlygos (bendrai)	145
Data ir laikas	143
Datos ir laiko formatas	133
Dezinfekavimas	147–155
Diagnostika	158
DR (radijo dažnis)	28, 200
Duomenų perkėlimo blokavimas	49, 81
Atblokavimas	160

E

Ekrano parinktytys	134
Energijos taupymo režimo įjungimas	22
Energijos taupymo režimo įjungimas (automatinis)	22

G

Garsinis signalas	144
Glukozės kontrolė	
Kontroliniai tirpalai	72
Laiko intervalai	70
Pasiruošimas	72
Skubus tyrimas	81
Tyrimo atlikimas	73–80
Glukozės kontrolės nustatymai	137
Glukozės kontrolinis tyrimas	69–81
Rezultatai	79

H

HI	65
----------	----

I

Ijungimas	43
Informacinė tarnyba	181
Įrašai (paciento ID, naudotojo ID)	173, 203
Išorinės kokybės kontrolės tyrimas	111–117
Pasiruošimas	112
Rezultatai	117
Tyrimo atlikimas	113–117
Izoliavimo patalpos darbų seka	51

J

Juostelių partija	
Pasirinkimas	57, 76

K

Kito tyrimo įvedimas (KTĮ)	205–225
KK blokavimas	69
Klaidos (be klaidos pranešimo)	163–166
Klaidų pranešimai	168
Kodavimo lustas	
Žr. kodinis raktas	
Kodinio rakto skaitytuvai	
Apžvalga	36
Kodinio rakto informacijos perkėlimas	88
Kodinis raktas	36, 87

Komentarai
 Įrašymas67
 Techninės priežiūros registracija 156
Konfigūracija128–144, 183–194
 Meniu apžvalga129–131
Kontrolės dažnis 137
Kontrolinės partijos
 Kontrolinių tirpalų partijų numerių redagavimas 94–98
Kontrolinis tirpalas
 Partijos numeris75
Kontrolinių tirpalų partijos numeriai
 Informacijos saugojimas 87–102
 Pasirinkimas75
Kritinės ribos 65, 139

L
Laikymas 147
Licencija (GPL) 180
LO65

M
Matavimo prietaisais
 Apžvalga34
 Diagnostika 158
 Energijos taupymo režimo įjungimas22
 Ijungimas43
 Išjungimas23
 Nustatymai183–194
 Perkrovimas 170
 Valymas / dezinfekavimas 151
Matavimo prietaiso įstatymas 126
Matavimo prietaiso išjungimas23
Matavimo prietaiso nustatymai128–144
 Meniu apžvalga129–131
Mėginys
 Užlašinimas62, 78, 109, 116

N
Naudotojo ID 46–48
 Brūkšnių kodų skaitytuvas47
 Įvedimas rankiniu būdu48
 Parinktas 140
 Slaptažodis48

Normos ribos65, 139
Nustatymai 183–194
 Data ir laikas 143
 Datos ir laiko formatas 133
 Ekrano parinktis 134
 Garsinis signalas 144
 Gliukozės kontrolės nustatymai 137
 Naudotojo ID įvedimas 140
 Nustatymų meniu132, 161
 Paciento ID įvedimas 141
 Reagentų parinktis 136
 Reikšmių ribos 139
 Slaptažodis 142
 Tyrimo juostelių parinktis 135
Nustatymas 128–144
 Meniu apžvalga 129–131

P
Paciento gliukozės tyrimas 49–68
 Pasiruošimas 49
 Rezultatai 64
 Tyrimo atlikimas 51–66
Paciento ID 52–56
 Brūkšnių kodų skaitytuvas 56
 Įvedimas rankiniu būdu 54
 Parinktas 141
Partijų numeriai87–102
Perkrovimas 170
Piktogramos
 Identifikacinė plokštelė5
 Pakuotė5
Pradinis paleidimas 120–159
Priežiūra 145–162
Priežiūros meniu 162
Produkto informacija 173–180

R
Reagentai 40
Reagentų parinktis 136
REF (katalogo numeriai) 177
Reikmenų dėžutė
 Apžvalga 40
 Valymas / dezinfekavimas 154

Reikšmių ribos (rezultatai)	64	Tiesiškumo tyrimai	103–110
Rezultatų atmintis	83–86	Intervalai	104
Rezultatų ekranas	64, 79, 110, 117	Pasiruošimas	105
RR LO/HI	65	Rezultatai	110

S

Sauga		Tiesiškumo tyrimų partijos	
Apsauga nuo infekcijos	19	Informacijos saugojimas	87–102
Naudotojo kvalifikacija	19	Tiesiškumo tyrimo partijos	
Saugos informacija	21–29	duomenų redagavimas	99–102
Sistema		Tyrimo juostelės	
Apžvalga (kodo raktas)		Duomenų keitimas	91–93
skaitytuvas)	36	Įdėjimas	60, 77, 108, 115
Apžvalga (matavimo prietaisas)	34	Išorinės kokybės kontrolės	
Apžvalga (pagrindinio bloko šakotuvai)	39	mėginio užlašinimas	116
Apžvalga (pagrindinis blokas)	37	Kontrolinio tirpalo užlašinimas	78
Apžvalga (reikmenų dėžutė)	40	Kraujo mėginio užlašinimas	62
Bendroji informacija	173–180	Nustatymų pasirinkimai	135
Dezinfekavimas	147–155	Tiesiškumo tyrimo	
Pradinis paleidimas	120–159	mėginio užlašinimas	109
Sudėtinės dalys	32	Tyrimo juostelių parinktys	135
Techninė priežiūra	145–162	Tyrimo juostelių partijos	
Techniniai duomenys	173, 234	Informacijos saugojimas	87–102
Trikčių šalinimas	163–171	Trikčių šalinimas	163–171
Valymas	147–155	Tvarkymas	21
Skubus tyrimas	81		
Slaptažodis	142		
Stebima tyrimo seka (STS)	228		
Sudėtinės dalys	32		

Š

Šalinti pacientą	162
Šifras	193

T

Techninė priežiūra	
Registracija	156
Techninės sąlygos	173, 234
Techniniai duomenys	173, 234
Telefono numeris	
(informacinė tarnyba)	181

U

Užsakymas	177
-----------------	-----

V

Valymas	147–155
Valymo priemonės	148
Vienetai (rezultatai)	134

W

Wi-Fi	28, 29
WLAN	28, 199
WLAN saugumas	193

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM,
ACCU-CHEK PERFORMA ir COBAS
yra Roche prekių ženklai.



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Vokietija
www.roche.com
www.cobas.com

0 597 602 2001 (03) 2017-03 LT

ACCU-CHEK®