

„Bio-FASTak“, „FASTak™“, „SutureTak®“ ir

„FiberTak®“ siūlų inkarai

DFU-0054-EO 5 perž.  2797 2023-11

Svarbi informacija apie gaminį

Simbolių žodynas pateikiamas www.arthrex.com/symbolsglossary.

A. PRIEMONĖS APRAŠYMAS

Šiuos prietaisus sudaro „Bio-FASTak“, „FASTak™“, „SutureTak®“ ir „FiberTak®“ siūlų inkarai.

Šiuos siūlo ankerio gaminius sudaro standieji implantai su sriegiais, taip pat implantai, pagaminti tik iš siūlų medžiagos (t.y. „FiberTak“). „FiberTak“ siūlų inkaras sudaryti iš poliesterio apvalkalo su vienu arba keliais siūlais, surinktais per apvalkalą.

Visi implantai tiekiami įdėti į įvediklį ir gali būti su kilpelėmis, per kurias pereina įvairių tipų siūlai su adatomis arba be jų.

B. INDIKACIJOS

„Bio-FASTak“, „FASTak“, „SutureTak“ ir „FiberTak“ siūlų inkaras skirti naudoti siūlų arba audinių fiksavimui pėdos, kulkšnies, kelio, plaštakos, riešo, alkūnės, peties ir klubo srityse.

„Bio-FASTak“, „FASTak“, „SutureTak“ ir „FiberTak“ siūlų inkaras skirti šioms indikacijoms:

I. CE nepriimančiose šalyse

- Petys:** žasto sukamųjų raumenų manžetės taisymo operacija, peties sąnario (Bankart) taisymo operacija, peties viršutinės sąnarinės lūpos priekinio–užpakalinio (angl. „superior labrum anterior posterior“, SLAP) plyšimo taisymo operacija, dvigalvio raumens tenodezė, peties ir raktikaulio atskyrimo taisymo operacija, deltinio raumens taisymo operacija, peties sąnario kapsulės poslinkis arba sąnarinės lūpos kapsulės rekonstrukcija.
- Pėda / kulkšnis:** lateralinis stabilizavimas, medialinis stabilizavimas, Achilo sausgyslės taisymo operacija, pėdos vidurinės dalies rekonstrukcija, padikaulio deformacijos

rekonstrukcija, padikaulio raiščio taisymo operacija, pirštų sausgyslių perkėlimai (**tik „SutureTak“ ir „FiberTak“ siūlų inkarai**).

3. **Kelis:** medialinio kolateralinio raiščio taisymo operacija, lateralinio kolateralinio raiščio taisymo operacija, girkelės sausgyslės, užpakalinio įstrižinio raiščio taisymo operacija, klubakaulio ir blauzdikaulio juostos tenodezė ir sąnario kapsulės užvėrimas (**su bemazgiais „SutureTak“**), (**tik 1,8 ir 2,6 bemazgiais „FiberTak“ siūlų inkarais (išskyrus Kanadą)**) ir medialinio patelofemoralinio raiščio taisymo operacija / rekonstrukcija **tik 1,8 ir 2,6 bemazgiais „FiberTak“ siūlų inkarais (išskyrus Kanadą)**).
4. **Plaštaka / riešas:** skafolunatinių (angl. „scapholunate“) raiščių rekonstrukcija, riešo raiščių rekonstrukcijos (**tik „FiberTak“ ir bemazgiai „SutureTak“**), kolateralinių raiščių taisymo operacija ir (arba) rekonstrukcija, pirštų sausgyslių perkėlimai ir karpometakarpalinio sąnario artroplastika (nykščio pagrindo artroplastika) (**tik „FiberTak“ ir „Micro BioComposite SutureTak“ siūlų inkarais**).
5. **Alkūnė:** dvigalvio raumens sausgyslės pakartotinis tvirtinimas, ulnarinio ir (arba) radialinio kolateralinio raiščio rekonstrukcija ir lateralinio epikondilito taisymo operacija (**tik bemazgiai „SutureTak“**).
6. **Klubas:** gūžduobės lūpos taisymo operacija, kapsulės taisymo operacija (**išskyrus „FiberTak“ siūlų inkarus**), sėdmenų raumenų sausgyslės taisymo operacija (**tik 1,8 ir 2,6 „FiberTak“ siūlų inkarai (išskyrus Kanadą)**) Į klubo indikacijas neįtraukti 2,4 mm „FASTak“ siūlų inkarai ir „FiberTak“ DR bei DX siūlų inkarai.
2,0 mm „Mini Hip SutureTak“ siūlų inkaras skirtas **TIK** gūžduobės lūpos taisymo operacijai.

2,4 mm bemazgis „Hip SutureTak“ siūlo inkaras yra skirtas naudoti **TIK** tvirtinimui prie klubo kaulo (minkštojo audinio). Skirta specialiai gūžduobės lūpos taisymo operacijai (išskyrus Kanadą).

II. CE priimančiose šalyse:

1. **„Bio-FASTak“:**
 - **Petys:** žasto sukamųjų raumenų manžetės taisymo operacija, peties sąnario („Bankart“) taisymo operacija, SLAP pažeidimo taisymo operacija, dvigalvio raumens tenodezė, pečių sąnario kapsulės poslinkis ir sąnarinės lūpos kapsulės rekonstrukcija.
 - **Alkūnė:** dvigalvio raumens sausgyslės pakartotinis tvirtinimas.
 - **Pėda / kulkšnis:** lateralinis stabilizavimas, medialinis stabilizavimas, Achilo sausgyslės taisymo operacija ir pėdos vidurinės dalies rekonstrukcija.

- **Klubas:** gūžduobės lūpos taisymo operacija, kapsulės taisymo operacija.
2. „**FASTak**“:
- **Petys:** žasto sukamųjų raumenų manžetės operacija, peties sąnario („Bankart“) operacija, SLAP plyšimo operacija, dvigalvio raumens tenodezė, pečių sąnario kapsulės poslinkis ir sąnarinės lūpos kapsulės rekonstrukcija.
 - **Alkūnė:** dvigalvio raumens sausgyslės pakartotinis tvirtinimas.
 - **Pėda / kulkšnis:** lateralinis stabilizavimas, medialinis stabilizavimas, Achilo sausgyslės taisymo operacija ir pėdos vidurinės dalies rekonstrukcija.
 - **Klubas:** gūžduobės lūpos taisymo operacija, kapsulės taisymo operacija. Į klubo indikacijas neįtraukti 2,4 mm „FASTak“ siūlų inkaras.
3. „**SutureTak**“:
- **Petys:** žasto sukamųjų raumenų manžetės operacija, peties sąnario („Bankart“) operacija, SLAP plyšimo operacija, lūpos operacija ir sąnarinės lūpos kapsulės rekonstrukcija.
 - **Alkūnė:** dvigalvio raumens sausgyslės pakartotinis tvirtinimas.
 - **Pėda / kulkšnis:** lateralinis stabilizavimas, medialinis stabilizavimas, Achilo sausgyslės taisymo operacija ir pėdos vidurinės dalies rekonstrukcija.
 - **Klubas:** gūžduobės lūpos taisymo operacija, kapsulės taisymo operacija. 2,0 mm ilgio „MiniHip SutureTak“ siūlo ankeris skirtas TIK gūžduobės lūpos operacijai.
4. „**FiberTak**“:
- **Petys:** žasto sukamųjų raumenų manžetės operacija, peties sąnario („Bankart“) operacija, SLAP plyšimo operacija, dvigalvio raumens tenodezė, pečių sąnario kapsulės poslinkis ir sąnarinės lūpos kapsulės rekonstrukcija.
 - **Alkūnė:** dvigalvio raumens sausgyslės pakartotinis tvirtinimas.
 - **Pėda / kulkšnis:** lateralinis stabilizavimas, medialinis stabilizavimas, Achilo sausgyslės taisymo operacija ir pėdos vidurinės dalies rekonstrukcija.
 - **Klubas:** gūžduobės lūpos taisymo operacija.

C. KONTRAINDIKACIJOS

1. Nepakankamas kaulo masės kiekis arba kokybė.
2. Ribota kraujotaka ir anksčiau pasireiškusios infekcijos, dėl kurių gijimas gali būti ilgesnis.
3. Jautrumas svetimkūniui. Jeigu įtariamas jautrumas medžiagai, prieš implantaciją reikia atlikti atitinkamus tyrimus ir atmesti jautrumo galimybę.

4. Reakcijos į svetimkūnį. Žr. dalies „Nepageidaujamas poveikis“ punktą apie alergines reakcijas.
5. Bet kokia aktyvi infekcija arba ribota kraujotaka.
6. Būklės, kurios gali riboti paciento gebėjimą arba norą apriboti veiklą arba laikytis nurodymų gydymo laikotarpiu.
7. Šio prietaiso naudojimas gali netikti pacientams, kurių kaulai yra nepakankami arba nesubrendę. Prieš atlikdamas ortopedines operacijas pacientams, kurių skeletas nesubrendęs, gydytojas turi atidžiai įvertinti kaulų kokybę. Šio medicinos prietaiso naudojimas ir konstrukcijų arba implantų implantavimas negali blokuoti, trikdyti arba nutraukti plokštelės augimo.
8. Negalima naudoti operacijoms, kurios čia nenurodytos.

D. NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

1. Infekcijos (gilios ir paviršinės).
2. Reakcijos į svetimkūnį.
3. Buvo pranešta apie alergines reakcijas į PLA (polipieno rūgštis) medžiagas (PLLA (poli-L-pieno rūgštį), PLDLA (poli-L-D-pieno rūgštį)). Dėl šių reakcijų kartais implantą reikėdavo pašalinti. Į paciento jautrumą priemonės medžiagoms reikia atsižvelgti prieš implantaciją.
4. **Tik „FASTak“ siūlų inkarai:** pečių išnirimas ir (arba) subluksacija.

E. ⚠️ ĮSPĖJIMAI

1. ⚠️ Dėmesio: pagal JAV federalinius įstatymus šis prietaisas gali būti parduodamas tik gydytojo arba jo nurodymu.
2. ⚠️ Šis prietaisas skirtas naudoti apmokytam medicinos specialistui.
3. ⚠️ Vidinės fiksacijos prietaiso negalima naudoti pakartotinai.
4. ⚠️ Negalima sterilizuoti priemonės pakartotinai.
5. Po operacijos ir iki gydymo pabaigos šio prietaiso fiksacija turi būti traktuojama kaip laikina; ji gali neatlaikyti svorio apkrovos arba kitokios neprilaikomos apkrovos. Šios priemonės užtikrinamą fiksaciją reikia saugoti. Po operacijos reikia griežtai laikytis gydytojo skirto režimo, siekiant išvengti nepageidaujamos apkrovos prietaisui.
6. Sėkmingam šio prietaiso naudojimui užtikrinti svarbūs šie veiksniai: priešoperacinės ir operacinės procedūros, įskaitant žinias apie chirurginių procedūrų techniką ir tinkamas prietaiso parinkimas bei implantavimas. Tinkamai priemonės implantacijai reikalinga atitinkama „Arthrex“ įstatymo sistema.
7. Įstatydami inkarą per stipriai jo neįtvirtinkite, nes dėl to gali būti pažeistas / sugadintas

- įvediklis. Jei įstatydami jaučiate pasipriešinimą, nebandykite įtvirtinti stipriau. Pakeiskite implantą ir pakartokite gręžimo ir įstatymo procesą.
8. Iškart po naudojimo apžiūrėkite visas priemones, ar paciente neliko nuo jų atsiskyrusių dalių.
 9. Tik „SutureTak“ ir „FiberTak“ siūlų inkarai: gręžiant labai kietą kaulą, gali prireikti cikliška judinti grąžtą, išlaikant pastovų grąžto kreipiklio lygiavimą. Taip pat galima naudoti didesnio dydžio kieto kaulo grąžtus.
 10. Sprendimą pašalinti priemonę reikia priimti tik įvertinus galimą su pakartotine chirurgine procedūra susijusią riziką. Po prietaiso pašalinimo būtina taikyti reikiamą pooperacinę priežiūrą.
 11. Rinkose, kuriose reikalaujama pateikti informaciją pacientui, pacientas turi gauti išsamius šios priemonės naudojimo ir jos apribojimų nurodymus, paciento lapelį (www.arthrex.com/patientleaflets) ir paciento implanto kortelę. Padėkite pacientui pasirinkti tinkamiausią gydymo būdą ir paaiškinkite pranašumus, pavojus bei su gydymu susijusias kontraindikacijas.
 12.  Priemonė skirta naudoti tik vieną kartą. Pakartotinai naudojant šį prietaisą, prietaisas gali neveikti pagal paskirtį ir galima pakenkti pacientui ir (arba) naudotojui.
 13. Prieš implantaciją reikia atsižvelgti į paciento jautrumą priemonės medžiagoms. Žr. „Nepageidaujamas poveikis“.
 14. Biologiškai pavojingos atliekos, pvz., eksplantuoti prietaisai, adatos ir užteršta chirurginė įranga, turi būti saugiai šalinamos pagal įstaigos reikalavimus.
 15. Apie sunkius incidentus reikia pranešti „Arthrex Inc.“ arba tos šalies, kurioje įvyko incidentas, vietiniam atstovui ir sveikatos priežiūros kontrolės institucijai.

F. MAGNETINIO REZONANSO TYRIMO (MRT) SAUGUMO INFORMACIJA

1. Sąlyginai saugus magnetinio rezonanso (MR) aplinkoje



Saugumo vykdant MRT informacija

Asmenį su „Arthrex“ implantais galima saugiai skenuoti toliau nurodytomis sąlygomis. Nesilaikant šių sąlygų pacientą galima sužaloti.

Prietaiso pavadinimas	„FASTak“ siūlo ankeris
Statinis magnetinio lauko stipris (B_0)	1,5 T arba 3,0 T
Didžiausias erdvinis lauko gradientas	30 T/m arba 3 000 gausų/cm
Radio dažnių (RD) sužadinimas	Žiediskai poliarizuotas (CP)
RD perdavimo spiralės tipas	Tūrinė RD ritė
Veikimo režimas	Įprastas veikimo režimas
Didžiausias viso kūno SAR (savitosios sugerties sparta)	2 W/kg (įprastas veikimo režimas)
Didžiausia galvos SAR	Netaikoma
Skenavimo trukmė	Tikėtinas didžiausias temperatūros padidėjimas nenutrūkstamai 15 minučių skenavus yra mažesnis nei 1,8 °C. Kadangi jis yra mažesnis nei 4 °C, pirmiau nurodytomis sąlygomis be aušinimo galima nenutrūkstamai skenuoti 60 minučių.
MR vaizdo artefaktai	Šis implantas gali sukelti vaizdo artefaktą.

Pacientus, turinčius kitus sąlyginai saugius MR aplinkoje prietaisus, galima skenuoti, jei tenkinami visi kiekvieno prietaiso sąlyginai saugaus skenavimo MR aplinkoje parametrai. MRT skenavimo atlikti negalima, jei negalima įvykdyti kokių nors bet kurio prietaiso saugaus skenavimo sąlygų.

Jei informacija apie konkretų parametą neįtraukta, su tuo parametru nesiejamų jokios sąlygos.

2. Saugus MR aplinkoje

„Bio-FASTak“, „SutureTak“ ir „FiberTak“ siūlų inkarai gaminami tik iš poliesterio, polietereeterketono (PEEK) poli (L-laktido, PLLA), poli (L-laktido-ko-D rūgšties, PLDLA) ir (arba) poli (L-laktido rūgšties, PLLA), trikalcio fosfato (TKF ir poliesterio (apvalkalas) ir yra saugūs naudoti MR aplinkoje.

G. ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Chirurgai turi vadovautis savo profesine patirtimi, parinkdami tinkamą siūlų inkaro tipą ir dydį, remdamiesi specifine indikacija, tinkamiausia chirurginės procedūros technika ir paciento ligos istorija.
2. Chirurgams patariama prieš atliekant bet kokią operaciją peržiūrėti konkrečiam gaminiui taikomą chirurginę techniką. „Arthrex“ pateikia išsamią informaciją apie chirurginių procedūrų techniką spausdintine, vaizdo ir elektronine forma. „Arthrex“ svetainėje taip pat pateikta išsami informacija apie chirurginę techniką ir demonstracijos. Taip pat galite susisiekti su savo „Arthrex“ atstovu dėl demonstracijos vietoje.
3. **Tik „FASTak“ siūlų inkarai:** sustabdžius ir paleidus grąžtą, implantui gali tekti per didelis sukimo momentas, dėl kurio priemonė gali sugesti.
4. **Tik „FASTak“ siūlų inkarai:** svarbu nutraukti gręžimą, kai tik laikiklis susiliečia su kreiptuvu arba griebtuvu. Priešingu atveju galite sugadinti siūlą ir (arba) implantą.
5. Įdėkite ankerį ta pačia kryptimi, kaip ir paruoštoje išgręžtoje kaulo skylėje, kad ankeris arba įvediklis nebūtų pažeistas.
6. **Tik „SutureTak“ ir „FiberTak“ siūlų inkarai:** lanksčiuoju grąžtu uždėti inkarai: atliekant gręžimo ir implanto įspaudimo procedūros veiksmus, grąžto kreipiklio galiukas turi išlaikyti kontaktą su kaulo paviršiumi. Priešingu atveju implantą gali būti sunku įstatyti iki numatyto gylio. Įstatydami inkarą per stipriai jo neįtvirtinkite, nes dėl to gali būti pažeistas / sugadintas įvediklis. Jei įstatydami jaučiate pasipriešinimą, nbandykite įtvirtinti stipriau. Pakeiskite implantą ir pakartokite gręžimo ir įstūmimo procesą.
7. „Arthrex“ implantuojamosioms priemonėms įstatyti turi būti naudojami specialūs implantams skirti instrumentai pagal rekomenduojamą chirurginę techniką.
8. **Tik perforaciniai siūlų inkarai:** prieš įvedant į labai kietą kaulą, gali reikėti iš anksto pradurti

lizdą kaule, kad implantas nebūtų pažeistas.

9. **Tik perforaciniai siūlų inkarai:** įsitikinkite, kad inkaro įvedimo kampas yra statmenas kaului.

H. PAKUOTĖ IR ŽENKLINIMAS

1. Pristatytus „Arthrex“ prietaisus reikia priimti tik tuo atveju, jeigu jų gamintojo pakuotė ir ženklėjimas nėra pažeisti.
2. Jeigu pakuotė buvo atidaryta, pakeista arba pažeista, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ☎ +1 800 934-4404.

I. STERILIZAVIMAS

Ši priemonė tiekiamas sterili. Daugiau informacijos pateikiama ant pakuotės ženklėjimo.  Šios priemonės niekada jokiais sąlygomis negalima pakartotinai sterilizuoti.

J. MEDŽIAGŲ SPECIFIKACIJOS

Daugiau informacijos apie medžiagas pateikiama pakuotės etiketėje.

Inkaras: ši priemonė pagaminta iš titano, PEEK (polietereterketono), poli (L-laktido) arba poli (L-laktido-ko-D, L-laktido). „FiberTak“ pagamintas iš poliesterio apvalkalo.

Biokompozito inkaras gaminami iš poli (L-laktido) arba poli (L-laktido-ko-D, L-laktido) ir trikalčio fosfato (TKF).

Siūlai: informacija apie su priemone tiekiamų siūlų dydžius ir tipus pateikiama pakuotės etiketėje.

„FiberWire®“ ir „TigerWire®“ yra pintas siūlas, pagamintas iš UHMWPE ir poliesterio ant UHMWPE gijų šerdies. Tarp papildomų „Arthrex“ siūlų medžiagų yra silikono elastomero danga, cianoakrilatas ir (arba) nailonas. Danga veikia kaip lubrikantas siūlams slinkti, mazgams rišti ir palengvina įveriamų siūlų vedimą per audinius. UHMWPE siūlai arba kai kurie pinti polimerų mišinio siūlai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) „FiberWire“ CL, gali būti be šerdies.

„FiberTape®“, „TigerTape™“, „LabralTape™“ ir „SutureTape“ yra plokščiai supintos konstrukcijos. „FiberTape“ ir „TigerTape“ siūlus sudaro UHMWPE ir poliesterio gijos ant „FiberWire“ arba „TigerWire“ šerdies. „LabralTape“ pagamintas iš UHMWPE, tačiau jame gali būti poliesterio gijų ir (arba) nailono. „SutureTape“ pagamintas iš UHMWPE ir poliesterio gijų. Papildomos medžiagos gali būti cianoakrilatas ir nailonas.

Į „FiberWire“ ir „TigerWire“ siūlus įeina „FiberStick™“, „TigerStick®“, „FiberChain®“, „FiberLink™“, „TigerLink™“, „TigerTail®“, „FiberLoop®“ ir „TigerLoop™“ siūlai. „FiberLink“, „TigerLink“, „FiberLoop“ ir „TigerLoop“ siūlai taip pat gali būti supinti iš „SutureTape“ siūlų.

Papildomos medžiagos gali būti silikono elastomero danga (išskyrus siūlus, kurių pavadinime yra „-Tape“), cianoakrilatas, nailono gijos arba monofilamentas.

Siūlas Nr. 2, siūlas Nr. 2 KL ir siūlas Nr. 5 yra pinti polimerų mišinio siūlai, pagaminti iš ypač didelės molekulinės masės polietileno (UHMWPE), poliesterio, taip pat juose gali būti nailono. Papildomai gali būti panaudotas cianoakrilatas.

Siūlai atitinka arba viršija JAV ir Europos farmakopėjos neabsorbuojamų chirurginių siūlų standartus (išskyrus skersmens reikalavimus). Siūlų skersmenys paprastai atitinka dviejų USP dydžių skersmens reikalavimus. Dėl šios priežasties „Arthrex“ tikrina, ar siūlai atitinka didesnių USP dydžių specifikacijų reikalavimus. „SutureTape“ siūlai atitinka arba viršija 2 dydžio arba 2-0 dydžio neabsorbuojamų chirurginių siūlų USP standartų reikalavimus, išskyrus per didelį apvalių galų skersmenį ir plokščios juostelės plotį.

„Arthrex“ siūlų gaminiai tiekiami sterilūs, nukirpti atitinkamo ilgio, įvairiomis vienos arba kelių kilpų konfigūracijomis ir kai kuriais atvejais kartu su įvairiomis bekilpėmis adatomis ir su standžiais galais.

Galimi siūlų dažikliai: „D&C“ mėlynasis Nr. 6, „D&C“ žaliasis Nr. 6, „Logwood“ juodasis, „FD&C“ mėlynasis Nr. 2, chromo aliuminio oksidas (Co-Cr-Al oksidas) ir „D&C“ juodasis Nr. 4. Kiti neabsorbuojami siūlai yra gaminami iš poliesterio, politetrafluoroetileno (PTFE) dangos ir cianoakrilato.

K. LAIKYMO SĄLYGOS

Biorezorbuojamuosius prietaisus reikia laikyti neatidarytoje gamintojo pakuotėje, sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 32 °C / 90 °F temperatūroje; pasibaigus tinkamumo laikui, jų naudoti negalima.

Prietaisus, kurie nėra biorezorbuojamieji, reikia laikyti neatidarytoje gamintojo pakuotėje, saugant nuo drėgmės; pasibaigus tinkamumo laikui, jų naudoti negalima.

L. INFORMACIJA

1. **CE priimančiose šalyse:** procedūras, atliekamas naudojant šiuos prietaisus, galima taikyti plačiajai visuomenei.
2. **CE priimančiose šalyse:** klinikinė nauda, susijusi su šių prietaisų naudojimu, yra didesnė už žinomą klinikinę riziką.
3. **CE priimančiose šalyse:** nepriimtinos likutinės rizikos arba neaiškumų, susijusių su klinikinio šių priemonių naudojimu, nėra.

4. **Rusijos Federacijoje:** registruotieji medicinos priemonių pavadinimai: „Varžtas“; „Inkaras“.

M. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su prietaisu, reikia pranešti gamintojui ir sveikatos priežiūros institucijai, kurioje incidentas įvyko.



„Arthrex, Inc.“

1370 Creekside Blvd.

Naples, FL 34108, JAV

☎ +1 800 934-4404

arthrex.com

arthrex.com/eDFU



„Arthrex GmbH“

Erwin-Hielscher-Strasse 9

81249 München, Vokietija

☎ +49 89 90 90 05 0

arthrex.de

info@arthrex.de



„Arthrex Distribution Hub EMEA B.V.“

Ampèrestraat 9

5928 PE

Venlo, Nyderlandai

☎ +31 88 712-9800

arthrex.nl

info@arthrex.nl

DFU-0054-EOr5_fmt_lt



„Arthrex Ltd.“

Unit 1 Bessemer Park

Shepcote Lane

Sheffield

S9 1DZ

Jungtinė Karalystė

☎ +44 (0) 114 232 9180



confinis ch-rep ag,

Hauptstrasse 16,

3186 Dürdingen, Šveicarija

☎ +41 26 494 8 494

Gamintojo rėmėjas Australijoje „Arthrex Australia Pty Ltd“

Suite 501, 20 Rodborough Road

Frenchs Forest, NSW, 2086 Australija

☎ +1 800 950 637

arthrex.com.au

csAU@arthrex.com

„FASTak™“, „SutureTak®“, „FiberTak®“, „FiberLink™“, „FiberWire®“, „TigerWire®“, „FiberTape®“, „TigerTape™“, „LabralTape™“, „FiberStick™“, „TigerStick®“, „FiberChain®“, „FiberLink™“, „TigerLink™“, „TigerTail®“, „FiberLoop®“ ir „TigerLoop™“ yra „Arthrex, Inc.“ prekių ženklai.

Tai nėra garantinis dokumentas. Visa informacija apie garantiją, įskaitant atsakomybės atsisakymus, išimtis, sąlygas ir susijusias nuostatas, pateikiama „Arthrex, Inc.“ svetainės www.arthrex.com skyriuje „Arthrex U.S. Product Warranty“ (JAV gaminio „Arthrex“ garantija), jos nuostatos taikomos čia.