

GLOBALACID® AF med

Greito dezinfekavimo priemonė alkoholio pagrindu

naudojimui paruoštas tirpalas

Produkto savybės

- greitas poveikis – 30 sek.
- pagamintas alkoholio pagrindu
- sudėtyje nėra aldehydų ir ketvirtinių amonio junginių
- ant paviršiaus nepalieka likutinių medžiagų
- itin tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms
- patogiam butelyje su purkštuku

„Globacid® AF med“ yra greitai medicininės įrangos dezinfekavimui skirta dezinfekavimo priemonė, tinkama visiems alkoholiui atspariems paviršiams valyti. Po naudojimo priemonė ant paviršių nepalieka likutinių medžiagų.

Sudėtis izopropanolis 60%, etanolis (denat.) 15%.

Poveikio spektras

Baktericidinis EN 13727	30 sek
Fungicidinis EN 13624	30 sek
Tuberkuliocidinis EN 14348 (<i>M. terrae</i>)	30 sek
Virucidinis EN 14476 hepatito B virusas, hepatito C virusas, ŽIV, gripo virusai, rota virusas, vaccinia virusas ir pan.	30 sek
Virucidinis adenovirusas	30 sek

Naudojimas

Užpurškite ar užtepkite šluoste, palikite įsigerti. Paviršius turi būti visiškai padengtas. Poveikio laikas – 30 sekundžių, net ir esant itin nešvariems paviršiams.

Naudojimo sritis

Visur, kur reikia greitai dezinfekuoti medicininės įrangos:

- medicinos įstaigos ir stomatologijos kabinetai (inventorius, procedūrų stalai, padėklai, rankenos, operaciniai vežimėliai, lovos rėmai, tvarsliaivos transportavimo dėžės, odontologijoje naudojamų tiesių ir kampinių antgalių)
- akių gydytojo ir optometrininko darbiniai paviršiai
- greitosios pagalbos inventorius.

Įspėjimas

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *bespalvis skystis*

Kvapas: *būdingas alkoholiui*

Tirpumas: *vandenyje tirpus bet koku santykiu*

Tankis: *0,84–0,86 g/cm³ (20 °C)*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–25°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Atliekų šalinimas

Paruoštas tirpalas yra ekologiškai saugus, visos į nuotekas patenkančios aktyvios veikliosios medžiagos yra biologiškai skaidžios. Prieš utilizuojami pakuotę, perplaukite jos vidų vandeniu.

Atitiktis standartams

EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476

Kiti bandymų būdai

RKI/DVV

Atitinka maisto pramonei, kosmetikos ir kitoms sritims keliamus reikalavimus.

Pakuotė

1000ml butelis su purškikliu, 5L kanistras



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Estija Telefonas +372 6626 511 |

Faksas: +372 6626 522 info@goodpointchemicals.com