

Metapaste

Calcium Hydroxide
with Barium Sulfate

Water Soluble Temporary Root Canal Filling Material

APPLICATIONS

- Exposed pulp in pulp capping and pulpotomy
- Lapage canal
- Apicalization
- Formation of hard tissue barrier
- Root canal filling material

DIRECTIONS FOR USE

- Clean and dry it after preparing the root canal
- Set up a disposable tip in syringe and insert the ring provided for an easy re-position of the tip
- Direct the disposable tip with hand and fill the canal completely by pushing the syringe plunger while withdrawing the tip slowly
- Open any excess paste with a sterilized cotton pellet
- Remove the used up tip, a new one and cover up

How to use Rotary Ring

- As contact with air, its content could be hardened, so it is necessary to cover a cap on the needle after use
- Putting a Syringe into a Rotary Ring is more convenient for use to handle & Use Rotary Ring as it wishes to tighten or loosen a tip

ADVANTAGES

- Easy cleaning and removal
- Excellent antitoxigenic effect and radiopacity
- Prepared paste in a convenient syringe
- Excellent accessibility to the root canal and prevention of cross-contamination

CONTENTS

- 22g paste in 1 syringe
- Disposable tip
- One ring (rotator for the direction control of the tip)



STORAGE

- Do not fill beyond the apex
- For dental use only
- Do not use in infected person
- Keep the syringe closed at all times, when not in use
- Store in a dry and cool area to avoid cracks or separation of the paste

SHELF LIFE

- 2 years from the manufacturing date

SYMBOLS



See Me



Best Care



CE Mark and manufacturer name, finished date, product contents, lot, serial number, name of the Medical Device (metapaste) and ISO 13485



Attention: See instruction for use



Recyclable

Manufactured by
META BIOMED CO. LTD

#11158, Nam-tan Rd, Chien-Miao,
Chong-shan-Gun, Chung-shan, Korea
Tel: +82-43-218-0433
Fax: +82-43-217-1959
E-Mail: metapaste@metamed.co.kr
Web site: http://www.metamed.co.kr



METAPASTE kalcio hidroksidas su bario sulfatu

Vandenyje tirpi, laikino šaknies kanalo užpildymo medžiaga

PASKIRTIS

- Atvira pulpa dengiant ir šalinant pulpą
- Kiauras kanalas
- Apeksifikacija
- Kieto audinio barjero formavimas
- Šaknies kanalo užpildymo medžiaga

NAUDOJIMO NURODYMAI

- Paruošę šaknies kanalą, išvalykite ir nusauskite
- Uždekite vienkartinį antgalį ant švirkšto ir įterpkite žiedą, skirtą lengvai nukreipti antgalį
- Dezinfekuokite vienkartinį antgalį etanolio. Visiškai užpildykite kanalą spausdami švirkštą ir tuo pat metu lėtai traukdami antgalį
- Išvalykite pastos perteklių steriliu vatos tamponėliu
- Nuimkite panaudotą antgalį, uždekite naują ir uždenkite

Kaip naudoti žiedą

- sąlyčio su oru atveju, medžiaga sukietėja, todėl po naudojimo būtina uždengti adatą dangteliu
- švirkštas įstatomas į sukimo žiedą, kad būtų patogiau užveržti ir atsukti antgalį

PRIVALUMAI

- lengvai valoma ir nuimama
- puikus antibakterinis poveikis ir nepralaidumas rentgeno spinduliams
- paruošta pasta patogiai švirkšte
- puikus priėjimas prie šaknies kanalo ir apsauga nuo užteršimo

SUDĖTIS

- 2,2 g pastos švirkšte
- vienkartiniai antgaliai

Vienas žiedas, skirtas keisti antgalio kryptį

LAIKYMO SĄLYGOS

- nepildyti iki par viršaus
- tik odontologams
- galimos alerginės reakcijos
- laikyti švirkštą uždengtą, kai nenaudojamas
- laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, kad pasta neišdžiūtų

GALIOJIMO LAIKAS

- 2 metai nuo pagaminimo datos

SIMBOLIAI

Tinka iki
Serijos numeris
CE CE ženklas ir notifikuotos įstaigos kodas. Gaminys atitinka esminius direktyvos 93/42/EEB
0120 dėl medicinos prietaisų reikalavimus
Dėmesio! Žr. Naudojimo instrukcijas
Gamintojas

Pagaminta Korėjoje
Gamintojas: META BIOMED CO.LTD
1115-6, Namchon-Ri, Oksan-Myeon
Cheongwon-Gun, Chungbuk, Korėja
Tel. +82 43 216 0433, faks. +82 43 217 1988
El. paštas info@meta-biomed.com www.meta-biomed.com

Vertė vertimų biuras "RIVYDA"
Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius
Tel.: +370 5 273 05 87
Mobilus: +370 699 64484

Vertėja susipažinusi su LR BK 235 straipsniu
Vertėja
Sonata Juškevičienė

2012-08-27



