

ZACHYCOVAČ SRAŽENIN NA JEDNO POUŽITÍ PRO ABL700

WYŁAPYWACZ SKRZEPÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,
DO ANALIZATORÓW SERII ABL700

ÜHEKORDNE HÜÜBEPÜÜDJA ABL700 SEERIALE

VIENKARTINIS KREŠULIŲ GAUDYTUVAS ABL 700 SERIJOS
ANALIZATORIAMSVIENREIZ LIETOJAMS ASINS RECEKLŲ FILTRS ABL700
SĖRIJAI

ELDOBHATÓ ALVADÉK-SZÜRŐ

JEDNORÁZOVÝ ZACHYTÁVAČ ZRAZENÍN PRE SÉRIE ABL700

ZACHYCOVAČ SRAŽENIN NA JEDNO POUŽITÍ
PRO ABL700

CZ

Zachycovač sraženin je určen pro odběrové kapiláry k prevenci nasátí sraženin nebo zbytků tkání do analyzátorů řady ABL700

Návod k použití: Zachycovač sraženin nasadíte pevně širším koncem na kapiláru nebo kónus stříkačky (bez jehly) bezprostředně před zavedením vzorku do analyzátoru. Zdvihněte vstupní klapku přístroje řady ABL700 a zasuněte užší konec zachycovače do vstupu pro kapiláry.

Nepoužívejte pro stříkačky.

Specifikace:

Materiál:	SEBS plast
Konec zachycovače:	Luer, prům. 4 mm, kónus 1.72°
Průměr kapilár:	1.4-2.0 mm
Objednací číslo:	906-020 (250 kusů v balení)

WYŁAPYWACZ SKRZEPÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,
DO ANALIZATORÓW SERII ABL700

PL

Jednorazowego użytku wylapywacz skrzepów jest przeznaczony dla ochrony analizatorów serii ABL700 przed przedostaniem się do ich wnętrza skrzepów lub fragmentów tkanek podczas wprowadzania próbek krwi z kapilar.

Instrukcja użycia: Bezpośrednio przed wprowadzeniem próbki krwi do analizatora umieścić wylapywacz skrzepów na końcówce kapilary, mocno go wciskając na jej koniec.

Wprowadzając z kapilary do analizatora próbkę krwi należy unieść w analizatorze ABL700 boczną pokrywkę wejściową a następnie przystawić wylapywacz skrzepów jego wąskim końcem do wejścia dla kapilar.

Nie używać ze strzykawkami.

Specyfikacja:

Materiál:	SEBS plastik
Końcówka wylapywacza skrzepów:	Luer, średnica 4 mm, cone 1.72°
Średnica kapilary:	1.4-2.0 mm
Kod zamówień:	906-020 (250 sztuk wylapywaczy skrzepów w opakowaniu)

ÜHEKORDNE HÜÜBEPÜÜDJA ABL700 SEERIALE

EE

Hüübepüüdia on ette nähtud kasutamiseks verevõtukapillaaridega, et vältida hüübinud vereosakeste või vatipadjakeste kiudude sattumist ABL700 seeri analüsaatorisse.

Kasutusjuhised: Koheselt enne vereproovi sisestamist analüsaatorisse, asetada hüübepüüdia kapillaari otsa jämedam ots ees. Ava ABL700 kapillaarisend ja asetada hüübepüüdia ots kapillaarisendi sisestusavasse.

Ära kasutada süstaldegaga.

Spetsifikatsioon:

Materjal:	SEBS plastik
Hüübepüüdia ots:	Diameeter 4 mm, koonus 1.72°
Kapillaari diameeter:	1.4-2.0 mm
Tellimiskood:	906-020 (250 hüübepüüdjat karbis)

VIENKARTINIS KREŠULIŲ GAUDYTUVAS ABL 700
SERIJOS ANALIZATORIAMS

LT

Krešulių gaudytuvas naudojamas su kraujo mėginio ėmimo kapiliarais, kad pasitaikantys krešuliai arba audinių atplaišos nepatektų į ABL 700 serijos analizatorių.

Naudojimo instrukcija: Prieš įvedant mėginį į analizatorių, paimkite krešulių gaudytuvą ir, stipriai spaudžiant platųjį krešulių gaudytuvo galą, užmaukite ant kraujo mėginio ėmimo kapiliaro galą. Pakelkite ABL 700 serijos analizatoriaus kapiliarinio mėginio įvado rankenėlę ir plonesnįjį krešulio gaudytuvo galą įstatykite į kapiliarinio mėginio įvadą.

Nenaudoti su švirkštais.

Specifikacija:

Medžiaga:	SEBS plastmasė
Krešulių gaudytuvo galas:	kūginis, diametras – 4 mm, kūgis 1.72°
Kapiliaro diametras:	1.4-2.0 mm
Kodas:	906-020 (dežutėje yra 250 vnt.)

VIENREIZ LIETOJAMS ASINS RECEKLŲ FILTRS
ABL700 SĖRIJAI

LV

Asins recekļu filtrs paredzēts lietošanai kapilāros vai šļircēs, lai novērstu iespējamu recekļu vai audu atlieku nokļūšanu ABL700 sērijas analizatorā.

Lietošanas norādījumi: Ieliet pēc parauga ievietošanas analizatorā uzlieciet recekļa filtru kapilārā vai šļircēs galā (kad noņemta šļircēs adata), stingri uzspiežot recekļa filtra plātīti galu kapilārā vai šļircēs galā. Paceliet ABL700 sērijas analizatora kapilāra ievades atveres aizslēgu un ielieciet recekļu filtra šaurāko galu kapilāra ievades atverē.

Nelietot ar šļircēm.

Specifikācija:

Materiāls:	SEBS plastmasa
Recekļa filtra tips:	Luer, diam. 4 mm, konuss 1.72°
Kapilāra diametrs:	1.4-2.0 mm
Pasūtīšanas kods:	906-020 (kastē 250 recekļu filtri)

ELDOBHATÓ ALVADÉK-SZÜRŐ

HU

Az alvadékszűrő megakadályozza, hogy alvadék vagy szöveti törmelék bejuthasson az ABL700-as sorozatú vérgázanalizátorokba.

Használati utasítás: Közvetlenül a minta beadása előtt helyezze fel a kapillárisra az alvadékszűrőt. Óvatosan nyomja az alvadékszűrő szélesebbik végét a kapilláris végére. Emelje fel a bemeneti ajtót és az alvadékszűrő keskenyebbik végét helyezze a kapilláris bemenetbe.

Ne használja fecskendőhöz.

Specifikáció:

Anyag:	SEBS műanyag
Alvadékszűrő hegy:	Luer, átmérő. 4 mm, kúp 1.72°
Kapilláris átmérő:	1.4-2.0 mm
Rendelési kód:	906-020 (250 db alvadékszűrő/doboz)

JEDNORÁZOVÝ ZACHYTÁVAČ ZRAZENÍN
PRE SÉRIE ABL700

SK

Zachytávač zrazenín je určený na použitie pri kapilárach a striekačkách na zabránenie vstupu prípadných zrazenín a kúskov tkaniva do analyzátoru.

Návod na použitie: tesne pred zavedením vzorky do analyzátoru, nasadíte zachytávač zrazenín na koniec kapiláry tak, že široký koniec zachytávača zrazenín pevne nasadíte na koniec kapiláry. Zdvihnite vstupnú klapku na kapiláry na sérii ABL700 analyzátoru a úzky koniec zachytávača zrazenín umiestnite do vstupu na kapiláry.

Nepoužívajte striekačky.

Špecifikácia

Materiál:	SEBS plastik
Koniec zachytávača zrazenín:	Luer, priemer 4 mm, kónus 1.72°
Priemer kapiláry:	1.4-2.00 mm
Objednávacie kód:	906-016 (250 zachytávačov zrazenín v 1 balení).

