

**Referenční ELEKTRODA
E1001**

CZ

Použití: Pro analyzátory řady ABL700.**Před použitím:**

1. Vybalte novou elektrodu.
2. Opatřete elektrodu membránou.
3. Opláchněte elektrodu destilovanou vodou a osušte tkaninou bez chloupků.
4. Před instalací do analyzátoru osušte kontakt elektrody.

**Odniesienia ELEKTRODA
E1001**

PL

Zastosowanie: Używana z analizatorami serii ABL700.**Przed użyciem:**

1. Rozpakuj nową elektrodę.
2. Załóż membranę na elektrodę.
3. Oplucz elektrodę wodą destylowaną i osusz ją bezpyłową chusteczką.
4. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

**Võrdlus- ELEKTROOD
E1001**

EE

Kasutus: ABL700 Seeria analüsaatorid.**Enne kasutamist:**

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Loputa elektroodi küllaldaselt voolava destilleeritud veega ja kuivata kiuvaba kuivatuspadjakesega.
4. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

**Referentinis ELEKTRODAS
E1001**

LT

Paskirtis: naudojamas ABL700 serijos analizatoriuose.**Prieš naudojimą:**

1. Išpakuokite naują elektrodą.
2. Ant elektrodo uždėkite membraną.
3. Elektrodą praskalaukite distiliuotu vandeniu ir nusauskite nesipukuojančiu audiniu.
4. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodo kontaktą.

**References ELEKTRODS
E1001**

LV

Lietošana: lieto ABL700 sērijas analizatoros.**Pirms lietošanas:**

1. Izsaņojiet jauno elektrodu.
2. Uzlieciet elektrodam membrānu.
3. Izskalojiet elektrodu ar destilētu ūdeni un nosusiniet ar salveti, kas nesatur līnu.
4. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektroda kontaktu.

**Referencia ELEKTRÓDA
E1001**

HU

Használat: ABL700 sorozatú analizátorokban használható.**Használat előtt:**

1. Csomagolja ki az új elektródát.
2. Membránossa meg az elektródát.
3. Mossa le az elektródát desztillált vízzel és törölje meg foszlásmentes ruhával.
4. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analizátorba visszatenné.

**REFERENČNÁ ELEKTRÓDA
E1001**

SK

Použitie: používa sa v sériách analyzátorov ABL700.**Pred použitím:**

1. Vybalte elektródu.
2. Nasadte na elektródu membránu.
3. Elektródu prepláchnite destilovanou vodou a vysušte ju s handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
4. Vysušte kontakt elektródy predtým ako ju vsadíte do analyzátoru.



ABL™ is a trademark of Radiometer Medical ApS, Denmark and is registered in the USA.
©Radiometer Medical ApS, DK-2700 Brønshøj, 2004. All Rights Reserved.
990-190. 0404A.

RADIOMETER
COPENHAGEN

