

Cl⁻ ELEKTRODA E744

CZ

Použití: Pro analyzátory řady ABL700.

Před použitím:

1. Vybalte novou elektrodu.
2. Opatřete elektrodu membránou.
3. Před instalací do analyzátoru osušte kontakt elektrody.

Cl⁻ ELEKTRODA E744

PL

Zastosowanie: Używana z analizatorami serii ABL700.

Przed użyciem:

1. Rozpakuj nową elektrodę.
2. Załóż membranę na elektrodę.
3. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

Cl⁻ ELEKTROOD E744

EE

Kasutus: ABL700 Seeria analüsaatorid.

Enne kasutamist:

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

Cl⁻ ELEKTRODAS E744

LT

Paskirtis: naudojamas ABL700 serijos analizatoriuose.

Prieš naudojimą:

1. Išpakuokite naują elektrodą.
2. Ant elektrodo uždėkite membraną.
3. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodo kontaktą.

Cl⁻ ELEKTRODS E744

LV

Lietošana: lieto ABL700 sērijas analizatoros.

Pirms lietošanas:

1. Izsaņojiet jauno elektrodu.
2. Uzlieciet elektrodam membrānu.
3. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektroda kontaktu.

Cl⁻ ELEKRRÓDA E744

HU

Használat: ABL700 sorozatú analizátorokban.

Használat előtt:

1. Csomagolja ki az új elektródát.
2. Membránozza meg az elektródát.
3. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analizátorba visszatenné.

Cl⁻ ELEKTRÓDA E744

SK

Použitie: používa sa v sériách analyzátorov ABL700.

Pred použitím:

1. Vybalte elektródu.
2. Nasaďte na elektródu membránu.
3. Vysušte kontakt elektródy predtým ako ju vsadíte do analyzátoru.



ABL™ is a trademark of Radiometer Medical ApS, Denmark and is registered in the USA.
©Radiometer Medical ApS, DK-2700 Brønshøj, 2004. All Rights Reserved.
990-185. 0404A.

RADIOMETER
COPENHAGEN

