

Na⁺ ELEKTRODA E5005
CZ

Použití: Je určena pro analyzátory ABL505/555, EML100/105 a ABL SYSTEM 6xx Series.

Před použitím:

1. Vybalte novou elektrodu.
2. Opatřete ihned elektrodu membránou.
3. Před zasunutím do analyzátoru osušte kontakt elektrody.

Na⁺ ELEKTRODA E5005
PL

Zastosowanie: Używana z analizatorami ABL505/555, EML100/105, oraz ABL SYSTEM 6xx.

Przed użyciem:

1. Rozpakuj nową elektrodę.
2. Niezwłocznie załóż membranę na elektrodę.
3. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

Na⁺ ELEKROOD E5005
EE

Kasutus: ABL505/555, EML100/105 ja ABL SYSTEM 6xx seeria analüsaatorid.

Enne kasutamist:

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

Na⁺ ELEKTRODAS E5005
LT

Paskirtis: naudojamas ABL505/555, EML100/105 ir ABL SYSTEM 6xx serijos analizatoriuose.

Prieš naudojimą:

1. Išpakuokite naują elektrodą.
2. Tuojau pat uždėkite membraną ant elektrodo.
3. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodą kontaktą.

Na⁺ ELEKTRODS E5005
LV

Lietošana: lieto ABL505/555, EML100/105, un ABL SYSTEM 6xx sēriju analizatoros.

Pirms lietošanas:

1. Izsaņņojiet jauno elektrodu.
2. Nekavējoties uzlieciet elektrodām membrānu.
3. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektroda kontaktu.

Na⁺ ELEKTRÓDA E5005
HU

Használat: ABL505/555, EML100/105, és ABL SYSTEM 6xx sorozatú analizátorokon használható.

Használat előtt:

1. Csomagolja ki az új elektródát.
2. Membránozza meg az elektródát.
3. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analizátorba visszatenné.

Na⁺ ELEKTRÓDA E5005
SK

Použitie: používa sa v ABL505/555, EML100/105 a v sériách analyzátorov ABL SYSTEM 6xx.

Pred použitím:

1. Rozbalte elektródu.
2. Na elektródu hneď nasadíte membránu.
3. Predtým ako vsadíte elektródu do analyzátoru, vysušte jej kontakt.

