

KALOMELOVÁ ELEKTRODA K1001

CZ

Použití: Je určena pro analyzátor ABL505/555, EML100/105 a ABL SYSTEM 6xx Series jako referenční elektroda.

Prislušenství: S49316 Roztok solného můstku, 10 mL (obsahuje mravenčan sodný, uchovací přísady a smáčedla).

Skladujte při 2-32 °C. Bezpečnostní listy žádejte od místního distributora.

VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ: *Dráždí oči, respirační systém a kůži (R36/37/38). V případě zasažení očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Kalomelová elektroda obsahuje rtuť a musí být likvidována podle přijatých ekologických místních předpisů.*

Krabičku elektrody s jejím obsahem uchovejte k dalšímu použití.

Před použitím:

- Vyšroubujte elektrodu z jejího ochranného pláště.
- Zkontrolujte, zda je na elektrodě nasazen O-kroužek.
- Naplňte komůrku přístroje „Roztokem solného můstku“ až k červené značce (přibližně 1 mL). Osušte závit, je-li vlhký, bavlněnou vatou.
- Vložte elektrodu do komůrky a dotáhněte s citem převlečnou matici.
- Zasuňte konektor do zdířky.

Scanlab Systems, Praha – Brno
☎ 283 931 726, 541 213 169

ELEKTRODA KALOMELOWA K1001

PL

Zastosowanie: Używana z analizatorami EML105/ABL555 oraz serii ABL SYSTEM 6xx jako elektroda odniesienia.

Akcesoria: Zawiera S49316 Salt-bridge Solution, 10 mL (zawiera standard sodowy, konserwanty i surfaktanty).

Przechowywać 2-32 °C.

Karty informacyjne bezpieczeństwa (*Safety Data Sheet*) można otrzymać od lokalnego dystrybutora. Zachować pudełko elektrod wraz z zawartością do przyszłego użycia.

OSTRZEŻENIA/UWAGI: *Drażniący oczy, system oddechowego i skórę (R36/37/38). W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością bieżącej wody i zgłosić się do lekarza (S26). Elektroda kalomelowa zawiera rtęć i jako taki materiał musi być traktowana zgodnie z przepisami ochrony środowiska.*

Przechować pudełko elektrody wraz z jego zawartością do przyszłego użycia.

Przed użyciem:

- Wykręcić elektrodę z jej osłonki.
- Sprawdź czy na elektrodzie jest umocowany O-ring.
- Napełnij studzienkę w roztworem Salt-bridge Solution do czerwonego znaku (około 1 ml). Jeśli jest wilgotna osusz bawełnianym przycikiem.
- Umieść elektrodę odniesienia w studzience i zakręć nakrętkę.
- Podłącz wtyczkę elektrody do złącza.

RADIOMETER Sp. z o.o.
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1
☎ (+48 22) 518 02 40

KALOMEL ELEKTROOD K1001

EE

Kasutus: ABL505/555, EML100/105 ja ABL SYSTEM 6xx seeria analüsaatorites võrdluselektroodina.

Tarvikud: S49316 kontaktlahus, 10 mL (sisaldab naatriumi ühendeid, säilitusaineid ja lisandeid).

Säilitada 2-32 °C juures. Ohutuse leht on saadav kohaliku firma esindajalt.

HOIATUS: *Silmi, hingamisteid ja nahka ärritav (R36/37/38). Lahuse sattumisel silma loputa koheselt suure hulga puhta veega ning pöördu arsti poole (S26). Kalomelelektrood sisaldab elavhõbedat ning tuleb hoida lahtudes kehtivatest kohalikest keskkonnanõuetest*

Säilita elektroodi karp ja tema sisu võimaliku hilisema kasutuse eesmärgil.

Enne kasutamist:

- Eemalda elektrood kaitsetopsist väljakeeramise teel.
- Kontrolli, et elektroodil oleks O-kujuline tihend.
- Täida analüsaatoris olev elektroodi pesa kaasasoleva kontaktlahusega punase märgini (umbes 1 mL). Kui pesa serv on niiske, kuivata see vatitikuga.
- Aseta võrdluselektrood elektroodi pesasse ja kinnita kinnitusmutri päripäeva keeramisega.
- Ühenda elektroodi ühendusjuhe vastavasse pesasse.

Baltic Laboratory Systems OÜ
10621 Tallinn
☎ +372 6562738

KALOMELIO ELEKTRODAS K1001

LT

Paskirtis: naudojamas EML105/ ABL555 ir ABL SISTEMOS 6xx serijos analizatoriuose kaip referentinis elektrodas.

Reikmenys: S49316 druskų jungties tirpalas, 10 ml (sudėtyje yra natrio formato, konservantų ir pavyšiaus įtempimą mažinančių medžiagų).

Laikykite 2-32 °C. Saugos duomenų lapą galima gauti iš vietinio platintojo.

PERSPĖJIMAS/ATSARGIAI: *dirgina akis, kvėpavimo sistemą ir odą (R36/37/38). Patekus į akis, nedelsiant skalaukite gausiai vandeniu ir kreipkitės į gydytoją (S26). Kalomelio elektrodo sudėtyje yra gyvsidabrio, todėl jis turi būti tvarkingas pagal vietinius aplinkos apsaugos reikalavimus.*

Elektrodo dėžutė su jos turiniu išsaugokite vėlesniam naudojimui.

Prieš naudojimą:

- Atsukite ir išimkite elektrodą iš apsauginio indelio.
- Patikrinkite, kad ant elektrodo būtų ziedelis.
- Indelį užpildykite druskų jungties tirpalu iki raudonos žymės (maždaug 1 ml). Jei sriegis šlapias, nusauskite jį vatos suktuku.
- Referentinį elektrodą įstatykite į indelį ir prisukite varžtą.
- Elektrodo kontaktą įjunkite į lizdą.

UAB „Vitrolabo servisas“, Sukilėlių pr. 17, 50009 Kaunas 7, Lietuva, ☎ 8 37 33 33 17/33 33 29

KALOMELA ELEKTRODS K1001

LV

Lietošana: lieto ABL505/555, EML100/105, un ABL SYSTEM 6xx sēriju analizatoros kā referen-ces elektrodu.

Piederumi: S49316 Sāls-tiltīņa šķīdums, 10 ml (satur nātrija formātu, konservantus un surfak-tantus).

Uzglabāt pie 2-32 °C. Drošības datu lapu varat saņemt pie vietējā pārstāvja.

BRĪDINĀJUMS: *kairinošs acīm, elpošanas sistēmai un ādai (R36/37/38). Ja nonācis kontaktā ar acīm, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta (S26). Kalomela elektrods satur dzīvsudrabu un tas jāiznīcina saskaņā ar spēkā esošajiem vides noteikumiem. Saglabājiet elektroda kastīti un tās saturu turpmākai lietošanai.*

Pirms lietošanas:

- Izskūvējiet elektrodu no tā aizsargapvalka.
- Pārbaudiet, vai elektrods ir aprīkots ar blīvredzenu.
- Piepildiet iedobi ar Sāls-tiltīņa šķīdumu līdz sarkanajai atzīmei (apmēram 1 ml) analizatorā. Ja vītne ir mitra, nosusiniet to.
- Ielieciet references elektrodu iedobē un pievelciet uzgriezni.
- Ielieciet kontaktu kontaktlīdzda.

SIA "J.I.M.", Rīga, ☎ 7557047

KALOMEL ELEKTRÓDA K1001

HU

Használat: ABL505/555, EML100/105 és ABL SYSTEM 6xx sorozatú analizátorokban használ-ható referencia elektródként.

Tartozékok: S49316 Só –híd oldat, 10 mL (tartalmat nátrium format, tartósítót, és felületnedve-sítőszert).

Tárolás 2-32 °C között. A Biztonsági adatlap a helyi képviselőtől beszerezhető.

FIGYELMEZTETÉS/ÓVATOSA: *Szemet légzőrendszer, bőrt irritálja (R36/37/38). Szembe kerü-lés esetén azonnal bő vízzel mossák és forduljon orvoshoz (S26). A kalomel elektróda higanyt tartalmaz kidobásánál vegye figyelembe az Ön területén érvényes környezetvédelmi előírásokat.*

Tartsa meg az elektróda dobozát és a tartalmát későbbi használatra.

Használat előtt:

- Csavarja ki az elektródát a védő tokból.
- Ellenőrizze, hogy az elektródnál megtalálható-e az O-gyűrű.
- Tölts fel az analizátoron a tartályt Só-híd oldattal a piros jelzésig (kb. 1 mL). Törölje meg a csavarmenetet, ha az nedves egy törülközővel.
- Helyezze vissza a referencia elektródát a tartályba és csavarja bele.
- Tegye a csatlakozót a tartójába.

WIP Kft. 1141 BUDAPEST Pered u. 16.

☎ (+36) 1 38 38 361

KALOMELOVÁ ELEKTRÓDA K1001

SK

Použitie: používa sa v analyzátoroch ABL505/555, EML100/105 a v sériách ABL SYSTÉMU 6xx ako referenčná elektróda.

Prislušenstvo: S49316 Roztok solného mostíka, 10 ml (obsahuje sodíum formát, konzervačnú látku a zmäkčovač na odstránenie povrchového napätia).

Skladujte pri 2-32 °C. Údaje o bezpečnosti dát môžete obdržať od vášho miestneho distribútora.

UPOZORNENIE/VÝSTRAHA: *dráždí oči, respiračný systém a kožu (R36/37/38). Ak dôjde ku kon-taktu s očami, okamžite ich vypláchnite s veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc (S26). Kalomelová elektróda obsahuje ortuť a treba ju používať v súlade s prijatými environmen-tálnymi nariadeniami platnými vo vašej krajine.*

Krabicu od elektródy uchovajte pre ďalšie použitie.

Pred použitím:

- Zložte ochranné puzdro z elektródy.
- Overte, či je na elektróde O-krúžok.
- V analyzátoe naplňte puzdro pre referenčnú elektródu s roztokom solného mostíka po červenú značku (približne 1 ml). Ak je závit mokrý, vysušte ho s vatovou palíčkou.
- Referenčnú elektródu umiestnite do puzdra pre referenčnú elektródu a utiahnite maticu.
- ripojte zástrčku do prípojky.

Labortechnika, Bratislava, ☎/fax. 02/63837689 kepes@labortechnika.sk



