

cobas b 123 AutoQC Pack Tri-Level

(EN)

REF 05169933 001	8 x 1,0 mL, Level 1 8 x 1,0 mL, Level 2 8 x 1,0 mL, Level 3
-------------------------	---

Intended use

The **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level is a multi-analyte control intended for use as control material to monitor the measurement of pH, PO_2 , PO_3 , SO_2 , Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} , Hct, Hb and Hb derivatives as well as glucose, lactate and bilirubin on **cobas b 123** POC systems with an AutoQC module.

Product description

The **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level control contains 24 single glass ampoules of multi-analyte controls in 3 levels:

- Level 1**: respiratory acidosis represented by low pH and high PO_2 values, with decreased PO_3 , low values for Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb and bilirubin, normal values for glucose and high values for Hct, Ca^{2+} and lactate.
- Level 2**: representing concentrations of normal values for all parameters except glucose, which is low.
- Level 3**: respiratory alkalosis represented by high pH and low PO_2 values, with increased PO_3 , high values for Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb, glucose and bilirubin and low values for Hct, Ca^{2+} and lactate.

The **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level control material is formulated using aqueous based, dye containing solution equilibrated with predetermined levels of oxygen, carbon dioxide and nitrogen with salts, organic and carbonate buffers and metabolites.

Precautions and warnings

For in vitro diagnostic use. Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents. Disposal of all waste material should be in accordance with local guidelines. Safety data sheet available for professional user on request. **Caution:** Handle with care! Store the AutoQC pack upright! Do not insert damaged packs into the AutoQC module. Do not invert the AutoQC pack after partial use in case the pack is reinstalled (used QC ampoules can leak). The reinstallation of a partially-used AutoQC pack which is inverted can damage the AutoQC module.

Storage and stability

- Unopened: up to the stated expiration date at 2-8 °C.
- In use: up to 3 months when installed in the analyzer.
- Do not freeze! Roche Diagnostics cannot guarantee the performance of the quality controls when stored at temperatures outside the recommended range.

Procedure

- Allow a new AutoQC pack to come to equilibrium for at least 24 hours at room temperature prior to use, but not exceeding 7 days. See the information on the instruments "overview" screen.
- Open the analyzer front door and insert the new AutoQC pack into the instrument. Do not invert the AutoQC pack.
- The pack-specific information: lot number, expiration date, target values and ranges are stored on the memory chip on the AutoQC pack. This information is transferred to the analyzer software automatically during installation.
- Close the analyzer front door.

Install the AutoQC pack in the analyzer according to the instructions in the Instructions for use for the respective analyzer. This procedure is guided by the analyzer software. Refer to the latest Instructions for use of the respective analyzer for details on the number of daily QC measurements required for each level.

Limitations

- The figures do not contain red blood cells, and thus may not detect any system malfunctions that can cause lysis of patient red blood cells leading to erroneous results.
- This product is intended for use as quality control, and cannot be used as a calibration standard.
- The listed values only apply to the indicated lot numbers.
- These controls are used to aid in evaluation of the performance of blood gas, electrolyte, metabolite and oximeter instrumentation, and should not be considered as a substitute for other aspects of total quality control.

Target values and ranges

The figures in the value sheet show the mean value and the target range of each level. The values obtained from the analyzer must fall within the defined ranges. Each defined range contains 95 % of all obtained quality control results. Refer to the Quality control section in the Instructions for use for the respective analyzer when the quality control values are outside the expected range. Each laboratory must ensure that corrective measures are taken if values fall outside the limits.

Follow the applicable government regulations and local guidelines for quality control.

Performance characteristics

For information on performance characteristics, refer to the Instructions for use of the respective analyzer. For technical service, contact your local Roche Diagnostics organization.

Last update: 2013-03

FOR US CUSTOMERS ONLY: LIMITED WARRANTY

Roche Diagnostics warrants that this product will meet the specifications stated in the labeling when used in accordance with such labeling and will be free from defects and will be fit for the intended use and labeling. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE EXTENT OF THE SPECIFICATIONS SET FORTH IN THE LABELING. THIS WARRANTY DOES NOT CONSTITUTE AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ROCHE DIAGNOSTICS BE LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Significant additions or changes are indicated by a change bar in the margin.

(DE)

REF 05169933 001	8 x 1,0 mL, Level 1 8 x 1,0 mL, Level 2 8 x 1,0 mL, Level 3
-------------------------	---

Verwendungsweck

Bei **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level handelt es sich um eine MultiAnalyt-Kontrolle, die als Kontrollmaterial zur Überprüfung der Messungen von pH, PO_2 , PO_3 , SO_2 , Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} , Hct, Hb und Hb-Derivaten sowie Glukose, Lactat und Bilirubin auf **cobas b 123** Systemen mit einem AutoQC Modul vorgesehen ist.

Produktbeschreibung

Das **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level enthält 24 einzelne Glassampullen mit MultiAnalyt-Kontrollmittel in 3 Konzentrationen:
Level 1: respiratorische Azidose ausgleichend niedrigen pH und hohen PO_2 -Werten bei niedrigen PO_3 , niedrigen Werten für Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb und Bilirubin, Normalwerten für Glucose und hohen Werten für Hct, Ca^{2+} und Lactat.

Level 2 entspricht den Normalwerten für alle Parameter außer Glukose (niedrige Werte).

Level 3: respiratorische Alkalose ausgleichend hohen pH und niedrigen PO_2 -Werten bei erhöhten PO_3 , hohen Werten für Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb, Glucose und Bilirubin sowie niedrigen Werten für Hct, Ca^{2+} und Lactat.

Das **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level Kontrollmaterial enthält wässrige, mit Farbstoff versetzte, organische Salz- und Karbonat-Pufferlösungen im Gleichgewicht, deren definierte Konzentrationen von Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid, Stickstoff und Metaboliten zugestzt sind.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

In-vitro-Diagnostikum. Seien Sie vorsichtig mit Laboragenzien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Die Entsorgung aller Abfälle ist gemäß den lokalen Richtlinien durchzuführen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Achtung: Mit Vorsicht behandeln! Die AutoQC Packung aufbewahren! Keine beschädigten Packungen in das AutoQC Modul einsetzen. Für den Fall einer Wiederverwendung die bereits geöffnete AutoQC Packung nicht über Kopf schwenken (betroffene geöffnete QC-Ampullen können auslaufen). Bei Wiederverwendung einer bereits benutzten AutoQC-Packung, die über Kopf geschwenkt wurde, kann das AutoQC Modul beschädigt werden.

Lagerung und Haltbarkeit

Ungeöffnet: bei 2-8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum
In Gebrauch: bis zu 3 Monate im Gerät

Nicht einfließen! Bei einer Lagerung außerhalb der empfohlenen Temperaturbereiche kann Roche Diagnostics die Leistungsfähigkeit der Qualitätskontrollen nicht gewährleisten.

Arbeitsweise

Eine neue AutoQC Packung vor Gebrauch mindestens 24 Stunden, jedoch nicht länger als 7 Tage, bei Raumtemperatur stehen lassen. Informationen siehe Bildschirm „Overview“ im Gerät.

Die vordere Tür des Gerätes öffnen und die neue AutoQC Packung in das Gerät einsetzen. Die AutoQC Packung nicht über Kopf schwenken.

Packungsspezifische Informationen (Chargennummer, Verfallsdatum, Sollwerte und Bereiche) sind im Speicherchip der AutoQC Packung enthalten. Bei der Installation muss diese Daten automatisch an die Software des Gerätes übertragen.

Die vordere Tür des Gerätes schließen.

Die AutoQC Packung entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes einsetzen. Die Geräte-Software gibt die Vorgehensweise vor. Die täglich erforderliche Anzahl an QC-Messungen pro Level ist der aktuellen Gebrauchsanweisung des entsprechenden Gerätes zu entnehmen.

Dieses Produkt enthält keine Enzymtyroxin und ist daher nicht zur Erkennung von Gerätefunktionsn geeignet, die zur Lyse der roten Blutkörperchen in Patientenproben und damit zu falschen Ergebnissen führen können.

Reines Produkt ist zur Durchführung von Qualitätskontrollen bestimmt und kann nicht als Kalibrierungsstandard verwendet werden.

Die aufgeführten Werte besitzen nur für die angegebenen Chargen Gültigkeit.

Die diese Kontrollen sind zur Überprüfung der Messleistungen von Geräten zur Messung von Blutgasen, Elektrolyten, Metaboliten und von Oximetrien bestimmt. Sie ersetzen nicht andere erforderliche Maßnahmen im Rahmen einer umfassenden Qualitätskontrolle.

Sollwerte und Bereiche
Im Wertebild sind Mittelwert und Sollbereich für jede Konzentration angegeben. Die vom Analysengerät ausgegebenen Werte messen innerhalb der definierten Bereiche. Jeder festgelegte Bereich enthält 95 % aller Ergebnisse der Qualitätskontrollen. Liegen die gemessenen Qualitätskontrollwerte außerhalb des Referenzbereichs, beachten Sie bitte die Hinweise im Abschnitt „Qualitätskontrolle“ der Gebrauchsanweisung des entsprechenden Gerätes.

Jedes Labor sollte Korrekturmaßnahmen für den Fall festlegen, dass Werte außerhalb der Grenzen liegen. Bei der Qualitätskontrolle die entsprechenden Gesetzzevorchriften und Richtlinien beachten.

Leistungsmerkmale
Informationen zu den Leistungsmerkmalen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des entsprechenden Gerätes. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der zuständigen Roche Diagnostics Niederlassung.

Letzte Aktualisierung: 2013-03

Signifikante Ergänzungen oder Änderungen sind durch eine Markierung am Rand gekennzeichnet.

(FR)

REF 05169933 00	8 x 1,0 mL, Niveau 1 8 x 1,0 mL, Niveau 2 8 x 1,0 mL, Niveau 3
------------------------	--

Domaine d'utilisation

Le **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level est un contrôle multiparamétrique pour le contrôle des mesures de pH, PO_2 , PO_3 , SO_2 , Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} , Hct, Hb et des dérivés Hb, glucose et bilirubine sur les systèmes POC **cobas b 123** équipés d'un module AutoQC.

Description du produit

Le contrôle **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level contient 24 ampoules individuelles en verre de contrôles multiparamétriques à 3 niveaux de concentration.

Niveau 1 : acidose respiratoire définie par un pH bas et une PO_2 élevée avec PO_3 diminuée, des taux bas de Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb et bilirubine, des taux normaux de glucose et des taux élevés de Hct, Ca^{2+} et lactate.

Niveau 2 : taux normaux pour tous les paramètres sauf le glucose (diminué).

Niveau 3 : alcalose respiratoire définie par un pH élevé et une PO_2 basse avec PO_3 élevée, des taux élevés de Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb, du glucose et de bilirubine, des taux bas de Hct, Ca^{2+} et lactate.

Le contrôle **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level est préparé à partir d'une solution aqueuse contenant une base colorée, équilibrée avec des concentrations prédéterminées d'oxygène, de dioxyde de carbone et d'azote, et contenant des sels, des tampons organiques et carbonates et des métabolites.

Précautions d'emploi et mises en garde

Pour diagnostic in vitro

Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire.

L'élimination de tous les déchets doit être effectuée conformément aux dispositions légales.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Attention: Manipuler avec précaution. Ranger AutoQC pack en position verticale. Ne pas introduire de packs endommagés dans le module AutoQC. Ne pas retourner l'AutoQC pack après utilisation partielle (risque d'écoulement de la solution contenue dans les ampoules CQ). La réinstallation d'un AutoQC pack partiellement utilisé peut endommager le module AutoQC.

Conservation et stabilité

Avant ouverture: entre 2 et 8 °C jusqu'à la date de péremption.
En cours d'utilisation: jusqu'à 3 mois après l'installation sur l'analyseur

Ne pas congeler. Roche Diagnostics ne peut garantir le fonctionnement correct des contrôles de qualité en cas de conservation à des températures situées en dehors des limites recommandées.

Mode opératoire

1. Avant emploi, laisser un nouvel AutoQC pack s'équilibrer à température ambiante au moins 24 heures (mais pas plus de 7 jours). Voir les informations indiquées sur l'écran « Vue d'ensemble » de l'appareil.

2. Ouvrir la porte frontale de l'analyseur et insérer le nouvel AutoQC pack. Ne pas retourner l'AutoQC pack.

3. Les informations spécifiques du pack (numéro de lot, date de péremption, valeurs et intervalles cibles) sont mémorisés dans la puce de l'AutoQC pack. Les informations sont automatiquement transmises au logiciel de l'analyseur pendant l'installation.

4. Fermer la porte frontale de l'analyseur.

Placer l'AutoQC pack sur l'analyseur conformément aux instructions d'utilisation de l'analyseur utilisé. L'installation est guidée par le logiciel de l'appareil. Pour connaître la fréquence journalière des mesures de CQ pour chaque niveau, se reporter au dernier mode d'emploi de l'analyseur utilisé.

Limites d'utilisation

- Le produit ne contient pas d'érythrocytes et ne peut donc pas détecter les dysfonctionnements induisant une lye des érythrocytes du patient qui pourrait conduire à l'obtention de résultats erronés.
- Ce produit est conçu pour le contrôle de qualité. Ne pas l'utiliser comme standard de calibration.
- Les valeurs listées ne s'appliquent qu'aux numéros de lots indiqués.
- Ces contrôles sont une aide à l'évaluation du fonctionnement des appareils mesurant les gaz du sang, les électrolytes, les métabolites, et les oximètres. Ils ne peuvent pas remplacer les autres aspects du contrôle de qualité.

Valeurs et intervalles cibles

Les figures de la fiche de valeurs montrent la valeur moyenne et les intervalles des valeurs cible pour chaque niveau de contrôle. Les valeurs obtenues par l'analyseur doivent se situer dans les intervalles définis. Chaque intervalle définit environ 95 % de tous les résultats de contrôle de qualité obtenus. Si les valeurs de contrôle de qualité sont situées en dehors des limites attendues, se référer au chapitre Contrôle de qualité du mode d'emploi de l'analyseur utilisé. Chaque laboratoire devra assurer la réalisation de mesures correctives si les résultats se situent en dehors de ces limites. Se conformer à la réglementation gouvernementale et aux directives locales en vigueur relatives au contrôle de qualité.

Performances analytiques

Les performances analytiques sont fournies dans le mode d'emploi de l'analyseur utilisé. Pour tout service technique, veuillez contacter l'organisation Roche Diagnostics de votre pays.

Dernière mise à jour: 2013-03

Les modifications importantes par rapport à la version précédente sont signalées par une barre verticale dans la marge.

(ES)

REF 05169933 001	8 x 1,0 mL, nivel 1 8 x 1,0 mL, nivel 2 8 x 1,0 mL, nivel 3
-------------------------	---

Uso previsto

El control multiparámetrico **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level está concebido para controlar las determinaciones de pH, PO_2 , PO_3 , SO_2 , Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} , Hct, Hb, derivados de Hb así como la glucosa, lactato y bilirubina en los analizadores **cobas b 123** POC equipados con un módulo AutoQC.

Descripción del producto

El control **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level incluye 24 ampollas de vidrio individuales de controles multiparámetricos en 3 niveles:

Nivel 1: acidosis respiratoria, definida por valores bajos de pH y valores altos de PO_2 , con disminución de PO_3 , valores bajos de Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb total y bilirubina, valores normales de glucosa y valores altos de Hct, Ca^{2+} y lactato.

Nivel 2: concentraciones dentro del intervalo de valores normales de todos los parámetros con excepción de la glucosa que tiene una concentración disminuida.

Nivel 3: alcalosis respiratoria, definida por valores altos de pH y valores bajos de PO_2 , con aumento de PO_3 , valores altos de Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb, total, glucosa y bilirubina y valores bajos de Hct, Ca^{2+} y lactato.

El control **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level está compuesto por una solución acuosa con colorante equilibrada con niveles predeterminados de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno con sales, tampones orgánicos y de carbonato y metabolitos.

Medidas de precaución y advertencias

Sólo para el uso diagnóstico in vitro

Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos.

Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.

¡Atención! Residue con cuidado. Conserve el estuche AutoQC en posición vertical. No inserte estuches dañados en el módulo AutoQC. Una vez usado, no invierta el estuche AutoQC al reinstalarlo (ampollas QC usadas pueden romperse y derramarse). La reinstalación de estuches AutoQC module vacíos invertidos puede perjudicar el módulo AutoQC.

Conservación y estabilidad

En uso: 2-8 °C hasta la fecha de caducidad indicada.

En uso: colocado en el analizador, hasta 3 meses.

No congelar! Roche Diagnostics no puede garantizar la eficacia los controles de calidad cuando se almacenan a temperaturas fuera de los límites recomendados.

Procedimiento

1. Antes del uso, permita que el estuche AutoQC se tempere durante como mínimo 24 horas y como máximo 7 días a temperatura ambiente. Véase la información dada en la pantalla sintáctica (visión gral.) del instrumento.

2. Abra la tapa delantera del analizador e inserte el nuevo estuche AutoQC en el instrumento. No invierta el estuche AutoQC.

3. Las informaciones específicas como el número de lote, la fecha de caducidad, los valores diarios y los intervalos se conservan en el chip de memoria del estuche AutoQC. Esta información se transmite automáticamente al software del analizador durante la instalación.

4. Cierre la tapa delantera del analizador.

Coloque el estuche AutoQC en el analizador según las instrucciones de uso del analizador respectivo. Este procedimiento es guiado por la interfaz de usuario. Para más detalles acerca de los números de mediciones diarios de control de calidad recomendados para cada nivel, véase las últimas instrucciones de uso del analizador correspondiente.

Limitaciones

1. Este producto no contiene eritrocitos por lo cual posiblemente no detecte los fallos de funcionamiento que pueden dar lugar a la lisis de los eritrocitos del paciente y con ello a valores erróneos.

2. Este producto está previsto para su uso como control de calidad y no puede usarse como estándar de calibración.

3. Los valores indicados sólo se aplican a los números de lote especificados.

4. Estos controles se utilizan para evaluar el rendimiento de los oxímetros e instrumentos para medir gases de sangre, electrolitos y metabolitos pero no pueden sustituir todas las medidas a tomar en el marco de un control de calidad total.

Valores e intervalos diana

En la hoja de valores se indican el valor medio y el intervalo de referencia de cada nivel. Los valores obtenidos deben situarse dentro de los intervalos establecidos. Cada intervalo definido contiene el 95 % de todos los resultados de control de calidad obtenidos.

Véase la sección de control de calidad de las instrucciones de uso del analizador correspondiente en caso de obtener valores fuera del control de calidad fuera del intervalo preestablecido.

Cada laboratorio tiene que establecer medidas correctivas a seguir en caso de que los valores se sitúen fuera de los límites.

Sírvase cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas locales de control de calidad pertinentes.

Características de funcionamiento

Para las características de funcionamiento, consulte las instrucciones de uso del analizador correspondiente. Para ayuda técnica, contacte con el representante local de Roche Diagnostics.

Fecha de la última revisión:

La barra del margen indica cambios o suplementos significativos.

(IT)

REF 05169933 001	8 x 1,0 mL, livello 1 8 x 1,0 mL, livello 2 8 x 1,0 mL, livello 3
-------------------------	---

Finalità d'uso

Il controllo **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level è un controllo multiparametro da utilizzare come materiale di controllo per il monitoraggio della misurazione di pH, PO_2 , PO_3 , SO_2 , Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} , Hct, Hb e derivati dell'Hb nonché del glucosio, del lattato e della bilirubina sui sistemi POC **cobas b 123** con un modulo AutoQC.

Descrizione del prodotto

Il controllo **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level è costituito da 24 singole fiale in vetro di controlli multiparametri a 3 livelli:

liv. 1: acidosi respiratoria valutata attraverso un pH basso e alti valori di PO_2 , con una riduzione della PO_3 , bassi valori di Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb e bilirubina, valori normali di glucosio nonché alti valori di Hct, Ca^{2+} e lattato.

liv. 2: rappresenta le concentrazioni dei valori normali per tutti i parametri eccetto glucosio, che è basso.

liv. 3: alcalosi respiratoria valutata attraverso un pH alto e bassi valori di PO_2 , con un incremento della PO_3 , alti valori di Na^+ , K^+ , Cl^- , Hb, glucosio e bilirubina nonché bassi valori di Hct, Ca^{2+} e lattato.

Il materiale di controllo **cobas b 123** AutoQC pack Tri-Level è stato formulato utilizzando una soluzione a base di acqua contenente un colorante, equilibrata con livelli predeterminati di ossigeno, biossido di carbonio e alti di azoto, tamponi organici e carbonato e metaboliti.

Precauzioni e avvertenze

Per uso diagnostico in vitro.

Observare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di laboratorio.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Attenzione: manipolare con cura! Conservare l'AutoQC pack in posizione verticale! Non inserire confezioni danneggiate nel modulo AutoQC. Non capovolgere l'AutoQC pack dopo l'uso parziale se il pack viene reinstallato (è possibile che la fiale QC utilizzi- ta permantano una fuoriuscita del contenuto). La reinstallazione di un AutoQC pack parzialmente usato che viene capovolta, può provocare danni al modulo AutoQC.

Conservazione e stabilità

Prima dell'apertura: a 2-8 °C fino alla data di scadenza indicata.

Quando in uso: fino a 3 mesi se installato sull'analizzatore.

Non congelare! Roche Diagnostics non garantisce le prestazioni dei controlli di qualità in caso di conservazione a temperature differenti da quelle consigliate.

1. Prima dell'uso, lasciar equilibrare un nuovo AutoQC pack a temperatura ambiente almeno 24 ore, ma non più di 7 giorni.

2. Consultare le informazioni relative alle caratteristiche di prestazione, consultare le istruzioni per l'uso del rispettivo analizzatore.

3. Aprire lo sportello anteriore dell'analizzatore ed inserire il nuovo AutoQC pack nello strumento. Non capovolgere l'AutoQC pack.

4. Le informazioni specifiche del pack - numero di lotto, data di scadenza, valori teorici ed intervalli - sono memorizzate sul chip di memoria presente sull'AutoQC pack. Tali informazioni sono trasferite automaticamente al software dell'analizzatore durante l'installazione.

5. Chiudere lo sportello anteriore dell'analizzatore.

Installare l'AutoQC pack nell'analizzatore seguendo le istruzioni riportate nelle Istruzioni per l'uso del rispettivo analizzatore. Questa procedura è guidata dal software dell'analizzatore. Per ulteriori informazioni relative al numero di misuraz QC giornaliera da eseguire in ogni livello, vedere le Istruzioni per l'uso più recenti del rispettivo analizzatore.

Limiti del metodo

1. Questo prodotto non contiene eritrociti; pertanto è possibile che non rilevi malfunzionamenti del sistema in grado di causare la lisi degli eritrociti del paziente, dando luogo a risultati erranei.

2. Questo prodotto deve essere utilizzato come controllo di qualità e non può essere impiegato come standard di calibrazione.

3. I valori indicati

