

ANIOSYME PRIME

Dezinfekuojanti priemonė



- Sudarytos 2 patentuotos efektyvumo koncepsijos
- **Neleidžia pridžiūti nešvarumams**
- Antimikrobinis veiksmingumas - 15 min
- **Tirštos putos: instrumentai padengiami tolygiai**
- Platus suderinamumas

TS 17.2.

INDIKACIJOS

Išankstinis medicininių ir chirurginių instrumentų apdorojimas po putomis: gabenant ne drėgnu režimu arba laikant nešvarius instrumentus prieš rankinį ar mašinos valymą. Produktas palaiko pakankamą drėgmės lygį, kad neišdžiūtų kraujas ir kitos organinės medžiagos.

CHARAKTERISTIKOS

- Trifermentinis kompleksas: proteazės, lipazės, amilazės, derinamos su paviršinio aktyvumo medžiagomis
- Nerūdijančios medžiagos
- Negaminami aerosoliai, išvengiant bet kokio produkto išsiskyrimo pavojaus
- Paruošta naudoti, ergonomiška putų pistoleto forma
- Produkto pH: 8 +/- 0.5
- Padeda pašalinti dėmę skalaujant
- Fermentinis stabilumas įrodytas
- Didelis skalaujamumas

TS 17.2.

**PARUOŠTAS
NAUDOTI**



ANIOSYME PRIME

Dezinfekuojantis ploviklis instrumentams

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



1 Iš anksto įpilkite ANIOSYME PRIME į mirkymo dėklą ir tuomet sudėkite panaudotus instrumentus.



2 Visus instrumentus padengite putomis.



3 Uždenkite dėklą dangčiu..



4 Praskalaukite instrumentus prieš mašininį ar rankinį valymą.

SUDĖTIS

Ketvirtinis amonio karbonatas, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, fermentinis kompleksas (proteazė, lipazė, amilazė), sekvestravimo medžiagos, pagalbinės medžiagos.

TS 17.2.

VARTOJIMO APSAUGOS PRIEMONĖS

Pavojinga - laikykitės naudojimo atsargumo priemonių (parengta pagal galiojančias Europos taisykles dėl cheminių produktų klasifikavimo ir ženklavimo).

Laikymas: nuo + 5 ° C iki + 35 ° C.

IIb klasės medicinos prietaisais (Direktiva 93/42 / EEB su pakeitimais).

MIKROBIOLOGINĖS SAVYBĖS

Aktyvus prieš	Standartai	Sąlyčio laikas
Bakterijos	EN 1040, EN 13727, EN 14561 EN 13727 active against MRB	15 min
Mikobakterijos	M. terrae : EN 14348, EN 14563 M. avium : EN 14348 , EN 14563	30 min 60 min
Mielės	EN 1275, EN 13624 , EN 14562	15 min
Virusai	According to EN 14476+A1 PRV (surrogate of HBV) BVDV (surrogate of HCV) Herpes virus, HIV-1, Vaccinia virus	5 min

PAKAVIMAS

1 12 butelių, po 750 ml..... Ref. 2367.544



Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



GB2367-140228- Non-contractual photos.

