



Ketonų kontrolės tirpalas

Pakuotės įdėklas

REF Q124-12A	anglų kalba
--------------	-------------

PRINCIPAS IR NAUDOJIMAS

On Call® ketonų kontrolės tirpalas yra žinoma β-ketono koncentracija. Jis naudojamas patvirtinti ar jūsų On Call® kraujo ketonų tyrimo juostelės ir On Call® GK dvigubas gliukozės ir ketonų matuoklis veikia kartu ir ar teisingai atliekate tyrimą.

Turėtumėte atlikti ketonų kokybės kontrolės testą:

- Prieš pirmą kartą naudodami matuoklį β-ketonų kiekiui kraujyje tirti, susipažinkite su jo veikimu.
- Prieš naudodami naują On Call® kraujo ketonų tyrimo juostelių buteliuką.
- Kai įtariate, kad On Call® GK dvigubas gliukozės ir ketonų matuoklis arba On Call® kraujo ketonų tyrimo juostelės neveikia tinkamai.
- kai įtariate, kad jūsų kraujo β-ketonų tyrimo rezultatai yra netikslūs arba nenuoseklus su tuo, kaip jautiesi.
- Kai įtariate, kad matuoklis pažeistas.
- Išvalę skaitiklį.

Galimi trys ketoninio kontrolinio tirpalo lygiai, pažymėti kontroliniu tirpalu 0, kontroliniu tirpalu 1 ir kontroliniu tirpalu 2. Kontrolinio tirpalo 1 pakanka daugeliui visų savitiktos poreikii. Jei manote, kad matuoklis ar juostelės gali neveikti tinkamai, taip pat galite atlikti 0 arba 2 lygio testą.

SUDĖTIS

Kontroliniame tirpale 0 yra mažiau nei 0,01 % β-ketono (veiklosios medžiagos), 1 kontroliniame tirpale yra mažiau nei 0,04 % β-ketono (veiklosios medžiagos), o kontroliniame tirpale 2 yra mažiau nei 0,06 % β-ketono (veiklosios medžiagos), visi su konservantais vandeniniame mišinyje.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

- Kontrolinį tirpalą laikykite kambario temperatūroje, 5-30°C (41-86°F).
- Nešaldyti ar užšaldyti.
- Jei kontrolinis tirpalas yra šaltas, nenaudokite, kol jis nesusilys iki kambario temperatūros.
- Suvaržyti nepasibaigus neatidaryto tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko.
- Pastaba: visos galiojimo datos spausdinamos Metų-mėnuo formatu. 2014-01 nurodo 2014 m. sausio mėn.
- Kiekvienas kontrolinio tirpalo buteliukas gali būti naudojamas 6 mėnesius po pirmojo atidarymo. Atidarytas įrašas galiojimo laikas nurodytas ant buteliuko etiketės.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- In vitro diagnostikai. Kontrolinis tirpalas skirtas tyrimams tik už kūno ribų. Negalima nuryti arba suseisti. Savaiminiam patikrinimui ir profesionaliam naudojimui.
- Prieš naudojimą gerai suplakti.
- Kontrolinio tirpalo bandymai nurodyti kaip tikslūs tik tada, kai tiriami 10-40 °C temperatūroje (50-104 °F).
- Kontroliniai diapazonai, nurodyti ant tyrimo juostelės buteliuko, nėra rekomenduojami jūsų kraujui β-ketonų lygis. Jūsų asmeninį β-ketonų kiekį kraujyje turi nustatyti diabeto sveikatos priežiūros specialistas.
- Nelieskite tyrimo juostelės galo prie kontrolinio tirpalo buteliuko. Dėl to gali atsirasti teršalų įpilkite į kontrolinio tirpalo buteliuką.
- Naudokite tik On Call® ketonų kontrolės tirpalą su On Call® GK dvigubas gliukozės ir ketonų matuokliu ir On Call® kraujo ketonų tyrimo juostelėmis.

SUTEIKIAMOS MEDŽIAGOS

- On Call® ketonų kontrolės tirpalas
- Pakuotės įdėklas

REIKALINGOS MEDŽIAGOS, BET NEPAATEIKIAMOS

- On Call® GK dvigubas gliukozės ir ketonų matuoklis
- On Call® kraujo ketonų tyrimo juostelės

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Įjunkite matuoklį įdėdami naują ketonų kiekio kraujyje tyrimo juostelę. Kaip įrašyti ketonų kokybės kontrolės testo rezultatai ir daugiau informacijos apie matuoklio valdymą, žr. savo vartotojo vadovą.
 2. Kruopščiai suplakti kontrolinio tirpalo buteliuką.
 3. Švelniai suspauskite kontrolinio tirpalo buteliuką ir išmeskite pirmąjį lašą. Jei antgalis užsikemša, švelniai bakstelėkite antgalį ant švaraus, kieto paviršiaus, dar kartą suplakti ir naudokite.
 4. Išspauskite antrą nedidelį lašėlį ant švaraus nesugeriaiančio paviršiaus. Bandymo juostelės mėginio galiuką palieskite prie kontrolinio tirpalo lašelio ir įsitinkinkite, kad į juostelę patenka pakankamai mėginio.
Pastabos: Netepkite kontrolinio tirpalo ant bandymo juostelės tiesiai iš buteliuko.
Jei užtepėte kontrolinio tirpalo mėginį, bet nematote skaičiavimo pradžios, per 3 sekundes galite iš naujo užlašinti antrą lašą.
5. Nuskaitykite rezultatą skaitiklio ekrane.

LAUKIAMIEJ REZULTATAI

Kontrolinio tirpalo tyrimo rezultatai turi atitikti kontrolinį diapazoną. CTRL 0, CTRL 1 ir CTRL 2 diapazonai rodomi tyrimo juostelės buteliuke (arba ant folijos maišelio). Norint patvirtinti rezultatus, kontrolinio tirpalo 0 testai turi patekti į CTRL 0 diapazoną, o kontrolinio tirpalo 1 testai turi patekti į CTRL.

1 diapazonas, o 2 kontrolinio tirpalo testai turėtų patekti į CTRL 2 diapazoną. Jei tyrimo su kontroliniu tirpalu rezultatai patenka į nurodytą kontrolinį diapazoną, tai rodo, kad jūsų On Call® GK dvigubas gliukozės ir ketonų kiekio kraujyje matuoklis ir On Call® kraujo ketonų tyrimo juostelė tinkamai veikia ir jūs esate teisingai atlikdami procedūrą.

Jei kontrolinio tirpalo tyrimo rezultatai nepatenka į atitinkamas ribas:

- Patikrinkite tyrimo juostelės ir kontrolinio tirpalo galiojimo laiką. Įsitinkinkite, kad nei tyrimo juostelės buteliukas, nei kontrolinio tirpalo buteliukas nebuvo atidarytas ilgiau nei 6 mėnesius. Išmeskite visas pasibaigusio galiojimo bandymo juosteles arba kontrolinį tirpalą.
- Patvirtinkite, kad temperatūra, kurioje atliekate testą, yra nuo 10 iki 40 °C (50-104 °F).
- Įsitinkinkite, kad tyrimo juostelės buteliukas ir kontrolinio tirpalo buteliukas yra sandariai uždaryti.
- Įsitinkinkite, kad kodo numeris ant naudojamų tyrimo juostelių buteliuko (arba ant folijos maišelio) atitinka kodo numerį, rodomą matuoklio ekrane.
- Patvirtinkite, kad naudojate On Call® ketonų kontrolės tirpalą, kuris buvo pateiktas kartu su rinkiniu.
- Įsitinkinkite, kad tinkamai atlikote bandymo procedūrą.

Patikrinę visas aukščiau išvardytas sąlygas, pakartokite ketonų kokybės kontrolės testą su nauja ketonų kiekio kraujyje tyrimo juostele. Jei jūsų rezultatai vis tiek nepatenka į kontrolinį diapazoną, nurodytą tyrimo juostelės buteliuko etiketėje arba ant folijos maišelio, atlikite visus veiksmus, kurie nurodyti. NENAUDOKITE sistemos kraujui tirti. Kreipkitės pagalbos į vietinį platintoją. Išsamias instrukcijas rasite naudotojo vadove įtrauktą į skaitiklį. Jei turite papildomų klausimų ar problemų dėl šio gaminio, kreipkitės pagalbos į vietinį platintoją.

SIMBOLIŲ RODYKLĖ

	Peržiūrėkite instrukcijas naudoti		Sunaudoti iki	EC REP	Igaliotas atstovas
IVD	Tik in vitro diagnostikai	LOT	Partijos numeris	CTRL	Valdymo diapazonas
	Laikyti 5-30°C temperatūroje (41-86 °F)		Gamintojas	REF Q124-12A	Logo Nr.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Vokietija



Numeris: 1150742701
Įsigaliojimo data: 2014-09-24