

D7777 – Lactate

MEMBRÁNY pro Laktátovou elektrodu E7007		CZ	MEMBRĀNAS E7007 Laktāta elektrodām		LV
Obsahuje: Elektrolyt:	6 plášťů elektrod s membránami a 7 tobolek s roztokem elektrolytu. Obsahuje pufr, anorganické soli, smáčedla, uchovací přísady, hydroskopické látky a kyselinu. Pro In Vitro Diagnostiku.				
Skladování: Postup:	Elektrodu vytáhněte ze starého pláště - lehce stiskněte výstupky na plášti proti sobě, elektroda se uvolní. Použitý plášť i s elektrolytem zlikvidujte. - Otočte víčkem zásobníku membrán, až se ve výřezu objeví nepoužitá pozice. Odrhnete ochrannou fólii. - Otevřete tobolek s elektrolytem a vyprázdněte ji do pláště v jamce. - Zasuňte elektrodu opatrně, ale pevně do pláště. - Vyjměte elektrodu i s pláštěm ze zásobníku. - Osušte kontakt elektrody a zasuňte ji do měřicí komůrky. - Stiskem klapky předzesilovače se elektroda aretuje v měřicí komůrce.				
PUDEŁKO MEMBRAN dla elektrody mleczanów E7007		PL			
Zawartość:	6 wstępnie membranowanych koszułek elektrod oraz 7 kapsulek z roztwo-rem elektrolitu.				
Electrolit: Skład:	Zawiera bufor, nieorganiczne sole, konserwanty, substancje higroskopijne i kwas. Do diagnostyki in vitro.				
Przechowywanie: Procedura:	przechowywać w 2-10 °C. Aby wyjąć elektrodę z koszulki, ściśnij płytki po jej obu stronach i pociągij. Wyrzuć zużytą koszulkę elektrody wraz z elektrolitem. - Obróć pokrywę opakowania membran na pozycję ze szczelnie zamkniętą koszulką elektrody i zdejmij folię. - Otwórz kapsułkę z roztworem elektrolitu i wlej jej zawartość do nowej koszulki elektrody. - Mocno wciśnij elektrodę w koszulkę. - Wyjmij elektrodę z zamontowaną membraną. - Osuś kontakty elektrody i umieść elektrodę w komorze pomiarowej. - Aby zamocować elektrodę w komorze pomiarowej wciśnij do dołu obudowę wzmacniacza.				
MEMBRAANID Laktaadi elektroodile E7007		EE			
Sisu: Elektroolüüt:	6 elektroodi membraani ja 7 elektroolüüdi plastampulli. Sisaldab puhverlahust, mitteorgaanilisi soolasisid, surfaktante, säilitusaineid, hügrokoopseid tooteid ja hapet. In Vitro Diagnostic kasutuseks.				
Säilitamine: Kasutamine:	2-10 °C juures. Vajutades membraani külgfiksaatoreid eemalda kasutatud membraan elektroodilt; hävita kasutatud elektroolüüdiga membraan. - Pöõra membraanide karbi katet nii, et katte ava asuks uue membraani kohal. Eemalda membraani kattefoolium. - Ava elektroolüüdiga plastampull ja vala see uude membraani. - Paigalda elektrood membraani sisse ning vajuta ettevaatlikult kuni kostub "krõps" (elektrood fikseerub membraani sees). - Eemalda elektrood (koos membraaniga) membraanikarbit. - Kuivata elektrikontaktid ja paigalda elektrood mõõtekambris. - Kinnita elektrood elektroodihoidjaga (asete elektroodihoidja elektroodi peale ja vajuta viimast kuni kostab "klõps").				
MEMBRANŲ DĖŽUTĖ E7007 laktato elektrodui		LT			
Dėžutėje yra:	6 elektrodų apvalkalai su uždėtomis membranomis ir 7 kapsulės su elektro-lito tirpalu.				
Elektrolitas:	udėtyje yra buferio, neorganinių druskų, paviršiaus įtempimą mažinančių medžiagų, konservanto, higroskopinių medžiagų ir rūgšties. In Vitro diag-nostikai.				
Laikyti: Darbo eiga:	2-10 °C. elektrodui iš apvalkalo išimti, paspauskite iškilimus ant apvalkalo šonų. Išmeskite panaudotą apvalkalą su elektrolito tirpalu. - Pasukite membranų dėžutės dangtelį link nepanaudoto elektrodų ap-valkalo ir nuplėškite plėvelę. - Atidarykite vieną kapsulę su elektrolito tirpalu ir supilkite jos turinį į elektrodų apvalkalą. - Tvirtai įspauskite elektrodą į elektrodų apvalkalą. - Išimkite elektrodą su uždėta nauja membrana iš membranų dėžutės. - Nusausinkite kontaktą ir įstatykite elektrodą į matavimo kamerą. - Paspauskite stiprintuvo korpusą žemyn, kad užfiksuoti elektrodą mata-vimo kameroje.				
			MEMBRÁNKÉSZLET E7007 Laktát elektródához		HU
			Tartalom: Elektrolit:		
			6 db előszerelt elektródamembrán és 7 db kapszula elektrolit oldat. Összetétel: Puffer, szervetlen sók, stabilizátorok, tartósító szer, higroszkó-pos anyagok, és sav. In Vitro Diagnosztikai felhasználásra.		
			Tárolás: Eljárás:		
			2-10 °C között. Az elektródának a membránból való eltávolításához nyomja össze a füleket az membrán oldalán. Távolítsa el a használt elektrolittal töltött membránt. - Forgassa a membránzó-doboz nyílását egy még leragasztott memb-ránhoz és távolítsa el róla a fóliát. - Nyissa ki az elektrolitot tartalmazó kapszulát és teljes tartalmát töltse bele a membránba. - Nyomja bele az elektródát a membránba. - Vegye ki az újramembránzott elektródát a membránzó dobozból. - Törölje szárazra az elektróda csatlakozóját és helyezze az elektródát a mérőkamrába. - Csukja le az erősítő házat, hogy rögzítse az elektródát a mérőkamrá-ban.		
			SÚPRAVA MEMBRÁN pre E7007 Laktátovú elektrodu.		SK
			Obsah: Elektrolyt:		
			6 predmembránovaných elektródových plášťov a 7 kapsúl s elektrolytom. zloženie: pufo, anorganické soli, surfaktanty, konzervačné látky, hygrosko-pické produkty a kyselina. Na in vitro diagnostické použitie.		
			Skladovanie: Postup:		
			skladujte pri 2-10 °C. z elektrody odstráňte elektródový plášť, stlačte výčnelky na stranách elektródového plášťa. Použitý elektródový plášť s elektrolytom odhodte. - Otočte viečko súpravy membrán k uzavretému elektródovému plášťu a odstráňte fóliu. - Otvorte jednu kapsulu s elektrolytom a všetok obsah vyprázdnite do elektródového plášťa - Elektrodu pevne vtláčte cez uzáver do elektródového plášťa. - Elektrodu s nasadenou membránou vyberte z krabičky na membrány. - Vysušte kontakt elektrody a elektrodu umiestnite do mernej komory. - Stlačte príklopku so zosilňovačom na uchytenie elektrody v mernej komore.		