

CI- ELEKTRODA E404

CZ

Použití: Je určena pro analyzátoři ABL505/555, EML100/105 a ABL SYSTEM 6xx Series.

Před použitím:

1. Vybalte novou elektrodu.
2. Opatřete ihned elektrodu membránou.
3. Před zasunutím do analyzátoři osušte kontakt elektrody.

CI- ELEKTRODA E404

PL

Zastosowanie: Używana z analizatorami ABL505/555, EML100/105 oraz serii ABL SYSTEM 6xx.

Przed użyciem:

1. Rozpakuj nową elektrodę.
2. Niezwłocznie załóż membranę na elektrodę.
3. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

CI- ELEKROOD E404

EE

Kasutus: ABL505/555, EML100/105 ja ABL SYSTEM 6xx seeria analüsaatorid.

Enne kasutamist:

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

CI- ELEKTRODAS E404

LT

Paskirtis: naudojamas ABL505/555, EML100/105 ir ABL SYSTEM 6xx serijos analizatoriuose.

Prieš naudojimą:

1. Išpakuokite naują elektrodą.
2. Tuojau pat uždėkite membraną ant elektrodos.
3. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodos kontaktą.

CI- ELEKTRODS E404

LV

Lietošana: lieto ABL505/555, EML100/105, un ABL SYSTEM 6xx sēriju analizatoros.

Pirms lietošanas:

1. Izsaņņojiet jauno elektrodu.
2. Nekavējoties uzlieciet elektrodām membrānu.
3. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektroda kontaktu.

CI- ELEKTRÓDA E404

HU

Használat: ABL505/555, EML100/105, és ABL SYSTEM 6xx sorozatú analizátorokon használható.

Használat előtt:

1. Csomagolja ki az új elektródát.
2. Membránozza meg az elektródát.
3. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analizátorba visszatenné.

CI- ELEKTRÓDA E404

SK

Použitie: používa sa v ABL505/555, EML100/105 a v sériách analyzátoři ABL SYSTEM 6xx.

Pred použitím:

1. Rozbalte elektródu.
2. Na elektródu hneď nasadte membrānu.
3. Predtým ako vsadíte elektródu do analyzátoři, vysušte jej kontakt.

