

ALCOR® TYRIMŲ KONTROLĖS

Išimtinai ALCOR® ESR analizatoriams



REF

112-00250, 112-00500, 112-01000, 112-02000
112-03000, 112-05000, 112-10000, 112-20000

CE

IVD

PASKIRTIS

ALCOR Scientific Inc. Testo kortelės atitinka ISO 7816 standartus ir yra skirtos naudoti tik su ALCOR ESR analizatoriais. Bandymo tyrimai reikalingi norint analizuoti ir gauti ALCOR analizatoriumi apdorotų mėginių rezultatus.

SUDĖTIS

Polivinilchloridas (PVC)

LAIKYMAS IR STABILUMAS

Laikymo temperatūra, kai prietaisas nenaudojamas –35°C iki +80°C
Darbinė temperatūra nuo +10°C iki 30°C

PROCEDŪRA

Išsamią procedūrą rasite iSED® naudotojo vadove (112-09-043) arba miniiSED® naudotojo vadove (101709-001).

Norėdami atsisiųsti bandomuosius tyrimus iš bandomosios kortelės:

1. Įdėkite bandymo kortelę, rodykle į viršų ir į priekį, į lustinių kortelių skaitytuvą, esantį prietaiso priekyje
2. Įdėjus tyrimus, jie automatiškai atsisiunčiami į prietaisą, o analizatorius ekrane parodys, kad atsisiuntimas baigtas.
3. Į bendrą galimą tyrimų skaičių bus įtraukti naujai atsisiųsti tyrimai ir visi likę tyrimai prieš atsisiunčiant.
4. Kai visi kreditai bus perkelti į prietaisą, bandymo kortelę galima išimti ir išmesti.

Pastaba: jei prietaisas turi neigiamų bandymų kreditų ir iš bandymo kortelės buvo atsisiųsta papildomų bandymų kreditų, bendras galimų bandymo kreditų skaičius bus sumažintas bendrais neigiamais kreditais.



ALCOR Scientific Inc.
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917 USA
(Phone) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM

112-09-079, Rev.
A

Australian Sponsor
Emergo Australia
Level 20 Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
Australia

EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands