

**ŽADINTUVAS SU VIBRUOJANČIA PAGALVĖLE
mod. SBB500SS**

Šis skaitmeninis laikrodis – žadintuvas skirtas asmenims, turintiems klausos negalią. Jis skirtas įvairaus amžiaus žmonėms. Sukomplektuotas iš žadintuvo ir vibruojančios pagalvėlės. Šis elektroninis laikrodis turi didelį ekraną su ryškiais ir dideliais skaičiais (ne mažesniais kaip 27,5 mm). Ekraną ryškumas reguliuojamas. Laikrodžio nustatymo mygtukai išdėstyti priekinėje korpuso dalyje, yra kontrastingos korpusui spalvos. Žadintuvą nustatyti paprasta. Žadintuvas turi stipriai vibruojančią pagalvėlę. Žadinimo signalas siekia 110 db. Jį galima reguliuoti nuo begarsio iki labai garsaus, o toną nuo žemo iki labai aukšto. Kai žadintuvas skamba – ekranas blyksi raudona spalva ir informuoja apie žadinimo laiką pulsuojančiu šviesos signalu, taip pat vibruoja pagalvėlė. Yra garsinio žadinimo signalo išjungimo/įjungimo mygtukas. Yra automatinė snaudimo funkcija. Žadintuvas maitinamas nuo kintamos įtampos elektros tinklo. Maitinimas iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 230V kintamos įtampos elektros tinklo. Maitinimo laidas yra 2 metrų ilgio. Nutrūkus elektros tiekimui, maitinimas palaikomas iš elemento (sukomplektuota viena PP3 baterija). Net ir nutrūkus tiekimui, žadintuvo duomenys išsaugomi.

Pridedama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija.



Kartu su šiuo aprašymu pateikiami dokumentai:

1. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS atitikties Atviro konkurso sąlygų 1 priedo "Techninė specifikacija" 34 dalyje "Vibruojantis žadintuvas" nurodytiems techniniams reikalavimams lentelė;
2. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapas (skaitmeninė kopija ir vertimas į lietuvių kalbą);
3. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS instrukcija (skaitmeninė kopija ir vertimas į lietuvių kalbą);
4. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS gamintojo patvirtinimas (skaitmeninė kopija ir vertimas į lietuvių kalbą);
5. Atitikties deklaracija žadintuvui su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS (skaitmeninė kopija ir vertimas į lietuvių kalbą) (žr. konfidenciali informacija);
6. Tiekėjo susitarimas dėl prekybos su žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS gamintojo atstovu (skaitmeninė kopija) (žr. konfidenciali informacija);
7. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS gamintojo įgaliojimas atstovui (skaitmeninė kopija ir vertimas į lietuvių kalbą) (žr. konfidenciali informacija);
8. Garantinis lapas žadintuvui su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ KODAS 39254100-8

34 dalis Žadintuvas su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	sukomplektuota iš žadintuvo ir vibruojančios pagalvėlės	Sukomplektuota iš žadintuvo ir vibruojančios pagalvėlės. <i>Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 1")</i>
2.	elektroninis laikrodis su skaitmeniniu ekranu	Elektroninis laikrodis su skaitmeniniu ekranu. <i>Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 2")</i>
3.	ekrane rodomi skaitmenys ne mažesni kaip 27,5 mm aukščio	Ekране rodomi skaitmenys ne mažesni kaip 27,5 mm aukščio. <i>Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 3"), taip pat pateiktą pavyzdį</i>
4.	reguliuojamas žadinimo signalo skambėjimo tonas ir stiprumas	Reguliuojamas žadinimo signalo skambėjimo tonas ir stiprumas. <i>Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 4")</i>
5.	garsinio žadinimo signalo stiprumas ne mažiau kaip 110 dB	Garsinio žadinimo signalo stiprumas 110 dB. <i>Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 5")</i>
6.	praneša apie žadintuvo skambutį garsu ir/ar pulsuojančiu šviesos signalu	Praneša apie žadintuvo skambutį garsu ir/ar pulsuojančiu šviesos signalu. <i>Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 6")</i>
7.	maitinimas elementais ir/ar prisijungus prie elektros tinklo	Maitinimas elementais ir/ar prisijungus prie elektros tinklo.

		Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 7")
8.	maitinimo laidas arba maitinimo elementai	Yra maitinimo laidas. Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 8")
9.	maitinami iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 230V kintamos įtampos elektros tinklo	Maitinamas iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 230V kintamos įtampos elektros tinklo. Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS naudojimo instrukcijos 4 lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 9")
10.	žadintuvą ir vibruojančią pagalvėlę jungiančio laido ilgis ne mažiau kaip 2 m	Žadintuvą ir vibruojančią pagalvėlę jungiančio laido ilgis 2 m. Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS techninių duomenų lapą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 10")
11.	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią	Skirtas asmenims, turintiems klausos negalią. Žr. Žadintuvo su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS gamintojo patvirtinimą (lietuvių kalba) (pažymėta "Nr. 11")
12.	garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	Garantijos laikas yra 24 mėn. Žr. Garantinį lapą žadintuvui su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS (pažymėta "Nr. 12")

geemarc™
Hear the Difference

SBB500SS™
Sonic Bomb®



FEATURES


- Supplied with a shaker pad
- Extra loud alarm (110dB spl at 1m)
- From 1 to 30 minutes snooze
- 2 programmable alarms
- Duration of alarm: 1 to 59 minutes
- 4 alarm settings :
 - Off
 - Ringer + Flash
 - Vibrator + Flash
 - Ringer + vibrator + Flash
- Easy-to-set function keys
- Large bright red display
- Dimmer switch (Low/Hi)
- Volume and tone control
- 5 brightness positions

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supplied with an adaptor plug
- Backup battery (PP3) in case of power failure (not included)
- Has new green power technology, so now uses 60% less energy!
- Size : 14 x 14 x 7 cm
- Weight : 280 g
- Supplied with a shaker to put under pillow
 - Jack plug 5,5mm
 - Wire length : 2m

OPTION ACCESSORY

- SBE115 : 3m extension to the shaker



SonicAlert

Items pictured and details are subject to change at the manufacturer's discretion.

geemarc™
Telecom SA
www.geemarc.com



FUNKCIJOS


- Nr. 1 → Su vibruojančia pagalvėle
- Nr. 5 → Labai garsus žadinimo signalas (**110 dB 1m atstumu**)
- Nuo 1 iki 30 minučių snaudimo funkcija
- 2 programuojami žadinimo laikai
- Žadinimo trukmė: nuo 1 iki 59 minučių
- 4 žadintuvo variantai :
 - Išjungtas
 - Skambutis + pulsuojantis šviesos signalas
 - Vibracija + pulsuojantis šviesos signalas
 - Skambutis + vibracija + pulsuojantis šviesos signalas
- Lengvai nustatomas
- Nr. 3 Nr. 2 → Didelis šviesus ekranas su raudonais simboliais
- Ekraną apšvietimo sumažinimas
- Garso ir tono kontrolė
- 5 šviesumo padėties

TECHNINIAI DUOMENYS

- Nr. 7 Nr. 8 → Su maitinimo laidu
- Nr. 7 → Atsarginė baterija (PP3) dingus elektrai (komplektacijoje nėra)
- Turi naują aplinkai draugišką technologiją, todėl sunaudoja net 60% mažiau energijos!
- Dydis: 14 x 14 x 7 cm
- Svoris: 280 g
- Su vibruojančia pagalvėle, skirta padėti po pagalvę
 - Jungtis 5,5mm
 - Laido ilgis: 2m
- Nr. 10

GALIMAS PRIEDAS (KOMPLEKTACIJOJE NĖRA)

- SBE115 : 3m prailginimas vibruojančiai pagalvėlei




SonicAlert

geemarc™
Telecom SA
www.geemarc.com



*Vertimas geros
Karpėjienė
2017 06.06*

**Model SBB500SS-v3****Sonic Boom Dual Alarm Clock & Bed Shaker with 5-Level Dimmer****OPERATION INSTRUCTIONS**


IMPORTANT – Please read these instructions carefully before use and retain for future reference. See operating instructions on back.
-- Use only the supplied or recommended Sonic Alert adaptor to connect the unit.

Warning: To prevent fire or shock hazard do not expose this appliance to rain or moisture. Before connecting to mains/ power make sure that the requirements specified on the apparatus corresponds to the available power supply in that country i.e. AC100-240V~, 50/60 Hz.

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as, newspaper, table cloth, curtains, etc;
- No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
- Where the mains/ power plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

English SBB500ss-v3
ALARM CLOCK WITH BED SHAKER
MODEL SBB500ss-v3

OPERATION INSTRUCTIONS



Features

- | | |
|---|--|
| 1) Alarm 1 Indicator | 9) Fast Min./ Hour Button / 12 or 24 Hour Selector |
| 2) PM Indicator | 10) Slow Min./ Hour Button |
| 3) Snooze button / Snooze Time Adjustment/ Dimmer Control | 11) Battery Compartment |
| 4) Volume Wheel | 12) Alarm Mode Switch (AL1, AL2, AL1+AL2) |
| 5) Alarm Set / Alarm Duration Adjustment | 13) DC Adaptor Input |
| 6) Time Set Button | 14) Tone Control Wheel |
| 7) Alarm Off Button | 15) Vibrator Output |
| 8) Alarm Function Switch | 16) Flashing Light Display |
| | 17) Alarm 2 Indicator |

Test Mode:

- 1) Press and hold the Snooze and Time buttons for 3 seconds to enter the Test Mode. The display will show "7ES7" to indicate it is in TEST Mode.
- 2) If within 1 minute no button is pressed, then it will exit the Test Mode and return back to the Time Mode.
- 3) Press any button within 1 minute (except the Snooze & Time buttons, which has no effect), it will exit the Test Mode immediately.
- 4) While in Test Mode, sliding the Function Switch will demonstrate the different functions of the clock:
 - a) Function Switch at OFF, it will have a continuous "Vee" sound to indicate it is in the Test Mode.
 - b) Function Switch at BUZZ, it will demonstrate the buzzer sound.
 - c) Function Switch at VIB, it will demonstrate the vibrator.
 - d) Function Switch at VIB & BUZZ, it will demonstrate the buzzer sound & the vibrator.
- 5) After finish with the Test Mode, press any button (except the Snooze & Time buttons, which has no effect) it will exit the Test Mode immediately.

Setting the Correct Time –

- 1) Press and hold the "TIME" Button (6) and at the same time press the "FAST" Button (9) or the "SLOW" button (10) to advance clock display until you have desired time.
- 2) The lighted dot (2) located in upper left corner of the clock display indicates the time is PM. For AM time, this dot will not light up.

Setting the Alarm Time–

Setting Alarm 1

- 1) Slide the "ALARM MODE SWITCH" (12) to AL1 position, the alarm indicator "AL1" (1) will light up.
- 2) Press and hold the "ALARM SET" (5) button and at the same time press the "FAST" Button (9) or the "SLOW" button (10) to advance clock display until you reach desired alarm setting.
- 3) Make sure alarm time is correctly set for AM or PM (1).

Setting Alarm 2

- 4) Once alarm AL1 has been set, slide "ALARM MODE SWITCH" (12) to AL2 position. , the alarm indicator "AL2" (17) will light up.
- 5) Press and hold the "ALARM SET" (5) button and at the same time press the "FAST" Button (9) or the "SLOW" button (10) to advance clock display until you reach desired alarm setting.

Selecting 12 or 24 hours format

English

SBB500ss-v3

– the clock is set to 12 hour for UK and the clock is set to 24 hour for Europe

Press and hold the **Fast Button (9)** for 6 seconds to enter the hour selection mode, release the **Fast Button (9)** when the display shows "12 H" or "24 H". Press and release the hour button to toggle between 12 or 24 hours. If no selection is made within 4 seconds, then the last displayed hour format will be chosen and the display will return to the normal Time mode.

Alarm –

Enable Alarms:

- 1) To enable Alarm 1, slide the **"ALARM MODE SWITCH" (12)** to AL1 position. the alarm indicator **"AL1" (1)** will light up.
- 2) To enable Alarm 2, slide the **"ALARM MODE SWITCH" (12)** to AL2 position, the alarm indicator **"AL2" (17)** will light up.
- 3) To enable both alarms, slide the **"ALARM SELECTOR" (1)** to AL2 position, the alarm indicators **"AL1" (1)** and **"AL2" (17)** will light up.

To Select Wake up mode

To select the wake up mode, slide the **"Alarm Function Switch" (8)** to your desired position:-

a) **"BUZZ"** for sound b) **"VIB"** for bed shaker c) **"VIB/ BUZZ"** for both sound and bed shaker

NOTE: once the wake up mode is chosen, this will apply to both alarms.

Alarm Patterns –

When the alarm is activated, alarm pattern of the buzzer / flashing display will be out of sync with the vibrator. This means that when the buzzer / flashing display is ON, the vibrator will be OFF and while the buzzer/ flashing display is OFF, the vibrator will be ON.

ALARM 1 - When Alarm 1 is activate, it will have 3 beeps for buzzer, then the vibrator. This pattern is repeated until the alarm is stopped.

ALARM 2 - When Alarm 2 is activate, it will have 4 beeps for buzzer, then the vibrator. This pattern is repeated until the alarm is stopped.

Adjusting The Alarm Duration Time

The default alarm duration time setting is 30 minutes; you may adjust the alarm duration between 1 minute and 59 minutes as desired. To adjust the alarm duration:

- Press and hold the **AL. SET button (5)** for six seconds. The clock display will show the default alarm duration as '30'. Release the AL set button
- Press the **"MIN" button (10)** to adjust the alarm duration to the desired setting, from 1 minute to 59 minutes.
- When the display is showing the desired alarm duration time, it will return to the normal clock mode after 3 seconds. The new alarm duration time setting becomes the new default and remains in the memory until you change it again.

Snooze Operation –

1. When the alarm turns on in the morning you may press the **SNOOZE Button (8)** to stop the alarm temporarily. The alarm will shut off for 9 minutes or for the predetermined time you select from 1-30 minutes, and then turn on again. The snooze operation may be repeated indefinitely until the alarm is turned off.
2. The SNOOZE function of Alarm 1 and Alarm 2 is independent of each other.

Adjusting The Snooze Time

The default snooze time setting is 9 minutes but you may adjust the snooze time between 1 minute and 30 minutes as desired. To adjust the snooze time:

- Press and hold the **SNOOZE Button (8)** for four seconds. The clock display will show the default snooze time '9'. Release the snooze button
- Press the **"SLOW" Button (7)** to adjust the snooze time to the desired setting, from 1 minute to 30 minutes.
- When the display is showing the desired snooze time, it will return to the normal clock mode after 3 seconds. The new snooze time setting becomes the new default and remains in the memory until you change it again.

Shutting Off the Alarm –

Alarm can be shut off temporary for the day or permanently shut off.

- 1) When alarm goes off, press the “**ALARM OFF**” (7) button to turn off for the day and come back on at the same time the next day, if alarm settings have not changed.
- 2) To shut the alarm off permanently, slide the “**Alarm Function Switch**” (8) down to the OFF position. The alarm will not come on until the “**Alarm Function Switch**” (8) is set to “VIB/BUZZ”, “VIB”, or “BUZZ” position.

NOTE: The Alarm Off function of Alarm 1 and Alarm 2 is independent of each other.

Dimmer Operation

There is a 5-level brightness control for the LED display. Press the SNOOZE button once to change the display brightness. The brightness will cycle from 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (from bright to dim then from dim to bright).

***NOTE:** The dimmer function will not work, when the clock is in snooze mode.

Volume Control –

- 1) To adjust the volume, rotate **VOLUME wheel** (4) located on the lower right corner of the clock.

Tone Control –

- 1) To adjust the TONE, turn the **TONE wheel** (14) located on the top right corner of the clock.

Bed Shaker / Vibrator –

- 1) Attach the bed shaker jack to the back of clock at “**VIBRATOR INPUT**” (15).
- 2) To turn on vibrator slide “**Alarm Function Switch**” (8) to “VIB/BUZZ” or “VIB” position.
- 3) Place vibrator between mattress and box spring.

Battery Backup –

To use the battery backup, you can install a 9-volt alkaline battery in the back of the clock located under the **Battery Compartment Cover** (11). The battery needs to be purchased separately. **Note the LED display will not show during power failure but the clock will still be running and keeping proper time until the power comes back.** During a power failure, the alkaline battery can only keep the clock IC running for up to 30 days. **(During a Power failure, the LED display will not show the time.)**

NOTE: For the best results it is recommended that the battery be changed every 6 months. If the clock is not used for a while, it is recommended to remove the battery to avoid damage to the clock from battery leakage.

DC 9V Power Input –

Attach the “**DC POWER INPUT**” (13) to the back of DC9V IN next to “**VIBRATOR INPUT**” (15); it is the smaller input of the two.

NOTE: IMPORTANT: do not confuse “**DC POWER INPUT**” (13) with the “**VIBRATOR INPUT**” (15)

GENERAL DATA

UL listed Power Adaptor: AC100-240V~, 50/60Hz

Power Consumption: Adaptor Output: DC9V~~=====~~, 650mA



Sonic Alert
America's Leader in Visual Alerting Systems.

Modelis SBB500SS-v3

Žadintuvas su Vibruojančia Pagalvėle ir skirtingais ekrano apšvietimo lygiais

Testavimas:
Paspasukite Snaudimo
ir Laiko nustatymo
mygtukus 3 s.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SVARBU – Prieš pradėdami naudoti laikrodį, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir ją pasilikite dėl ateityje galinčių kilti klausimų apie laikrodžio naudojimą.

- Naudokite tik komplektacijoje esančius arba gamintojo rekomenduojamus maitinimo laidus.


Ispėjimas: - Siekiant išvengti gaisro ar elektros šoko, apsaugokite žadintuvą nuo drėgmės.

- Prieš įjungdami žadintuvą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa yra suderinama su įtampa, reikalinga žadintuvo veikimui.
- Neuždenkite ventiliacijos angų su laikraščiais, šluostėmis, užuolaidomis ir pan.
- Nedėkite ant žadintuvo ar šalia jo atviros liepsnos šaltinių, pvz.: degančių žvakių ir pan.
- Nestatykite ant žadintuvo ar šalia jo indų su skysčiais, pvz. vazos ir pan.
- Nestatykite žadintuvo į uždaras lentynas ir pan., kur nėra užtikrinama tinkama ventiliacija.
- Palikite atvirą prieigą prie elektros tinklo jungties, į kurią įjungtas žadintuvo maitinimo laidas.



*Verti mas geros
Sh. Karpėjienė
2017.06.06.*

VALDYMAS



Mygtukai:

- | | |
|--|--|
| 1) Žadintuvo indikatorius | 9) Greito minučių/valandų nustatymo / 12 ar 24 val. pasirinkimo mygtukas |
| 2) Popietinio laiko (po 12 val.) indikatorius | 10) Lėto minučių/valandų nustatymo mygtukas |
| 3) Snaudimo / Snaudimo laiko nustatymo / Apšvietimo kontrolės mygtukas | 11) Baterijų skyrelis |
| 4) Garso reguliatorius | 12) Žadintuvo režimo mygtukas (AL1, AL2, AL1+AL2) |
| 5) Žadintuvo nustatymo / Žadintuvo trukmės nustatymo mygtukas | 13) Maitinimo laido lizdas |
| 6) Laiko nustatymo mygtukas | 14) Tono reguliatorius |
| 7) Žadintuvo išjungimo mygtukas | 15) Vibruojančios pagalvėlės lizdas |
| 8) Žadinimo funkcijos jungiklis | 16) Mirksintis šviesos indikatorius |
| | 17) Žadintuvo Nr. 2 indikatorius |

Testavimas:

- 1) Norėdami įjungti testavimo režimą, paspauskite ir palaikykite snaudimo ir laiko nustatymo mygtukus 3 sekundes. Ekrane pasirodys užrašas "7ES7".
- 2) Jeigu 1 minutės bėgyje joks mygtukas nebus paspaustas, testavimo režimas automatiškai pasibaigs ir ekrane vėl bus rodomas laikas.
- 3) 1 minutės bėgyje paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus snaudimo ir laiko nustatymo mygtukus), kad nedelsiant užbaigtumėte testavimo režimą.
- 4) Esant nustatytam testavimo režimui, paslinkus žadintuvo režimo mygtuką, bus pademonstruotos žadintuvo funkcijos:
 - a) Mygtukas nustatytas ties „OFF“: bus girdimas nuolatinis "Vee" garsas, reiškiantis, kad yra įjungtas testavimo režimas.
 - b) Mygtukas nustatytas ties „BUZZ“: bus pademonstruotas garsinis signalas.
 - c) Mygtukas nustatytas ties „VIB“: bus pademonstruotas vibruojančios pagalvėlės veikimas.
 - d) Mygtukas nustatytas ties „VIB & BUZZ“: bus pademonstruotas garsinis signalas kartu veikiant vibruojančiai pagalvėlei.
- 5) Norėdami užbaigti testavimo režimą, paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus snaudimo ir laiko nustatymo mygtukus).

Laiko nustatymas –

- 1) Paspauskite ir laikykite **"TIME"** (laiko nustatymo) mygtuką (6), tuo pačiu metu spausdami **"FAST"** (Greito minučių/valandų nustatymo) mygtuką (9) arba **"SLOW"** (Lėto minučių/valandų nustatymo) mygtuką (10), kol nustatysite norimą laiką.
- 2) **Popietinio laiko indikatorius** (2), esantis viršutiniame kairiajame ekrano kampe, indikuoja, kad rodomas laikas po pietų (nuo 12 val. dienos). Jeigu laikas yra iki pietų (iki 12 val. dienos), šis indikatorius nedega.

Žadinimo laiko nustatymas–

Žadinimo laiko 1 nustatymas

- 1) Paslinkite **"ALARM MODE SWITCH"** (žadintuvo režimo) mygtuką (12) ties AL1 pozicija, užsidegs **"AL1"** (žadintuvo indikatorius) (1).
- 2) Paspauskite ir laikykite **"ALARM SET"** (žadintuvo nustatymo) mygtuką (5), tuo pačiu metu spausdami **"FAST"** (Greito minučių/valandų nustatymo) mygtuką (9) arba **"SLOW"** (Lėto minučių/valandų nustatymo) mygtuką (10), kol nustatysite norimą žadinimo laiką.
- 3) Įsitikinkite, kad nustatėte tinkamą laiką – iki pietų arba po pietų (1).

Žadinimo laiko 2 nustatymas

- 4) Nustačius žadinimo laiką 1, paslinkite **"ALARM MODE SWITCH"** (žadintuvo režimo) mygtuką (12) ties „AL2“ pozicija, užsidegs **"AL2"** (žadintuvo Nr. 2 indikatorius) (17).

- 34 06013
- 5) Paspauskite ir laikykite **“ALARM SET“** (žadintuvo nustatymo) mygtuką (5), tuo pačiu metu spausdami **“FAST“** (Greito minučių/valandų nustatymo) mygtuką (9) arba **“SLOW“** (Lėto minučių/valandų nustatymo) mygtuką (10), kol nustatysite norimą žadinimo laiką.

12 arba 24 valandų režimo pasirinkimas

- laikrodis gali būti nustatytas 12 val. (Jungtinė Karalystė) arba 24 val. (Europa) režimu. Paspauskite ir palaikykite **“FAST“** (Greito minučių/valandų nustatymo) mygtuką (9) 6 sekundes, kad įjungtumėte laiko režimo pasirinkimą. Atleiskite **“FAST“** (Greito minučių/valandų nustatymo) mygtuką (9), kai ekrane pasirodys užrašas "12 H" arba "24 H". Paspauskite ir atleiskite Laiko nustatymo mygtuką, kad pakeistumėte 12 arba 24 valandų režimą. Jeigu 4 sekundes neatliksite jokių veiksmų, bus išsaugotas toks valandų režimas, kuris buvo rodomas ekrane laikrodžiui sugrįžtant į normalų laiko rodymo režimą.

Žadintuvas –

Žadintuvo įjungimas:

- 1) Norėdami įjungti žadintuvą 1, paslinkite **“ALARM MODE SWITCH“** (žadintuvo režimo) mygtuką (12) į AL1 poziciją, užsidegs **“AL1“** (žadintuvo indikatorius) (1).
- 2) Norėdami įjungti žadintuvą 2, paslinkite **“ALARM MODE SWITCH“** (žadintuvo režimo) mygtuką (12) į AL2 poziciją, užsidegs **“AL2“** (žadintuvo Nr. 2 indikatorius) (17).
- 3) Norėdami įjungti abu žadintuvus, paslinkite **ALARM MODE SWITCH“** (žadintuvo režimo) mygtuką (12) į AL2 poziciją, užsidegs **“AL1“** (žadintuvo indikatorius) (1) ir **“AL2“** (žadintuvo Nr. 2 indikatorius) (17).

Žadinimo funkcijos pasirinkimas

Norėdami pasirinkti žadinimo funkciją, paslinkite **“Alarm Function Switch“** (žadinimo funkcijos) jungiklį (8) ties pageidaujama pozicija:-

- a) **“BUZZ“** - garsiniam signalui
- b) **“VIB“** – vibracijos (vibruojančios pagalvėlės) signalui
- c) **“VIB/ BUZZ“** – garso ir vibracijos signalui.

PASTABA: Pasirinkta funkcija bus taikoma abiem žadinimo laikams.

Žadinimo modeliai –

Žadinimo metu žadinimo funkcijos (garsas / šviesos signalas / vibracija) veikia paeiliui, t. y. skambant garsiniam signalui, mirksės šviesos indikatorius, bet nebus vibracijos signalo, o esant vibracijos signalui, nebus garso ir šviesos signalų.

Žadinimo laikas 1 – žadinimo metu bus 3 garsiniai signalai, o po jų – vibracijos signalas. Toks signalų eiliškumas yra kartojamas tol, kol žadintuvas sustabdomas / išjungiamas.

ALARM 2 - žadinimo metu bus 4 garsiniai signalai, o po jų – vibracijos signalas. Toks signalų eiliškumas yra kartojamas tol, kol žadintuvas sustabdomas / išjungiamas.

Žadinimo trukmės nustatymas

Numatytoji žadinimo laiko trukmė yra 30 minučių. Žadinimo trukmę galite nustatyti pasirinktinai nuo 1 iki 59 minučių. Norėdami nustatyti žadinimo trukmę:

- Paspauskite ir laikykite **“AL. SET“** (žadintuvo nustatymo) mygtuką (5) 6 sekundes. Ekrane pasirodys numatytoji žadinimo trukmė '30'. Atleiskite mygtuką.
- Spauskite **“MIN“** (Lėto minučių/valandų nustatymo) mygtuką (10), kol nustatysite norimą trukmę nuo 1 iki 59 minučių.
- Nustatę norimą trukmę, palaukite 3 sekundes – žadintuvas sugrįš į laiko rodymo režimą. Jūsų nustatyta žadinimo trukmė išlieka atmintyje ir bus taikoma tol, kol jos vėl nepakeisite.

Snaudimo funkcijos nustatymas –

1. Skambant žadintuvui galite paspausti **SNOOZE** (snaudimo) mygtuką (8), kad laikinai sustabdytumėte žadintuvo signalus. Žadintuvas vėl įsijungs po 9 minučių arba kito Jūsų pasirinkto laiko (1-30 minučių). Snaudimo mygtukas gali būti spaudžiamas neribotą skaičių kartų, kol žadintuvas bus išjungtas.
2. Snaudimo funkcija taikoma atskirai žadinimo laikui 1 ir žadinimo laikui 2.

Snaudimo trukmės nustatymas -

Numatytoji snaudimo trukmė yra 9 minutės, bet Jūs galite nustatyti norimą trukmę nuo 1 iki 30 minučių. Norėdami nustatyti snaudimo trukmę:

- Paspauskite ir laikykite **SNOOZE (snaudimo) mygtuką (8)** 4 sekundes. Ekrane pasirodys numatytoji snaudimo trukmė '9'. Atleiskite mygtuką.
- Spauskite "**SLOW (Lėto minučių/valandų nustatymo) mygtuką (10)**", kol nustatysite norimą trukmę nuo 1 iki 30 minučių.
- Nustatę norimą trukmę, palaukite 3 sekundes – žadintuvas sugrįš į laiko rodymo režimą. Jūsų nustatyta snaudimo trukmė išlieka atmintyje ir bus taikoma tol, kol jos vėl nepakeisite.

Žadintuvo išjungimas –

Žadintuvas gali būti išjungtas visiškai arba trumpam (dienai).

- 1) Norėdami išjungti žadintuvą trumpam (dienai), **paspauskite "ALARM OFF" (žadintuvo išjungimo) mygtuką (7)**. Jeigu nepakeisite nustatymų, žadintuvas automatiškai suskambės tuo pačiu metu kitą dieną.
- 2) Norėdami išjungti žadintuvą visiškai, paslinkite "**Alarm Function Switch**" (žadintuvo funkcijos) jungiklį (8) ties pozicija „OFF“. Žadintuvas neskambės, kol "**Alarm Function Switch**" (žadintuvo funkcijos) jungiklis (8) nebus nustatytas ties pozicijomis "VIB/BUZZ", "VIB", arba "BUZZ".

PASTABA: Žadintuvo išjungimo funkcija žadinimo laikui 1 ir žadinimo laikui 2 nustatoma atskirai.

Ekranų šviesumo nustatymas

Yra 5 ekranų šviesumo lygiai. Norėdami pakeisti ekranų šviesumą, paspauskite snaudimo mygtuką vieną kartą. Ekranų šviesumas kinta su kiekvienu mygtuko paspaudimu tokiu ciklu: 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (nuo šviesaus iki tamsesnio ir nuo tamsesnio iki šviesaus).

PASTABA: Ši funkcija neveiks žadintuvo snaudimo metu.

Garso nustatymas –

- 1) Norėdami nustatyti garsą, pasukite **VOLUME (garso) reguliatorių (4)**, esantį dešinėje pusėje, apačioje.

Tono nustatymas –

- 1) Norėdami nustatyti toną, pasukite **TONE (tono) reguliatorių (14)**, esantį dešinėje pusėje, viršuje.

Vibracijos pagalvėlė –

- 1) Prijunkite vibracijos pagalvėlę prie žadintuvo "**VIBRATOR INPUT**" (vibruojančios pagalvėlės lizdo) (15).
- 2) Norėdami įjungti vibracijos signalą, paslinkite "**Alarm Function Switch**" (žadintuvo funkcijos) jungiklį (8) ties pozicija "VIB/BUZZ" arba "VIB".
- 3) Padėkite pagalvėlę po čiužiniu.

Atsarginės baterijos –

Norėdami naudoti atsargines baterijas, įdėkite 9V bateriją į žadintuvo nugarinėje dalyje esantį skyrelį (11). Baterijos komplektacijoje nėra, ją turite įsigyti patys. **Atkreipkite dėmesį, kad dingus elektrai žadintuvo ekranas neveiks, o atsarginės baterijos tik padės užtikrinti, kad, atsiradus elektrai, laikrodžio laikas bus teisingas ir nereiks jo iš naujo nustatinėti.** Šią funkciją atsarginės baterijos gali išlaikyti ne ilgiau kaip 30 dienų.

PASTABA: Siekiant geriausio rezultato, rekomenduojama atsargines baterijas keisti kas 6 mėnesius. Nenaudojant laikrodžio ilgesnį laiką, rekomenduojama baterijas išimti.

Maitinimo laido prijungimas –


Prijunkite maitinimo laidą prie lizdo (13), esančio šalia vibracijos pagalvėlės prijungimo lizdo (15).

PASTABA: Nesumaišykite maitinimo ir vibruojančios pagalvėlės lizdų.

Bendri duomenys

Maitinimas: AC100-240V~, 50/60Hz

Energijos sunaudojimas: Maitinimo išvestis: DC9V, 650mA





Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX
France

Tél. : +33 (0)3.28.58.75.75
Fax : +33 (0)3.28.58.75.76
E-mail: reception@geemarc.fr
www.geemarc.com

34 dolis

30.05.2017

TO WHOM IT MAY CONCERN

We, Geemarc Telecom SA, confirm that Geemarc products can be used by hearing impaired.

Sincerely,
Stephane Allouchery
Director Commercial
Geemarc Telecom SA

Société anonyme au capital de 457.347,05 euros
R.C.S DK 90 B 279 - Siret 379 687 627 00016 - APE 2630Z

DIALATRON

est une marque déposée de GEEMARC S.A

Parc de l'Etoile
(Ancien Parc d'Activités du Basroch)
2, rue Galilée – BP 61
59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX
Prancūzija

Tel. : +33 (0)3.28.58.75.75
Fax : +33 (0)3.28.58.75.76
E-mail: reception@geemarc.fr
www.geemarc.com

2017-05-30

VISIEMS SUINTERESUOTIEMS

Nr. 11

Mes, Geemarc Telecom SA, patvirtiname, kad Geemarc produktai gali būti naudojami asmenų su klausos negalia.

Nuoširdžiai,
Stephane Allouchery
Komercijos direktorius
Geemarc Telecom SA

Vertinamos geros
M. Karpėjei
2017.06.06.
DOKUMENTAMS

GARANTINIS LAPAS

Pardavimo ir garantijos pradžios data: _____.
Gaminys: Žadintuvas su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS
Gamintojas: Geemarc Telecom SA
Pardavėjas: Marija Karpėjienė

Garantija taikoma:

Žadintuvui su vibruojančia pagalvėle mod. SBB500SS

24 mėnesius nuo šiamo garantiniame lape nurodytos pardavimo ir garantijos pradžios datos.

Garantija netaikoma:

- a) žalai, padarytai dėl neteisingo laikymo, per nelaimingą atsitikimą, naudojimosi instrukcijos taisyklių pažeidimo.
- b) žalai, padarytai dėl struktūrinių gaminio pakeitimų.
- c) gaminiams, kurių serijiniai numeriai buvo nutrinti, sunaikinti, sugadinti arba pamestas gaminio įsigijimo dokumentas.
- d) nusidėvėjus ar sugadinus naudojamas dalis/detales (pvz.: mygtukai, dažai ir kt.)

Garantijos procedūra:

Garantijos įrodymui pateikiamas gaminio įsigijimo dokumentas, gaminio garantinis lapas, paraiška dėl gaminio taisymo, nurodant tikslų gaminio pavadinimą ir modelio numerį, pirkimo datą, vardą, pavardę, adresą ir pilną defekto aprašymą. Gaminys ir paraiška dėl gaminio taisymo, iš anksto suderinus telefonu su tiekėju, pristatomi adresu: L. Giros 80 – 55, Vilnius, arba yra surenkami tiekėjo. Garantinis aptarnavimas atliekamas ne ilgiau kaip 15 dienų nuo gaminio gavimo (surinkimo) dienos. Atliekant remontą ilgiau nei 15 dienų, pirkėjo (naudotojo) pageidavimu jam suteikiamas pakaitinis gaminys. Jeigu pirkėjas (naudotojas) negali pateikti anksčiau nurodytų dokumentų, garantinis aptarnavimas nėra taikomas. Šiais atvejais gaminio remontu rūpinasi ir išlaidas dengia pirkėjas (naudotojas).

Dėl gaminio garantijos kreiptis: L.Giros 80 – 55, Vilnius Tel.: 8 612 50506 El.p. m.karpejiene@gmail.com	Pirkėjas: Su garantijos sąlygomis susipažinau:
	Vardas, pavardė, parašas