

SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL®
ACTIVE



PROTECT

POWDER CONCENTRATE FOR SURFACE DISINFECTION

1 / 10

Reliable disinfection
even in the event of an epidemic

Full spectrum of activity
for all cases

Very good compatibility
with almost any material

Excellent compatibility
with other disinfecting agents



**Suitable for
final disinfection**



SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL[®] ACTIVE



PROTECT

PRODUCT DESCRIPTION

2 / 10



ULTRASOL ACTIVE is a highly effective powder concentrate that offers an excellent spectrum of activity for disinfecting and cleaning all types of surfaces.

ULTRASOL ACTIVE is a practically dust-free powder that can be dosed very easily and reliably.

ULTRASOL ACTIVE is on the RKI AB list and is suitable both for surface wipe disinfection where there are increased efficacy requirements in routine use and for disinfection in the event of an epidemic. Due to the active ingredient pe-

racetic acid generated in the mildly alkaline application solution, the product offers a comprehensive spectrum of activity, excellent material compatibility and good cleaning performance. The efficacy of **ULTRASOL ACTIVE** is guaranteed even with high organic loads and dried blood loads can be removed effortlessly and safely.

ULTRASOL ACTIVE is fragrance-free and low-odor and is suitable for all areas where maximum efficacy, exceptional user safety and good cleaning performance are required.

APPLICATIONS AND NOTES

According to Biocidal Products Regulation (BPR)

Disinfection and cleaning of surfaces and inventory in medical, industrial and public sectors.

Acc. to EU Medical Devices Regulation

Disinfection and cleaning of non-invasive medical devices.

Application

Wipe surfaces with a moistened cloth, ensuring evenly distributed wetting with the solution.

Medical devices that come into contact with the human body during intended use must be thoroughly rinsed off with water after the contact time has elapsed.

Surface disinfection:

Wet the surface to be disinfected completely with a sufficient amount of the freshly prepared ULTRASOL ACTIVE working solution and spread it mechanically (scrub-wipe disinfection). In routine use, the disinfected surfaces can be used again immediately after drying. Use personal protective equipment (protective gloves). Rinse equipment with water after use.

According to the EU Medical Device Regulation, users/patients are obligated to report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the EU Member State in which the user/patient is established.

SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL[®] ACTIVE



PROTECT

APPLICATIONS AND NOTES

3 / 10

Application notes

Prepare working solution and stir several times. The solution is ready to use after 15 minutes. When using the working solution, ensure that there is adequate ventilation.

ULTRASOL ACTIVE is to be used with a maximum standing time of 24 hours. This must also be observed in combination with wipe dispenser systems.

Composition

Active substance: > 750 ppm peracetic acid generated from tetraacetylene-diamine (250 g/kg) and sodium percarbonate (450 g/kg). The active substance is released when the product is dissolved in water (in-situ, 10 g/l for a 1 % solution).

Material compatibility

Wide range of applications on surfaces and medical devices (see page 6 - 9)

Precautionary and hazard statements

May intensify fire; oxidiser. Causes serious eye damage. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Take any precaution to avoid mixing with combustibles. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container to approved disposal company or local collection.

For professional use only by personnel with corresponding specialist knowledge according to national directives.

Read label before use.



Solution	0,5 %		1,0 %		2,0 %	
4 Liters	1 X		2 X		4 X	
			1 X		2 X	
8 Liters	2 X		4 X		8 X	
	1 X		2 X		4 X	
12 Liters	3 X		6 X		12 X	
			3 X		6 X	

1 X = 20 g 1 X = 40 g

SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL® ACTIVE



PROTECT

SPECTRUM OF EFFICACY AND CONTACT TIMES

4 / 10



SPECTRUM OF ACTIVITY AND CONTACT TIMES			1 min	5 min	15 min	30 min	60 min
Application recommendations for surface disinfection							
bactericidal *, levurocidal *	VAH / EN 16615	with mechanical action, clean conditions		1 %	0,5 %		
	VAH / EN 16615	with mechanical action, dirty conditions				1 %	0,5 %
tuberculocidal* (M. terrae)	EN 14348	dirty conditions			2 %		1 %
mycobactericidal (M. avium, M. terrae)	EN 14348	dirty conditions				2 %	
sporicidal * against C. diff. Ro27 in the medical area	EN 17126	clean and dirty conditions		1,5 %	1 %		
sporicidal * (B. subtilis, B. cereus)	EN 17126	dirty conditions			2 %	1 %	
fungicidal	EN 13624	clean and dirty conditions					3 %
	EN 17387	clean and dirty conditions					3 %
virucidal	EN 14476	clean conditions			2 %	1,5 %	0,5 %
	EN 14476	dirty conditions			2 %	1,5 %	1 %
limited spectrum virucidal	EN 14476	clean and dirty conditions		0,5 %			
Disinfection in the event of an epidemic							
A: bactericidal incl. mycobac-tericidal, fungizidal B: virucidal and limited viruci-dal activity Plus	RKI						3 %
Additional test results							
bactericidal (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)	EN 13697	without mechanical action, clean conditions		0,5 %			
	EN 13697	without mechanical action, dirty conditions		0,5 %			
	EN 13727	dirty conditions	1 %	0,5 %			
	EN 14561	dirty conditions	0,5 %				
	EN 16615	dirty conditions		0,5 %			
	EN 17387	dirty conditions		0,5 %			
	EN 1276	dirty conditions		0,5 %			

SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL® ACTIVE



PROTECT

SPECTRUM OF EFFICACY AND CONTACT TIMES

5 / 10

SPECTRUM OF ACTIVITY AND CONTACT TIMES			1 min	5 min	15 min	30 min	60 min
Additional test results							
yeastical (Candida albicans)	EN 13624	dirty conditions	1 %	0,5 %			
	EN 13697	without mechanical action, clean conditions		0,5 %			
	EN 13697	without mechanical action, dirty conditions		0,5 %			
	EN 14562	dirty conditions	0,5 %				
	EN 16615	dirty conditions		0,5 %			
tuberculocidal (M. terrae)	EN 17387	dirty conditions		0,5 %			
	EN 1650	dirty conditions		0,5 %			
	EN 14348	clean conditions			2 %		
mycobactericidal (M. avium, M. terrae)	EN 14348	dirty conditions			2 %		1 %
	EN 14348	clean conditions			2 %		1 %
	EN 14348	dirty conditions				2 %	
sporicidal ¹ against C. diff. Ro27 in the medical area	EN 16615 (modified)	clean and dirty conditions			1 %		0,5 %
	EN 17126	clean conditions		1,5 %	1 %	0,5 %	
	EN 17126	dirty conditions		1,5 %	1 %		
sporicidal ¹ (B. subtilis, B. cereus)	EN 16615 (modified)	clean and dirty conditions			2 %	1 %	
	EN 13697	modified dirty conditions					2 %
	EN 17387	clean conditions					2 %
fungicidal (A. brasiliensis)	EN 17387	dirty conditions					3 %
	EN 16615	clean and dirty conditions				2 %	1 %
active against enveloped viruses	EN 14476	clean and dirty conditions		0,5 %			
active against polyomaviruses	RKI/DVV	clean and dirty conditions		1 %	0,5 %		
active against polioviruses	EN 14476	clean conditions			2 %	1,5 %	0,5 %
	EN 14476	dirty conditions			2 %	1,5 %	1 %
active against noroviruses (MNV)	EN 14476	clean and dirty conditions		0,5 %			
active against adenovirus	EN 14476	clean and dirty conditions		0,5 %			
active against rotaviruses	EN 14476	clean conditions		0,5 %			

1 – including phase 2 stage 1 - and phase 2 stage 2 tests (quantitative suspension tests and practical germ carrier tests)

SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL®
ACTIVE



PROTECT

MATERIAL COMPATIBILITY

6 / 10



MATERIAL METALS	not recommended	limited recommended	recommended	APPLICATION PRODUCT EXAMPLE
stainless steel V2A			•	Medical transport chairs
			•	Toilet chairs
stainless steel V4A			•	Rollators
anodized aluminum		•		
brass	•			
aluminum	•			
copper	•			

SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL®
ACTIVE



PROTECT

MATERIAL COMPATIBILITY

7 / 10



MATERIAL PLASTICS: ELASTOMERS	not recommended	limited recommended	recommended	APPLICATION PRODUCT EXAMPLE
silicones			•	Respiratory masks
PUR (polyurethane)			•	Medical transport chairs
CR (neoprene)			•	
EPDM (ethylene propylene diene (monomer) rubber)			•	
NBR (nitrile butadiene rubber)			•	
Latex rubber	•			

SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL® ACTIVE



PROTECT

MATERIAL COMPATIBILITY

8 / 10



MATERIAL PLASTICS: THERMOPLASTICS	not recommended	limited recommended	recommended	APPLICATION PRODUCT EXAMPLE
PS (polystyrene)			•	
PSU (polysulfone)			•	Housing components
PTFE (teflon)			•	
PES (polyester)			•	
PE-HD (polyethylene-high density)			•	Storage and transport containers
PMMA (polymethylmethacrylate)			•	Acrylic and plexiglass, incubators
POM (polyoxymethylene)			•	Seat shells
ABS (acrylonitril-butadiene-styrene)			•	Patient monitoring monitors
			•	Medical keyboards and mice
PA (polyamide)			•	X-ray chutes
PVC (polyvinylchloride)			•	Oxygen bag
PP (polypropylene)			•	Hose lines
PC (polycarbonate e.g. Makrolon)	•			Ultrasound equipment

SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL®
ACTIVE



PROTECT

MATERIAL COMPATIBILITY

9 / 10



MATERIAL TEXTILES AND SURFACES				APPLICATION PRODUCT EXAMPLE
	not recommended	limited recommended	recommended	
synthetic leather (e.g. with PVC and PUR top layer)			•	Examination and treatment couches
			•	Gynaecological examination chair
natural rubber			•	Floor
linoleum		•		Floor

SURFACE / DISINFECTANT CONCENTRATES

ULTRASOL® ACTIVE



PROTECT

PURCHASING INFORMATION

10 / 10

Product	Single unit	Delivery unit	Content	REF
ULTRASOL ACTIVE	sachet	100	40 g	00-255-0004
	bucket (incl. measuring spoon)	6	1 kg	00-255-010

National specifications may differ. For further information, please contact our subsidiary or your local dealer.

Use disinfectants safely. Always read label and product information before use.

The availability of the products and container sizes depend on a completed national registration.



(1% in demineralized water)

CE 0482

CERTIFICATIONS



Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH.

**CE-DECLARATION OF CONFORMITY
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir, die Firma

We, the company

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
Germany
SRN: DE-MF-000007445

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das/die
Medizinprodukt(e):

declare under their sole responsibility that the medical
device(s):

ULTRASOL ACTIVE
GMDN: 47631
BASIC-UDI-DI: 42600686200255HL

ULTRASOL ACTIVE
GMDN: 47631
BASIC-UDI-DI: 42600686200255HL

00-255-0002 [20 G], 00-255-0004 [40 G], 00-255-0012 [120 G], 00-255-010 [1 KG]

00-255-0002 [20 G], 00-255-0004 [40 G], 00-255-0012 [120 G], 00-255-010 [1 KG]

mit den Anforderungen der folgenden
Verordnung übereinstimmt(en):
Verordnung(EU) 2017/745 des Europäischen
Parlaments und des Rates über Medizinprodukte.

complies with the requirements of the following regulation
conformity(s):
Regulation(EU) 2017/745 of the European
Parliament and of the Council concerning medical devices.

Zweckbestimmung:

Desinfektion und Reinigung von nicht-invasiven
Medizinprodukten.

Intended use:

Disinfection and cleaning of non-invasive medical devices.

Konformitätsverfahren

nach Anhang IX der oben genannten Verordnung.

Conformity procedure

according to Annex IX of the above-mentioned regulation.

Klassifizierung

nach Anhang VIII der oben genannten Verordnung: Klasse IIa
(Regel 16).

Classification

according to Annex VIII of the above-mentioned Regulation:
Class IIa (Rule 16).

Benannte Stelle:

DNV MEDCERT GmbH, Pilatuspool 2, 20355 Hamburg
Kennnummer: 0482

Notified Body:


DNV MEDCERT GmbH, Pilatuspool 2, 20355 Hamburg
Identification number: 0482

Spezifikation

Diese Konformitätserklärung gilt für die in der
zugrundeliegenden technischen Dokumentation
angegebenen Spezifikation der oben genannten REF des
Produktes.

Specification

This Declaration of Conformity applies to the specification of
the above mentioned REF of the product stated in the
underlying technical documentation.



Michael Volkmann
Person responsible for regulatory compliance
- on behalf of Dr. Schumacher GmbH -



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. PNO4699**

Išduotas 2024 m. gruodžio 19 d., galioja iki 2029 m. gruodžio 18 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, DE-34323 Malsfeld (Vokietija).

Biocidinio produkto tipas

2 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.

Biocidinio produkto pavadinimas

Ultrasol® Active.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, DE-34323 Malsfeld (Vokietija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Peroksiacto rūgštis gauta iš tetraacetiletilendiamino, CAS Nr. 10543-57-4, EB Nr. 234-123-8 ir iš natrio perkarbonato, CAS Nr. 15630-89-4, EB Nr. 239-707-6.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Vandeniui atspariems paviršiams, įrenginiams, inventoriui valyti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius) ir visuomeninės paskirties objektuose.

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

4699.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, jeigu šiam biocidiniam produktui bus išduotas autorizacijos liudijimas taikant 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 42 straipsnyje numatytas procedūras.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4699
1 priedas

ULTRASOL[®] ACTIVE

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS PREKURSORIŲ GAMINTOJAS

Veikliosios medžiagos peroksiacto rūgšties gautos iš tetraacetiletildiamino (TAED) CAS Nr. 10543-57-4, EB Nr. 234-123-8 ir natrio perkarbonato, CAS Nr. 15630-89-4, EB Nr. 239-707-6, prekursorių gamintojas/tiekėjas:

WeylChem Wiesbaden GmbH
Kasteler Str. 45, DE-65203 Wiesbaden (Vokietija).

ETIKETĖ

ULTRASOL® ACTIVE

Milteliai

Veiklioji medžiaga peroksiacto rūgštis gauta iš tetraacetiletilendiamino, CAS Nr. 10543-57-4, EB Nr. 234-123-8 (250 g/kg) ir iš natrio perkarbonato, CAS Nr. 15630-89-4, EB Nr. 239-707-6, (450 g/kg), 750 ppm (*in situ*, 10 g/l 1 % tirpalui).



Pavojinga

Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

Smarkiai pažeidžia akis.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Esant sąlyčiui arba blogai pasijutus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Turinį / talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Vandeniui atspariems paviršiams, įrenginiams, inventoriui valyti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius) ir visuomeninės paskirties objektuose.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Autorizacijos liudijimas Nr. PNO4699; liudijimo turėtojas Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, DE-34323 Malsfeld (Vokietija).

Masė

Tinka naudoti

ULTRASOL® ACTIVE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

Naudojimas

Produktas skirtas nerūdijančio plieno, plastmasiniams daiktams bei vandeniui atspariems paviršiams (grindims, plytelėms, linoleumui ir kt.) dezinfekuoti.

Rekomenduojama naudoti 20 °C temperatūros darbinis tirpalus:

0,5 % – 1 matavimo šaukštas arba 1 maišelis (20 g) ULTRASOL® ACTIVE /4 l vandens;

1,0 % – 2 matavimo šaukštai arba 2 maišeliai (40 g) ULTRASOL® ACTIVE /4 l vandens;

1,5 % – 3 matavimo šaukštai arba 3 maišeliai (60 g) ULTRASOL® ACTIVE /4 l vandens;

2 % – 4 matavimo šaukštai arba 4 maišelis (80 g) ULTRASOL ACTIVE /4 l vandens.

Paruoškite darbinį tirpalą ir keletą kartų pamaišykite. Darbinis tirpalas yra paruoštas naudojimui po 15 minučių. Naudodami darbinį tirpalą įsitikinkite, kad būtų tinkamas vėdinimas.

Gamintojo duomenimis, paruošti naudojimui darbiniai tirpalai išlieka veiksmingi 24 valandas.

Paviršius prieš dezinfekavimą mechanškai nuvalyti, kad neliktų matomų nešvarumų, nuplauti vandeniu.

Darbinio tirpalu pilnai sudrėkintą paviršių apdoroti šepetiu arba šluostyti sudrėkinta šluoste.

Po dezinfekcijos visus paviršius gerai nuskalauti vandeniu.

Rekomenduojama darbinio tirpalo koncentracija ir ekspozicijos laikas:

Poveikis	5 min	15 min	30 min	60 min
Baktericidinis, mielicidinis: VAH*/EN 16615 (su mechaniniu poveikiu)				
švariomis sąlygomis	1%	0,5%		
nešvariomis sąlygomis			1%	0,5%
Tuberkulicidinis (<i>M.terrae</i>) EN14348 (nešvariomis sąlygomis)		2%		1%
Mikobaktericidinis (<i>M.avium</i> , <i>M.terrae</i>) EN14348 (nešvariomis sąlygomis)			2%	
Sporicidinis prieš <i>C.diff.</i> R027 sveikatos priežiūros įstaigose pagal EN17126 (švariomis ir nešvariomis sąlygomis)	1,5%	1%		
Sporicidinis (<i>B.subtilis</i> , <i>B.cereus</i>) EN17126 (nešvariomis sąlygomis)		2%	1%	
Fungicidinis (<i>A.brasiliensis</i>) EN13624 (švariomis ir nešvariomis sąlygomis)				3%
EN17387 (švariomis ir nešvariomis sąlygomis)				3%
virucidinis EN14476 (švariomis sąlygomis)		2%	1,5%	0,5%
EN14476 (nešvariomis sąlygomis)		2%	1,5%	1%
Ribotas virucidinis spektras EN14476 (švariomis ir nešvariomis sąlygomis)	0,5%			
Epidemijų atvejais baktericidinis, mikobaktericidinis, mielicidinis ir virucidinis pagal RKI**				3%

Papildomi tyrimai:

Baktericidinis (<i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> , <i>P.aeruginosa</i>) pagal: EN13697 (be mechaninio valymo, švariomis sąlygomis ir nešvariomis sąlygomis)	0,5%			
EN13727 (nešvariomis sąlygomis) 1% – 1 min.	0,5%			
EN16615, EN17387, EN1276 (nešvariomis sąlygomis)	0,5%			
EN14561 (nešvariomis sąlygomis) 0,5% – 1 min.				
Mielicidinis (<i>Candida albicans</i>) pagal EN13624 (nešvariomis sąlygomis) 1% – 1min.	0,5%			
EN13697 (be mechaninio valymo, švariomis ir nešvariomis sąlygomis)	0,5%			
EN16615, EN17387, EN1650 (nešvariomis sąlygomis)	0,5%			
EN14562 (nešvariomis sąlygomis) 0,5% – 1 min.				
Tuberkulicidinis (<i>M.terrae</i>) pagal VAH (be mechaninio valymo, nešvariomis sąlygomis)				1%
EN14348 (švariomis sąlygomis)		2%		
EN14348 (nešvariomis sąlygomis)		2%		1%
Mikobaktericidinis (<i>M.avium</i> , <i>M.terrae</i>) pagal EN14348 (švariomis sąlygomis)		2%		1%
EN14348 (nešvariomis sąlygomis)			2%	
Sporicidinis prieš <i>C.diff.</i> R027 sveikatos priež. įstaigose EN16615 (modifikuotas) (švariomis ir nešvariomis sąlygomis)		1%		0,5%
EN17126 (švariomis sąlygomis)	1,5%	1%	0,5%	
EN17126 (nešvariomis sąlygomis)	1,5%	1%		
Sporicidinis (<i>B.subtilis</i> , <i>B.cereus</i>) EN16615 (modifikuotas) (švariomis ir nešvariomis sąl.)		2%	1%	
Fungicidinis (<i>A.brasiliensis</i>) pagal EN13697 (modifikuotomis nešvariomis sąlygomis)				2%
EN17387 (švariomis sąlygomis)				2%
EN17387 (nešvariomis sąlygomis)				3%
EN16615 (švariomis ir nešvariomis sąlygomis)			2 %	1%
Aktyvus prieš virusus su apvaskalu pagal EN14476 (švariomis ir nešvariomis sąlygomis)	0,5%			

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4699**

Aktyvus prieš <i>polyomavirus</i> pagal RKI/DVV*** (švariomis ir nešvariomis sąlygomis)	1%	0,5%		
Aktyvus prieš <i>poliovirus</i> pagal EN14476 (švariomis sąlygomis) (nešvariomis sąlygomis)		2%	1,5%	0,5%
		2%	1,5%	1%
Aktyvus prieš <i>norovirus (MNV)</i> , <i>adenovirus</i> pagal EN14476 (švariomis ir nešvariomis sąlygomis)	0,5%			
Aktyvus prieš <i>rotavirus</i> pagal EN14476 (švariomis sąlygomis)	0,5%			

* Pagal VAH (Vokietijos Taikomosios higienos asociacijos) reikalavimus;

**Pagal RKI – Roberto Kocho instituto vadovą;

*** Pagal RKI/DVV (Roberto Kocho instituto ir Vokietijos virusinių ligų kontrolės asociacijos) vadovą

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniam neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje.

Nemaišyti su šarmais, organiniais junginiais ir chloro turinčiais produktais.

Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis.

Nenaudoti vario, žalvario, aliuminio, polikarbonato paviršių dezinfekcijai.

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ULTRASOL ACTIVE

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 1 iš 10

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

ULTRASOL ACTIVE

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos ar mišinio paskirtis

Dezinfekcijos priemonė

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Įmonė:	Dr. Schumacher GmbH	
Adresas:	Am Roggenfeld 3	
Miestas:	34323 Malsfeld / DEUTSCHLAND	
Telefonas:	+49 (0) 5664/9496-0	Telefaksas: +49 (0) 5664/8444
El. paštas:	post@schumacher-online.com	
Internet:	www.schumacher-online.com	
Atsakingas skyrius:	Atsakingas už saugos duomenų lapą: sds@gbk-ingelheim.de	

1.4. Pagalbos telefono numeris:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
Apsinuodijimų informacijos biuras Lietuvoje: tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53
378 (visą parą). Bendrasis pagalbos telefono numeris: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Ox. Sol. 2; H272

Eye Dam. 1; H318

H frazių formuluotė: žr. 16 SKYRIUJE.

2.2. Ženklavimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje

Dinatrio karbonatas, mišinys su vandenilio peroksidu (2:3)

Signalinis žodis: Pavojinga

Piktogramos:



Pavojingumo frazės

H272

Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

Atsargumo frazės

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P221

Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352

PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P308+P313

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.



Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ULTRASOL ACTIVE

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 2 iš 10

P501

Turinį/talpyklą šalinti sertifikuotą atliekų šalinimo įmonę arba komunalinę surinkimo vietą.

2.3. Kiti pavojai

Pagal Direktyvą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) šiame produkte PBT / vPvB medžiagų nėra.

Mišinyje nėra medžiagų įtraukų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2. Mišiniai****Cheminės charakteristikos**

Nurodytų medžiagų ir nepavojingų priemaišų mišinys

Pavojingi komponentai

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus			Dalis
	EB Nr.	Indekso Nr.	REACH Nr.	
	Klasifikacija pagal GHS			
15630-89-4	Dinatrio karbonatas, mišinys su vandenilio peroksidu (2:3)			< 45 %
	239-707-6		01-2119457268-30	
	Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H272 H302 H318			
77-92-9	Citrinos rūgštis			< 10 %
	201-069-1	607-750-00-3	01-2119457026-42	
	Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H319 H335			
497-19-8	natrio karbonatas CH ₂ O ₃ .2Na			< 5 %
	207-838-8	011-005-00-2	01-2119485498-19	
	Eye Irrit. 2; H319			

H ir EUH frazių formuluočių: žr. 16 skirsnyje.

Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr.	EB Nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis
		Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE	
15630-89-4	239-707-6	Dinatrio karbonatas, mišinys su vandenilio peroksidu (2:3)	< 45 %
	odos: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = 1034 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 25 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25		

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendrieji nurodymai**

Suteptus, įmirkytus drabužius nedelsiant nusivilkite.
Esant blogai savijautai pasikonsultuoti su gydytoju.

Įkvėpus

Įkvėpus gaisro metu susidariusių dujų, skilimo produktų arba dulkių nelaimės atveju išvesti į gryną orą.
Negalavimams nesiliaujant, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos

Patekus ant odos, nuplauti vandeniu.
Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis

Iš karto praplauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po akies voku, nemažiau 15 minučių.
Gydymas pas akių gydytoją.



ULTRASOL ACTIVE

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 3 iš 10

Prarijus

- Nesukelti vėmimo.
- Išskalauti burną ir gerti daug vandens.
- Sąmonę praradusiam žmogui niekada negalima įpilti ko nors pro burną.
- Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Smarkiai pažeidžia akis.
- Atsargiai, putų aspiracijos pavojus.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

- Produktas savaime nedega; gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.
- Putos, anglies dioksidas (CO₂), milteliai, vandens čiurkšlė

Netinkamos gesinimo priemonės

- Ištisinė vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Oksiduojanti
- Gaisro metu gali susidaryti:
- Anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO₂), fosforo oksidai (PO_x) ir azoto dujos (NO_x).

5.3. Patarimai gaisrininkams

- Naudoti respiratorių, nepriklausantį nuo cirkuliuojančio oro.
- Apsauginiai drabužiai.

Papildomi nurodymai

- Rezervuarus, kuriems iškyla pavojus, aušinti vandens čiurkšle.
- Gaisro likučius ir užterštą gesinimui naudotą vandenį reikia pašalinti pagal vietoje galiojančias taisykles.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendra informacija

- Pasirūpinti pakankamu vėdinimu.
- Vengti dulkių susidarymo. Neįkvėpti dulkių.
- Sumaišytas su vandeniu sudaro slidžias dangas.

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

- Vengti sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais.
- Neįkvėpti dulkių.

Pagalbos teikėjams

- Naudoti asmeninius apsauginius drabužius.
- Kvėpavimo apsauga (smulkių dalelių filtras) tik susidarant dulkėms. (Smulkių dalelių filtras P2)

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

- Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinį vandenį/gruntinį vandenį.
- Patekus į kanalizaciją, vandens telkinius ar žemę, informuoti atsakingas tarnybas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui

- Vengti dulkių susidarymo.



Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ULTRASOL ACTIVE

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 4 iš 10

Valymui

Surinkti mechaniniu būdu, nekeliant dulkių ir tinkamuose induose atiduoti šalinti.
Pirmenybė teikiama perdirbimui (utilizavimui), o ne šalinimui.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Reglamentus (žr. 7 ir 8).
Informacija apie šalinimą pateikta 13-ame skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Užtikrinti gerą vėdinimą ir nusiurbimą prie perdirbimo mašinų ir vietose, kur gali susidaryti dulkės.
Neįkvėpti dulkių.
Vengti patekimo į akis, gleivinę ir ant odos.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

Oksiduojanti
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
Imtis priemonių nuo elektrostatinės iškrovos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Neuždaryti talpų dujoms nepralaidžiais kamščiais. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo oro drėgmės ir vandens.
Nelaikykite aukštesnėje nei 25°C temperatūroje.

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Laikyti toliau nuo rūgščių, bazių, sunkiųjų metalų druskų ir reduktorių.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Dezinfekcijos priemonė

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore**

CAS Nr.	Pavadinimas	ppm	mg/m ³	pl/cm ³	Category	Šaltinis
7757-82-6	Natrio sulfatas	-	10		IPRD (8 h)	

Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Bendroji dulkių ribinė vertė (per alveoles patenkanti frakcija) pagal TRGS 900: 3 mg/cbm.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Užtikrinti gerą vėdinimą ir nusiurbimą apdirbimo mašinose ir vietose, kuriose galimas dulkių susidarymas.

Saugos ir higienos priemonės

Neįkvėpti dulkių.
Vengti sąlyčio su akimis ir oda.
Plauti rankas prieš darant pertraukas ir tučtuojau baigus vartoti produktą.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Nusivilkti suterštus drabužius ir prieš vėl juos naudojant, išplauti.



Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ULTRASOL ACTIVE

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 5 iš 10

Akių ir (arba) veido apsauga

Tampriai prigludę apsauginiai akiniai (EN 166).

Švaraus vandens buteliukas, skirtas akims praskalauti (EN 15154).

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės nuo chemikalų iš nitrilo, sluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,2 mm, proveržio trukmė (dėvėjimo trukmė) apie 480 minučių, pvz., firmos www.kcl.de apsauginės pirštinės < Dermatril P 743>.

Ši rekomendacija remiasi išimtinai cheminiu suderinamumu ir testu pagal EN 374, atliktu laboratorinėmis sąlygomis.

Priklausomai nuo vartojimo gali būti įvairių reikalavimų. Todėl reikia papildomai atsižvelgti į apsauginių pirštinių tiekėjų rekomendacijas.

Odos apsauga

Lengvi apsauginiai drabužiai.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Paprastai asmeninio respiratoriaus nereikia.

Kvėpavimo apsauga (smulkių dalelių filtras) tik susidarant dulkėms. (Smulkių dalelių filtras P2)

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

Agregatinė būsena:	kietosios medžiagos
Spalva:	Balta
Kvapas:	silpnas / Nespecifinis

Bandymo metodų standartai

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C):	8,5 (1%ig)
------------------------------------	------------

Būklės pokyčiai

Lydimosi ir stingimo temperatūra:	Nenurodyta
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	netaikoma
Sublimacijos temperatūra:	netaikoma
Suminkštėjimo temperatūra:	Nenurodyta
Pliūpsnio temperatūra:	netaikoma

Degumas

kietas/skystas:	netaikoma
-----------------	-----------

Sprogumo savybės

Produktas sprogimo pavojaus nekelia.

Žemutinė sprogimo riba:	Nenurodyta
Viršutinė sprogimo riba:	Nenurodyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	netaikoma

Savaiminio užsidegimo temperatūra

kietos medžiagos:	Produktas yra nedegus.
dujų:	netaikoma
Skilimo temperatūra:	Nenurodyta

Oksidacinės savybės

Oksidatorius.

Garų slėgis:	Nenurodyta
Tankis:	Nenurodyta

**ULTRASOL ACTIVE**

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 6 iš 10

Piltninis tankis:	Nenurodyta
Tirpumas vandenyje: (temperatūroje 20 °C)	Tirpi
Tirpumas kituose tirpikliuose	
Nenurodyta	
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:	Nenurodyta
Dinaminė klampumas:	netaikoma
Kinematinė klampumas:	netaikoma
Ištekėjimo laikas:	netaikoma
Santykinis garų tankis:	netaikoma
Santykinis garavimo greitis:	netaikoma
Tirpiklių atskyrimo bandymas:	0 %
Tirpiklio kiekis:	0 %

9.2. Kita informacija

Kietos medžiagos kiekis:	100 %
--------------------------	-------

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas**10.1. Reaktyvumas**

Produktas neskaidomas, jeigu laikomas ir vartojamas pagal nurodymus.

10.2. Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabili.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Reakcijos su stipriomis rūgštimis ir alkaloidais.
Reakcijos su reduktoriais, sunkiaisiais metalais.

10.4. Vengtinios sąlygos

Kad būtų išvengta terminio skilimo, neperkaitinti.
Nelaikykite aukštesnėje nei 20°C temperatūroje.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Laikyti toliau nuo rūgščių, bazių, sunkiųjų metalų druskų ir reduktorių.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.
Gaisro metu gali susidaryti:
Anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO₂), fosforo oksidai (PO_x) ir azoto dujos (NO_x).

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūmus toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksikologinių duomenų nėra.

Dirginimą ir ėsdinimą

Smarkiai pažeidžia akis.
Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis



Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ULTRASOL ACTIVE

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 7 iš 10

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Klasifikacija nustatyta vadovaujantis apskaičiavimo metodu, potvarkis (ES) Nr. 1272/2008.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra duomenų

Kita informacija

Atsargiai, putų aspiracijos pavojus.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksikologinių duomenų nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Surfaktantas (-ai) esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Silpnas pavojus vandeniui.

Kiti duomenys

Neleiskite, kad produktas nekontroliuojamai patektų į aplinką.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Šalinimo aplinkybės

Šalinti laikantis vietinių žinybų reikalavimų.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070608 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai; pavojingos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Tuščius indus reikia atiduoti pakartotinam naudojimui, perdirbimui arba pašalinimui kaip šiukšles.

Užterštas pakuotes optimaliai ištuštinti, po to jas, atitinkamai išvalius, galima vėl panaudoti.

Neišvalomas pakuotes pašalinti kaip ir atitinkamą medžiagą.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ULTRASOL ACTIVE

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 8 iš 10

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris:	UN 3378
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):	5.1
14.4. Pakuotės grupė:	II
Pavojingumo ženklavimas:	5.1



Klasifikacinis kodas:	O2
Ribotas kiekis (LQ):	1 kg / 30 kg
Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės:	E2
Transporto kategorija:	2
Pavojaus numeris:	50
Tunelio apribojimo kodas:	E

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris:	UN 3378
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):	5.1
14.4. Pakuotės grupė:	II
Pavojingumo ženklavimas:	5.1



Klasifikacinis kodas:	O2
Ribotas kiekis (LQ):	1 kg / 30 kg
Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos taisyklės:	E2

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris:	UN 3378
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):	5.1
14.4. Pakuotės grupė:	II
Pavojingumo ženklavimas:	5.1



Jūrų teršalas:	No
Ribotas kiekis (LQ):	1 kg / 30 kg

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ULTRASOL ACTIVE

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 9 iš 10

Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos
taisyklės:

E2

EmS:

F-A, S-Q

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. JT numeris:**

UN 3378

**14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:**

SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE

**14.3. Vežimo pavojingumo klasė
(-s):**

5.1

14.4. Pakuotės grupė:

II

Pavojingumo ženklinaimas:

5.1



Ribotas kiekis (LQ) Passenger:

2.5 kg

Passenger LQ:

Y544

Medžiagos kiekis, kuriam netaikomos
taisyklės:

E2

IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger:

558

IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger:

5 kg

IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo:

562

IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo:

25 kg

14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI:

Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Būtina imtis įprastų darbo su chemikalais apsaugos priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Vežama tik patvirtintose ir atitinkamas pakuočių.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES norminė informacija**

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 3, Įrašas 75

Direktyva 2004/42/EB dėl LOJ tam
dažuose it lakuose:

0 %

Duomenys apie Direktyvą 2012/18/ES
(SEVESO III):P8 OKSIDUOJANTIEJI SKYSČIAI IR OKSIDUOJANČIOSIOS
KIETOSIOS MEDŽIAGOS**Nacionaliniai normatyvai**

Darbinimo apribojimas:

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl
dirbančio jaunimo apsaugos. Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus
pagal ES Direktyvą 92/85 EEB "Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir
krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje
pagerinti".

Vandens pavojingumo klasė (D):

1 - nelabai kenksmingas vandeniui

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatliktas šios medžiagos saugos įvertinimas.



Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ULTRASOL ACTIVE

Patikrinimo data: 04.10.2023

Katalogo Nr.: 00320-0314-GHS

Puslapis 10 iš 10

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Pakeitimai skyriuje: 2, 3, 6, 11, 12, 16

Santrumpos ir akronimai

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija	Klasifikavimo procedūra
Ox. Sol. 2; H272	Bandymų duomenų pagrindu
Eye Dam. 1; H318	Apskaičiavimo procedūra

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H272	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H302	Kenksminga prarijus.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kita informacija

Pozicijų 4 – 8 ir 10-12 duomenys dalinai nesusiję su tvarkingu produkto vartojimu ir pritaikymu (žr. vartojimo/produkto informaciją), bet su didesnio kiekio išsiskyrimu nelaimingų atsitikimų ir neįprastų atvejų metu.

Duomenys apibūdina tikrai produkto/produktų saugos reikalavimus, jie remiasi mūsų po šiai dienai turimomis žiniomis.

Tiekimo specifikacijas Jūs rasite kiekvieno produkto atmintinėse.

Jie/jos negarantuoja aprašyto produkto/aprašytų produktų savybių įstatymo garantinių nuostatų prasme.

Saugos duomenų lapo parengimas automatiškai neužtikrina produkto tinkamumo rinkai.

(n.a. - netaikoma, n.b. - nenurodyta)

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)