

Kamfenol / Kamfenolis

CE 0197

Instructions for use

Product destination:

THE PRODUCT IS FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Kamfenol is used as a temporary dressing in root canal treatment and periapical alterations in dead teeth.

Directions for use:

Apply the liquid on walls of the pulp chamber using wadding tampon. Close the cavity through the temporary restoration for 2-5 days. Thereafter remove the dressing and restore the tooth.

Contraindications:

Do not use in patients with hypersensitivity on some of the ingredients. Do not use in pregnant women. Do not use after expiry date.

Precautions:

Do not use in the tooth alive. Do not apply for more than 5 days. Do not use in case of treatment with antibiotics, chemotherapy, corticosteroids as well as hydroxy and iodine iontophoresis.

Use cofferdam while handling the medical device. Irritating to eyes and skin. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Do not use the device if any signs of damage are observed. Expiry date does not change after opening under condition of tightly closing after each use.

Storage conditions:

Store in a dry place, in original and tightly closed packaging, at temperature up to 25°C. Protect from moisture.

Expiry date:

Expiry date for use is printed on the immediate packaging.

Handling and storage of packaging:

Empty package recycle according to applicable provisions.

Composition:

Camphor, phenol, ethanol (96%).

Immediate packaging:

Glass bottle with dropper containing 5 ml, 10 ml or 20 ml of the product.

Informacinis lapelis

Preparato paskirtis:

ŠIS PREPARATAS SKIRTAS TIK GYDYTOJO STOMATOLOGO NAUDOJIMUI.

Kamfenolis rekomenduojamas naudoti kaip dezinfekcinė tvarstymo priemonė gydant danties šaknų kanalus ir pakitusius plotus virš negyvų dantų.

Naudojimo būdas:

Užtepti skystį ant danties ertmės sienelių tampono, iš tvarstymui skirtos vatos, pagalba. Perteklių užsandarinti laiku užpildu 2-5 dienoms. Pasibaigus nurodytam laikui išimti tvarstį ir atstatyti dantį.

Kontraindikacijos:

Nenaudoti pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas produkto sudedamosioms dalims.

Nenaudoti nėščioms moterims. Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui.

Atsargumo priemonės:

Nenaudoti šio preparato gyviems dantis. Nenaudoti ilgiau nei 5 dienas. Nenaudoti esant gydymui antibiotikais, chemoterapeutikais,

kortikosteroidais arba hidroksilo ir jodo jonofareze. Darbo su preparatu metu būtina naudoti koferdamą. Dirgina odą ir akis. Dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akių apsaugą, veido apsaugą. [SPĖJIMAS, JEI PRAPARATAS PATEKO ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens. Jei atsiranda odos sudirginimas: kreiptis į gydytoją konsultacijos/apžiūros. [SPĖJIMAS, JEI PRAPARATAS PATEKO Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu keletą minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir juos galima lengvai pašalinti. Tęsti skalavimą. Jei akių sudirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją konsultacijos/apžiūros. Nenaudoti preparato, jei įtariate, kad pakuotė yra pažeista tiesiogiai. Atidarius pakuotę, galiojimo laikas nesikeičia tuo atveju, jei po kiekvieno naudojimo pakuotė yra tinkamai sandarinama.

Laikymo sąlygos:

Laikyti sausoje vietoje, originalioje ir sandariai uždarytoje pakuotėje, iki 25°C temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės.

Galiojimo data:

Galiojimo datą galite rasti tiesiogiai ant pakuotės.

Produkto pakuotės tvarkymas:

Naudota pakuotė turėtų būti utilizuota pagal galiojančius teisės aktus.

Sudėtis:

Kamparas, fenolis, etanolis (96%).

Tiesioginė pakuotė:

Stiklinis buteliukas su pipete, kuriame yra 5 ml, 10 ml arba 20 ml produkto.

**FIRMLY CLOSE AFTER EACH USE
KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN**

**SANDARIAI UŽDARYTI PO KIEKVIENO NAUDOJIMO
LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE**



 PFO „VETOS-FARMA“ Ltd.
Dzierżoniowska 21 str.
58-260 Bielawa, Poland/Lenkija
e-mail: info@vdental.eu
tel. +48 74 833 74 85-86
faksas +48 74 833 56 69
www.vdental.eu



H315 Irritating to skin. / Dirgina odą.

H319 Causes serious eye irritation. / Dirgina akis.

P264 Wash hands thoroughly after handling. / Po naudojimo gerai išsiplauti rankas.

P280 Wear eye protection. / Dėvėti akių apsaugą.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.

Remove contact lenses, if present and easy to do, Continue rinsing. /

Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu keletą minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir juos galima lengvai pašalinti. Tęsti skalavimą.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. / Jei akių dirginimas išlieka: kreiptis į gydytoją konsultacijos/apžiūros.