

[illegible]

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Brošiūra	

3 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kuriame nurodoma kas negali būti laikoma konfidencialia informacija):

Pasiūlymas galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

L.e.p. direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Markūnas

(Vardas ir pavardė)

Kraujo srauto jutiklio intraoperaciniam floumetrui techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
1.	Techninis suderinamumas	Siūlomas kraujo srauto jutiklis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ (gamintojo „Medistim“ kataloginis Nr. PS100032 arba lygiavertis)	Siūlomas kraujo srauto jutiklis techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ (gamintojo „Medistim“ kataloginis Nr. PS100032)
2.	Reikalavimai konstrukcijai	1. Jutiklio dydis $3 \pm 0,1$ mm (tinkamas 2,4 – 4,0 mm spindžio kraujagyslėms); 2. Su rankenėle	1. Jutiklio dydis 3 mm (tinkamas 2,4 – 4,0 mm spindžio kraujagyslėms); 2. Su rankenėle
3.	Sterilizavimas	1. Tinkamas sterilizavimui garais; 2. Galima sterilizuoti ne mažiau kaip 50 kartų	1. Tinkamas sterilizavimui garais; 2. Galima sterilizuoti 50 kartų

Papildomas reikalavimas:

Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.


Andrius Markūnas



Medistim QuickFit™ TTFM Probes

Verify quality.
Better outcomes.





Reliable and proven technology

Medistim's QuickFit™ probes utilize reliable transit time flow measurement (TTFM) technology to accurately measure volumetric blood flow intraoperatively. QuickFit™ probes can be used in a wide range of surgical applications from cardiac to vascular, transplant and neurosurgery.

Used together with Medistim's flowmeter systems, QuickFit™ probes provide fast, accurate and quantifiable information to the surgeon instantaneously. Having functional information about the graft is the key to verifying graft patency.

Medistim QuickFit™ probes provide beneficial quality assurance with immediate feedback which can help validate graft quality, reduce unnecessary revisions, and lead to improved surgical outcomes.

Designed for easy access

The QuickFit™ design secures the vessel inside the measurement area without using a slide. Combined with a wide range of probe sizes, this ensures precise and effortless measurements on all types of vessel grafts used in intraoperative surgery. Probes are available with or without handle to accommodate a variety of surgical procedures.

Medistim QuickFit™ probes are designed to meet worldwide sterilization standards and are approved for most commercial sterilization methods and technologies. QuickFit™ probes are guaranteed for 50 sterilization cycles.

Product Specifications

Medistim QuickFit™ TTFM Probes - PS Probe Series

Probe name	Probe sizes (mm)	Part numbers*
QuickFit™ TTFM Probes - Steam autoclavable	1.5	PS101011, PS101012
	2	PS100021, PS100022
	3	PS100031, PS100032
	4	PS100041, PS100042
	5	PS100051, PS100052
	7	PS100071, PS100072

Medistim QuickFit™ TTFM Probes - PQ Probe Series

QuickFit™ TTFM Probes	1.5	PQ101011, PQ101012
	2	PQ100021, PQ100022
	3	PQ100031, PQ100032
	4	PQ100041, PQ100042
	5	PQ100051, PQ100052

*Part numbers that end with 1 indicate probes without handle, and part numbers that end with 2 indicate probes with handle.



Please refer to the User Manual for indications, contraindications, warnings, precautions, and further specifications and descriptions. Specifications may be changed without notice. For a list of flow probes for other applications, contact your Medistim representative.

FDA 510(k) cleared no. K102595
FDA 510(k) cleared no. K040228



medistim@medistim.com
www.medistim.com

Medistim ASA (Head office)
Økernveien 94
0579 Oslo
Norway
Phone +47 23 05 96 60

Medistim Norge AS
Økernveien 94
0579 Oslo
Norway
Phone +47 23 03 52 50

Medistim Danmark ApS
Gøgetoftens 13
2950 Vedbæk
Denmark
Phone +45 2276 5669

Medistim USA Inc.
14000 25th Ave N. Ste. 108
Plymouth, MN 55447
USA
Phone +1 763 208 9852

Medistim Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 32
82041 Deisenhofen
Germany
Phone +49 (0) 89 62 81 90 33

Medistim UK Limited
34 Nottingham South Ind Est
Ruddington Lane
Wilford, NG11 7EP
Nottingham, UK
Phone +44 (0) 115 981 0871

**Medistim „QuickFit“
TTFM davikliai**

Patvirtinta kokybė
Geresni rezultatai



2 psl.

Patikima ir patvirtintus technologija

Medistim QuickFit davikliai suteikia patikimą realaus laiko tėkmės matavimą (TTFM) technologiją, tiksliam kraujo tėkmės matavimui operacijos metu. QuickFit davikliai gali būti pritaikomi įvairiose chirurginėse situacijose, nuo širdies iki kraujagyslių, transplantavimo ir neurochirurgijos

Naudojant kartu su Medistim tėkmės sistema, QuickFit davikliai suteikia greitą, tikslią ir kiekišką informaciją chirurgams realiu laiku. Funkcinės informacijos turėjimas leidžia įvertinti šunto potencialą.

Medistim QuickFit davikliai suteikia naudingą kokybės užtikrinimą su momentiniu atsaku, kuris padeda įvertinti šunto kokybę, sumažinti nereikalingas revizijas ir pagerinti chirurgines išvadas.

Sukurtas lengvam naudojimui

QuickFit dizainas laiko kraujagyslę matavimo zonoje, nenaudojant braukimo per ją. Tai, kartu su plačiu daviklių dydžių pasirinkimu užtikrina tikslų ir mažai pastangų reikalaujantį visų tipų kraujagyslių šuntų naudojimą operacijoms. Davikliai yra be ir su rankenėlėmis, kad būtų galima pritaikyti įvairioms chirurginėms procedūroms.

Medistim QuickFit davikliai yra sukurti taip, kad atitiktų pasaulinius sterilizavimo standartus ir yra patvirtinti daugumos sterilizavimo metodų ir technologijų. QuickFit davikliai turi garantiją 50-čiai sterilizavimo ciklų.

Produktų Specifikacijos

Medistim QuickFit TTFM davikliai – PS daviklių serija

Daviklio pavadinimas	Daviklio dydis, mm	Dalies numeris
QuickFit TTFM daviklis – sterilizuojamas garais	1,5	PS101011, PS101012
	2	PS101021, PS101022
	3	PS101031, PS101032
	4	PS101041, PS101042
	5	PS101051, PS101052
	7	PS101071, PS101072

Medistim QuickFit TTFM davikliai – PQ daviklių serija

Daviklio pavadinimas	Daviklio dydis, mm	Dalies numeris
QuickFit TTFM daviklis	1,5	PQ101011, PQ101012
	2	PQ101021, PQ101022
	3	PQ101031, PQ101032
	4	PQ101041, PQ101042
	5	PQ101051, PQ101052



www.medistim.com

Medistim ASA
0579 Oslo
Norvegija
Tel.: +47 23 05 96 60