

PATVIRTINIMAS

UAB „Roche Lietuva“, Baltijos šalyse atstovaujanti Roche Diagnostics International Ltd., patvirtina, kad įranga - **cobas p680** Instrument ir **cobas 6800** System leidžia mažiau nei per 7 darbo dienos valandas, dirbant vienam operatoriui ištirti ne mažiau kaip 400 donacijų su cobas®MPX tyrimu, kurių 20% būtų tiriama individualiai (80 individualių mėginių tyrimų) ir 80% – kaupinyje iš 6 mėginių ($320/6 = \sim 54$ kaupinių tyrimai) bei tas pačias donacijas, kurios tiriamos kaupinyje iš 96 mėginių ($400/96 = \sim 5$ kaupinių tyrimai), ištirti atliekant cobas® DPX tyrimą paraleliai su cobas® MPX tyrimu.

Rezoliucijos kaupinių ištyrimas, gavus teigiamą kaupinio rezultatą bei netinkamą vertinti (Invalid) rezultatą, cobas 6800 sistemoje gali būti atliekamas kartu su kitais tyrimais (pirminių kaupinių ir individualių mėginių tyrimais).

Pagarbiai,

Produktų vadovė Baltijos šalims *Austėja Androšiūnaitė*
El. p.: *austeja.androsiunaite@roche.com*
Mob. tel.: +37061421171

Roche molekulinį sprendimų specialistas *Evaldas Balčiūnas*
El. p.: *evaldas.balciunas@roche.com*
Mob. tel.: +37067872091

cobas p680		cobas 6800		cobas 6800	
Veiksmas	Trukmė	Veiksmas	Trukmė	Veiksmas	Trukmė
Kaupinių sudarymas		Mėginių ištyrimas		Kaupinių ištyrimas	
		Kamštelių nuėmimas, mėginių sudėjimas į stovus skirtus darbui su įranga	5 min		
		Reagentų ir vienkartinų priemonių įkėlimas	15 min		
		Mėginių įkėlimas	10 min		
Kamštelių nuėmimas, mėginių sudėjimas į stovus skirtus darbui su įranga	10 min	Individualiai tiriamų mėginių ištyrimas analizatoriuje	Iki 210 min		
Mėginių įkėlimas	20 min				
Priemonių įkėlimas	6 min				
Kaupinių iš 6 mėginių (PP6*) sudarymas MPX tyrimui ir kaupinių iš 96 mėginių (PP96**) sudarymas DPX tyrimui	81 min				
Mėginių ir sudarytų kaupinių iškėlimas	18 min				
				Paruoštų kaupinių įkėlimas į sistemą	10 min
				Paruoštų kaupinių ištyrimas analizatoriuje	Iki 210 min
				Rezultatų patvirtinimas	10 min
				Skystų ir kietų atliekų pašalinimas iš sistemos	15 min
				Bendras laikas	6 val 50 min

Gavus teigiamą DPX kaupinį			
cobas p680		cobas 6800	
Plokštelės įkėlimas į sistemą	1 min		
Rezoliucijos kaupinių formavimas iš plokštelės	8 min		
Sudarytų kaupinių ir plokštelės iškėlimas	1 min		
		Rezoliucijos kaupinių įkėlimas į sistemą	3 min
Mėginių ir priemonių įkėlimas į sistemą	20 min	Rezoliucijos kaupinių ištyrimas analizatoriuje	210 min
		Rezultatų patvirtinimas	5 min
Antrinis rezoliucijos kaupinių formavimas	8 min		
Antrinių kaupinių iškėlimas iš sistemos	1 min		
		Antrinių rezoliucijos kaupinių įkėlimas į sistemą	3 min
		Rezoliucijos kaupinių ištyrimas analizatoriuje	210 min
		Rezultatų patvirtinimas	5 min
Gavus teigiamą MPX kaupinį			
cobas p680		cobas 6800	
Mėginių įkėlimas į sistemą	20 min		
Rezoliucijos kaupinių formavimas	2 min		
Sudarytų kaupinių iškėlimas	1 min		
		Rezoliucijos kaupinių įkėlimas į sistemą	3 min
Mėginių iškėlimas iš sistemos	20 min	Rezoliucijos kaupinių ištyrimas analizatoriuje	210 min
		Rezultatų patvirtinimas	5 min

Gavus netinkamą vertinti (Invalid) DPX kaupinio rezultata			
cobas p680		cobas 6800	
Plokštelės įkėlimas į sistemą	1 min		
Kaupinių formavimas iš plokštelės	8 min		
Sudarytų kaupinių ir plokštelės iškėlimas	1 min		
		Rezoliucijos kaupinių įkėlimas į sistemą	3 min
		Kaupinių ištyrimas analizatoriuje	210 min
		Rezultatų patvirtinimas	5 min
Gavus netinkamą vertinti (Invalid) MPX kaupinio rezultata			
cobas p680		cobas 6800	
Mėginių įkėlimas į sistemą	20 min		
Kaupinių formavimas	2 min		
Sudarytų kaupinių iškėlimas	1 min		
		Rezoliucijos kaupinių įkėlimas į sistemą	3 min
		Kaupinių ištyrimas analizatoriuje	210 min
		Rezultatų patvirtinimas	5 min