

STEMA

Medizintechnik GmbH

ELEKTROCHIRURGIE

ELECTROSURGERY



Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang V ohne Abschnitt
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Section
- Council Directive 93/42/EEC Annex V excluding Section
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte:

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- Arthroskopie
- Bronchoskopie
- Container-Systeme
- Gastro-Intestinal
- Geräte
- Gynäkologie
- HNO
- Laparoskopie
- Mikromotoren-System
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Proktoskopie
- Thorakoskopie
- Urologie

***Bitte fordern Sie
unsere Kataloge an***

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partnern eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products:

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in Surgery with high quality products:

- Arthroscopy
- Bronchoscopy
- Container-Systems
- ENT
- Gastro-Intestinal
- Gynaecology
- Laparoscopy
- Micro motor system
- Oral, Maxillo and Facial surgery
- Proctoscopy
- Thoracoscopy
- Units
- Urology

***Please ask for our
special catalogues***

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

ELEKTRODENHANDGRIFFE / ELECTRODE HANDLES

SEITE / PAGE

Elektrodenhandgriffe Ø 4mm Aufnahme / Electrode handles Ø 4mm slot	1, 3, 6
Elektrodenhandgriffe Ø 2.4mm Aufnahme / Electrode handles Ø 2.4mm slot	2, 4
Elektrodenhandgriffe Ø 1.6mm Aufnahme / Electrode handles Ø 1.6mm slot	5

MONOPOLARE ELEKTRODEN 4MM / MONOPOLAR ELECTRODES 4MM

Stahlelektroden / Steel electrodes	7
Standardelektroden / Standard electrodes	8 - 11
Standardelektroden, lang / Standard electrodes, long	14 - 16
Standardelektroden, gewinkelt / Standard electrodes, angled	24
Schlingenelektroden, lang / Loop electrodes, long	18 - 20, 22
Elektroden für plastische Chirurgie / Electrodes for plastic surgery	25
Mikrodissektionselektroden / Micro dissection electrodes	28
Keramikelektroden / Ceramic electrodes	30
Arthroskopieelektroden / Arthroscopy electrodes	33

MONOPOLARE ELEKTRODEN 2.4MM / MONOPOLAR ELECTRODES 2.4MM

Standardelektroden / Standard electrodes	12, 13
Standardelektroden, lang / Standard electrodes, long	17
Schlingenelektroden, lang / Loop electrodes, long	21, 23
Elektroden für plastische Chirurgie / Electrodes for plastic surgery	26
Mikrodissektionselektroden / Micro dissection electrodes	29
Keramikelektroden / Ceramic electrodes	31

MONOPOLARE ELEKTRODEN 1.6MM / MONOPOLAR ELECTRODES 1.6MM

Elektroden für plastische Chirurgie / Electrodes for plastic surgery	27
Elektroden für Dental und Kosmetik / Electrodes for dental and cosmetic	32

MONOPOLARE ELEKTRODEN / MONOPOLAR ELECTRODES

Arthroskopieelektroden mit Griff / Arthroscopy electrodes with handle	34 - 36
Laparoskopieelektroden, Keramik / Laparoscopy electrodes, ceramic	37
Handgriffe für austauschbare Elektroden / Handles for exchangeable electrodes	38
Austauschbare Elektroden / Exchangeable electrodes	39
Austauschbare Elektroden mit Trompetenventil / Exchangeable electrodes with trumpet valve	40
Standard Laparoskopieelektroden / Standard laparoscopy electrodes	41 - 45
Laparoskopieelektroden mit austauschbaren Spitzen / Laparoscopy electrodes with exchangeable tips ..	46

MONOPOLARE ANSCHLUSSKABEL / MONOPOLAR CONNECTION CABLES

Anschlusskabel für verschiedene HF-Geräte / Connection cables for various HF-units	47
--	----

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Elektrodenverlängerungen / Electrode extensions	48
Verjüngungselemente / Reducer	48
Neutralelektroden und Anschlusskabel / Neutral electrodes and connection cables	49
Gummibänder / Rubber bands	50
Elektrodenbehälter / Electrode containers	50

BIPOLARE PINZETTEN / BIPOLAR FORCEPS

SEITE / PAGE

Standardpinzetten / Standard forceps.....	51 - 79
Non-Stick Pinzetten / Non-stick forceps	80 - 94
Pinzetten aus Titan / Forceps made of titanium.....	95 - 100

BIPOLARE ELEKTRODEN / BIPOLAR ELECTRODES

Standard Laparoskopieelektroden / Standard laparoscopy electrodes	101
Arthroskopieelektroden, lang / Arthroscopy electrodes, long	101

BIPOLARE INSTRUMENTE / BIPOLAR INSTRUMENTS

Koagulationszangen / Coagulation forceps	102
Zerlegbare Instrumente / Detachable instruments	103 - 112
Standard Scheren / Standard scissors.....	117

BIPOLARE ANSCHLUSSKABEL / BIPOLAR CONNECTION CABLES

Anschlusskabel für verschiedene HF-Geräte / Connection cables for various HF-units	113 - 116, 118
--	----------------

Monopolare Elektrodenhandgriffe mit Kabel
Monopolar electrode handles with cable



Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-001

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 3m
 Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 3m

EK-021-016

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 5m
 Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 5m

2.1.18 Daugkartinio naudojimo, sterilizuojama monopolinių elektrodų rankena, jungiamojo laido ilgis ≥ 4 m (2 vnt.)

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-002

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 3m
 Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 3m

EK-021-017

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 5m
 Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 5m

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-003

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 3m
 Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 3m

EK-021-006

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 5m
 Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 5m

Monopolare Elektrodenhandgriffe mit Kabel
Monopolar electrode handles with cable

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-007

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 3m
Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 3m

EK-021-010

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 5m
Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 5m

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-008

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 3m
Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 3m

EK-021-011

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 5m
Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 5m

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-009

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 3m
Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 3m

EK-021-012

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 5m
Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 5m

Monopolare Elektrodenhandgriffe mit Kabel
Monopolar electrode handles with cable



Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-021

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 5m
 Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 5m

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-022

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 5m
 Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 5m

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-023

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 5m
 Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 5m

Monopolare Elektrodenhandgriffe mit Kabel
Monopolar electrode handles with cable

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-021-025

Bezeichnung
Description

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 5m
Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 5m

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-021-026

Bezeichnung
Description

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 5m
Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 5m

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-021-027

Bezeichnung
Description

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 5m
Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 5m

Monopolare Elektrodenhandgriffe mit Kabel
Monopolar electrode handles with cable



Ø 1.6mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 1.6mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-013

Elektrodenhandgriff ohne Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 3m
 Electrode handle without buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 3m

Ø 1.6mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 1.6mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-014

Elektrodenhandgriff ohne Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 3m
 Electrode handle without buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 3m

Ø 1.6mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 1.6mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-015

Elektrodenhandgriff ohne Tasten, mit Kabel 4mm Stecker, 3m
 Electrode handle without buttons, with cable 4mm plug, 3m

Monopolarer Elektrodenhandgriff - Kabel
Monopolar electrode handle - Cables

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-021-005

Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, ohne Kabel
Electrode handle with two buttons, without cable

Anschluss Geräteseite /
Connection unit side



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-023-051

Kabel für Elektrodenhandgriff **EK-021-005**, für Anschlüsse an Erbe T-Serie / STEMA, 3m
*Cable for electrode handle **EK-021-005**, for connection with Erbe T-series / STEMA, 3m*

EK-023-052

Kabel für Elektrodenhandgriff **EK-021-005**, für Anschlüsse an Erbe T-Serie / STEMA, 5m
*Cable for electrode handle **EK-021-005**, for connection with Erbe T-series / STEMA, 5m*

Monopolare Stahl-Elektroden (4.0mm)
Monopolar steel electrodes (4.0mm)



Ø 4.0mm 



EK-022-080



EK-022-081



EK-022-082



EK-022-083



**EK-022-086 /
EK-022-087**



**EK-022-084 /
EK-022-085**




**EK-022-091 /
EK-022-092**




**EK-022-088
bis / to
EK-022-090**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-080	Lanzettschneideelektrode, abgewinkelt Lancett cutting electrode, angled
EK-022-081	Lanzettschneideelektrode, gerade Lancett cutting electrode, straight
EK-022-082	Messerelektrode, Form A Knife electrode, shape A
EK-022-083	Messerelektrode, Form B Knife electrode, shape B
EK-022-084	Drahtschlinge, Ø 10mm Wire loop, Ø 10mm
EK-022-085	Drahtschlinge, Ø 5mm Wire loop, Ø 5mm
EK-022-086	Bandschlinge, Ø 15mm Band loop, Ø 15mm
EK-022-087	Bandschlinge, Ø 10mm Band loop, Ø 10mm
EK-022-088	Kugelelektrode, Ø 2.5mm Ball electrode, Ø 2.5mm
EK-022-089	Kugelelektrode, Ø 4mm Ball electrode, Ø 4mm
EK-022-090	Kugelelektrode, Ø 5mm Ball electrode, Ø 5mm
EK-022-091	Nadelelektrode, Länge 22mm Needle electrode, length 22mm
EK-022-092	Nadelelektrode, Länge 30mm Needle electrode, length 30mm

Ø 4.0mm 




2.1.21 Dugkartinio naudojimo, sterilizuojamas monopoliarinis elektrodas (6 vnt.)



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-001	Messerelektrode Knife electrode
EK-022-002	Messerelektrode, fein Knife electrode, fine
EK-022-005	Messerelektrode, rautenförmig Knife electrode, rhombic
EK-022-006	Messerelektrode, rautenförmig, gebogen Knife electrode, rhombic, curved
EK-022-025	Messerelektrode, 3.3 x 24mm Knife electrode, 3.3 x 24mm
EK-022-027	Messerelektrode, 20 x 2.5mm Knife electrode, 20 x 2.5mm
EK-022-003	Spatелеlektrode Spatula electrode
EK-022-004	Spatелеlektrode, gebogen (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Spatula electrode, curved (without illustration - Available on request)
EK-022-026	Spatелеlektrode, biegsam, 2 x 16mm Spatula electrode, malleable, 2 x 16mm
EK-022-047	Spatелеlektrode, gerade, ovale Form, 3 x 24mm Spatula electrode, straight, oval shape, 3 x 24mm

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)

Ø 4.0mm 




Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-022-007	Nadelelektrode, Ø 0.5mm Needle electrode, Ø 0.5mm
EK-022-008	Nadelelektrode, 45° gebogen (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Needle electrode, 45° curved (without illustration - Available on request)
EK-022-028	Nadelelektrode mit Keramikisolation , Wolframnadel, 5mm, Ø 0.5mm Needle electrode with ceramic insulation , tungsten needle, 5mm, Ø 0.5mm
EK-022-029	Nadelelektrode, Ø 0.8mm Needle electrode Ø 0.8mm
EK-022-040	Nadelelektrode, isoliert , Ø 0.5mm Needle electrode, insulated , Ø 0.5mm
EK-022-041	Nadelelektrode, isoliert , Ø 0.7mm Needle electrode, insulated , Ø 0.7mm
EK-022-042	Nadelelektrode, isoliert , Ø 0.7mm, kurze Nadel Needle electrode, insulated , Ø 0.7mm, short needle
EK-022-048	Nadelelektrode Needle electrode
EK-022-009	Drahtschlinge, Ø 14mm Wire loop, Ø 14mm
EK-022-010	Drahtschlinge, Ø 10mm Wire loop, Ø 10mm
EK-022-011	Drahtschlinge, Ø 5mm Wire loop, Ø 5mm

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)

Ø 4.0mm 




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-012	Bandschlinge, Ø 17mm Band loop, Ø 17mm
EK-022-013	Bandschlinge, Ø 10mm Band loop, Ø 10mm
EK-022-014	Kugelelektrode, Ø 6mm Ball electrode, Ø 6mm
EK-022-015	Kugelelektrode, Ø 4mm Ball electrode, Ø 4mm
EK-022-016	Kugelelektrode, Ø 4mm, gebogen Ball electrode, Ø 4mm, curved
EK-022-017	Kugelelektrode, Ø 2mm Ball electrode, Ø 2mm
EK-022-018	Kugelelektrode, Ø 2mm, gebogen Ball electrode, Ø 2mm, curved
EK-022-019	Kugelelektrode, Ø 1.5mm (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Ball electrode, Ø 1.5mm (without illustration - Available on request)
EK-022-020	Kugelelektrode, Ø 1.5mm, gebogen (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Ball electrode, Ø 1.5mm, curved (without illustration - Available on request)

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)




Ø 4.0mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-021	Flächenelektrode, 8 x 10mm (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Plate electrode, 8 x 10mm (without illustration - Available on request)
EK-022-022	Flächenelektrode, 10 x 15mm (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Plate electrode, 10 x 15mm (without illustration - Available on request)
EK-022-023	Lanzettschneideelektrode, abgewinkelt , feines Blatt, 1.6 x 19mm Lancett cutting electrode, angled , fine, 1.6 x 19mm
EK-022-024	Lanzettschneideelektrode, gerade , feines Blatt, 1.6 x 19mm Lancett cutting electrode, straight , fine, 1.6 x 19mm
EK-022-043	Wolframelektrode, isoliert, gerade , 0.5 x 20mm Tungsten electrode, insulated, straight , 0.5 x 20mm
EK-022-044	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt , 0.5 x 20mm Tungsten electrode, insulated, angled , 0.5 x 20mm
EK-022-045	Wolframelektrode, isoliert, gerade , 0.5 x 40mm Tungsten electrode, insulated, straight , 0.5 x 40mm
EK-022-046	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt , 0.5 x 40mm Tungsten electrode, insulated, angled , 0.5 x 40mm

Monopolare Elektroden (2.4mm)
Monopolar electrodes (2.4mm)

Ø 2.4mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-200	Messerelektrode, 2.5 x 20mm <i>Knife electrode, 2.5 x 20mm</i>
EK-022-201	Spatelektrode, 2.5 x 20mm <i>Spatula electrode, 2.5 x 20mm</i>
EK-022-202	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm <i>Wire loop electrode, Ø 5mm</i>
EK-022-203	Drahtschlingenelektrode, Ø 10mm <i>Wire loop electrode, Ø 10mm</i>
EK-022-204	Drahtschlingenelektrode, Ø 14mm <i>Wire loop electrode, Ø 14mm</i>
EK-022-205	Bandelektrode, Ø 10mm <i>Band electrode, Ø 10mm</i>
EK-022-206	Bandelektrode, Ø 14mm <i>Band electrode, Ø 14mm</i>
EK-022-214	Wolframelektrode, isoliert, gerade , 0.5 x 20mm <i>Tungsten electrode, insulated, straight, 0.5 x 20mm</i>
EK-022-215	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt , 0.5 x 20mm <i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 20mm</i>

Monopolare Elektroden (2.4mm)
Monopolar electrodes (2.4mm)



Ø 2.4mm 



EK-022-207



EK-022-208



EK-022-209



EK-022-210



EK-022-211



EK-022-212



EK-022-213



EK-022-216

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-207	Kugelelektrode, Ø 2mm Ball electrode, Ø 2mm
EK-022-208	Kugelelektrode, Ø 4mm Ball electrode, Ø 4mm
EK-022-209	Kugelelektrode, Ø 6mm Ball electrode, Ø 6mm
EK-022-210	Kugelelektrode, abgewinkelt , Ø 2mm Ball electrode, angled , Ø 2mm
EK-022-211	Kugelelektrode, abgewinkelt , Ø 4mm Ball electrode, angled , Ø 4mm
EK-022-212	Nadelelektrode, Ø 0.5mm, 0.5 x 20mm Needle electrode Ø 0.5mm, 0.5 x 20mm
EK-022-213	Nadelelektrode, Ø 0.5mm, 0.7 x 20mm Needle electrode Ø 0.5mm, 0.7 x 20mm
EK-022-216	Nadelelektrode mit Keramikisolation , Wolframnadel, 5mm, Ø 0.5mm Needle electrode with ceramic insulation , tungsten needle, 5mm, Ø 0.5mm

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)

Ø 4.0mm 




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-101	Messerelektrode, 2.4 x 10mm , AL 100mm Knife electrode, 2.4 x 10mm , WL 100mm
EK-022-102	Messerelektrode, 3.3 x 25mm , AL 100mm Knife electrode, 3.3 x 25mm , WL 100mm
EK-022-103	Messerelektrode, seitliche Spitze , 3.3 x 20mm, AL 100mm Knife electrode, lateral tip , 3.3 x 20mm, WL 100mm
EK-022-104	Messerelektrode, 2.4 x 20mm , AL 100mm Knife electrode, 2.4 x 20mm , WL 100mm
EK-022-106	Messerelektrode, 2.4 x 10mm, gewinkelt , AL 100mm Knife electrode, 2.4 x 10mm, angled , WL 100mm

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)



Ø 4.0mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-107	Nadelelektrode, Ø 0.8 x 12mm, AL 100mm Needle electrode, Ø 0.8 x 12mm, WL 100mm
EK-022-108	Nadelelektrode, Ø 0.8 x 12mm, gewinkelt , AL 100mm Needle electrode, Ø 0.8 x 12mm, angled , WL 100mm
EK-022-109	Lanzettschneideelektrode, 2.2 x 20mm Lancett cutting electrode, 2.2 x 20mm
EK-022-110	Lanzettschneideelektrode, 1.6 x 20mm Lancett cutting electrode, 1.6 x 20mm
EK-022-111	Drahtschlinge, Ø 5mm, AL 100mm Wire loop, Ø 5mm, WL 100mm
EK-022-113	Drahtschlinge, Ø 10mm, AL 100mm Wire loop, Ø 10mm, WL 100mm

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)

Ø 4.0mm 



EK-022-114



EK-022-115



EK-022-117



EK-022-118

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-114	Kugelelektrode, Ø 6mm, AL 100mm Ball electrode, Ø 6mm, WL 100mm
EK-022-115	Kugelelektrode, Ø 4mm, AL 100mm Ball electrode, Ø 4mm, WL 100mm
EK-022-117	Kugelelektrode, Ø 2mm, AL 100mm Ball electrode, Ø 2mm, WL 100mm
EK-022-118	Spatulelektrode, 2 x 16mm, biegsam, AL 55mm Spatula electrode, 2 x 16mm, malleable, AL 55mm

Monopolare Elektroden (2.4mm)
Monopolar electrodes (2.4mm)




Ø 2.4mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-220	Kugelelektrode, Ø 4mm , AL 90mm Ball electrode, Ø 4mm , WL 90mm
EK-022-221	Kugelelektrode, Ø 2mm , AL 90mm Ball electrode, Ø 2mm , WL 90mm
EK-022-222	Messerelektrode, isoliert, 2.5 x 20mm, AL 90mm Knife electrode, insulated, 2.5 x 20mm, WL 90mm
EK-022-223	Spatulelektrode, 2.5 x 20mm, AL 90mm Spatula electrode, 2.5 x 20mm, WL 90mm
EK-022-224	Nadelelektrode, Ø 0.5mm , 0.5 x 12mm, AL 90mm Needle electrode, Ø 0.5mm , 0.5 x 12mm, WL 90mm
EK-022-225	Nadelelektrode, Ø 0.7mm , 0.5 x 12mm, AL 90mm Needle electrode, Ø 0.7mm , 0.5 x 12mm, WL 90mm

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)

Ø 4.0mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-050	Schlingenelektrode, 10 x 10mm , AL 120mm Loop electrode, 10 x 10mm , WL 120mm
EK-022-051	Schlingenelektrode, 15 x 15mm , AL 120mm Loop electrode, 15 x 15mm , WL 120mm
EK-022-052	Schlingenelektrode, 15 x 20mm , AL 120mm Loop electrode, 15 x 20mm , WL 120mm
EK-022-053	Schlingenelektrode, 20 x 20mm , AL 120mm Loop electrode, 20 x 20mm , WL 120mm
EK-022-054	Schlingenelektrode, 20 x 25mm , AL 120mm Loop electrode, 20 x 25mm , WL 120mm

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)



Ø 4.0mm 



EK-022-055



EK-022-056



EK-022-057



EK-022-058


Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-022-055	Schlingenelektrode, Ø 10mm , AL 120mm Loop electrode, Ø 10mm , WL 120mm
EK-022-056	Schlingenelektrode, Ø 15mm , AL 120mm Loop electrode, Ø 15mm , WL 120mm
EK-022-057	Schlingenelektrode, Ø 20mm , AL 120mm Loop electrode, Ø 20mm , WL 120mm
EK-022-058	Schlingenelektrode, Ø 25mm , AL 120mm Loop electrode, Ø 25mm , WL 120mm

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)

Ø 2.4mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-022-238	Schlingenelektrode, 10 x 10mm , AL 110mm Loop electrode, 10 x 10mm , WL 110mm
EK-022-239	Schlingenelektrode, 15 x 15mm , AL 110mm Loop electrode, 15 x 15mm , WL 110mm
EK-022-240	Schlingenelektrode, 15 x 20mm , AL 110mm Loop electrode, 15 x 20mm , WL 110mm
EK-022-241	Schlingenelektrode, 20 x 20mm , AL 110mm Loop electrode, 20 x 20mm , WL 110mm
EK-022-242	Schlingenelektrode, 26 x 20mm , AL 110mm Loop electrode, 26 x 20mm , WL 110mm

Monopolare Elektroden (2.4mm)
Monopolar electrodes (2.4mm)



Ø 2.4mm



EK-022-243



EK-022-244



EK-022-245



EK-022-246

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-243	Schlingenelektrode, Ø 10mm, AL 110mm Loop electrode, Ø 10mm, WL 110mm
EK-022-244	Schlingenelektrode, Ø 15mm, AL 110mm Loop electrode, Ø 15mm, WL 110mm
EK-022-245	Schlingenelektrode, Ø 20mm, AL 110mm Loop electrode, Ø 20mm, WL 110mm
EK-022-246	Schlingenelektrode, Ø 25mm, AL 110mm Loop electrode, Ø 25mm, WL 110mm



EK-022-059



EK-022-060



EK-022-061

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-059	Schlingenelektrode, 10 x 25mm , AL 115mm Loop electrode, 10 x 25mm , WL 115mm
EK-022-060	Schlingenelektrode, 15 x 25mm , AL 115mm Loop electrode, 15 x 25mm , WL 115mm
EK-022-061	Schlingenelektrode, 20 x 25mm , AL 115mm Loop electrode, 20 x 25mm , WL 115mm

Monopolare Elektroden (2.4mm)
Monopolar electrodes (2.4mm)



Ø 2.4mm



EK-022-235



EK-022-236



EK-022-237

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-022-235

Schlingenelektrode, **10 x 25mm**, AL 110mm
 Loop electrode, **10 x 25mm**, WL 110mm

EK-022-236

Schlingenelektrode, **15 x 25mm**, AL 110mm
 Loop electrode, **15 x 25mm**, WL 110mm

EK-022-237

Schlingenelektrode, **20 x 25mm**, AL 110mm
 Loop electrode, **20 x 25mm**, WL 110mm

Monopolare Elektroden (4.0mm)
Monopolar electrodes (4.0mm)

Ø 4.0mm



EK-022-065




EK-022-066

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-065	Koagulationselektrode, Ø 1.2mm, AL 100mm Coagulation electrode, Ø 1.2mm, WL 100mm
EK-022-066	Kugelelektrode, Ø 2mm, AL 100mm Ball electrode, Ø 2mm, WL 100mm

Monopolare Elektroden für plastische Chirurgie (4.0mm)
Monopolar electrodes for plastic surgery (4.0mm)




Ø 4.0mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-310	Nadelelektrode, biegsam, 0.25mm Needle electrode, malleable, 0.25mm
EK-022-311	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 7mm , malleable, 0.2mm
EK-022-312	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 9mm , malleable, 0.2mm
EK-022-313	Drahtschlingenelektrode, rautenförmig , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, rhombic shape , malleable, 0.2mm
EK-022-314	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 5mm , malleable, 0.2mm
EK-022-315	Drahtschlingenelektrode, Ø 8mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 8mm , malleable, 0.2mm
EK-022-316	Kugelelektrode, Ø 1mm , biegsam Ball electrode, Ø 1mm , malleable
EK-022-317	Kugelelektrode, Ø 3mm , biegsam Ball electrode, Ø 3mm , malleable
EK-022-318	Spatelektrode, biegsam Spatula electrode, malleable

Ø 2.4mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-300	Nadelelektrode, biegsam, 0.25mm Needle electrode, malleable, 0.25mm
EK-022-301	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 7mm , malleable, 0.2mm
EK-022-302	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 9mm , malleable, 0.2mm
EK-022-303	Drahtschlingenelektrode, rautenförmig , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, rhombic shape , malleable, 0.2mm
EK-022-304	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 5mm , malleable, 0.2mm
EK-022-305	Drahtschlingenelektrode, Ø 8mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 8mm , malleable, 0.2mm
EK-022-306	Kugelelektrode, Ø 1mm , biegsam Ball electrode, Ø 1mm , malleable
EK-022-307	Kugelelektrode, Ø 3mm , biegsam Ball electrode, Ø 3mm , malleable
EK-022-308	Spatelelektrode, biegsam Spatula electrode, malleable


Monopolare Elektroden für plastische Chirurgie (1.6mm)
Monopolar electrodes for plastic surgery (1.6mm)



Ø 1.6mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-320	Nadelelektrode, biegsam, 0.25mm Needle electrode, malleable, 0.25mm
EK-022-321	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 7mm , malleable, 0.2mm
EK-022-322	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 9mm , malleable, 0.2mm
EK-022-323	Drahtschlingenelektrode, rautenförmig , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, rhombic shape , malleable, 0.2mm
EK-022-324	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 5mm , malleable, 0.2mm
EK-022-325	Drahtschlingenelektrode, Ø 8mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 8mm , malleable, 0.2mm
EK-022-326	Kugelelektrode, Ø 1mm , biegsam Ball electrode, Ø 1mm , malleable
EK-022-327	Kugelelektrode, Ø 3mm , biegsam Ball electrode, Ø 3mm , malleable
EK-022-328	Spatelektrode, biegsam Spatula electrode, malleable




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-340	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 115mm <i>Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 115mm</i>
EK-022-341	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 115mm <i>45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 115mm</i>
EK-022-342	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 80mm <i>Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 80mm</i>
EK-022-343	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 80mm <i>45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 80mm</i>
EK-022-344	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 45mm <i>Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 45mm</i>
EK-022-345	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 45mm <i>45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 45mm</i>
EK-022-346	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 20mm <i>Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 20mm</i>
EK-022-347	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 20mm <i>45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 20mm</i>


Monopolare Elektroden für Mikrodissektion (2.4mm)
Monopolar electrodes for micro dissection (2.4mm)



Ø 2.4mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-350	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 105mm Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 105mm
EK-022-351	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 105mm 45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 105mm
EK-022-352	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 70mm Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 70mm
EK-022-353	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 70mm 45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 70mm
EK-022-354	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 35mm Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 35mm
EK-022-355	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 35mm 45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 35mm
EK-022-356	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 20mm Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 20mm
EK-022-357	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 20mm 45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 20mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-360	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 115mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 115mm
EK-022-361	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 115mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 115mm
EK-022-362	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 80mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 80mm
EK-022-363	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 80mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 80mm
EK-022-364	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 45mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 45mm
EK-022-365	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 45mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 45mm
EK-022-366	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 20mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 20mm
EK-022-367	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 20mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 20mm

Monopolare Nadelelektroden mit Keramik (2.4mm)
Monopolar needle electrodes with ceramic (2.4mm)




Ø 2.4mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-370	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 105mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 105mm
EK-022-371	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 105mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 105mm
EK-022-372	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 70mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 70mm
EK-022-373	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 70mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 70mm
EK-022-374	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 35mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 35mm
EK-022-375	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 35mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 35mm
EK-022-376	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 20mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 20mm
EK-022-377	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 20mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 20mm

Ø 1.6mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-380	Drahtschlingenelektrode, Ø 3mm Wire loop electrode, Ø 3mm
EK-022-381	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm Wire loop electrode, Ø 5mm
EK-022-382	Drahtschlingenelektrode, Ø 8mm Wire loop electrode, Ø 8mm
EK-022-383	Nadelelektrode, 0.2mm Needle electrode, 0.2mm
EK-022-384	Nadelelektrode, 45° abgewinkelt Needle electrode, 45° angled
EK-022-385	Koagulationselektrode Coagulation electrode
EK-022-386	Kugelelektrode, Ø 1.7mm Ball electrode, Ø 1.7mm
EK-022-387	Kugelelektrode, Ø 1.7mm, abgewinkelt Ball electrode, Ø 1.7mm, angled
EK-022-388	Kugelelektrode, Ø 3mm Ball electrode, Ø 3mm
EK-022-389	Kugelelektrode, Ø 3mm, abgewinkelt Ball electrode, Ø 3mm, angled
EK-022-390	Koagulations- und Fulgurationselektrode Coagulation and fulguration electrode

Monopolare Elektroden für Arthroskopie (4.0mm)
Monopolar electrodes for arthroscopy (4.0mm)



Ø 4.0mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-024-001	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1.5mm , Ø 0.6mm, AL 115mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 1.5mm , Ø 0.6mm, WL 115mm
EK-024-002	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm , Ø 0.6mm, AL 115mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 4mm , Ø 0.6mm, WL 115mm
EK-024-003	Arthroskopie Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4mm, AL 115mm Arthroscopy knife electrode, 45° angled, 4mm, WL 115mm
EK-024-004	Arthroskopie Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm, Ø 1.5mm, AL 115mm Arthroscopy button electrode, 90° angled, 4mm, Ø 1.5mm, WL 115mm
EK-024-005	Arthroskopie Kugelelektrode, Ø 3mm, AL 115mm Arthroscopy ball electrode, Ø 3mm, WL 115mm



EK-024-011



EK-024-012



EK-024-013



EK-024-014



EK-024-015

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-024-011	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1.5mm , Ø 0.6mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 1.5mm , Ø 0.6mm, with handle, WL 115mm
EK-024-012	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm , Ø 0.6mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 4mm , Ø 0.6mm, with handle, WL 115mm
EK-024-013	Arthroskopie Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy knife electrode, 45° angled, 4mm, with handle, WL 115mm
EK-024-014	Arthroskopie Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm, Ø 1.5mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy button electrode, 90° angled, 4mm, Ø 1.5mm, with handle, WL 115mm
EK-024-015	Arthroskopie Kugelelektrode, Ø 3mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy ball electrode, Ø 3mm, with handle, WL 115mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47



Monopolare Elektroden für Arthroskopie
Monopolar electrodes for arthroscopy



Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-024-021	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1.5mm , Ø 0.6mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 1.5mm , Ø 0.6mm, with handle, WL 170mm
EK-024-022	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm , Ø 0.6mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 4mm , Ø 0.6mm, with handle, WL 170mm
EK-024-023	Arthroskopie Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy knife electrode, 45° angled, 4mm, with handle, WL 170mm
EK-024-024	Arthroskopie Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm, Ø 1.5mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy button electrode, 90° angled, 4mm, Ø 1.5mm, with handle, WL 170mm
EK-024-025	Arthroskopie Kugelelektrode, Ø 3mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy ball electrode, Ø 3mm, with handle, WL 170mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47





BD-001-001



BD-001-002



BD-001-003



BD-001-004



BD-001-005


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
BD-001-001	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1.5mm , mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 1.5mm , with handle, WL 136mm
BD-001-002	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm , mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 4mm , with handle, WL 136mm
BD-001-004	Arthroskopie Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Spitze gekröpft , mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy needle electrode, 45° angled, tip angled , with handle, WL 136mm
BD-001-003	Arthroskopie Messerelektrode, 45° abgewinkelt, mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy knife electrode, 45° angled, with handle, WL 136mm
BD-001-005	Arthroskopie Tastelektrode, 90° abgewinkelt, mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy button electrode, 90° angled, with handle, WL 136mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47



Monopolare Keramik-Elektroden für Laparoskopie
Monopolar ceramic electrodes for laparoscopy



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-005-001	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, ceramic, 360mm
EE-005-021	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm
EE-005-002	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode, ceramic, 360mm
EE-005-022	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm
EE-005-003	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, ceramic, 360mm
EE-005-023	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm
EE-005-005	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, ceramic, 360mm
EE-005-025	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm
EE-005-006	Ø 5.0mm monopolare Knöpfelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, ceramic, 360mm
EE-005-026	Ø 5.0mm monopolare Knöpfelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47





EE-004-021



EE-004-022



EE-004-023



EE-004-024



EE-004-025

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-004-021	Trompetenventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Trumpet valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>
EE-004-022	Saug-Spül-Schiebeventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Suction-irrigation sliding valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>
EE-004-023	Saug-Spül-Trompetenventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Suction-irrigation trumpet valve with electr. adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>
EE-004-024	Doppel-Trompetenventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Double trumpet valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>
EE-004-025	Pistolenhandgriff Schiebeventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Pistol handle sliding valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47



Austauschbare monopolare Elektroden
Exchangeable monopolar electrodes



EE-004-001
 bis / to
EE-004-006



EE-004-001



EE-004-002



EE-004-003



EE-004-005



EE-004-006

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EE-004-001

Ø 5.0mm austauschbare Nadelelektrode, 330mm, für Handgriffe **EE-004-021 bis EE-004-025**
 Ø 5.0mm exchangeable needle electrode, 330mm, for handles **EE-004-021 to EE-004-025**

EE-004-002

Ø 5.0mm austauschbare 90°-Hakenelektrode, 330mm, für Handgriffe **EE-004-021 bis EE-004-025**
 Ø 5.0mm exchangeable 90°-hook electrode, 330mm, for handles **EE-004-021 to EE-004-025**

EE-004-003

Ø 5.0mm austauschbare J-Hakenelektrode, 330mm, für Handgriffe **EE-004-021 bis EE-004-025**
 Ø 5.0mm exchangeable J-hook electrode, 330mm, for handles **EE-004-021 to EE-004-025**

EE-004-005

Ø 5.0mm austauschbare Spatelektrode, 330mm, für Handgriffe **EE-004-021 bis EE-004-025**
 Ø 5.0mm exchangeable spatula electrode, 330mm, for handles **EE-004-021 to EE-004-025**

EE-004-006


Ø 5.0mm austauschbare Knopfelektrode, 330mm, für Handgriffe **EE-004-021 bis EE-004-025**
 Ø 5.0mm exchangeable button electrode, 330mm, for handles **EE-004-021 to EE-004-025**



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47



Austauschbare monopolare Elektroden in Verbindung mit Trompetenventil
Exchangeable monopolar electrodes in connection with trumpet valve



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-003-000	Trompetenventil für austauschbare Elektrodenschäfte <i>Trumpet valve for exchangeable electrodes</i>
EE-003-001	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Nadelelektrode, mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar needle electrode, with trumpet valve, 330mm
EE-003-011	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Nadelelektrode, mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar needle electrode, with trumpet valve, 450mm
EE-003-002	Ø 5.0mm austauschbare monopolare 90°-Hakenelektrode, mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar 90°-hook electrode, with trumpet valve, 330mm
EE-003-012	Ø 5.0mm austauschbare monopolare 90°-Hakenelektrode, mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar 90°-hook electrode, with trumpet valve, 450mm
EE-003-003	Ø 5.0mm austauschbare monopolare J-Hakenelektrode, mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar J-hook electrode, with trumpet valve, 330mm
EE-003-013	Ø 5.0mm austauschbare monopolare J-Hakenelektrode, mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar J-hook electrode, with trumpet valve, 450mm
EE-003-005	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Spatelektrode, mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar spatula electrode, with trumpet valve, 330mm
EE-003-015	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Spatelektrode, mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar spatula electrode, with trumpet valve, 450mm
EE-003-006	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Knopfelektrode, mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar button electrode, with trumpet valve, 330mm
EE-003-016	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm exchangeable monopolar button electrode, with trumpet valve, 450mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47





EE-001-001
bis / to
EE-001-016



EE-000-006
bis / to
EE-000-006-25



EE-000-003
bis / to
EE-000-003-25



EE-000-002
bis / to
EE-000-002-25



EE-000-005
bis / to
EE-000-005-25



EE-000-001
bis / to
EE-000-001-25

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-000-001-20	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 200mm
EE-000-001-25	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 250mm
EE-000-001	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 330mm
EE-000-002-20	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 200mm
EE-000-002-25	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 250mm
EE-000-002	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 330mm
EE-000-003-20	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 200mm
EE-000-003-25	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 250mm
EE-000-003	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 330mm
EE-000-005-20	Ø 2.8mm monopolare Spatelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 200mm
EE-000-005-25	Ø 2.8mm monopolare Spatelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 250mm
EE-000-005	Ø 2.8mm monopolare Spatelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 330mm
EE-000-006-20	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 200mm
EE-000-006-25	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 250mm
EE-000-006	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 330mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47





EE-001-001
bis / to
EE-001-016



EE-001-001 /
EE-001-011



EE-001-002 /
EE-001-012



EE-001-003 /
EE-001-013



EE-001-005 /
EE-001-015



EE-001-006 /
EE-001-016


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-001-001	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, 330mm
EE-001-011	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, 450mm
EE-001-002	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode, 330mm
EE-001-012	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode, 450mm
EE-001-003	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, 330mm
EE-001-013	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, 450mm
EE-001-005	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, 330mm
EE-001-015	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, 450mm
EE-001-006	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, 330mm
EE-001-016	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, 450mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47



Monopolare Elektroden mit Luer-Lock Adapter
Monopolar electrodes with Luer-Lock adapter



EE-001-021
 bis / to
EE-001-036



EE-001-021 /
EE-001-031



EE-001-022 /
EE-001-032



EE-001-023 /
EE-001-033



EE-001-025 /
EE-001-035



EE-001-026 /
EE-001-036




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-001-021	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with Luer-Lock adapter, 330mm
EE-001-031	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with Luer-Lock adapter, 450mm
EE-001-022	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with Luer-Lock adapter, 330mm
EE-001-032	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with Luer-Lock adapter, 450mm
EE-001-023	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with Luer-Lock adapter, 330mm
EE-001-033	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with Luer-Lock adapter, 450mm
EE-001-025	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with Luer-Lock adapter, 330mm
EE-001-035	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with Luer-Lock adapter, 450mm
EE-001-026	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, with Luer-Lock adaptor, 330mm
EE-001-036	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, with Luer-Lock adaptor, 450mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47



Monopolare Elektroden mit Trompetenventil
Monopolar electrodes with trumpet valve





Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-001-041	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-051	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with trumpet valve, 450mm
EE-001-042	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenlektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-052	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenlektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with trumpet valve, 450mm
EE-001-043	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenlektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-053	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenlektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with trumpet valve, 450mm
EE-001-045	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-055	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with trumpet valve, 450mm
EE-001-046	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-056	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with trumpet valve, 450mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47



Monopolare Elektroden mit Doppel-Trompetenventil
Monopolar electrodes with double trumpet valve




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-001-061	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with double trumpet valve, 330mm
EE-001-071	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with double trumpet valve, 450mm
EE-001-062	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with double trumpet valve, 330mm
EE-001-072	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with double trumpet valve, 450mm
EE-001-063	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with double trumpet valve, 330mm
EE-001-073	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with double trumpet valve, 450mm
EE-001-065	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with double trumpet valve, 330mm
EE-001-075	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with double trumpet valve, 450mm
EE-001-066	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, with double trumpet valve, 330mm
EE-001-076	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, with double trumpet valve, 450mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47



Monopolarer Elektrodengriff für auswechselbare Elektrodenspitzen
Monopolar electrode handle for exchangeable electrode tips



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-002-000	Ø 5.0mm Elektrodengriff mit Schaft für auswechselbare Elektrodenspitzen, 320mm Ø 5.0mm electrode handle with sheath for exchangeable electrode tips, 320mm
EE-002-001	Elektrodenspitze, J-Haken Electrode tip, J-hook
EE-002-002	Elektrodenspitze, 90°-Haken Electrode tip, 90°-hook
EE-002-003	Elektrodenspitze, Spatel Electrode tip, spatula
EE-002-004	Elektrodenspitze, Nadel Electrode tip, needle
EE-002-005	Elektrodenspitze, Kugel Electrode tip, ball
EE-002-006	Elektrodenspitze, Messer Electrode tip, knife



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47



Anschluss Ø 4mm Instrumentenseite
Connection Ø 4mm instrument side

Anschluss Geräteseite
Connection unit side



EE-010-001



**EE-010-002 /
 EE-010-012**



EE-010-003



**EE-010-004 /
 EE-010-014**

Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten 34-46
All cables fit with the electrodes/instruments on pages 34-46

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-010-001	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-002	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m , für Erbe ACC/ICC / VIO HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m , for Erbe ACC/ICC / VIO
EE-010-012	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe ACC/ICC / VIO HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe ACC/ICC / VIO
EE-010-003	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Bovie / Valleylab / Conmed HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-004	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m , für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m , for Erbe T-Serie / Martin / Berchtold
EE-010-014	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe T-Serie / Martin / Berchtold



EK-022-070



EK-022-071



**EK-022-072 /
EK-022-073**



EK-022-230



EK-022-231

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-070	Elektrodenverlängerung, für 4mm System, 100mm <i>Electrode extension, used for 4mm system, 100mm</i>
EK-022-071	Elektrodenverlängerung, für 4mm System, 150mm <i>Electrode extension, used for 4mm system, 150mm</i>
EK-022-072	Verjüngungselement von 4mm auf 2.4mm <i>Reducer from 4mm to 2.4mm</i>
EK-022-073	Verjüngungselement von 4mm auf 1.6mm <i>Reducer from 4mm to 1.6mm</i>
EK-022-230	Elektrodenverlängerung, für 2.4mm System, 100mm <i>Electrode extension, used for 2.4mm system, 100mm</i>
EK-022-231	Elektrodenverlängerung, für 2.4mm System, 150mm <i>Electrode extension, used for 2.4mm system, 150mm</i>



**EK-015-001 /
EK-015-011**



**EK-015-002 /
EK-015-012**



**EK-015-003 /
EK-015-013**

**Anschluss Neutralelektronenseite
Connection neutral electrode side**



EK-015-020



EK-015-021




EK-015-022

**Anschluss Geräteseite
Connection unit side**



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-015-001	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 260 x 150mm, für ERBE Geräte (ohne Geräte-Anschlusskabel) <i>Neutral electrode, reusable, 260 x 150mm, for ERBE units (without unit connection cable)</i>
EK-015-011	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 80 x 160mm, für ERBE Geräte (ohne Geräte-Anschlusskabel) <i>Neutral electrode, reusable, 80 x 160mm, for ERBE units (without unit connection cable)</i>
EK-015-002	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 170 x 300mm, inkl. 4m Kabel, für STEMA / Aesculap / Martin / Berchtold Geräte <i>Neutral electrode, reusable, 170 x 300mm, incl. 4m cable, for STEMA / Aesculap / Martin / Berchtold units</i>
EK-015-012	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 80 x 150mm, inkl. 4m Kabel, für STEMA / Aesculap / Martin / Berchtold Geräte <i>Neutral electrode, reusable, 80 x 150mm, incl. 4m cable, for STEMA / Aesculap / Martin / Berchtold units</i>
EK-015-003	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 260 x 150mm (ohne Geräte-Anschlusskabel) <i>Neutral electrode, reusable, 260 x 150mm (without unit connection cable)</i>
EK-015-013	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 80 x 160mm (ohne Geräte-Anschlusskabel) <i>Neutral electrode, reusable, 80 x 160mm (without unit connection cable)</i>
EK-015-020	Geräte-Anschlusskabel passend zu EK-015-001/-011, für Erbe Geräte (T-Serie/ACC/ICC/VIO) <i>Unit connection cable fit with EK-015-001/-011, for Erbe units (T-series/ACC/ICC/VIO)</i>
EK-015-021	Geräte-Anschlusskabel passend zu EK-015-003/-013, für Martin Geräte <i>Unit connection cable fit with EK-015-003/-013, for Martin units</i>
EK-015-022	Geräte-Anschlusskabel passend zu EK-015-003/-013, für Erbe International / Conmed / Valleylab / Martin Geräte <i>Unit connection cable fit with EK-015-003/-013, for Erbe international / Conmed / Valleylab / Martin units</i>



EK-016-000
bis / to
EK-016-002




EK-0216-003



EK-022-030

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-016-000	Gummiband für wiederverwendbare Neutral-Elektroden gelocht, 500mm <i>Rubber band for reusable neutral electrodes, perforated, 500mm</i>
EK-016-001	Gummiband für wiederverwendbare Neutral-Elektroden gelocht, 750mm <i>Rubber band for reusable neutral electrodes, perforated, 750mm</i>
EK-016-002	Gummiband für wiederverwendbare Neutral-Elektroden gelocht, 1000mm <i>Rubber band for reusable neutral electrodes, perforated, 1000mm</i>
EK-016-003	Befestigungsknopf <i>Button for rubber band</i>
EK-022-030	Elektrodenbehälter mit Einsatz und Deckel für Elektroden mit Schaft Ø 2.4mm und 4.0mm <i>Electrode container with rack and lid for electrodes with shaft Ø 2.4mm and 4.0mm</i>
EK-022-031	Elektrodenbehälter mit Einsatz und Deckel für Elektroden mit 12 Standardelektroden (ohne Abbildung) <i>Electrode container with rack and lid for electrodes with 12 standard electrodes (without illustration)</i>



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-001	McPHERSON bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 70mm, Flachstecker <i>McPHERSON bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 70mm, flat plug</i>
EK-030-002	McPHERSON bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.45mm, isoliert, Länge 70mm, Flachstecker <i>McPHERSON bipolar forceps, straight, blunt, 0.45mm, insulated, length 70mm, flat plug</i>
EK-030-003	McPHERSON bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 70mm, Flachstecker <i>McPHERSON bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 70mm, flat plug</i>
EK-030-004	McPHERSON bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.45mm, isoliert, Länge 70mm, Flachstecker <i>McPHERSON bipolar forceps, angled, blunt, 0.45mm, insulated, length 70mm, flat plug</i>
EK-030-005	ADSON bipolare Pinzette, gerade, 1mm, isoliert, Länge 120mm, Flachstecker <i>ADSON bipolar forceps, straight, 1mm, insulated, length 120mm, flat plug</i>
EK-030-010	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-011	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.6mm , isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-012	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-013	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-014	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.6mm , isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-015	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-016	UHRMACHER bipolare Pinzette, gebogen, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, curved, 0.25mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-017	UHRMACHER bipolare Pinzette, gebogen, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, curved, 0.6mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Flachstecker
Bipolar forceps / Flat plug



EK-030-020
bis / to
EK-030-038

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-020	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-021	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-031	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-024	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-025	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-034	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-035	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-028	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-038	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Flachstecker
Bipolar forceps / Flat plug



EK-030-022
bis / to
EK-030-040

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-022	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 150mm , flat plug
EK-030-023	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 150mm , flat plug
EK-030-032	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 160mm , flat plug
EK-030-033	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 160mm , flat plug
EK-030-026	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-027	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-036	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-037	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-029	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-030	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-039	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 240mm , flat plug
EK-030-040	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 240mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Flachstecker
Bipolar forceps / Flat plug



EK-030-041
bis / to
EK-030-056

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-041	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-044	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-047	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-050	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-053	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-056	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Flachstecker
Bipolar forceps / Flat plug



EK-030-042
 bis / to
EK-030-058

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-042	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 150mm , flat plug
EK-030-043	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 150mm , flat plug
EK-030-045	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 160mm , flat plug
EK-030-046	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 160mm , flat plug
EK-030-048	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-049	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-051	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-052	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-054	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-055	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-057	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 240mm , flat plug
EK-030-058	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 240mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Flachstecker
Bipolar forceps / Flat plug



EK-030-041
bis / to
EK-030-056

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-041	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-044	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-047	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-050	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-053	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-056	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Flachstecker
Bipolar forceps / Flat plug



EK-030-059
 bis / to
EK-030-061


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-059	Bipolare Pinzette, gebogen, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 170mm , Flachstecker Bipolar forceps, curved, blunt, 0.3mm , insulated, length 170mm , flat plug
EK-030-060	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-061	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 220mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / 2-pin plug



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-101	McPHERSON bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 70mm, 2-Pin-Stecker McPHERSON bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 70mm, 2-pin plug
EK-030-102	McPHERSON bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.45mm, isoliert, Länge 70mm, 2-Pin-Stecker McPHERSON bipolar forceps, straight, blunt, 0.45mm, insulated, length 70mm, 2-pin plug
EK-030-103	McPHERSON bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 70mm, 2-Pin-Stecker McPHERSON bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 70mm, 2-pin plug
EK-030-104	McPHERSON bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.45mm, isoliert, Länge 70mm, 2-Pin-Stecker McPHERSON bipolar forceps, angled, blunt, 0.45mm, insulated, length 70mm, 2-pin plug
EK-030-105	ADSON bipolare Pinzette, gerade, 1mm, isoliert, Länge 120mm, 2-Pin-Stecker ADSON bipolar forceps, straight, 1mm, insulated, length 120mm, 2-pin plug
EK-030-110	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-111	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-113	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-114	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-116	UHRMACHER bipolare Pinzette, gebogen, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, curved, 0.25mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-117	UHRMACHER bipolare Pinzette, gebogen, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, curved, 0.6mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / 2-pin plug



EK-030-120
 bis / to
EK-030-138

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-120	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 150mm , 2-pin plug
EK-030-121	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm , insulated, length 150mm , 2-pin plug
EK-030-124	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-125	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-134	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-135	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-128	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-138	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 240mm , 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / 2-pin plug



EK-030-122
bis / to
EK-030-140

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-122	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-123	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-126	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-127	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-136	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-137	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-129	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-130	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-139	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-140	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / 2-pin plug



EK-030-141
 bis / to
EK-030-156

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-141	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm , 2-pin plug
EK-030-147	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-150	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-153	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-156	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm , 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / 2-pin plug



EK-030-142
bis / to
EK-030-158

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-142	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-143	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-148	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-149	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-151	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-152	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-154	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-155	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-157	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-158	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / 2-pin plug



EK-030-159
 bis / to
EK-030-161

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-159	Bipolare Pinzette, gebogen, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 170mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, curved, pointed, 0.3mm, insulated, length 170mm, 2-pin plug</i>
EK-030-160	Bipolare Pinzette, gebogen, stumpf, 1.0mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, curved, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-161	Bipolare Pinzette, gebogen, stumpf, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, curved, blunt, 0.3mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps / Flat plug



EK-030-062
bis / to
EK-030-074

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-062	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-065	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-068	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-071	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-074	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps / Flat plug



EK-030-063
 bis / to
EK-030-076

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-063	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 160mm , flat plug
EK-030-064	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 160mm , flat plug
EK-030-066	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-067	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-069	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-070	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-072	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-073	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-075	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 240mm , flat plug
EK-030-076	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 240mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps / Flat plug



EK-030-077 /
EK-030-083 /
EK-030-089 /
EK-030-095

EK-030-080 /
EK-030-086 /
EK-030-092 /
EK-030-098

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-077	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-083	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-089	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-095	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>
EK-030-080	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-086	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-092	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-098	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps / Flat plug



EK-030-078
 bis / to
EK-030-097

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-078	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-079	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-084	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-085	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-090	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-091	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-096	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm , insulated, length 240mm , flat plug
EK-030-097	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm , insulated, length 240mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps / Flat plug



EK-030-081
bis / to
EK-030-100

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-081	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-082	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-087	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-088	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-093	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-094	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-099	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>
EK-030-100	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps / 2-pin plug



EK-030-165
 bis / to
EK-030-174

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-165	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-168	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-171	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-174	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm , 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps / 2-pin plug



EK-030-166
bis / to
EK-030-176

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-166	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-167	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-169	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-170	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-172	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-173	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-175	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-176	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps / 2-pin plug



EK-030-177 /
EK-030-183 /
EK-030-189 /
EK-030-195

EK-030-180 /
EK-030-186 /
EK-030-192 /
EK-030-198

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-177	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-183	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-189	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-195	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm , 2-pin plug
EK-030-180	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-186	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-192	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-198	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm , 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps / 2-pin plug



EK-030-178
bis / to
EK-030-197

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-178	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-179	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-184	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-185	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-190	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-191	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-196	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-197	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps / 2-pin plug



EK-030-181
 bis / to
EK-030-200

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-181	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-182	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-187	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-188	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-193	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm , insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-194	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm , insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-199	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm , insulated, length 240mm , 2-pin plug
EK-030-200	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm , insulated, length 240mm , 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten mit Spülung / Flachstecker
Bipolar forceps with irrigation / Flat plug



**EK-030-201 /
EK-030-204 /
EK-030-207**

**EK-030-202 /
EK-030-203 /
EK-030-205 /
EK-030-206 /
EK-030-208 /
EK-030-209**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-201	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-204	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-207	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-202	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-203	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-205	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-206	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-208	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-209	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 220mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten mit Spülung / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps with irrigation / 2-pin plug



EK-030-301 /
EK-030-304 /
EK-030-307

EK-030-302 /
EK-030-303 /
EK-030-305 /
EK-030-306 /
EK-030-308 /
EK-030-309

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-301	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-304	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-307	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-302	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-303	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-305	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-306	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-308	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-309	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 220mm , 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten mit Spülung / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps with irrigation / Flat plug



EK-030-210
bis / to
EK-030-219

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-210	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-213	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-216	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-219	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten mit Spülung / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps with irrigation / Flat plug



EK-030-211
 bis / to
EK-030-221

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-211	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.0 x 5.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-212	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-214	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.0 x 5.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-215	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-217	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.0 x 5.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-218	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-220	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.0 x 5.0mm , insulated, length 240mm , flat plug
EK-030-221	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 240mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten mit Spülung / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps with irrigation / 2-pin plug



EK-030-310
bis / to
EK-030-319

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-310	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-313	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-316	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-319	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten mit Spülung / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps with irrigation / 2-pin plug



EK-030-311
 bis / to
EK-030-321

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-311	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.0 x 5.0mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-312	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-314	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.0 x 5.0mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-315	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-317	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.0 x 5.0mm , insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-318	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-320	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.0 x 5.0mm , insulated, length 240mm , 2-pin plug
EK-030-321	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 240mm , 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten / Non-Stick / Flachstecker
Bipolar forceps / Non-stick / Flat plug



EK-030-010-NS /
EK-030-011-NS /
EK-030-012-NS

EK-030-013-NS /
EK-030-014-NS /
EK-030-015-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-010-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker JEWELER bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, non-stick, flat plug
EK-030-011-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.6mm , isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 0.6mm , insulated, length 110mm, non-stick, flat plug
EK-030-012-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 110mm, non-stick, flat plug
EK-030-013-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker JEWELER bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, non-stick, flat plug
EK-030-014-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.6mm , isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 0.6mm , insulated, length 110mm, non-stick, flat plug
EK-030-015-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 110mm, non-stick, flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Non-Stick / Flachstecker
Bipolar forceps / Non-stick / Flat plug



EK-030-020-NS
 bis / to
EK-030-034-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-020-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 150mm , non-stick, flat plug
EK-030-021-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm , insulated, length 150mm , non-stick, flat plug
EK-030-024-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 180mm , non-stick, flat plug
EK-030-025-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm , insulated, length 180mm , non-stick, flat plug
EK-030-034-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 200mm , non-stick, flat plug
EK-030-028-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 220mm , non-stick, flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Non-Stick / Flachstecker
Bipolar forceps / Non-stick / Flat plug



EK-030-022-NS
bis / to
EK-030-037-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-022-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-023-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-026-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-027-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-036-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-037-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-029-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-030-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-041-NS
 bis / to
EK-030-049-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-041-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm , non-stick, flat plug
EK-030-047-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm , non-stick, flat plug
EK-030-042-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 150mm , non-stick, flat plug
EK-030-043-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 150mm , non-stick, flat plug
EK-030-048-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, flat plug
EK-030-049-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Non-Stick / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / Non-stick / 2-pin plug



EK-030-110-NS /
EK-030-111-NS /

EK-030-113-NS /
EK-030-114-NS /

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-110-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, non-stick, 2-pin plug
EK-030-111-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, non-stick, 2-pin plug
EK-030-113-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, non-stick, 2-pin plug
EK-030-114-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, non-stick, 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten / Non-Stick / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / Non-stick / 2-pin plug



EK-030-120-NS
 bis / to
EK-030-135-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-120-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 150mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-121-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm , insulated, length 150mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-124-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 180mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-134-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 200mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-135-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm , insulated, length 200mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-128-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm , insulated, length 220mm , non-stick, 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten / Non-Stick / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / Non-stick / 2-pin plug



EK-030-122-NS
bis / to
EK-030-137-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-122-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 150mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-123-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 150mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-126-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-127-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-136-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 200mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-137-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 200mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-129-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm , insulated, length 220mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-130-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm , insulated, length 220mm , non-stick, 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-141-NS
bis / to
EK-030-149-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-141-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-147-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-142-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 150mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-143-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 150mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-148-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-149-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Non-Stick / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps / Non-stick / Flat plug



EK-030-065-NS
bis / to
EK-030-074-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-065-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-068-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-071-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-074-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, non-stick, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Non-Stick / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps / Non-stick / Flat plug



EK-030-066-NS
 bis / to
EK-030-076-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-066-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, flat plug
EK-030-067-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, flat plug
EK-030-069-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 200mm , non-stick, flat plug
EK-030-070-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 200mm , non-stick, flat plug
EK-030-072-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 220mm , non-stick, flat plug
EK-030-073-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 220mm , non-stick, flat plug
EK-030-075-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 240mm , non-stick, flat plug
EK-030-076-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 240mm , non-stick, flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Non-Stick / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps / Non-stick / Flat plug



EK-030-084-NS /
EK-030-090-NS

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-030-084-NS

EK-030-090-NS

Bezeichnung
Description

Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, **Länge 200mm**, Non-Stick, Flachstecker
*Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, **length 200mm**, non-stick, flat plug*

Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, **Länge 220mm**, Non-Stick, Flachstecker
*Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, **length 220mm**, non-stick, flat plug*



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten / Non-Stick / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / Non-stick / 2-pin plug



EK-030-165-NS
 bis / to
EK-030-174-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-165-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-168-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-171-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-174-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm , non-stick, 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Non-Stick / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps / Non-stick / 2-pin plug



EK-030-166-NS
bis / to
EK-030-176-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-166-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-167-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 180mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-170-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 200mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-172-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 220mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-173-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 220mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-175-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm , insulated, length 240mm , non-stick, 2-pin plug
EK-030-176-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm , insulated, length 240mm , non-stick, 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten / Non-Stick / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps / Non-stick / 2-pin plug



EK-030-184-NS /
EK-030-190-NS

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

EK-030-184-NS

Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, **Länge 200mm**, Non-Stick, 2-Pin-Stecker
 Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, **length 200mm**, non-stick, 2-pin plug

EK-030-190-NS

Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, **Länge 220mm**, Non-Stick, 2-Pin-Stecker
 Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, **length 220mm**, non-stick, 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten / Non-Stick / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps / Non-stick / 2-pin plug



EK-030-187-NS /
EK-030-193-NS

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-030-187-NS

EK-030-193-NS

Bezeichnung
Description

Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, **Länge 200mm**, Non-Stick, 2-Pin-Stecker
*Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, **length 200mm**, non-stick, 2-pin plug*

Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, **Länge 220mm**, Non-Stick, 2-Pin-Stecker
*Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, **length 220mm**, non-stick, 2-pin plug*



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten aus Titan / Flachstecker
Bipolar forceps made of titanium / Flat plug



EK-030-400
 bis / to
EK-030-402

2.1.20 Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas bipoliarinis elektrodas - pincetas (2 vnt.)

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-400	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, titanium, straight, pointed, 0.5 x 1.0mm, insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-401	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, titanium, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-402	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, titanium, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 180mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten aus Titan / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps made of titanium / 2-pin plug



EK-030-430
bis / to
EK-030-432

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-430	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, straight, pointed, 0.5 x 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-431	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-432	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Bayonett-Pinzetten aus Titan / Flachstecker
Bipolar bayonet forceps made of titanium / Flat plug



EK-030-403
 bis / to
EK-030-409

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-403	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-406	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-409	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Pinzetten aus Titan / Flachstecker
Bipolar forceps made of titanium / Flat plug



EK-030-404
bis / to
EK-030-411

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-404	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-405	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-407	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-408	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-410	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-411	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Bayonett-Pinzetten aus Titan / 2-Pin-Stecker
Bipolar bayonet forceps made of titanium / 2-pin plug



EK-030-433
 bis / to
EK-030-439

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-433	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-436	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-439	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Pinzetten aus Titan / 2-Pin-Stecker
Bipolar forceps made of titanium / 2-pin plug



EK-030-434
bis / to
EK-030-441

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-434	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-435	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 180mm , 2-pin plug
EK-030-437	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-438	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 200mm , 2-pin plug
EK-030-440	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm , insulated, length 220mm , 2-pin plug
EK-030-441	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm , insulated, length 220mm , 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114



Bipolare Elektroden / Flachstecker
Bipolar electrodes / Flat plug



EK-020-001
 bis / to
EK-020-006



EK-020-001



EK-020-003



EK-020-005



EK-020-006

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-020-001	Ø 5.0mm bipolare 90°-Hakenelektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar 90°-hook electrode, 330mm, flat plug
EK-020-003	Ø 5.0mm bipolare J-Hakenelektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar J-hook electrode, 330mm, flat plug
EK-020-005	Ø 5.0mm bipolare Spatelektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar spatula electrode, 330mm, flat plug
EK-020-006	Ø 5.0mm bipolare Knopfelektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar button electrode, 330mm, flat plug



BD-002-001




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
BD-002-001	Ø 5.0mm bipolare Arthroskopielektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar arthroscopy electrode, 330mm, flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare Koagulationszangen / Flachstecker
Bipolar coagulation forceps / Flat plug



EK-000-001
bis / to
EK-000-006



EK-000-001 /
EK-000-002



EK-000-003 /
EK-000-004



EK-000-005 /
EK-000-006

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-000-001	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, Pinzettenspitze, Federgriff, 330mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, fluted bit, spring handle, 330mm , flat plug
EK-000-002	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, Pinzettenspitze, Federgriff, 450mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, fluted bit, spring handle, 450mm , flat plug
EK-000-003	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, gewellter Steg, Federgriff, 330mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, rippled bar, spring handle, 330mm , flat plug
EK-000-004	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, gewellter Steg, Federgriff, 450mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, rippled bar, spring handle, 450mm , flat plug
EK-000-005	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, zangenartiges Maul, Federgriff, 330mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, tongue type tip, spring handle, 330mm , flat plug
EK-000-006	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, zangenartiges Maul, Federgriff, 450mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, tongue type tip, spring handle, 450mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare zerlegbare Instrumente / Flach-, 2-Pin- und STEMA-Stecker
Bipolar detachable instruments / Flat, 2-pin and STEMA plug



EK-001-007




EK-002-008

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-001-007	Ringgriff für bipolare Koagulationszangen <i>Ring handle for bipolar coagulation forceps</i>
EK-002-008	Standardgriff für bipolare Koagulationszangen <i>Standard handle for bipolar coagulation forceps</i>



**EK-001-003 /
EK-001-005**



**EK-001-004 /
EK-001-006**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-001-003	Innenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 340mm <i>Inner sheath for modular coagulation forceps, 340mm</i>
EK-001-004	Ø 5mm Aussenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 340mm <i>Ø 5mm outer sheath for modular coagulation forceps, 340mm</i>
EK-001-001	Innen- und Aussenrohr komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 340mm <i>Inner and outer sheath complete with ring handle (without insert), 340mm</i>
EK-002-001	Innen- und Aussenrohr komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 340mm <i>Inner and outer sheath complete with standard handle (without insert), 340mm</i>
EK-001-005	Innenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 450mm <i>Inner sheath for modular coagulation forceps, 450mm</i>
EK-001-006	Ø 5mm Aussenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 450mm <i>Ø 5mm outer sheath for modular coagulation forceps, 450mm</i>
EK-001-002	Innen- und Aussenrohr komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 450mm <i>Inner and outer sheath complete with ring handle (without insert), 450mm</i>
EK-002-002	Innen- und Aussenrohr komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 450mm <i>Inner and outer sheath complete with standard handle (without insert), 450mm</i>



Bipolare Anschlusskabel auf den Seiten 113-115
Bipolar connection cables on pages 113-115



Bipolare zerlegbare Instrumente / Flach-, 2-Pin- und STEMA-Stecker
Bipolar detachable instruments / Flat, 2-pin and STEMA plug

Einsatz allein
Insert only

Ø 5.0mm

Instrument komplett
Instrument complete

Instrument komplett
Instrument complete

Zerlegbare bipolare Instrumente
Detachable bipolar instruments



340mm	450mm	Maulteil Tip part	Bezeichnung Description	340mm	450mm	340mm	450mm
EK-005-010	EK-005-020		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-001-010	EK-001-020	EK-002-010	EK-002-020
EK-005-011	EK-005-021		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-001-011	EK-001-021	EK-002-011	EK-002-021
EK-005-012	EK-005-022		Kleppinger Elektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-001-012	EK-001-022	EK-002-012	EK-002-022
EK-005-013	EK-005-023		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-001-013	EK-001-023	EK-002-013	EK-002-023
EK-005-014	EK-005-024		Maryland Dissektions- elektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-001-014	EK-001-024	EK-002-014	EK-002-024
EK-005-015	EK-005-025		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-001-015	EK-001-025	EK-002-015	EK-002-025
EK-005-016	EK-005-026		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-001-016	EK-001-026	EK-002-016	EK-002-026



EK-010-008



EK-010-009


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-008	Adapter für 2-Pin Stecker Adaptor for 2-pin plug
EK-010-009	Adapter für Flachstecker Adaptor for flat plug




Bipolare Anschlusskabel auf den Seiten 113-115
Bipolar connection cables on pages 113-115



Ø 3mm bipolare zerlegbare Instrumente (Pädiatrie) / Rund-Stecker
 Ø 3mm bipolar detachable instruments (paediatry) / Round plug



EK-006-001-20/
 EK-006-001



EK-007-001-20/
 EK-007-001

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-006-001-20	Ø 3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 200mm Ø 3mm bipolar coagulation forceps, detachable, complete with ring handle (without insert), 200mm
EK-006-001	Ø 3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 340mm Ø 3mm bipolar coagulation forceps, detachable, complete with ring handle (without insert), 340mm
EK-007-001-20	Ø 3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 200mm Ø 3mm bipolar coagulation forceps, detachable, complete with standard handle (without insert), 200mm
EK-007-001	Ø 3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 340mm Ø 3mm bipolar coagulation forceps, detachable, complete with standard handle (without insert), 340mm



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 116
 Bipolar connection cables on page 116



Ø 3mm bipolare zerlegbare Instrumente (Pädiatrie) / Rund-Stecker
Ø 3mm bipolar detachable instruments (paediatry) / Round plug

Einsatz allein Insert only		Ø 3.0mm		Instrument komplett Instrument complete		Instrument komplett Instrument complete	
		Zerlegbare bipolare Instrumente Detachable bipolar instruments					
200mm	340mm	Maulteil Tip part	Bezeichnung Description	200mm	340mm	200mm	340mm
EK-008-010-20	EK-008-010		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-006-010-20	EK-006-010	EK-007-010-20	EK-007-010
EK-008-011-20	EK-008-011		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-006-011-20	EK-006-011	EK-007-011-20	EK-007-011



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 116
Bipolar connection cables on page 116





EK-001-007



EK-002-008

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-001-007	Ringgriff für bipolare Koagulationszangen <i>Ring handle for bipolar coagulation forceps</i>
EK-002-008	Standardgriff für bipolare Koagulationszangen <i>Standard handle for bipolar coagulation forceps</i>



**EK-001-003-20 /
 EK-001-003-25**



**EK-001-004-20 /
 EK-001-004-25**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-001-003-20	Innenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 200mm <i>Inner sheath for modular coagulation forceps, 200mm</i>
EK-001-004-20	Ø 5mm Aussenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 200mm <i>Ø 5mm outer sheath for modular coagulation forceps, 200mm</i>
EK-001-001-20	Innen- und Aussenrohr komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 200mm <i>Inner and outer sheath complete with ring handle (without insert), 200mm</i>
EK-002-001-20	Innen- und Aussenrohr komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 200mm <i>Inner and outer sheath complete with standard handle (without insert), 200mm</i>
EK-001-003-25	Innenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 250mm <i>Inner sheath for modular coagulation forceps, 250mm</i>
EK-001-004-25	Ø 5mm Aussenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 250mm <i>Ø 5mm outer sheath for modular coagulation forceps, 250mm</i>
EK-001-001-25	Innen- und Aussenrohr komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 250mm <i>Inner and outer sheath complete with ring handle (without insert), 250mm</i>
EK-002-001-25	Innen- und Aussenrohr komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 250mm <i>Inner and outer sheath complete with standard handle (without insert), 250mm</i>



Bipolare Anschlusskabel auf den Seiten 113-115
 Bipolar connection cables on pages 113-115



Einsatz allein Insert only		Ø 5.0mm		Instrument komplett Instrument complete		Instrument komplett Instrument complete	
		Zerlegbare bipolare Instrumente Detachable bipolar instruments					
200mm	250mm	Maulteil Tip part	Bezeichnung Description	200mm	250mm	200mm	250mm
EK-005-010-20	EK-005-010-25		Tubenfassangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-001-010-20	EK-001-010-25	EK-002-010-20	EK-002-010-25
EK-005-011-20	EK-005-011-25		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-001-011-20	EK-001-011-25	EK-002-011-20	EK-002-011-25
EK-005-012-20	EK-005-012-25		Kleppinger Elektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-001-012-20	EK-001-012-25	EK-002-012-20	EK-002-012-25
EK-005-013-20	EK-005-013-25		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-001-013-20	EK-001-013-25	EK-002-013-20	EK-002-013-25
EK-005-014-20	EK-005-014-25		Maryland Dissektions- elektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-001-014-20	EK-001-014-25	EK-002-014-20	EK-002-014-25
EK-005-015-20	EK-005-015-25		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-001-015-20	EK-001-015-25	EK-002-015-20	EK-002-015-25
EK-005-016-20	EK-005-016-25		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-001-016-20	EK-001-016-25	EK-002-016-20	EK-002-016-25



EK-010-008



EK-010-009

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-008	Adapter für 2-Pin Stecker Adaptor for 2-pin plug
EK-010-009	Adapter für Flachstecker Adaptor for flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf den Seiten 113-115
Bipolar connection cables on pages 113-115



Bipolare zerlegbare Instrumente "Superline" / Flachstecker
Bipolar detachable instruments "Superline" / Flat plug



EK-003-003

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-003

Bezeichnung
Description

Griff für zerlegbare bipolare Superline Koagulationszange
 Handle for modular bipolar Superline coagulation forceps



EK-003-002

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-002

Bezeichnung
Description

Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare Superline Koagulationszange, 340mm
 Ø 5mm sheath for modular bipolar Superline coagulation forceps, 340mm

EK-003-001

Schaft **komplett mit Ringgriff** (ohne Einsatz), 340mm
 Sheath **complete with ring handle** (without insert), 340mm



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113



Bipolare zerlegbare Instrumente "Superline" / Flachstecker
Bipolar detachable instruments "Superline" / Flat plug

Einsatz allein
Insert only

Ø 5.0mm

Instrument komplett
Instrument complete



Zerlegbare bipolare Instrumente
Detachable bipolar instruments




340mm	450mm	Maulteil Tip part	Bezeichnung Description	340mm	450mm
EK-003-010	--		Fasszangenelektrode, 3mm <i>Grasping forceps electrode,</i>	EK-003-020	--
EK-003-011	--		Metzenbaum Scherenelektrode <i>Metzenbaum scissors electrode</i>	EK-003-021	--
EK-003-012	--		Maryland Elektrode <i>Maryland electrode</i>	EK-003-022	--
EK-003-013	--		Fasszangenelektrode, gebogen <i>Grasping forceps electrode, curved</i>	EK-003-023	--
EK-003-014	--		Pinzettenelektrode <i>Forceps electrode</i>	EK-003-024	--
EK-003-015	--		Micro France Elektrode <i>Micro France electrode</i>	EK-003-025	--



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-004-001



EK-004-051

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-004-001	Federgriff für zerlegbare bipolare Koagulationszange <i>Spring handle for modular bipolar coagulation forceps</i>
EK-004-051	Ringgriff für zerlegbare bipolare Koagulationszange <i>Ring handle for modular bipolar coagulation forceps</i>



EK-004-002 /
EK-004-004



EK-004-003 /
EK-004-005

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-004-002	Ø 5mm Kunststoffrohr für zerlegbare bipolare Koagulationszangen, 330mm <i>Ø 5mm plastic sheath for modular bipolar coagulation forceps, 330mm</i>
EK-004-004	Ø 5mm Kunststoffrohr für zerlegbare bipolare Koagulationszangen, 430mm <i>Ø 5mm plastic sheath for modular bipolar coagulation forceps, 430mm</i>
EK-004-003	Ø 5mm Metallrohr für zerlegbare bipolare Koagulationszangen, 330mm <i>Ø 5mm metal sheath for modular bipolar coagulation forceps, 330mm</i>
EK-004-005	Ø 5mm Metallrohr für zerlegbare bipolare Koagulationszangen, 430mm <i>Ø 5mm metal sheath for modular bipolar coagulation forceps, 430mm</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Bipolare zerlegbare Instrumente / Flachstecker
Bipolar detachable instruments / Flat plug

Einsatz allein
Insert only

Ø 5.0mm

Instrument komplett
Instrument complete

Instrument komplett
Instrument complete



Zerlegbare bipolare Instrumente
Detachable bipolar instruments



330mm

430mm

Maulteil
Tip part

Bezeichnung
Description

330mm

430mm

330mm

430mm

EK-004-023

EK-004-030



Plattenelektrode, 3mm
Plate electrode, 3mm

EK-004-013

EK-004-019

EK-004-063

EK-004-069

EK-004-021

EK-004-028



Pinzettenelektrode, 1mm Spitze
Fluted bit electrode, 1mm tip

EK-004-011

EK-004-018

EK-004-061

EK-004-068

EK-004-020

EK-004-027



Tubenfasszangenelektrode,
gewellter Steg
*Tubal grasping forceps
electrode, rippled bar*

EK-004-010

EK-004-017

EK-004-060

EK-004-067



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113



Anschlusskabel für bipolare Elektroden/Instrumente, autoklavierbar
Connection cables for bipolar electrodes/instruments, autoclavable



Anschluss Flachstecker Instrumentenseite
Connection flat plug instrument side

Anschluss Geräteseite
Connection unit side



**EK-010-010 /
EK-010-011**



**EK-010-012 /
EK-010-013**



**EK-010-014 /
EK-010-015**



**EK-010-016 /
EK-010-017**

**Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten: 51-57, 64-68, 74, 76/77, 80-83,
 All cables fit with the electrodes/instruments on pages: 88-90, 95, 97/98, 101-104, 107-112**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-010	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, flat plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-011	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 5m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, flat plug, length 5m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-012	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, flat plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-013	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 5m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, flat plug, length 5m , for Erbe / Storz
EK-010-014	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 3m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, flat plug, length 3m , for Valleylab / EMC
EK-010-015	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 5m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, flat plug, length 5m , for Valleylab / EMC
EK-010-016	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 3m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, flat plug, length 3m , 2 banana plugs
EK-010-017	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 5m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, flat plug, length 5m , 2 banana plugs

Anschluss 2-Pin-Stecker Instrumentenseite
Connection 2-pin plug instrument side

Anschluss Geräteseite
Connection unit side



EK-010-030 /
EK-010-031



EK-010-032 /
EK-010-033



EK-010-034 /
EK-010-035



EK-010-036 /
EK-010-037

Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten: 58-63, 69-73, 75, 78/79, 84-87,
All cables fit with the electrodes/instruments on pages: 91-94, 96, 99/100, 103, 107-108

2.1.19 Daugkartinio naudojimo, sterilizuojama bipoliarinio elektrodo - pinceto rankena, jungiamojo laido ilgis ≥ 4 m (2 vnt.)

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-030	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-031	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 5m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 5m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-032	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-033	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 5m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 5m , for Erbe / Storz
EK-010-034	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 3m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 3m , for Valleylab / EMC
EK-010-035	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 5m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 5m , for Valleylab / EMC
EK-010-036	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 3m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 3m , 2 banana plugs
EK-010-037	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 5m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 5m , 2 banana plugs

Anschluss STEMA-Stecker Instrumentenseite
Connection STEMA plug instrument side

Anschluss Geräteseite
Connection unit side



EK-010-001



EK-010-002



EK-010-003



EK-010-004

Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten: 103/104, 107/108
All cables fit with the electrodes/instruments on pages:

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-001	HF-Anschlusskabel bipolar, STEMA-Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, STEMA plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-002	HF-Anschlusskabel bipolar, STEMA-Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, STEMA plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-003	HF-Anschlusskabel bipolar, STEMA-Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, STEMA plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-004	HF-Anschlusskabel bipolar, STEMA-Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, STEMA plug, length 3m , for Erbe / Storz

Anschluss 3mm-Stecker Instrumentenseite
Connection 3mm plug instrument side

Anschluss Geräteseite
Connection unit side



EK-010-020



EK-010-022



EK-010-024



EK-010-026

Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten: 105/106
All cables fit with the electrodes/instruments on pages:

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-020	HF-Anschlusskabel bipolar, 3mm Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, 3mm plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-022	HF-Anschlusskabel bipolar, 3mm Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, 3mm plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-024	HF-Anschlusskabel bipolar, 3mm Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, 3mm plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-026	HF-Anschlusskabel bipolar, 3mm Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, 3mm plug, length 3m , for Erbe / Storz



EK-030-500
 bis / to
EK-030-503

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-500	Bipolare Schere, gebogen, standard Blatt, isoliert, Länge 180mm , Rundstecker Bipolar scissors, curved, standard blade, insulated, length 180mm , round plug
EK-030-501	Bipolare Schere, gebogen, standard Blatt, isoliert, Länge 210mm , Rundstecker Bipolar scissors, curved, standard blade, insulated, length 210mm , round plug
EK-030-502	Bipolare Schere, gebogen, standard Blatt, isoliert, Länge 230mm , Rundstecker Bipolar scissors, curved, standard blade, insulated, length 230mm , round plug
EK-030-503	Bipolare Schere, gebogen, standard Blatt, isoliert, Länge 280mm , Rundstecker Bipolar scissors, curved, standard blade, insulated, length 280mm , round plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 118
 Bipolar connection cables on page 118



Anschluss Rundstecker Instrumentenseite
Connection round plug instrument side

Anschluss Geräteseite
Connection unit side



EK-010-050 /
EK-010-051



EK-010-052 /
EK-010-053



EK-010-054 /
EK-010-055



EK-010-056 /
EK-010-057

Alle Kabel passen zu den Scheren auf der Seite: 117
All cables fit with the scissors on page:

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-050	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, round plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-051	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 5m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, round plug, length 5m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-052	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, round plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-053	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 5m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, round plug, length 5m , for Erbe / Storz
EK-010-054	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 3m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, round plug, length 3m , for Valleylab / EMC
EK-010-055	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 5m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, round plug, length 5m , for Valleylab / EMC
EK-010-056	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 3m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, round plug, length 3m , 2 banana plugs
EK-010-057	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 5m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, round plug, length 5m , 2 banana plugs