


## TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS (TDS)

Produktas	Nelaton kateteris						
Standartinis testas	Q/320412SYS012-2011 《vienkartinis sterilus Nelaton kateteris						
Tikrinimo turinys <sup>3</sup>							
Punktai	Techniniai reikalavimai						
Išvaizda	Vamzdelis yra skaidrus ar permatomas, vienodo storio, vidinis išorinis paviršius yra lygus, su piltuvėlio jungtimi, dviem šoninės akimis ir uždaru antgaliu pabaigoje						
	FR/CH	O.D	I.D	Vamzdelio ilgis moteriško	Vamzdelio ilgis vyriško	Jungties ilgis	Jungties spalva
Dydis(mm)	F5	1.3±0.5	0.6±0.2	150±10	370±10	35±0.2	pilka
	F6	2.0±0.5	1.1±0.3	150±10	370±10	35±0.2	Šviesiai žalia
	F7	2.3±0.5	1.3±0.4	150±10	370±10	35±0.2	Melsvai žalia
	F8	2.7±0.5	1.5±0.4	150±10	370±10	35±0.2	Šviesiai mėlyna
	F10	3.3±0.5	2.2±0.4	150±10	370±10	35±0.2	juoda
	F12	4.0±0.5	2.5±0.4	150±10	370±10	35±0.2	balta
	F14	4.7±0.5	3±0.4	150±10	370±10	35±0.2	žalia
	F16	5.3±0.5	3.4±0.4	150±10	370±10	35±0.2	oranžinė
	F18	6.0±0.8	3.9±0.8	150±10	370±10	35±0.2	raudona
	F20	6.7±0.8	4.3±0.8	150±10	370±10	35±0.2	geltona
	F22	7.3±0.8	5±0.8	150±10	370±10	35±0.2	violetinė
	F24	8.0±0.8	5.5±0.8	150±10	370±10	35±0.2	Tamsiai mėlyna
Stiprumas	Jungtis turi būti tvirtai sujungta su vamzdeliu						
Neigiamo slėgio pasipriešinimas	Nėra deformacijos esant neigiamam 40 Kpa slėgiui 15 sek.						
Struktūros patikimumas (Minimali jėga)	mm		Minimali jėga				
	1.3~2.7		5				
	3.0~4.7		15				
	≥5		20				
Sterilizavimas	Reikėtų sterilizuoti						
Sterilizavimo testas	Nėra bakterijų augimo po 5 dienų aerobų ir anaerobų auginimo esant 35 laipsnių temperatūrai. Nėra bakterijų augimo po 7 dienų pelėsių auginimo 25 laipsnių temperatūroje.						
EO likučiai	Likučių kiekis≤10ug/g						
Produkto nuotrauka	<div></div>						