

UAB „SK Partners“

I. Kanto al. 10-40, LT-06217 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale,
rejestro Nr. 104550, įm.k. 300851783, PVM LT100003240718

VšĮ Nacionalinis kraujo centras

PASIŪLYMAS
DĖL PRIDĖTINIO TROMBOCITŲ TIRPALO PIRKIMO

2015-10-05 Nr. 2015/10/05

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „SK Partners“
Tiekėjo adresas	I. Kanto al. 10-40, LT-06217 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas	300851783
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Marijus Kasteckas, direktorius
Telefono numeris	8 686 45711
El. pašto adresas	marijus@skpartners.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Mes siūlome šias prekes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis vnt.	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM	Bendra kaina EUR su PVM
1.	Pridėtinis trombocitų tirpalas, 250 ml (Terumo BCT, ref. 40841)	100	7,20	7,56	756,00
2.	Pridėtinis trombocitų tirpalas, 300 ml (Terumo BCT, ref. 40842)	100	7,60	7,98	798,00


Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	SK Partners pasiūlymas 1 priedas	1
2.	Registracijos pažymėjimo kopija	1
3.	Techninė informacija	4

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parasas)

Marijus Kasteckas
(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "SK Partners"**
Kodas: **300851783**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2007 m. gegužės 25 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus II
privatiųjų juridinių asmenų registravimo grupės
vedėja



Gražina Mackevičienė

Pažymėjimas išduotas: **2007 m. gegužės 25 d.**

Nr. 104550

EC Declaration of Conformity

Legal Entity: Terumo BCT, Inc.

Address of Legal Entity: 10811 West Collins Avenue
Lakewood
Colorado, 80215
USA

Authorized Representative established in the Community: Terumo BCT Europe NV
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32.2.715.05.90
Fax: +32.2.721.07.70

Name of the Device Concerned: Terumo – Pladetet Additive Solution + (T-PAS+)

Device Class and Classification Rule: Terumo – Pladetet Additive Solution + (T-PAS+) is classed based on rule 3 of Annex IX of the directive and is Class IIb. We have not chosen to classify individual system components. No rule in the directive would classify any component as Class III. This device does not incorporate, as an integral part, a medicinal product as referred to in the above-mentioned directive, Annex I, Section 7.4.


GMDN Code: Blood Storage Solution [46668]

Conformity Assessment Procedure: Medical Device Directive (93/42/EEC as amended, Annex II, Section 3.2)

Address of Notified Body: BSI
Kitemark Court
Davey Avenue
Knowlhill
Milton Keynes MK5 8PP
United Kingdom

Notified Body Number: 0086

We hereby declare that the devices on pages 1 and 2 of this declaration comply with the European Council Directive 93/42/EEC and its amendments concerning medical devices.



Mark Holmes
Vice President

18/2/2013
Date (Day/Month/Year)

EC Declaration of Conformity Applicable products

Catalog Number	Description	Classification and Rule
40840	Terumo – Platelet Additive Solution+ (T-PAS+) 200ml	Class IIb per rule 3
40841	Terumo – Platelet Additive Solution+ (T-PAS+) 250ml	Class IIb per rule 3
40842	Terumo – Platelet Additive Solution+ (T-PAS+) 300ml	Class IIb per rule 3
40843	Terumo – Platelet Additive Solution+ (T-PAS+) 500ml	Class IIb per rule 3

HIGH-QUALITY, COST-EFFECTIVE PLATELET ADDITIVE SOLUTION

T-PAS+

Terumo BCT Platelet Additive Solution

T-PAS+ is a high-quality platelet additive solution (PAS) used to store platelets, replacing a significant amount of the plasma volume normally required. T-PAS+ has been qualified for use with platelets derived from both whole blood and apheresis collections and is the recommended storage solution for platelets treated with the Mirasol® Pathogen Reduction Technology System.

To help reduce waste and cost, T-PAS+ is available in a range of volumes appropriate for both apheresis and whole blood collections and packaged to connect easily to Terumo BCT collection sets.

To order T-PAS+, contact your Terumo BCT representative.

T-PAS+

40840, 40841, 40842, 40843

- **PROVEN PRODUCT** – Well-established in the market, with widespread use in Europe
- **EASY TO CONNECT** – Packaged with connectors appropriate for use with Terumo BCT and a broad range of other apheresis and whole blood collection devices and processing kits
- **REDUCES WASTE** – Available in a range of volumes to reduce waste due to unused product
- **COST EFFECTIVE** – Larger size eliminates the need to use two smaller bags for applications requiring a larger volume of PAS
- **ENHANCES DONOR PRODUCTIVITY** – Plasma replaced by T-PAS+ solution can be collected for use as additional products for transfusion
- **MINIMIZES SAFETY CONCERNS** – Luer lock reduces the risk of misconnection while using the Trima Accel® Automated Blood Collection System; the addition of sterile dock tubing provides the flexibility for connection to multiple platforms
- **MAY REDUCE ADVERSE EVENTS** – Published studies indicate that PAS-stored platelets have a lower incidence of transfusion reactions as compared to plasma-stored platelets
- **ENHANCES EFFICIENCY AND CONVENIENCE** – Terumo BCT is committed to providing the products blood centers need for collection and processing activities; ordering from a single partner saves time and simplifies processes

Chemical Composition

Component	Percentage (w/v)	Grams/1,000 mL	CAS number
Sodium Citrate Ph Eur/USP (Natrii Citras Ph Eur)	0.318%	3.18 g	68-04-2
Sodium Acetate Ph Eur/USP (Natrii acetat trihydricus Ph Eur)	0.442%	4.42 g	127-09-3
Sodium Dihydrogen Phosphate Ph Eur/USP (Natrii dihydrogenophosphas dihydricus Ph Eur)	0.105%	1.05 g	13472-35-0
Disodium Hydrogen Phosphate Ph Eur/USP (Dinatrii phosphas dodecahydricus Ph Eur)	0.769%	7.69 g	10028-24-7
Potassium Chloride Ph Eur/USP (Kalii chloridum Ph Eur)	0.037%	0.37 g	7447-40-7
Magnesium Chloride Ph Eur/USP (Magnesii chloridum hexahydricum Ph Eur)	0.030%	0.30 g	7786-30-3
Sodium Chloride Ph Eur/USP (Natrii chloridum Ph Eur)	0.405%	4.05 g	7647-14-5
Water for Injection (Aqua ad Injunctabilia Ph Eur)	–	–	–

40840 200 mL



40841 250 mL



40842 300 mL



40843 500 mL



Presentation

T-PAS+	Volume	Units Per Case	Connector	Labeling Languages
40840	200 mL	30	Sterile Dock Tubing	English, German, Dutch, French, Spanish, Italian, Portuguese, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian, Polish, Czech, Greek, Turkish
40841	250 mL	24	Sterile Dock Tubing + Male Luer	English, German, Dutch, French, Spanish, Italian, Portuguese, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian, Polish, Czech, Greek, Turkish
40842	300 mL	24	Sterile Dock Tubing + Male Luer	English, German, Dutch, French, Spanish, Italian, Portuguese, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian, Polish, Czech, Greek, Turkish
40843	500 mL	18	Sterile Dock Tubing + Male Luer	English, German, Dutch, French, Spanish, Italian, Portuguese, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian, Polish, Czech, Greek, Turkish

**TO ORDER T-PAS+, CONTACT YOUR TERUMO BCT REPRESENTATIVE.
AVAILABLE IN SELECT MARKETS. NOT AVAILABLE IN THE U.S.**

TERUMOBCT

Terumo BCT is a global leader in blood component, therapeutic apheresis and cellular technologies. We believe in the potential of blood to do even more for patients than it does today. This belief inspires our innovation and strengthens our collaboration with customers.

UNLOCKING THE POTENTIAL OF BLOOD | TERUMOBCT.COM

Terumo BCT, Inc.

10811 West Collins Ave.
Lakewood, Colorado 80215-4440
USA
USA Phone: 1.877.339.4228
Phone: +1.303.231.4357
Fax: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.

Europe, Middle East and Africa
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Belgium
Phone: +32.2.715.05.90
Fax: +32.2.721.07.70

Terumo BCT (Asia Pacific) Ltd.

Room 3903-3903A, 39/F
ACE Tower, Windsor House
311 Gloucester Road
Causeway Bay, Hong Kong
Phone: +852.2283.0700
Fax: +852.2576.1311

Terumo BCT Latin America S.A.

La Pampa 1517-12th Floor
C1428DZE
Buenos Aires
Argentina
Phone: +54.11.5530.5200
Fax: +54.11.5530.5201

Terumo BCT Japan, Inc.

20-14, 3-chome
Higashi Gotanda, Shinagawa-ku
Tokyo, 141-0022
Japan
Phone: +81.3.6743.7890
Fax: +81.3.6743.9800