

SUSITARIMAS Nr. S1- 8/22
DĖL 2021 M. GRUODŽIO 27 D. DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ,
SERUMŲ IR ANALIZATORIŲ NUOMOS AR PANAUDOS VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO
SUTARTIES NR. S1-497/21 NENURODYTŲ PREKIŲ PIRKIMO

2022 m. sausio 17 d., Vilnius

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, laikinai vykdančio direktoriaus pareigas, veikiantis pagal Vilniaus miesto savivaldybės mero 2022 m. sausio 13 d. potvarkį Nr. 23-18/22 ir UAB Mediq Lietuva (toliau - Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Marcinkonio, kartu vadinamos „Šalimis“, vadovaujantis 2022 m. sausio 10 d. sutarties Nr. S1-497/21 9.4. ir 9.6. punktu, susitaria dėl sutarties priede Nr. 1 nenurodytų prekių pirkimo, tačiau susijusių su pirkimo objektu neviršijant 10 % (procentų) Sutarties sumos. Šalys susitaria dėl sekančių nuostatų:

1. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui perduoti panaudos būdu Accu-Chek Inform II analizatorių, kuris yra skirtas atlikimui gliukozės koncentracijos tyrimui ir Tiekėjas įsipareigoja tiekti reagentus pagal Pirkėjo poreikį, neviršijant Sutarties 9.6. punkte numatytos 10 % Sutarties vertės. (Susitarimo Priedas Nr. 1)
2. Šalys susitarė, kad bendra pirkimo suma **1814,40 Eur su PVM**.
3. Šalys susitaria, kad susitarimas galioja pagal pagrindinės sutarties galiojimo trukmę. Pratęsus sutartį, kartu pratęsiamas ir šis susitarimas.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime lieka nepakeistos ir taikomos tokia apimtimi, kiek neprieštarauja šiuo Susitarimu padarytiems pakeitimams.

Šalių parašai ir rekvizitai.:

PIRKĖJAS

VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Buvein. adr. Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
Korespond. adr. Antakalnio g. 124, Vilnius
Įmonės kodas 302692454
PVM kodas LT100006560213
A/s LT867044060007990186
AB SEB bankas, banko k. 70440
Tel.: 85 2344487, faks.: 85 2346966

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei
pagalbai, laikinai vykdančio direktoriaus pareigas

Gintautas Oleka




PARDAVĖJAS

UAB Mediq Lietuva
Kolektyvo g. 15-20, LT-08314 Vilnius
Įmonės kodas 302513086
PVM kodas LT100005456916
A/s LT877300010159582502
AB Swedbank bankas, banko k. 73000
Tel.: 85 2688445, faks.: 85 2688470
El.p.: mediqlietuva@mediq.com.

Direktorius

Giedrius Marcinkonis



ANALIZATORIUS ACCU-CHEK INFORM II GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS TYRIMO NUSTATYMAI PRIE LIGONIO LOVOS SU DUOMENŲ PERSIUNTIMU Į ĮSTAIGOS LIS (1 VNT.) PANAUDA IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JUO

Eil. Nr.	Reikalavimai	Reikalavimo reikšmė	Reikalavimo atitikimas (tiksli pasiūlymo nuoroda)
1.	Portatyvus diagnostinis analizatorius gliukozės koncentracijos kiekybiniam nustatymui su originaliu dėklu (ar gamintojo validuotu).	Būtina	Portatyvus diagnostinis analizatorius gliukozės koncentracijos kiekybiniam nustatymui su dėklu transportavimui. Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
2.	Matavimo metodas – elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija.	Būtina	Matavimo metodas – elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija. Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
3.	Mėginys - veninis, kapiliarinis, arterinis kraujas ir naujagimių kr. matuoti tiek tiesiogiai (iš kraujo lašo nuo piršto, kulno, ausies).	Būtina	Mėginys - veninis, kapiliarinis, arterinis kraujas, naujagimių kr. matuoti tiek tiesiogiai, tiek iš vakuuminės ir kapiliarinės sistemos talpų su KEDTA ir Li heparinu. Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II ir Atitikimas 3 - AC Inform II juosteles ENG_PakuotesLapelis (sk.Naudojimo paskirtis bei Informacija sveikatos priežiūros specialistams)
4.	Tinkamas naudoti kritinėmis ligomis sergantiems pacientams (intensyvios terapijos skyriuose).	Būtina	Tinkamas naudoti kritinėmis ligomis sergantiems pacientams (intensyvios terapijos skyriuose). Atitikimai - AccuChek Inform II Brochure POC koordinatoriui/3psl
5.	Mėginys įsiurbiamas, kiekis iki 1 μl.	Būtina	Mėginys įsiurbiamas, kiekis 0,6 μl. Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
6.	Tyrimo atlikimo trukmė iki 10 sek.	Būtina	Tyrimo atlikimo trukmė 5 sek. Atitikimai - Brochure Accu-Chek

			Inform II 12psl.
7.	Mēginio kiekio pakankamumo patvirtinimo f-ja (garsinis signalas arba vizualinis signalas).	Būtina	Mēginio kiekio pakankamumo patvirtinimo f-ja (garsinis signalas). Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 11psl.
8.	Mēginio hematokrito ribos ne siauresnės kaip 15-65%.	Būtina	Mēginio hematokrito ribos 10-65%. Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
9.	Matuojamos gliukozės konc.ribos ne siauresnės kaip 0,6-33,0 mmol/l.	Būtina	Matuojamos gliukozės konc.ribos ne siauresnės kaip 0,6-33,3 mmol/l. Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl.
10.	Kalibravimas pagal IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Tarptautinės klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos federacijos) plazmą ar lygiavertis - rezultatai atitinka gliukozės koncentraciją kraujo plazmoje.	Būtina	Rezultatai atitinka gliukozės koncentraciją kraujo plazmoje. Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 12psl
11.	Kokybės kontrolė ne mažiau kaip 2 lygių. Neatlikus kokybės kontrolės matavimai blokuojami.	Būtina	Kokybės kontrolė 2 lygių. / pasiūlyta 2 lygių bei gamintojo dokumentuose skirtingų lygių kokybės kontrolės aprašai
12.	Naudojami reagentai/juostelės neturi galiojimo apribojimo, atidarius pakuotę galioja iki galiojimo datos ant pakuotės. Integruota apsauga nuo pragaliojusių reagentų/juostelių	Būtina	Naudojami reagentai/juostelės neturi galiojimo apribojimo, atidarius pakuotę galioja iki galiojimo datos ant pakuotės. Integruota apsauga nuo pragaliojusių reagentų/juostelių Atitikimai/ AC Inform II juostelės LT PakuotesLapelis
13.	Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui nurodo tyrimo seką ir rodo atliekamo matavimo eigą.	Pageidautina	Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui nurodo tyrimo seką ir rodo atliekamo matavimo eigą. Atitikimai / Accu Check Inform II Operators Manual LT/42psl
14.	Jutiklinis (liečiamas) valdymo LCD ekranas.	Būtina	Jutiklinis valdymo ekranas. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 10psl.
15.	Atmintis ne mažiau kaip 1000 matavimo rezultatų, su data, laiku ir komentarais. Papildomai prietaisas saugo daugiau negu vienos juostelių ir kokybės kontrolės partijos (LOT) informaciją.	Butina	Atmintis ne mažiau kaip 2000 matavimo rezultatų, su data, laiku ir komentarais. / Accu Check Inform II Operators Manual LT 137psl
16.	Darbinė temperatūra tyrimams atlikti ne blogiau kaip: 15-40°C, drėgnumas iki 90%.	Būtina	Darbinė temperatūra tyrimams atlikti: 8-44°C, drėgnumas iki 90%. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek

			Inform II 10psl. Ir Accu Check Inform II Operators Manual LT 137psl, AC Inform II juostelės LT PakuotesLapelis
17.	Analizatorius portatyvus iki 0,4 kg, nešiojamas, pritaikytas tyrimams atlikti paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. point of care testing).	Būtina	Svoris 0,347 kg. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 10psl.
18.	Maitinimas: įkrovimas 220V ir autonominis (baterijos/akumuliatorius) užtikrinantis ne mažiau kaip 60 matavimų iš eilės.	Būtina	Maitinimas: 220V ir autonominis (akumuliatorius) užtikrinantis ne mažiau kaip 100 matavimų iš eilės su viena pilna įkrova. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II (4h įkrova - 50 matavimų, po 6h - 100 matavimų) ir Accu Check Inform II Operators Manual LT 138psl.
19.	Duomenų įvedimas, perdavimas, keitimasis. Matavimo prietaise integruotas brūkšniinių kodų skaitytuvas paciento ID, juostelių ir kokybės kontrolės (LOT) su kontrolinėmis ribomis nuskaitymui, dvikryptis ryšys/duomenų perdavimas: automatinis rezultatų siuntimas į LJS, nuotoliniai sist.administratoriaus nustatymai.	Būtina	Duomenų perdavimas, keitimasis: 1.Infraraudonųjų spindulių sąsaja, 2.Beveilo ryšio prievadas WLAN, 3.Integruotas brūkšniinių kodų skaitytuvas, 4.Nuotoliniai sist.administratoriaus nustatymai. / Atitikimai - Brochure Accu-Chek Inform II 13 ir 16psl. ir Accu Check Inform II Operators Manual LT 22 psl.
20.	Prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui. Pateikiami dokumentai įrodo kad prietaisas nėra self-testing paskirties (nepatenka į 98/79/EC direktyvos antrojo priedo B sąrašą).	Būtina	Pateiktas IVD CE 98/79EC sertifikatas / CE instrument ir CE Accu-Chek Performa System
21.	Prietaiso instrukcija lietuvių kalba ir anglų kalba.	Būtina	Pridėta prietaiso instrukcija lietuvių kalba ir originalo kalba. / Accu Check Inform II Operators Manual ENG ir Accu Check Inform II Operators Manual LT

Reagentai bei papildomos priemonės Accu-Chek Inform II analizatoriui skirtam kiekybiniam gliukozės koncentracijos tyrimo nustatymui										
Analizatoriaus pavadinimas:										
Eil. Nr.	Tyrimai / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Preliminarus tyrimų skaičius	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Išskaičiuotas siūlomų pakuočių skaičius	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Pasiūlymo kaina, EUR be PVM	Pasiūlymo o kaina, EUR su PVM	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Gliukozės koncentracija	3500								
1.1.	Accucheck Inform II Gliukozės juostelės N50		3500vnt juostelių	N50	70vnt	24,00	1680,00	1764,00	Roche, ACCU-CHEK INFORM II EU2, 05942861044	
1.2.	Accu-Chek Performa Controls II Roche 2x2.5ml		4rink	1x(2x2.5ml)	4rink	12,00	48,00	50,40	Roche, ACCU-CHEK PERFORMA INT'L CONTROLS II, 05078164001	

Šalių parašai.:

PIRKĖJAS

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Direktorius pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, laikinai vykdantis direktoriaus pareigas

Gintautas Oleka

A.V.

PARDAVĖJAS

UAB Mediq Lietuva

Direktorius

Giedrius Marcinkonys



[Handwritten signature]

