


Capillary blood collection



The capillary blood collection range


EDTA

Prepared for haematological analyses

Anticoagulant: EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid)

Description of the vessel: GK 150

Item no.	Description
077002	EDTA 150 µl
	Packing unit:
	100 pcs in bag



The capillary blood collection range

Blood sedimentation

Prepared for the measurement of the blood sedimentation rate


Anticoagulant:

sodium citrate: 3,8 %

Mixing ratio: 1:5

Description of the vessel: GK 150

Item no.	Description
077510	ESR 150 µl
	Packing unit:
	50 pcs in bag



The capillary blood collection range


Serum

Prepared for serum collection with coagulation inducer

Description of the vessel: GK 150 Standing rim

Item no.	Description
077166	SE 200 µl
	Packing unit:
	100 pcs in bag

VITREX




For your safety and
patient comfort

VITREX® STERILANCE® Lite II SAFETY LANCET


- ◆ **USER SAFETY:** Needle is fully shielded before and after use
- ◆ **USER CONVENIENCE:** Pre-loaded, button operated design
- ◆ **PATIENT SAFETY:** Single-use only, sterilised by gamma irradiation, cannot be re-used
- ◆ **PATIENT COMFORT:** High quality, ultra sharp tri-bevel needle, high speed penetration
- ◆ **EFFICACY:** Variety of point configurations and penetration depths to suit most capillary blood requirements
- ◆ **APPLICATION:** Blood glucose and other in vitro diagnostic tests

COLOUR CODE	CONFIGURATION	PENETRATION DEPTH	ARTICLE NO	APPLICATION
Purple	28G needle	1.0mm	3741-13	Diabetes clinics/hospital wards for blood glucose monitoring
Yellow	28G needle	1.8mm	3761-13	Diabetes clinics/hospital wards for blood glucose monitoring
Blue	26G needle	2.4mm	3781-13	As above but for thicker adult skin.
Pink	21G needle	2.4mm	3781-13	Haemoglobin (blood banks), cholesterol, blood typing, coagulation, blood gas and other diagnostic tests. For paediatrics and most normal adult skin
				As above but for thicker adult skin.


Shelf life 8 years




- ▶ Twist off the protective cap



- ▶ **WARNING:** Do not use if protective cap has previously been removed



- ▶ Select fingertip insertion site slightly off centre to minimise any discomfort and maximise blood flow
- ▶ Hold the lancet firmly against site and press the release button to activate the device




- ▶ Dispose of safety lancet in a suitable safety container

- ▶ Gently massage the finger in the direction of the puncture site to obtain the required volume of blood

PACKAGING

Primary pack: 100 pcs
 Shipper: 20 x 100 primaries
 Pieces per shipper: 2,000 pcs
 Pallet: 84,000 pcs

VITREX




VITREX® STERILANCE® Lite II SAUGŪS LANCETAI

- VARTOTOJO SAUGUMAS: adata visą laiką apgaubta (prieš ir po naudojimo);
- VARTOTOJO PATOGUMAS: paruoštas naudoti instrumentas, valdomas mygtuku;
- PACIENTO SAUGUMAS: vienkartinio naudojimo, sterilizuoti gama spinduliais, draudžiama naudoti pakartotinai;
- PACIENTO PATOGUMAS: aukštos kokybės, itin aštri trikraštė adata, labai greitas pradūrimas;
- EFEKTYVUMAS: galimybė pradurti odą bet kuriame taške ir reikiamu gyliu, kad būtų galima paimti reikiamą kiekį kapiliarinio kraujo;
- NAUDOJIMAS: gliukozės kiekio kraujyje ir kiti *in vitro* diagnostiniai tyrimai.


VERTIMAS TIKRAS

Spalvinis kodas	Konfigūracija	Pradūrimo gylis	Prekės nr.:	Naudojimas
Violetinė	Adata 28G	1,8 mm	3741-13	Diabeto klinikos/ligoninės palatos, skirtos gliukozės monitoringui
Geltona	Adata 26G	1,8 mm	3751-13	Diabeto klinikos/ligoninės palatos, skirtos gliukozės monitoringui
Mėlyna	Adata 26G	2,4 mm	3761-13	Kaip minėta anksčiau, tik storesnei odai.
Oranžinė	Adata 21G	1,8 mm	3771-13	Hemoglobino (kraujo bankuose), cholesterolio, kraujo grupės, koaguliacijos, kraujo dujų ir kitoms diagnostiniams tyrimams. Pediatriinio amžiaus vaikų ir normalaus storio suaugusiųjų odai.
Rožinė	Adata 21G	2,4 mm	3781-13	Kaip minėta anksčiau, tik storesnei odai.


Sandėliavimo trukmė 5 metai.




- Nusukite apsauginį kamštelį.



- ĮSPĖJIMAS: nenaudokite lanceto, jeigu kamštelis buvo nuimtas anksčiau.
- Pasirinkite piršto vietą, kurioje pradursite odą. Rekomenduojama rinktis nuo piršto pagalvėlės nutolusį tašką, kad pacientui būtų patogiau, kraujavimas būtų silpnesnis.



- Tvirtai laikykite lancetą pasirinktame piršto taške ir nuspauskite mygtuką.



- Utilizuokite panaudotą lancetą (išmeskite į tam skirtą saugų konteinerį).

- Švelniai pamasazuokite pirštą pradūrimo kryptimi, kad ištekėtų reikiamas kraujo kiekis.

Viešųjų pirkimų
VERTIMAS TIKRUMS


Pakuotė: _____
Pirminė pakuotė:
Pakuočių kiekis krovinyje:
Gabenamasis kiekis vnt.:
Paletė:

Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas




100 vnt. x 100 pakuočių
20 x 100 pirminių pakuočių
2000 vnt.
84000 vnt.

Autgalia



Synterys S.p.A.

PUNTI DI PIPETTE - BIRNIGHE DISPENSATRICI - TIPS PIPETTE AND DISPENSER SYRINGES



**PUNTI
DISPOSIBILI PIPETTE TIPS**

Cont./Cz
10.000
10.000
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
25.000
25.000
10.000
10.000
8.000
8.000
25.000
25.000
15.000
15.000
10.000
10.000
8.000
8.000
10.000

Cod.	Descrizione / Description
1 318294	Puntali neutri tipo MINI-GILSON da 0,1 a 10 µl sacchetti da 1.000 pz Neutral tips MINI-GILSON type 0,1-10 µl bag of 1.000 pcs
2 318291	Puntali neutri tipo CRISTAL da 0,5 a 20 µl sacchetti da 1.000 pz Neutral tips CRISTAL type 0,5-20 µl bag of 1.000 pcs
3 318170	Puntali gialli tipo EPPENDORF da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pz Yellow tips EPPENDORF type 0-200 µl bag of 1.000 pcs
4 318172	Puntali azzurri tipo EPPENDORF da 201 a 1.000 µl sacchetti da 1.000 pz Blue tips EPPENDORF type 201-1000 µl bag of 1.000 pcs
5 318260	Puntali gialli tipo GILSON da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pcs Yellow tips GILSON type 0-200 µl bag of 1.000 pcs
6 318268	Puntali azzurri tipo GILSON da 201 a 1.000 µl sacchetti da 1.000 pz Blue tips GILSON type 201-1.000 µl bag of 1.000 pcs
7 318174	Puntali neutri tipo MLA da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pcs Neutral tips MLA type 0-200 µl bag of 1.000 pcs
8 318176	Puntali neutri tipo MLA da 201 a 1.000 µl sacchetti da 1.000 pcs Neutral tips MLA type 201-1.000 µl bag of 1.000 pcs
9 318178	Puntali neutri tipo OXFORD SLIM modello corto da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pz Neutral tips OXFORD SLIM short model type 0-200 µl bag of 1.000 pcs
10 318187	Puntali neutri tipo OXFORD SLIM modello lungo da 0 a 200 µl sacchetti da 1.000 pz Neutral tips OXFORD SLIM long model type 0-200 µl bag of 1.000 pcs
11 318269	Puntali azzurri tipo GILSON-HIL-NICHIRYO da 100 a 1.000 µl sacchetti da 1.000 pcs Blue tips GILSON-HIL-NICHIRYO da 100-1.000 µl bag of 1.000 pcs