



Lietuvos ir Suomijos UAB „PLANDENT“, i.k. 110672321, Gedimino g. 15, Kaunas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas)

VšĮ Jurininkų sveikatos priežiūros centrui

DANTŲ ATSPAUDŲ PRIEDŲ PASIŪLYMAS

2022-03-22
(Data)

Tiekėjo pavadinimas	Lietuvos ir Suomijos uždara akcinė bendrovė „Plandent“
Tiekėjo adresas	Gedimino g. 15, Kaunas, LT-44318
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrius Preišgalavičius
Telefono numeris	+370 46 313182, +370 37 337700
El. pašto adresas	info@plandent.lt, ingrida.valasiniene@plandent.lt

Mes siūlome šias prekes:

DANTŲ ATSPAUDŲ PRIEDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Pirkimo dalys	Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Preliminarus kieks 12 mėn.	Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas	Vnt. įkainis, Eur (be PVM)	Vnt. įkainis, Eur (su PVM)	Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6)	Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7)
1.	Silikono masė C /bazė 910g. Polisiiloksanas, kondensuojamo tipo silikono elastomeras didelio klampumo bazinė medžiaga. Bazė: šviesiai pilka. Ne mažiau 7 dienų dimensinis stabilumas, darbo laikas 4,5 min.	vnt	100	Speedex Putty 910ml, gamintojas Coltene/Whaledent AG	17,40	21,054	1740,00	2105,40
2.	Silikono masė C korekcinė /140ml. Korekcinė masė Medium gali būti naudojama: dvishluksniams, dvimomentams atspaudams, vienmomentams. Darbo laikas: 6 min.	vnt	80	Speedex Light Body 140ml, gamintojas Coltene/Whaledent AG	7,70	9,317	616,00	745,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Silikono masė C /aktyvatorius 60ml. Aktyvatorius tinka tiek bazinei medžiagai tiek korekciniams medžiagoms Light Body ir Medium. Darbo laikas: 4,5 min.	vnt	150	Speedex Aktyvatorius 60ml, gamintojas Coltene Whaledent AG	10,00	12,10	1500,00	1815,00
4.	Atspaudinė – korecicinė dviejų žingsnių atspaudų technikoje, tiksotopinė, tikslaus atspaudų medžiaga, kurios pagrinde yra papildomo apdorojimo vinilo silikonas. Hidrofilinė, gerai atkuria po dantenomis esančias zonas, atspaudas gerai išlaiko formą padėkle, o suspaustas išskysta, medžiagą galima dėti švirštu. Medžiaga atitinkanti ISO 4823: keturių skirtingų klampumų - Tipas 3; Tipas 2; Tipas 1; Tipas 0, kiekviena iš jų dviejų kietėjimo laikų (greito -Fast ir reguliaraus - Regular). Fast /greito - bendras darbo laikas ne mažiau 60 s .atspaudas kietėja burnos ertmėje ne ilgiau 2:30) ir reguliaraus / Regular (bendras darbo laikas 1: 30, atspaudas kietėja burnos ne ilgiau ertmėje 4:30 Matmenų pasikeitimas po 24 val. ne daugiau kaip 1,5 %.Atspaudų stabilumas ne mažiau 14 d. 2 kartrižai po ne mažiau 50 ml,12 plastmasinių maišytuvų, 12 antgaliukų	vnt.	10	Varioime Light Flow 2x50ml, gam. Heraeus Kulzer GmbH	22,00	26,62	220,00	266,20
5.	Pirminė atspaudinė medžiaga, dviejų atspaudų technikoje kartu su korekcine mase, atitinkanti ISO 4823: ADA spec. No 19 reikalavimus: labai tankus glaistas, tikslaus atspaudimo, kurios pagrindas yra vinilo polisiloksano, metilhidrogensiloksanas tinka drėgniems paviršiams, lengvai su- maišoma ir nelypi. Dviejų tipų - kietėjimo laiko greito- Fast (bendras darbo laikas 60 s, atspaudas kietėja burnos ertmėje ne ilgiau 2:30) ir reguliaraus – Regular (bendras darbo laikas 1: 30, atspaudas kietėja burnos ne ilgiau ertmėje 4:30). Matmenų pasikeitimas po 24 val. ne daugiau kaip 1,5 %, atsistatymas po deformacijos 96,5 %. Atspaudų stabilumas 14d. Pakuotėje bazė 300ml +katalizatorius 300ml du dozavimo šaukšteliai.	vnt	10	Varioime Easy Putty 600ml, gam. Heraeus Kulzer GmbH	32,00	38,72	320,00	387,20
7.	Masė A silikonas. Greito kietėjimo sakandžio registravimo masė. Tamsiai rožinės spalvos vinil polisiloksido bazė 2 x 50 ml; kietumas pagal Shore skalę – D43. Mažo elastingumo tiksotopinė; patogi darbui su pacientu 30 s darbo laikas; gali būti apdirbama frezais ir kitais besisukančiais instrumentais po sukietėjimo.	pak.	20	Varioime Bite kartrižai 2x50ml, gam. Heraeus Kulzer GmbH	16,98	20,5458	339,60	410,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Tiksli, VPS pagrindu pagaminta putty atspaudinė medžiaga, kurios konsistencija panaši į putty. Indikacijos: vainikėlių ir tilpų atspaudams, įklotų ir užklotų atspaudams. Puikus atsistatymas po deformacijos Puikus matmenų stabilumas. Rankomis formuojama arba putty konsistencija DMG MixStar kasetėse/kartridže skirta naudoti maišymo aparatuose. Puikus atsparumas plyšimui. Sudėtis: Vinilo polisiloksanai, silicio dioksidas, pigmentai, priedai, platinos katalizatoriai. ISO 4823:2000, tipas 0: putty konsistencija/ Maišymo laikas, sek. N.d.; darbo laikas, min. ≤1:45; Laikas burnoje ≥3:15; Matmenų pasikeitimas po 24 val, % ≤0,5; Suspaudimo likusi deformacija, % ≤0,6; Deformacija suspaudimo metu, % ≈2,0. Kietumas pagal Shore A skalę 62: 1x380 ml pastos, 10 Mixstar angaliukų	pak	8	Honigum MixStar Putty A-66 380 ml, gam. DMG	79,00	95,59	632,00	764,72
9.	Tiksli, VPS pagrindu pagaminta putty soft atspaudinė medžiaga, kurios konsistencija panaši į putty. Indikacijos: vainikėlių ir tilpų atspaudams, įklotų ir užklotų atspaudams Puikus atsistatymas po deformacijos Puikus matmenų stabilumas Rankomis formuojama arba putty konsistencija DMG MixStar kasetėse/kartridže skirta naudoti maišymo aparatuose. Puikus atsparumas plyšimui. Sudėtis: Vinilo polisiloksanai, silicio dioksidas, pigmentai, priedai, platinos katalizatoriai. ISO 4823:2000, tipas 0: putty konsistencija Maišymo laikas, sek. 0:30; darbo laikas, min. ≤3:15; Laikas burnoje ≥3:15; Matmenų pasikeitimas po 24 val, % ≤0,5; Suspaudimo likusi deformacija, % ≤0,5; Deformacija suspaudimo metu, % ≈2,2. Kietumas pagal Shore A skalę 62: 2 x 450 ml bazės ir katalizatoriaus pastų: soft	pak	8	Honigum Pro Putty Soft 2x450ml, gam. DMG	59,00	71,39	472,00	571,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Tiksli, VPS pagrindu pagaminta putty soft fast atspaudinė medžiaga, kurios konsistencija panaši į putty. Indikacijos: vainikėlių ir tiltų atspaudams, įklotų ir užklotų atspaudams. Puikūs atsistatymas po deformacijos. Puikūs matmenų stabilumas. Rankomis formuojama arba putty konsistencija DMG MixStar kasetėse/kartridže skirta naudoti maišymo aparatuose. Puikūs atsparumas plyšimui. Sudėtis: Vinilo polisiloksanas, silicio dioksidas, pigmentai, priedai, platinos katalizatorius. ISO 4823:2000, tipas 0: putty konsistencija. Maišymo laikas, sek. 0:30; darbo laikas, min. ≤ 1:45; Laikas burnoje ≥ 1:45; Matmenų pasikeitimas po 24 val, % -≤0,5; Suspaudimo likusi deformacija, % -≤0,5; Deformacija suspaudimo metu, % -≈2.2. Kietumas pagal Shore A skalę 62: 2 x 450 ml bazės ir katalizatoriaus pastų: soft fast	pak	6	Honigum Pro Putty Soft Fast 2x450ml, gam. DMG	59,00	71,39	354,00	428,34
11.	Tiksli, VPS pagrindu pagaminta atspaudinė putty Rigid fast medžiaga, kurios konsistencija panaši į putty. Indikacijos: vainikėlių ir tiltų atspaudams, įklotų ir užklotų atspaudams. Puikūs atsistatymas po deformacijos Puikūs matmenų stabilumas. Rankomis formuojama arba putty konsistencija DMG MixStar kasetėse/kartridže skirta naudoti maišymo aparatuose. Puikūs atsparumas plyšimui. Sudėtis: Vinilo polisiloksanas, silicio dioksidas, pigmentai, priedai, platinos katalizatorius. ISO 4823:2000, tipas 0: putty konsistencija Maišymo laikas, sek. 0:30; darbo laikas, min. ≤ 1:45; Laikas burnoje ≥ 1:45; Matmenų pasikeitimas po 24 val, % -≤0,5; Suspaudimo likusi deformacija, % -≤0,5; Deformacija suspaudimo metu, % -≈1.7. Kietumas pagal Shore A skalę 70: 2 x 450 ml bazės ir katalizatoriaus pastų: putty Rigid fast	pak	1	Honigum Pro-Putty Rigid Fast 2x450ml, gam. DMG	81,00	98,01	81,00	98,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Korekcinė atspaudinė medžiaga papildomų kietėjančių silikonų pagrindu. Automix kasetėje/ kartrižėje konsistencija light Indikacijos: vainikėlių ir tiltų atspaudams, įkliotų ir užkliotų atspaudams. Išmanios takumo savybės ir ypatingas stabilumas. Geras hidrofiliskumas. Fiksuoja smulkiusias detales Itin didelis tvirtumas. Lengvai atpažįstamas atspalvių kontrastas. Vinilio polisiloksanai, silicio dioksidas, pigmentai, priedai, platinos katalizatorius ISO 4823:2000, tipas 3: light-bodied konsistencija Kietumas pagal Shore A skalę 48. Darbo laikas, min. $\leq 2:45$; darbo laikas burnoje kai temperatūra 35 °C, min. $\leq 1:00$; Laikas burnoje $\geq 3:15$; Matmenų pasikeitimas po 24 val, % $\leq 0,35$; Suspaudimo likusi deformacija, % $\leq 0,25$; Deformacija suspaudimo metu, % $\approx 4,0$: 2x50 ml pastos, 10Automix angaliukų, 10intraoralinių antgaliukų.	rink	8	Honigum Pro Light AM 2x50ml, gam. DMG	34,00	41,14	272,00	329,12
13.	Korekcinė atspaudinė medžiaga papildomų kietėjančių silikonų pagrindu. Automix kasetėje/ kartrižėje light fast. Indikacijos: vainikėlių ir tiltų atspaudams, įkliotų ir užkliotų atspaudams Išmanios takumo savybės ir ypatingas stabilumas Geras hidrofiliskumas Fiksuoja smulkiusias detales Itin didelis tvirtumas Lengvai atpažįstamas atspalvių kontrastas Vinilio polisiloksanai, silicio dioksidas, pigmentai, priedai, platinos katalizatorius ISO 4823:2000, tipas 3: light-bodied konsistencija Kietumas pagal Shore A skalę 48. Darbo laikas, min. $\leq 1:30$; darbo laikas burnoje kai temperatūra 35 °C, min. $\leq 0:30$; Laikas burnoje $\geq 2:00$; Matmenų pasikeitimas po 24 val, % $\leq 0,35$; Suspaudimo likusi deformacija, % $\leq 0,25$; Deformacija suspaudimo metu, % $\approx 4,0$: 2x50 ml pastos, 10 Automix antgaliukų, 10 intraoralinių antg. Light fast	rink	4	Honigum Pro Light Fast AM 2x50ml, gam. DMG	34,00	41,14	136,00	164,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Monophase VPS a pagrindu pagaminta atspaudinė medžiaga Mono Indikacijos: vainikėlių ir tiltų atspaudams, įkliotų, užkliotų ir funkciniam atspaudams, spaudimo taškų identifikavimui, visiems implantų ir teleskopų atspaudams. Vieno žingsnio tikslumas. Lengvas ir saugus išėmimas. Hidrofilška ir puikaus takumo. Tikslus preparatų kraštų atkūrimas. labai didelis atsparumas plyšimui. Vinilo polisiloksanai, silicio dioksidas, pigmentai, priedai, platinos katalizatoriai. ISO 4823:2000, tipas23: medium-bodied konsistencija Kietumas pagal Shore A skalę 56. Darbo laikas, min. $\leq 2:45$; darbo laikas burnoje kai temperatūra 35 °C, min. $\leq 1:00$; Laikas burnoje $\geq 3:15$; Matmenų pasikeitimas po 24 val, % $\leq 0,40$; Suspaudimo likusi deformacija, % $\leq 0,35$; Deformacija suspaudimo metu, % $\approx 2,8$; 1 x 380 ml pastos, 10 MixStar angaliukų.	pak	4	Honigum Monophase 1x380ml, gam. DMG	64,00	77,44	256,00	309,76
15.	Monophase VPS a pagrindu pagaminta atspaudinė medžiaga Mono Indikacijos: vainikėlių ir tiltų atspaudams, įkliotų, užkliotų ir funkciniam atspaudams, spaudimo taškų identifikavimui, visiems implantų ir teleskopų atspaudams. Vieno žingsnio tikslumas. Lengvas ir saugus išėmimas. Hidrofilška ir puikaus takumo. Tikslus preparatų kraštų atkūrimas. labai didelis atsparumas plyšimui. Vinilo polisiloksanai, silicio dioksidas, pigmentai, priedai, platinos katalizatoriai. ISO 4823:2000, tipas23: medium-bodied konsistencija Kietumas pagal Shore A skalę 56. Darbo laikas, min. $\leq 2:45$; darbo laikas burnoje kai temperatūra 35 °C, min. $\leq 1:00$; Laikas burnoje $\geq 3:15$; Matmenų pasikeitimas po 24 val, % $\leq 0,40$; Suspaudimo likusi deformacija, % $\leq 0,35$; Deformacija suspaudimo metu, % $\approx 2,8$; 2 x 50 ml pastos, 4 Automix antgaliukai, 4 intraoraliniai antg	pak	6	Honigum Monophase 2x50ml, gam. DMG	53,00	64,13	318,00	384,78

[illegible]

Bendra pirkimo objekto kaina, Eur be PVM		7765,60
PVM suma, Eur		1630,78
Bendra pirkimo objekto kaina, Eur su PVM		9396,38

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 9396,38 Eur (Devyni tūkstančiai tvers šimtai devyniasdešimt šeši eurai 38 ct).
žodžiais

Direktorius Andrius Preišegalavičius

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas, antspaudas (jei turi))

