

SUTARTIS

nr. 15-15-0173

Klaipėda,

2015 m.

12

mėn.d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB "Expertus Vilnensis" atstovaujama direktoriaus A. Neniškio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis Klaipėdos universitetinės ligoninės konkurso "Diagnosticiniai reagentai" (pirkimo kodas 166224) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1. Prekės tiekiamos pagal pirkėjo užsakymą, tiekėjo transportu. Prekės užsakomos faksu 8 5 272 9396, prekės pristatomos per 24 val. po pirkėjo paraiškos eilinei partijai pateikimo Tiekėjui. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų prekių tiekimą. Pristatomų reagentų mikrobiologijai ir imunologijai galiojimo laikas ne mažiau kaip 1 metai nuo pristatymo dienos, kitų reagentų galiojimo laikas ne mažiau kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus standartinius eritrocitus (galiojimo laikas pagal gamybos technologiją).

2.2. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą ir prekių saugos duomenų lapus.
- c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba.

2.3. Nepristačius prekių laiku per 24 val. po pirkėjo paraiškos eilinei partijai pateikimo Tiekėjui, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1. Kainos galiojančios sutarties pasirašymo metu, pateikiamos sutarties priede. Kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama. Į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, muito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu t.y. fiksuojama galutinė kaina.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, iš jo gali būti reikalaujama 0,02% dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki 2016 m. gruodžio mėn. 18 d.

6. Ginčai:

6.1. Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

“Pirkėjas”

VŠF Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liėpojos 41,
LT-92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB „Šiaulių bankas“, Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035
Nijolė Motužienė

“Tiekėjas”

UAB „Expertus Vilmensis“
Mokslininkų g. 12A-201,
LT-08412 Vilnius
A/S LT 047044060001098939
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 121386360



Perkamų prekių sąrašas

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Minimali rodiklio reikšmė	Orientacinis poreikis metams	Siūloma fasuotė	Siūlomos fasuotės kaina EUR (su PVM)
		5 DALIS. REAGENTAI HISTOLOGIJAI			
218	Eozino dažai ir sausas dvikomponentis hematoksilino mišinys (Thermo Fisher Scientific)				
218.1		Sausi eozino dažai spiritiniu pagrindu. Pakuotė skirta pagaminti ne mažiau nei 6 x 1 litrus tirpalo.	iki 2 pak.	vnt. (6 x 1 L)	
218.2		Sausas dvikomponentinis hematoksilinas vandeniniu pagrindu. Pakuotė skirta pagaminti ne mažiau nei 6 x 1 litrus tirpalo.	iki 2 pak.	vnt. (6 x 1 L)	
240	Histochemijos, imunohistochemijos automatizuotų dažymo sistemų priežiūros rinkinys (Thermo Fisher Scientific)		iki 4 rink.	rinkinys	
241	Diagnostiniai reagentai ir priemonės, skirtos darbui su ligoninės turima automatizuota imunohistochemijos dažymo sistema Ventana BenchMark (Roche)				
241.1	Deparafinizavimo reagentas		iki 10 pak.	2 l	
	Paskirtis	Deparafinizavimo reagento koncentrato (10X) vandeninis tirpalas turi būti be organinių tirpiklių, naudojamas nuo audinių bandinių pašalinti parafiną imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 650 testų.			
241.2	Citratinio buferio koncentratas		iki 4 pak.	2 l	
	Paskirtis	Natrio chlorido ir natrio citrato buferinis tirpalas turi būti skirtas naudoti koregavimo plovimo metu ir plauti objektinius stiklelius tarp dažymo žingsnių.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 1100 testų.			
241.3	Kondicionavimo reagentas I		iki 12 pak.	2 l	
	Paskirtis	Ląstelių kondicionavimo reagentas turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH $8,4 \pm 0,1$. Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 500 testų.			

241.4	Kondicionavimo reagentas II		iki 4 pak.	1 l	
	Paskirtis	Ląstelių kondicionavimo reagentas turi būti citratinis buferis, kurio pH $6,0 \pm 0,1$. Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 1 l, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.			
241.5	Proteazė		iki 2 pak.	25 ml	
	Proteazė	Endopeptidazė turi būti serino proteazė, skaidanti baltymus audinio pjūvyje ir sudaranti sąlygas pirminiems antikūnams atpažinti ir susirišti su epitopu (-ais).			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.			
241.6	Dengimo skystis		iki 60 pak.	2 l	
	Paskirtis	Dengimo skystis turi būti skirtas sudaryti barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro, užkirsdamas kelią garavimui, taip suteikdamas stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 85 testų.			
241.7	Buferinio tirpalo koncentratas		iki 20 pak.	2 l	
	Paskirtis	Reakcijos buferio koncentratas (10X) turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH $7,6 \pm 0,2$. Reagentas turi būti skirtas plauti objektinius stiklelius ir suteikti stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.			
241.8	Hematoksilinas I		iki 20 pak.	25 ml	
	Paskirtis	Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Gillo hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.			
241.9	Hematoksilinas II		iki 2 pak.	25 ml	
	Paskirtis	Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.			
241.10	Melsvinimo reagentas		iki 20 pak.	25 ml	
	Paskirtis	Melsvinimo reagentas turi būti vandeninis buferinis ličio karbonato tirpalas, skirtas hematoksilinu nudažytų pjūvių blukinimui ant objekcinio stiklelio.			

	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.			
241.11	DAB detekcijos rinkinys I		iki 20 pak.	250 testų	
	Paskirtis	DAB detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė dviejų pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus.			
	Sudėtis	Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti $3,0 \pm 0,1 \%$ ir $0,04 \pm 0,01 \%$ vandenilio peroksido tirpalai, su krienų peroksidaze sujungtas antrinis antikūnas, DAB tirpalas ir vario sulfato tirpalas.			
	Fasuotė	Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 250 testų.			
241.12	DAB detekcijos rinkinys II		iki 2 pak.	250 testų	
	Paskirtis	DAB detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė trijų pakopų detekcijos sistema be biotinino, skirta nustatyti pelės IgG, pelės IgM ir triušio pirminius antikūnus.			
	Sudėtis	Rinkinyje turi būti $3,0 \pm 0,1 \%$ ir $0,04 \pm 0,01 \%$ vandenilio peroksido tirpalai, antrinis antikūnas su nebiologiniu haptenu, pelės monokloninis tretinis antikūnas prieš nebiologinį haptaną su krienų peroksidaze, DAB tirpalas ir vario sulfato tirpalas.			
	Fasuotė	Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 250 testų.			
241.13	Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detekcijos rinkinys		1 pak.	250 testų	
	Paskirtis	Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė dviejų pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus.			
	Sudėtis	Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti su šarmine fosfataze sujungtas antrinis antikūnas, dvikomponentis Fast Red dažas, naftolis ir stipriklis.			
	Fasuotė	Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 250 testų.			
241.14	Amplifikacijos rinkinys I		iki 4 pak.	100 testų	
	Paskirtis	Amplifikacijos rinkinys turi būti skirtas padidinti silpno dažymo pelės ar triušio pirminiais antikūnais signalo intensyvumą.			
	Sudėtis	Amplifikacijos rinkinyje turi būti triušio anti-pelės IgG sunkiosios ir lengvosios grandinės ir pelės anti-triušio IgG sunkiosios grandinės, kurios jungtųsi prie pirminio antikūno.			

	Fasuotė	Amplifikacijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 100 testų.			
241.15	Amplifikacijos rinkinys II		1 pak.	50 testų	
	Paskirtis	Amplifikacijos rinkinys turi būti skirtas padidinti silpno dažymo pelės ar triušio pirminiais antikūnais signalo intensyvumą.			
	Sudėtis	Amplifikacijos rinkinyje turi būti nebiologinio hapteno konjugatas, $0,04 \pm 0,01$ % vandenilio peroksido tirpalas ir pelės monokloninis antikūnas prieš nebiologinį konjugatą, sujungtas su krienų peroksidaze.			
	Fasuotė	Amplifikacijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 50 testų.			
241.16	Etiketės		iki 3 pak.	1 pak.	
	Paskirtis	Etiketės turi būti skirtos stikliukų žymėjimui juostiniais kodais. Etiketės turi būti atsparios cheminių reagentų poveikiui.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2.700 vnt.			
241.17	Juostelė spausdintuvui		iki 2 vnt.	vnt.	
	Paskirtis	Dažanti juostelė, turi būti skirta spausdinti juostinius kodus.			
241.18	Reagentų kortelė antikūnams 100		iki 10 vnt.	vnt.	
241.19	Reagentų kortelė antikūnams 250		iki 30 vnt.	vnt.	
241.20	Dozatorius antikūnams		iki 40 vnt.	vnt.	
241.21	Reagentų kortelė papildomiems reagentams		iki 10 vnt.	vnt.	
	Paskirtis	Dozatorius turi būti skirtas papildomiems reagentams, naudojamiems imunohistocheminio dažymo metu.			
	Fasuotė	Dozatorius turi būti skirtas atlikti 250 ± 10 testų.			
241.22	Dozatorius papildomiems reagentams		iki 10 vnt.	vnt.	
241.23	Dengimo skystis histologinių preparatų galutiniam dengimui (Thermo Fisher Scientific)		iki 12 pak.	pak.	
	Paskirtis	Medžiaga turi būti skirta dengti histologinius preparatus.			
	Fizikinės savybės	Dengiamoji medžiaga turi būti skaidri, bespalvė, tirpi ksilene ir toluene, laikui bėgant nekeisti preparato spalvos.			
	Lūžio rodiklis	Dengiamosios medžiagos lūžio rodiklis turi būti $1,495 \pm 0,001$.			
	Atitikties	Turi atitikti CE IVD reikalavimus.			
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė po 500 ± 50 ml.			
241.24	Stovėlis dozatoriams su reagentais.	Stovėlis su magnetuku (1 vnt.) ir laikiklis reagentų dozatoriui (1 vnt.)	iki 10 kompl.	vnt.	
241.25	Septynvietis stovėlis dozatoriams su magnetu	Stovėlis naudojamas imunohistocheminio dažymo metu sustatyti dozatorius su antikūnais ir kt. reagentais. Jame turi būti septynios vietos dozatoriams.	iki 3 vnt.	vnt.	

241.26	Diagnosticinių reagentų rinkinys gimdos kaklelio citologijai.		1 rink.	100 testų	
	Paskirtis	Diagnosticinis detekcijos rinkinys, nustatantis p16 baltymo ekspresiją ir Ki67 baltymo ekspresiją gimdos kaklelio citologinio bandinio ląstelėse.			
	Sudėtis	Diagnosticinių reagentų rinkinys turi būti pirminių antikūnų p16 ir Ki67 kokteilis, <5 % ir <1 % vandenilio peroksido tirpalai, šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu bei DAB su rudu chromogenu detekcijos rinkiniai.			
	Fasuotė	Diagnosticinio rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau kaip 100 testų.			
245	Antikūnas CD3, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 2GV6			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių			
246	Antikūnas bcl-2, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP66			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau 50 dozių			
247	Antikūnas CD4, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP35			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau 50 dozių			
248	Antikūnas CD5, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP19			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių			
249	Antikūnas CD8, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			

		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 1A5			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių			
250	Antikūnas CD20, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: L26			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių			
251	Antikūnas p501s, koncentruotas (Dako)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 10-E3			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
253	Antikūnas CD34, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: QBEnd/10			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių			
254	Antikūnas vWF, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 36B11			
		Skiedimas: 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1ml			
255	Antikūnas CD34, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: QBEnd/10			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
256	Antikūnas CD45, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			

		Klonas: 2B11+PD7/26			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių			
257	Antikūnas CD45, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: X16/99			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
258	Antikūnas anti-LCA, koncentruotas (Invitogen, leica)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MEM28/MEM56/MEM55			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
259	Antikūnas CD56, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-42			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių			
260	Antikūnas CD56, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-42			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
261	Antikūnas CD68, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: KP1			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
262	Antikūnas CD68, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			

		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: KP1			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau 50 dozių			
263	Antikūnas CD99, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: O13			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių			
264	Antikūnas CD99, koncentruotas (Abcam)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 12E7			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
266	Antikūnas prieš p40, paruoštas naudojimui (Biocare Medical)		1 vnt.	6 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: BC28			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.			
267	Antikūnas HCG, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Klonas: -			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
268	Antikūnas HBME-1, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monoklonas			
		Klonas: HBME-1			
		Pageidaujamas skiedimas : paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
269	Antikūnas GLUT4, koncentruotas (Abcam)		1 vnt.	0,1 ml	

	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: poliklonas			
		Klonas:			
		Pageidaujamas skiedimas : ne mažiau 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: 0,1 ml			
270	Antikūnas Caldesmon, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: E89			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
271	Antikūnas p16, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: E6H4			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
272	Antikūnas RCC, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: PN-15			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
273	Antikūnas PTH, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-31			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
274	Antikūnas Factor VIII, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Klonas: -			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
275	Antikūnas Mammaglobin,		1 vnt.	50 testų	

	paruoštas naudojimui (Roche)				
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 31A5			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
276	Antikūnas Melanoma Triple Cocktail, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloniniai			
		Klonas: HMB45+A103+T311			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
277	Antikūnas Neurofilament, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 2F11			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
278	Antikūnas Myogenin, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: F5D			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
279	Antikūnas MyoD1, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: EP212			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
280	Antikūnas Myosin, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SMMS-1			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			

		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
281	Antikūnas ER, koncentruotas (Spring Bioscience)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė:			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP1			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
282	Antikūnas Her 2, paruoštas naudoti (Roche)		iki 4 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 4B5			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
283	Antikūnas PR, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 1E2			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
284	Antikūnas PR, koncentruotas (Spring Bioscience)		1 vnt.	0,1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP2			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:400			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 0,1 ml			
285	Antikūnas Ki 67, koncentruotas (Dianova)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MIB1			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
286	Antikūnas Ki 67, koncentruotas (Spring Bioscience)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP6			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne			

		mažiau nei 1 ml			
287	Antikūnas CK5, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: XM26			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 1 ml			
288	Antikūnas CK5/6 koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: D5/16B4			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100 - 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
289	Antikūnas CK multi (PAN-CK), koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml			
290	Antikūnas CK multi (PAN-CK), koncentruotas (Biocare Medical)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3 + 5D3			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml			
291	Antikūnas CK multi (1/5/10/14), koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 34βE12			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
292	Antikūnas CK7, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: OV-TL 12/30			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			

293	Antikūnas Thymidylate Synthase, koncentrutas (Sapring Bioscience)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP112			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: 1ml			
296	Antikūnas 15-PGDH, koncentrutas (koncentracija 2,0mg/ml) (Novus Biologicals)		1 vnt.	0,1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio.			
		Tipas: Polikloninis.			
		Klonas:			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:5000-1:6000			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1ml			
297	Antikūnas CK-19, koncentrutas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: b170			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:150			
		Pageidaujama fasuotė: 0,1ml arba 1ml			
298	Antikūnas CK-19, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: A53-B/A2.26			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių			
299	Antikūnas CK-LMW(CK8/18), paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: B22.1&B23.1			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių			
300	Antikūnas CK20, koncentrutas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: KS20.8			

		Pageidaujamas skiedimas: 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
301	Antikūnas anti-PAX8, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-50			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
302	Antikūnas CD30, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 1G12			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
303	Antikūnas CD30, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: Ber-H2			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
304	Antikūnas CD10, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP67			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
305	Antikūnas Oct-4, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-10			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
306	Antikūnas Inhibin alpha, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			

		Klonas: R1			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
307	Antikūnas Inhibin A, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	0,1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: AMY82			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: 0,1 ml			
308	Antikūnas TPO, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: AC25			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml			
309	Antikūnas Uroplakin III, koncentruotas (Spring Bioscience)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Klonas:			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml			
310	Antikūnas Uroplakin III, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas:			
		Klonas: SP73			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.			
311	Antikūnas NapsinA, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: IP64			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:400			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml			
312	Antikūnas NapsinA, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: MRQ-60			

		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.			
313	Antikūnas DOG1, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: SP31			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.			
314	Antikūnas PSAP, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: PASE/4LJ			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.			
315	Antikūnas prieš Androgeno receptorių, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: SP107			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.			
316	Antikūnas prieš Androgeno receptorių, koncentruotas (Spring Bioscience)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: SP107			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:400			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml			
317	Antikūnas α -methylacyl-CoA racemase (AMACR, P504S), koncentruotas (Thermo Fisher Scientific)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: 13H4			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:25-1:200			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml			
318	Antikūnų Basal Cell kokteilis (HMW CK + p63), koncentruoti		1 vnt.	1 ml	

	(Biocare Medical)				
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: XM26 + LL002 + BC4A4			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml			
319	Antikūnų PIN-4 kokteilis (CK5/14 + p63 + P504S), koncentruoti (Biocare Medical)		1 vnt.	6 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės/Triušio			
		Tipas: monokloninis/polikloninis			
		Klonas: XM26 + LL002 + BC4A4 + N/A			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 testų			
321	Antikūnas Alpha-Fetoprotein (pAFP), paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: polikloninis			
		Klonas:			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių			
322	Antikūnas Thyroid Peroxidase (TPO), paruoštas naudojimui (Cell Marque)		1 vnt.	7 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: EP159			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių			
323	Antikūnas ALK, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: ALK-01			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
324	Antikūnas ALK, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	0,2	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			

		Klonas: ALK1			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:25 – 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: 0,2 ml			
325	Antikūnas Beta Catenin, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 14			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
326	Antikūnas Cathepsin B, koncentruotas (Abcam)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: CB131			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:40-1:80			
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml			
327	Antikūnas Caldesmon, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio.			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: E89			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
328	Antikūnas Calretinin, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP65			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
329	Antikūnas CDX2, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių.	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: EPR2764Y			
		Skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
330	Antikūnas CDX2, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: EPR2764Y			

		Skiedimas: 1:100-1:500			
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml			
331	Antikūnas MUC6, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-20			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.			
332	Antikūnas Epithelial Related Antigen , paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: MOC-31			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.			
333	Antikūnas EpCAM, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: MOC-31			
		Skiedimas: ne mažiau 1:20-1:50			
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml			
334	Antikūnas Epithelial Specific Antigen (EpCAM, CD326), koncentruotas (Thermo Fisher Scientific)		1 vnt.	0,5 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: monokloninis			
		Klonas: AUA1			
		Skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: 500 ul			
336	Antikūnas GCDFP-15, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: EP1582Y			
		Skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių			
337	Antikūnas GCDFP-15, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas : 23A3			
		Skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml			

338	Antikūnas mCEA, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: CEA31			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.			
339	Antikūnas pCEA, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Skiedimas: 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
340	Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: LK2H10			
		Skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
341	Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas (Thermo Fisher Scientific)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Polikloninis, A0430			
		Skiedimas: ne mažiau 1:20			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
342	Antikūnas Calcitonin, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: triušio			
		Tipas: polikloninis			
		Klonas:			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
344	Antikūnas Collagen IV, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: CIV22			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
345	Antikūnas Collagen IV, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	

	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: PHM-12			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
346	Antikūnas CK -Cam 5.2, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: Cam5.2			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
347	Antikūnas CMV, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 8B1.2,1G5.2&2D4.2			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:500			
		Pageidaujama fasuotė: 0,1 ml arba 0,2 ml arba 1 ml			
348	Antikūnas CMV, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 8B1.2,1G5.2&2D4.2			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
349	Antikūnas Epšteino-baro (EBV), paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: CS1-4			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
350	Antikūnas Desmin, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: DE-R-11			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
351	Antikūnas Desmin, koncentruotas		1 vnt.	1 ml	

	(Leica Biosystems)				
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: DE-R-11			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50–1:100			
		Pageidaujama fasuotė: 1ml			
352	Antikūnas DPC4, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: JM56			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:20–1:40			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml			
354	Antikūnas EMA, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: GP1.4			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200–1:400			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
355	Antikūnas CD117 (c-KIT), paruoštas naudoti (Biocare Medical)		1 vnt.	6 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: triušis			
		Tipas: polikloniniai			
		Klonas: Y145			
		Skiedimas: paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.			
356	Antikūnas CD117, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	0,1	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: YR145			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: 0,1 ml arba 0,2 ml arba 1 ml			
358	Antikūnas Galectin 3, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 9C4			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			

359	Antikūnas Galectin 3, koncentrutas (Cell Marque)		1 vnt.	0,1	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 9C4			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100 - 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml			
360	Antikūnas GFAP, koncentrutas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: GA5			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
361	Antikūnas HepPar1, koncentrutas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: OCH1E5			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
362	Antikūnas Lambda lengvosios grandinės, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
363	Antikūnas Kappa lengvosios grandinės, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
364	Antikūnas Melan A, koncentrutas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: A103			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
365	Antikūnas Melanosome,		1 vnt.	1 ml	

	koncentruotas (Cell Marque)				
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: HMB45			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
366	Antikūnas Mitochondrial (113-1), koncentruotas (Abcam)		1 vnt.	0,1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 113-1			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:1000			
		Pageidaujama fasuotė: 0,1 ml			
367	Antikūnas NSE, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-55			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
368	Antikūnas NSE, koncentruotas (Abcam)		1 vnt.	0,25 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 5E2			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50 - 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml			
369	Antikūnas p-53, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: Bp53-11			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
370	Antikūnas p53, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: DO-7			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:800			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
371	Antikūnas p63, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			

		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 4A4			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
372	Antikūnas p63, koncentruotas (Biocare Medical)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 4A4			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
373	Antikūnas PLAP, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: NB10			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
374	Antikūnas PLAP, koncentruotas (Thermo Fisher Scientific)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 8A9			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:20 - 1:40			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
375	Antikūnas Podoplanin, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: D2-40			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100 - 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
376	Antikūnas PSA, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 35H9			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50– 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
377	Antikūnas PSA, paruoštas naudoti		1 vnt.	50 dozių	

	(Roche)				
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Klonas:			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
378	Antikūnas S100, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis, NCL-S100p			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:200–1:400			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
379	Antikūnas SMA, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 1A4			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
380	Antikūnas Actin α -Smooth Muscle, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 1A4			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
381	Antikūnas Synaptophysin, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė:			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: MRQ-40			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
382	Antikūnas Synaptophysin, koncentruotas (Biocare Medical)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė:			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 27G12			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50–1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
383	Antikūnas Thyroglobulin,		1 vnt.	50 testų	

	paruoštas naudoti (Roche)				
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 2H11+6E1			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų			
384	Antikūnas TLE1, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: pelė			
		Tipas: monokloniniai			
		Klonas: 1F5			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:10 - 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
385	Antikūnas TLE1, koncentruotas (Novus Biologicals)		1 vnt.	0,05 mg	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:250 - 1:2000			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,05 mg			
386	Antikūnas TTF 1, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	21	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SPT24			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
387	Antikūnas Villin, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: CWWB1			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
388	Antikūnas Villin, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: CWWB1			
		Pageidaujamas skiedimas: IHC 1:100-1:200			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			

389	Antikūnas WT1, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 6F-H2			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml			
390	Antikūnas WT1, paruoštas naudojimui (Roche)		1 vnt.	50 testų	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: 6F-H2			
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.			
391	Antikūnas Anti-Mycobacterium tuberculosis antibody (Abcam)		1vnt.	0,5 ml	
	Savybės	Taikymas: IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5ml			
393	Antikūnas Arginase-1, koncentruotas (Cell Marque)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP156			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:25			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
394	Antikūnas Vimentin, koncentruotas (Leica Biosystems)		1 vnt.	1 ml	
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: V9			
		Pageidaujamas skiedimas: 1:800			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml			
395	Antikūnas Vimentin, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Pelės			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: V9			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
396	Antikūnas SOX-10, koncentruotas		1 vnt.	0,5 ml	

	(Cell Marque)				
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Polikloninis			
		Klonas: -			
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:25			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5ml			
397	Antikūnas CyclinD1, paruoštas naudoti (Roche)		1 vnt.	50 dozių	
	Savybės	Taikymas:IHC-P			
		Reaktyvumas: Hu			
		Kilmė: Triušio			
		Tipas: Monokloninis			
		Klonas: SP4-R			
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti			
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.			
398	Diagnosticiniai reagentai, skirti darbui su su ligoninės turima automatizuota specialiojo dažymo sistema Ventana BenchMark Special Stains (Ventana Medical Systems)				
398.1	Plovimo tirpalo koncentratas		iki 2 pak.	vnt. (2 L)	
	Paskirtis	Plovimo tirpalo koncentrato (10X) vandeninis tirpalas, naudojamas tinkamos vandeninės aplinkos sukūrimui atliekant specialiuosius dažymus.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 190 testų.			
398.2	Deparafinizavimo reagentas		iki 6 pak.	vnt. (2 L)	
	Paskirtis	Deparafinizavimo reagento koncentrato (10X) vandeninis tirpalas turi būti be organinių tirpiklių, naudojamas nuo audinių bandinių pašalinti parafiną atliekant specialiuosius dažymus.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 65 testų.			
398.3	Stiklelių dengimo skystis		iki 2 pak.	vnt. (2 L)	
	Paskirtis	Dengimo skystis turi būti skirtas sudaryti barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro, užkirsdamas kelią garavimui, taip suteikdamas stabilią vandeninę aplinką specialiojo dažymo reakcijoms.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 240 testų.			
398.4	Plovimo rinkinys I		1 rink.	vnt. (50 ciklų)	
	Paskirtis	Plovimo rinkinys turi būti skirtas procesoriaus skysčių aspiracijos sistemos plovimui.			
	Rinkinio sudėtis	Tirpalas A (70% alkoholio ir 1%			

		druskos rūgšties); tirpalas B (2 % cetiltrimetilamonio bromido); tirpalas C (0.05% ProClin 300 konservanto); 3 buteliukų įdėklai su vamzdeliais.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 3 x 27 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 50 ciklų.			
398.5	Plovimo rinkinys II		1 rink.	vnt. (50 ciklų)	
	Paskirtis	Valymo rinkinys privalo būti skirtas procesoriaus skysčių aspiracijos sistemos valymui.			
	Rinkinio sudėtis	Tirpalas D (0.56 % kalio šarmo tirpalas), 1 buteliuko įdėklas su vamzdeliu.			
	Fasuotė	Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 1 x 27 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 50 ciklų.			
398.6	AFB III diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Modifikuotas Ziehl-Neelsen diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam Mycobacterium ir kitų rūgštinių organizmų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testus.			
398.7	Alcian Blue diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam silpnai rūgštinių mukopolisacharidų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testus.			
398.8	Alcian Yellow diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam Helicobacter pylori dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testus.			
398.9	Congo Red diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (40 testų)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys (modifikuota Highman technologija) turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam amiloidų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 40 testų.			

398.10	Elastic diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys (modifikuotas Hart metodas) turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam elastinių skaidulų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testus.			
398.11	Giemsas diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys (modifikuotas Giemsa dažas) turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam kaulų čiulpų leukocitų ir kitų kraujodaros audinių (limfmazgių) dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testus.			
398.12	GMS II diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam grybelių ir kitų oportunistinių mikroorganizmų ląstelių sienelėse esančių polisacharidų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testus.			
398.13	Iron diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam geležies pigmento dažymui kaulų čiulpuose, hemosiderozės ir hemosiderozės formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testus.			
398.14	Jones Light Green diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (40 testų)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam inkstų audinio membranos kapiliarinio pagrindo dažymui – išryškinimui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 40 testų.			
398.15	Jones H&E diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (40 testų)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti			

		paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam inkstų audinio membranos kapiliarinio pagrindo dažymui – išryškinimui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 40 testų.			
398.16	Mucicarmine diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam rūgšinių mukopolisacharidų (mucinų) dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testai.			
398.17	PAS diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam glikogeno dažymui – išryškinimui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testai.			
398.18	Diastase diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam neutralių polisacharidų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testai.			
398.19	Alcian Blue for PAS diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam rūgšinių mucinų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testai.			
398.20	Light Green for PAS diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam grybelio dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testai.			
398.21	Reticulum II diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti			

		paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam tinklinių skaidulų dažymui – išryškinimui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testai.			
398.22	Trichrome diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam jungiamojo audinio, raumens, kolageno skaidulų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testai.			
398.23	Green for Trichrome diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam jungiamojo audinio, raumens, kolageno skaidulų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testai.			
398.24	Steiner II diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (40 testų)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam argirofilinių mikroorganizmų (<i>Helicobacter pylori</i> , <i>Legionella pneumophila</i> , spirochetų ir kitų) dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 40 testai.			
398.24	Gram diagnostinis rinkinys		1 rink.	vnt. (75 testai)	
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti paruoštas naudojimui.			
	Taikymas	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam gramteigiamų ir gramneigiamų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
	Fasuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 75 testai.			
400	Diagnostiniai reagentai ir priemonės, skirtos darbui su su lignoninės turima automatizuota histologijos ir citologijos dažymo sistema Gemini AS – ClearVue (Thermo Fisher Scientific)				
400.1	Beksileninis skaidrinamasis tirpalas.		iki 120 pak.	vnt. (4 L)	
	Savybės	Skaidrinamasis tirpalas turi būti be ksileno, skirtas naudoti			

		histologinių ir citologinių audinių įmirkymo ir dažymo procesuose. Tirpalas turi būti skaidrus, bespalvis. Garingumas turi būti 0.84. Tankis turi būti 0.73 @ 15.6°C. Pageidaujama fasuotė 5 litrai.			
400.2	Skaidrinimo reagentas.		iki 120 pak.	vnt. (4 L)	
	Savybės	Parūgštintas alkoholis sustiprina dažymą pašalindamas likutinį hematoksilino nuo audinio bei objekto stiklo.			
400.3	Melsvinimo reagentas.	Pageidaujama fasuotė 4 litrai.	iki 120 pak.	vnt. (4 L)	
	Savybės	Hematoksilino melsvinimo reagentas turi būti su sureguliuotu pH reikšme.			
400.4	Dengimo skystis.	Pageidaujama fasuotė 4 litrai.	iki 6 pak.	vnt. (500 ml)	
	Savybės	Turi būti skirtas dengti histologinius preparatus. Turi būti skaidrus, bespalvis, tirpus ksilene ir toluene, laikui bėgant nekeisti preparato spalvos. Lūžio rodiklis $1,495 \pm 0,001$.			
400.5	Hematoksilino dažai.	Pageidaujama fasuotė 500 ml.	iki 2 pak.	vnt. (6 x 1 L)	
	Savybės	Dažai turi būti skirti citologinėms, histologinėms dažymo procedūroms ir imunoperoksidazinėms technologijoms. Privalo būti dvikomponentis sausas mišinys. Oksidacijos agentas privalo būti ne gyvsidabrio pagrindo.			
400.6	Eozino dažai.	Pageidaujama fasuotė 1 x 6 litrai.	1 pak.	vnt. (6 x 1 L)	
	Savybės	Histologiniai dažai privalo būti skirti citoplazmos dažymui. Privalo būti galimybė naudoti kaip pakaitinius kontrastavimo dažus bet kuriems alkoholinio pagrindo Eozino-Y kontrastiniams dažams. Milteliai privalo būti tirpūs alkoholyje.			
400.7	Aktyvuotos anglies filtras I.	Pageidaujama fasuotė 1 x 6 litrai.	iki 3 pak.	vnt. (1 vnt.)	
	Savybės	Organinių tirpiklių garų absorbcijai. Matmenys turi būti 29 x 15 x 3.3 cm. Pageidaujama fasuotė 1 vnt.			
400.8	Aktyvuotos anglies filtras II.		1 pak.	vnt. (6 vnt.)	
	Savybės	Organinių tirpiklių garų absorbcijai. Pageidaujama fasuotė 6 vnt.			
400.9	Dengiamieji stikliai.		iki 70 pak.	vnt. (1000 vnt.)	
	Savybės	Stikliai skirti mėginio apsaugai			

		nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 50 mm, storis 1.5 mm. Pageidaujama fasuotė 1000 vnt.			
400.10	Objektinių stiklelių laikikliai.		iki 4 pak.	vnt. (5 vnt.)	
	Savybės	Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS. Talpa ne mažiau nei 20 objektinių stiklelių. Pageidaujama fasuotė 5 vnt.			
400.11	Objektinių stiklelių laikiklių adapteris.		1 pak.	vnt. (10 vnt.)	
	Savybės	Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS. Tinkamas objektiniams stikleliams 75 x 58 mm. Pageidaujama fasuotė 10 vnt.			
400.12	Talpa dažymo reagentams.		1 pak.	vnt. (3 vnt.)	
	Savybės	Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS. Talpa ne mažiau nei 320ml. Pageidaujama fasuotė 3 vnt.			
400.13	Dažymo reagentų talpų daugiaviečiai dangteliai.		1 pak.	vnt. (4 vnt.)	
	Savybės	Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS. Pageidaujama fasuotė 4 vnt.			
400.14	Dažymo reagentų talpų vienviečiai dangteliai.		1 pak.	vnt. (6 vnt.)	
	Savybės	Tinkami dažymo procesoriui Gemini AS. Pageidaujama fasuotė 6 vnt.			
400.15	Alciano mėlynojo/PAS specialiojo dažymo rinkinys.		iki 10 rink.	vnt. (1 vnt.)	
	Savybės	Rinkinys turi būti skirtas selektyviam neutralių ir rūgštinių mucinų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.16	PAS specialiojo dažymo rinkinys.		iki 2 rink.	vnt. (1 vnt.)	
	Savybės	Rinkinys turi būti skirtas selektyviam glikogeno dažymui – išryškinimui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.17	Iron specialiojo dažymo rinkinys.		1 rink.	vnt. (1 vnt.)	
	Savybės	Rinkinys turi būti skirtas selektyviam geležies pigmento dažymui kaulų čiulpuose, hemochromatozės ir hemosiderozės formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.18	Elastic specialiojo dažymo rinkinys.		1 rink.	vnt. (1 vnt.)	
	Savybės	Rinkinys turi būti skirtas selektyviam elastinių skaidulų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.19	Amyloid specialiojo dažymo rinkinys.		1 rink.	vnt. (1 vnt.)	
		Rinkinys turi būti skirtas selektyviam amiloidų dažymui			

		formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.20	Steiner-Steiner Silver specialiojo dažymo rinkinys.		1 rink.	vnt. (1 vnt.)	
		Rinkinys turi būti skirtas selektyviam spirochetinių ir nesūlinių bakterijų (<i>Helicobacter pylori</i> ar <i>Legionella pneumophila</i>) dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.21	Mucicarmine specialiojo dažymo rinkinys.		1 rink.	vnt. (1 vnt.)	
		Rinkinys turi būti skirtas selektyviam rūgštinių mukopolisacharidų (mucinių) dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.22	AFB Green specialiojo dažymo rinkinys.		1 rink.	vnt. (1 vnt.)	
		Rinkinys turi būti skirtas selektyviam <i>Mycobacterium</i> ir kitų rūgštinių organizmų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.23	AFB Blue specialiojo dažymo rinkinys.		1 rink.	vnt. (1 vnt.)	
		Rinkinys turi būti skirtas selektyviam <i>Mycobacterium</i> ir kitų rūgštinių organizmų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.24	Gram specialiojo dažymo rinkinys.		1 rink.	vnt. (1 vnt.)	
		Rinkinys turi būti skirtas selektyviam gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			
400.25	Masson Trichrome specialiojo dažymo rinkinys.		1 rink.	vnt. (1 vnt.)	
		Rinkinys turi būti skirtas selektyviam jungiamojo audinio, raumens, kolageno skaidulų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.			

“Pirkėjas”

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 ET-92288 Klaipėda
 A/S LT827180500000120325
 AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71805
 Įmonės kodas 190468035
 paduotoja infrastruktūrai
 Nijolė Motužienė



“Tiekėjas”

UAB „Expertus Vilnensis“
 Mokslininkų g. 12A-201,
 LT-08412 Vilnius
 A/S LT 047044060001098039
 AB SEB bankas
 Banko kodas 70440
 Įmonės kodas 121386360

