

**Laktátová ELEKTRODA  
E7077**

CZ

**Použití:** Pro analyzátory řady ABL700**Před použitím:**

1. Vybalte novou elektrodu.  
*Nedotýkejte se hrotu elektrody!*
2. Opatřete elektrodu membránou.
3. Před instalací do analyzátoru osušte kontakt elektrody.

**Mleczany ELEKTRODA  
E7077**

PL

**Zastosowanie:** Używana z analizatorami ABL700.**Przed użyciem:**

1. Rozpakuj nową elektrodę.  
*Nie dotykaj końcówki elektrody.*
2. Załóż membranę na elektrodę.
3. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

**Laktaadi ELECTRODE  
E7077**

EE

**Kasutus:** ABL700 Seeria analüsaatorid.**Enne kasutamist:**

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.  
*Ära puutu elektroodi otsa!*
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

**Laktato ELEKTRODAS  
E7077**

LT

**Paskirtis:** naudojamas ABL700 serijos analizatoriuose.**Prieš naudojimą:**

1. Išpakuokite naują elektrodą.  
*Nelieskite elektrodo galiuko.*
2. Ant elektrodo uždėkite membraną.
3. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodą kontaktą.

**Laktāta ELEKTRODS  
E7077**

LV

**Lietošana:** lieto ABL700 sērijas analizatoros.**Pirms lietošanas:**

1. Izsaņojiet jauno elektrodu.  
*Nepieskarieties elektroda galam.*
2. Uzlieciet elektrodām membrānu.
3. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektroda kontaktu.

**Laktát ELEKRRÓDA  
E7077**

HU

**Használat:** ABL700 sorozatú analizátorokban.**Használat előtt:**

1. Csomagolja ki az új elektródát.  
*Ne fogja meg az elektróda végét.*
2. Membránossa meg az elektródát.
3. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analizátorba visszatenné.

**Laktátová ELEKTRÓDA  
E7077**

SK

**Použitie:** používa sa v sériách analyzátorov ABL700.**Pred použitím:**

1. Novú elektrodu vybalte.  
*Nedotýkajte sa hrotu elektrody.*
2. Nasadte na elektrodu membránu.
3. Vysušte kontakt elektrody predtým ako ju vsadíte do analyzátoru.



ABL™ is a trademark of Radiometer Medical ApS, Denmark and is registered in the USA.  
©Radiometer Medical ApS, DK-2700 Brønshøj, 2004. All Rights Reserved.  
990-188. 0404A.

**RADIOMETER**  
**COPENHAGEN**

