

## Glukózová ELEKTRODA E7066

CZ

**Použití:** Pro analyzátory řady ABL700

### Před použitím:

1. Vybalte novou elektrodu.  
*Nedotýkejte se hrotu elektrody!*
2. Opatřete elektrodu membránou.
3. Před instalací do analyzátoru osušte kontakt elektrody.

## Glukoza ELEKTRODA E7066

PL

**Zastosowanie:** Używana z analizatorami serii ABL700.

### Przed użyciem:

1. Rozpakuj nową elektrodę.  
*Nie dotykaj końcówki elektrody.*
2. Załóż membranę na elektrodę.
3. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

## Glükoosi ELEKTROOD E7066

EE

**Kasutus:** ABL700 Seeria analüsaatorid.

### Enne kasutamist:

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.  
*Ära puutu elektroodi otsa!*
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

## Gliukozės ELEKTRODAS E7066

LT

**Paskirtis:** Naudojamas ABL700 serijos analizatoriuose.

### Prieš naudojimą:

1. Išpakuokite naują elektrodą.  
*Nelieskite elektrodo galiuko.*
2. Ant elektrodo uždėkite membraną.
3. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodo kontaktą.

## Glikozes ELEKTRODS E7066

LV

**Lietošana:** lieto ABL700 sērijas analizatoros.

### Pirms lietošanas:

1. Izsaiņojiet jauno elektrodu.  
*Nepieskarieties elektroda galam.*
2. Uzlieciet elektrodam membrānu.
3. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektroda kontaktu.

## Glükóz ELEKTRÓDA E7066

HU

**Használat:**ABL700 sorozatú analizátorokban.

### Használat előtt:

1. Csomagolja ki az új elektródát.  
*Ne fogja meg az elektróda végét.*
2. Membránozza meg az elektródát.
3. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analizátorba visszatenné.

## Glukózová ELEKTRÓDA E7066

SK

**Použitie:** používa sa v sériách analyzátorov ABL700.

### Pred použitím:

1. Vybalte elektródu.  
*Nedotýkajte sa hrotu elektródy.*
2. Nasadte na elektródu membránu.
3. Vysušte kontakt elektródy predtým ako ju vsadíte do analyzátoru.



ABL™ is a trademark of Radiometer Medical ApS, Denmark and is registered in the USA.  
©Radiometer Medical A/S, DK-2700 Brønshøj, 2004.  
All Rights Reserved.  
990-189. 0404A.

**RADIOMETER**  
**COPENHAGEN**

