

Tiekėjas

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS
PRIEMONIŲ MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI**

Vilnius
(Vieta)

pavadinimas	UAB Bioeksma
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 11, Vilnius, LT-08412
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos,	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El.	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

- ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Išipareigojimų dalis (procentais), dėl kurios	
-	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Pateikiama užpildyta pirkimo dokumentų 2 priede pateikta techninės specifikacijos lentelė, nurodant kiekvienos siūlomos pirkimo objekto dalies kainą.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į aukščiau nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) *kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 3) * jeigu bus sudaroma fiksuoto įkainio sutartis, bendra pasiūlymo kaina bus skirta tik pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui, tačiau sutarties vykdymo metu bus atsiskaitoma pagal faktiškai pristatytas prekes/suteiktas paslaugas šiame pasiūlyme nurodytais įkainiais.

Pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija šiuose dokumentuose*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	

* Pildyti tuomet, jei pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Aprašymai	4
2.	CE CerTest.pdf	1
3.		

Pasiūlymas galioja iki 2022 m. d.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**PRIEMONIŲ MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pirkimo dalies Nr.	Rinkinio, reagento, priemonės pavadinimas	Metodas, reikalavimai	Prelimi narius tyrimų kiekis 3 mėn.	Stūdoma fasuotė	Stūlomų fasuočių kiekis pagal poreikį	Kaina Eurais			
						I tyrimas be PVM	Fasuočių be PVM	PVM tarifas	Fasuočių su PVM
1.	Rinkiniai Virškinamojo trakto sutrikimų nustatymui išmatose (kodas 24931250-6)								Suma su PVM
	Bendri reikalavimai	Vienkartiniai imunochromatografiniai testai, skirti patogeno nustatymui išmatose. Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinėti CE žyme							
1.1.	Norovirusų, rotavirusų, adenovirusų antigenų nustatymui skirti imunochromatografiniai testai. Kiekvienas testas turi turėti teigiamą kontrolę, adaptuotas rinkinio vidaus kokybės kontrolei arba pateikti testo kokybės kontrolę. Testo plokštelė turi susidėti iš trijų atskirų šulinėlių, kuriuose bandymo linijos zonos yra padengtos virusui specifiniais monokloniniais antikūnais. Reakcijos trukmė iki 15 min. Nereikalingas centrifugavimas. Testų galiojimo laikas nemažiau 6 mėn. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Rinkinyje pateikiamos visos priemonės tyrimui atlikti.	Imunochromatografinis greitas vienkartinis trigubas (trys atskiri šulinėliai) kasėtės testas. Kiekvienas testas turi teigiamą kontrolę. Reakcijos trukmė – 10 min. Centrifugavimas nereikalingas. Laikymo sąlygos – kambario temperatūra. Rinkinyje pateikiamos visos priemonės tyrimui atlikti – testai su teig. kontrolėmis, naud. instrukcija ir mėginių surinkimo buteliukai su skiedikliau. Galiojimo laikas – iki 24 mėn. Prekės kodas - RA872001VC https://www.certtest.es/products/cryptoguardia-centamoeba/	180	20	9	7,90	158,00	5%	165,90
									1493,10 1427,00 be PVM

1.2.	C. difficile gliutamato dehidrogenazės ir toksinų A, B imuno chromatografiniai testai. Testas turi turėti teigiamą kontrolę, adaptuotas rinkinio vidaus kokybės kontrolei arba pateikti testo kokybės kontrole. Testo plokštelė turi susidėti iš trijų atskirų šulinėlių, kuriuose bandymo linijos zonos yra padengtos specifiniais monokloniniais antikūnais. Reakcijos trukmė iki 15 min. Nereikalingas centrifugavimas. Testų galiojimo laikas nemažiau 6 mėn. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Rinkinyje pateiktamos visos priemonės tyrimui atlikti.	Imuno chromatografiniai greitieji trigubi (kasetė iš trijų atskirų šulinėlių) vienkartiniai testai su teigiama kontrole. Reakcijos trukmė – 10 min. Centrifugavimas nereikalingas. Laikymo sąlygos – kambario temperatūra. Rinkinyje pateiktamos visos priemonės tyrimui atlikti – testai su teig. kontrolėmis, naud. instrukcija ir mėginių surinkimo buteliukai su skiedikliais. Galiojimo laikas – iki 24 mėn. Prekės kodas - GX872001VC https://www.certtest.es/products/clostridium-difficile-gdh-ta-fb/	240	20	12	6,90	138,00	5%	144,90	1738,80
Bendra kaina, Eur:										3231,90

1656 be P417

3078 be P417

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS
PRIEMONIŲ MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI**

Vilnius
(Vieta)

pavadinimas	UAB Bioeksma
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 11, Vilnius, LT-08412
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos,	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El.	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

- -ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), dėl kurios	
-	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Pateikiama užpildyta pirkimo dokumentų 2 priede pateikta techninės specifikacijos lentelė, nurodant kiekvienos siūlomos pirkimo objekto dalies kainą.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į aukščiau nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) *kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 3) * jeigu bus sudaroma fiksuoto įkainio sutartis, bendra pasiūlymo kaina bus skirta tik pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui, tačiau sutarties vykdymo metu bus atsiskaitoma pagal faktiškai pristatytas prekes/suteiktas paslaugas šiame pasiūlyme nurodytais įkainiais.

Pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija šiuose dokumentuose*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	

* Pildyti tuomet, jei pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Aprašymai	4
2.	CE CerTest.pdf	1
3.		

Pasiūlymas galioja iki 2022 m. d.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

1.2.	<i>C. difficile</i> gliutamato dehidrogenazės ir toksinų A, B imunochromatografiniai testai. Testas turi turėti teigiamą kontrolę, adaptuotas rinkinio vidaus kokybės kontrolei arba pateikti testo kokybės kontrolę. Testo plokštelė turi susidėti iš trijų atskirų šulinėlių, kuriuose bandymo linijos zonos yra padengtos specifiniais monokloniniais antikūnais. Reakcijos trukmė iki 15 min. Nereikalingas centrifugavimas. Testų galiojimo laikas mažiau 6 mėn. Laikymo sąlygos - kambario temperatūra. Rinkinyje pateikiamos visos priemonės tyrimui atlikti.	Imunochromatografiniai greitieji trigubi (kasetė iš trijų atskirų šulinėlių) vienkartiniai testai su teigiama kontrole. Reakcijos trukmė – 10 min. Centrifugavimas nereikalingas. Laikymo sąlygos – kambario temperatūra. Rinkinyje pateikiamos visos priemonės tyrimui atlikti – testai su teig. kontrolėmis, naud. instrukcija ir mėginių surinkimo buteliukai su skiedikliu. Galiojimo laikas – iki 24 mėn. Prekės kodas - GX872001VC https://www.certtest.es/prudu-cts/clostridium-difficile-gdh-ta-lb/		12	6,90	138,00	5%	144,90	1738,80
								Bendra kaina, Eur:	3231,90

TIEKIAMOS MEDŽIAGOS

- CERTEST *Clostridium difficile* GDH+Toxin A+B kombinuota testo kasetė
- Naudojimo instrukcijos
- Išmatų surinkimo mėgintuvėliai su mėginio skiedikliu

REIKALINGOS MEDŽIAGOS, KURIOS NEPATIEKIAMOS


- Mėginio paėmimo konteineris
- Vienkartinės pirštinės
- Laikmatis

TESTO PROCEDŪRA

Prieš tyrimą leiskite testui, išmatų mėginiams ir kontrolėms pasiekti kambario temperatūrą (15-30 °C). Neatidarykite pakuotės, kol nepasiruošite tyrimui.

1. Dar kartą paplakite išmatų surinkimo mėgintuvėlį, kad mėginys gerai išsisklaidytų skiediklyje.
2. Išimkite CERTEST *Clostridium difficile* GDH+Toxin A+B kombinuoto testo kasetę iš pakuotės tik prieš pat naudojimą.
3. Paimkite išmatų surinkimo mėgintuvėlį, nukirpkite arba nulaužkite mėgintuvėlio viršūnę (4) ir įlašinkite 4 lašus mėginio tirpalo į langelį A (5), 4 lašus į langelį B (6) ir 4 lašus į langelį C (7). Venkite kietųjų dalelių patekimo į skystį.
4. **Rezultatą pamatysite po 10 minučių.** Nevertinkite testo rezultatų po daugiau nei 10 min.

Jei testas neveikia dėl kietųjų dalelių tirpale, pamaišykite mėginį esantį langelyje (S) su lazdele. Jei tai nepadeda, įlašinkite dar mėginio, kol pamatysite jog skystis pradeda judėti reakcijos zonos link.





CERTEST ROTA+ADENO+NORO


One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus and Norovirus in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus y Norovirus en formato cassette

TEST PROCEDURE

Allow tests, stool samples and controls to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open pouches until the performance of the assay.


1. Proceed to shake the stool collection tube in order to assure good sample dispersion.
2. Remove CerTest ROTA+ADENO+NORO combo card test from its sealed bag just before using it.
3. Take the stool collection tube, cut the end of the cap (4) and dispense 4 drops in the circular window marked with the letter A (5), 4 drops, using the same tube, in the circular window marked with the letter B (6), and 4 drops, using the same tube, in the circular window marked with the letter C (7). Avoid adding solid particles with the liquid.
4. Read the results at 10 minutes. Do not read the test result later than 10 minutes.

If the test does not run due to solid particles, stir the sample added in the sample window (S) with the stick. If it doesn't work, dispense a drop of extraction diluent until seeing the liquid running through the reaction zone.




Rotavirus Strip A-procedure

Add 4 drops in A-circular window




Adenovirus Strip B-procedure

Add 4 drops in B-circular window



Norovirus Strip C-procedure


Add 4 drops in C-circular window




INTERPRETATION OF THE RESULTS (please refer to the illustration below)




A: Green→Negative Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green→Negative Norovirus




A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green/Red→Positive Norovirus




A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green→Negative Norovirus




A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green/Red→Positive Norovirus




A: Green/Red→Positive Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green→Negative Norovirus



A: Green→Negative Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green/Red→Positive Norovirus



A: Green→Negative Rotavirus
B: Green/Red→Positive Adenovirus
C: Green→Negative Norovirus



A: Green→Negative Rotavirus
B: Green→Negative Adenovirus
C: Green/Red→Positive Norovirus





CERTEST ROTA+ADENO+NORO

One Step test to detect Rotavirus, Adenovirus and Norovirus in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus, Adenovirus y Norovirus en formato cassette

INVALID RESULTS

