

		Techninių duomenų lapas		
„Omnistrip®“			Spec. Nr.:	D 7.2205
			Skyrius:	CMO-DMW
			Data:	2015-03-18

1. Bendrasis gaminio aprašas

„Omnistrip®“ yra pagamintas iš odos spalvos karšto poliesterio / poliamido neaustinės medžiagos, padengtos akrilinais klėjais.

„Omnistrip®“ galai suapvalinti, gaminy yra lankstus ir elastingas, išsiskiria dideliu poringumu, pralaidumu ir laidumu orui, gerai prilimpa prie odos.

„Omnistrip®“ žymimas CE ženklu pagal ES direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų. Gaminys klasifikuojamas kaip IIa klasės medicinos prietaisas.

Atlikus „Omnistrip®“ atitikties vertinimą, įrodyta, kad gaminy atitinka visus taikomus minėtosios direktyvos reikalavimus.

Todėl „Omnistrip®“ saugus naudojimas ir veiksmingumas užtikrinamas, jei gaminy naudojamas pagal numatytą paskirtį.

2. Naudojimas / Indikacijos

„Omnistrip®“ yra žaizdą užverianti juostelė, skirta netrauminiam nedidelių žaizdelių, pirminio gijimo žaizdoms po chirurginių pjūvių uždarymui; taip pat žaizdos kraštams apsaugoti nuo tempimo ir naujiems randams stabilizuoti.

3. Pakuotės

Sterilios atplėšiamos pakuotės:

Matmenys:	3 mm x 76 mm	1 x 5 juostelės	P50
	6 mm x 38 mm	1 x 6 juostelės	P50
	6 mm x 38 mm	1 x 6 juostelės	P2
	6 mm x 76 mm	1 x 3 juostelės	P50
	6 mm x 76 mm	1 x 3 juostelės	P2
	6 mm x 101 mm	2 x 5 juostelės	P50
	12 mm x 101 mm	2 x 3 juostelės	P50
	25 mm x 127 mm	2 x 2 juostelės	P50

4. Gaminio ypatybės

Medžiaga:	odos spalvos karšto poliesterio / poliamido neaustinė medžiaga, surišta rišikliu
- pagrindas:	slėgiui jautrūs akriliniai klėjai
- apsauginis sluoksnis:	silikonu dengtas popierius

		Techninių duomenų lapas		
„Omnistrip®“			Spec. Nr.:	D 7.2205
			Skyrius:	CMO-DMW
			Data:	2015-03-18

5. Gaminiui taikomi reikalavimai

Adhezinis stipris:	2,2–15 N/25 mm
Sterilizavimas:	beta sterilizuotas

6. Ženklinimas

Partijos kodas iš 9 skaitmenų:

pvz.:

Partija	1	XXX	XX	XXX
	metai	vidinėms reikmėms	gamybos savaitė	tik vidinėms reikmėms

Galiojimo pabaigos data:

Pvz.:  2016 - 06
metai mėnuo


Tinkamumo laikas: 5
metai

7. Pakavimas

„Omnistrip®“ juostelės supakuotos į užklįjuojamus maišelius ir dėžutes. DIN atitinkančios transportavimo dėžės užklįjuojamos lipniąja juosta ir sudedamos ant europadėklo.

Data: 2015-03-18

PAUL HARTMANN AG
- CMO-DMW plėtra MWC



nn

PATVIRTINAME,
kad vertimas atitinka originalą.
2020-03-20
UAB Kalbos ir komunikacijų centras
V

A. V.

(parašas)