

## Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit

Parengta 2019 m. kovo mėn.

REF 09P2620

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.

### PAVADINIMAS

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit (taip pat vadinamas Active-B12)

### PASKIRTIS

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) tyrimas yra chemiliuminescencijos mikrodalelių imunoanalizė (CMIA), naudojama holotranscobalaminui žmogaus serume kiekybiškai išmatuoti analizatoriumi Alinity i.

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) tyrimas yra skirtas vitamino B12 trūkumui diagnozuoti ir gydyti.