

SCBI garams, Plasma & Etileno Oksido



Greitas patikrinimas.... su SCBI

Sterilizacijos sąlygų patikrinimas specifinėse vietose pagal SCBI nėra populiarius patikros būdas daugumoje Europos ligoninių. Todėl ne Europinėse šalyse SCBI yra ligoninėse plačiai naudojama kasdieninė Garų sterilizatoriaus patikra.

REF: 107.001.0100	SCBI Garams, pop. 1 x 10E6	Kiekis: 100 vnt.
REF: 107.002.0100	SCBI Plasma, pop. 1 x 10E6	Kiekis: 100 vnt.
REF: 107.003.0100	SCBI EO, pop. 1 x 10E6	Kiekis: 100 vnt.
REF: 120.001.0001	Dvigubas inkubatorius SCBI	Kiekis: 1 vnt.

Charakteristikos:

- Biologiniai Indikatoriai atitinka ISO 11138
- SCBI EO: Bacillus Atrophaeus ATCC 9372 1x10E6 sporų ampulėje
- SCBI Garai/Plasma: Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953 1x10E6 sporų ampulėje
- Spalvos pasikeitimas: Žalias į geltoną (EO) ir purpurinė į geltoną (Garai)
- Skaitmeninis inkubatorius (220V) prie 37 °C / 48 valandos ir 56-59 °C / 24 valandos (Garai&Plasma)