



Surgical Drapes from ZEISS

Drape your microscope – not your view



ZEISS Drapes

Simply clever



The best of both worlds

Time spent in the OR is one of the most expensive managed assets – every moment counts. OPMI® Drapes with VisionGuard® Lens Technology from ZEISS enable sterile field preservation and OR efficiency.

Safeguarding the sterile field

Sterile working conditions are not only essential for patients in the prevention of potential nosocomial infections during a surgical procedure, they are also vital to the OR team in ensuring contamination-free surgical interventions.

Designed for ZEISS OPMIs and INTRABEAM

- Slim fitting design
- Straps enable freedom of movement
- Easy and rapid draping process



The range of ZEISS Drapes not only fit surgical microscopes, but also INTRABEAM® from ZEISS

ZEISS VisionGuard



More than just a lens cover

ZEISS VisionGuard is a genuine ZEISS lens engineered with a patented design and is virtually free of optical aberrations and reflections. ZEISS VisionGuard allows the drape lens and microscope to work as a single optical unit rather than interfering with each other.

ZEISS VisionGuard yra autentiškas ZEISS lęšis, sukurtas pagal patentuotą dizainą ir yra praktiškai be optinių aberacijų ir atspindžių. ZEISS VisionGuard leidžia objektyvui ir mikroskopui dirbti kaip vienam optiniam vienetui, o ne trukdo vienas kitam.

Patented ZEISS VisionGuard

VisionGuard lenses are manufactured to the exacting optical specifications defined by ZEISS. Each and every lens must be approved by an automated inspection system, ensuring that each lens meets these exacting specifications.

Lenses instead of new drapes

Should a lens become contaminated during a procedure, the ZEISS VisionGuard lens can be easily replaced. Simply slide the contaminated lens out of the housing and insert a new sterile lens*. Continue the procedure in a matter of seconds with an unencumbered view and an uncompromised sterile field.

Jei lęšis (apsauginis stikliukas) taptų užterštas operacijos metu, ZEISS VisionGuard apsauginis stikliukas gali būti lengvai pakeisti. Tiesiog ištraukite užterštą stikliuką iš korpuso ir įdėkite naują sterilų stikliuką *. Per kelias sekundes galite tęskite procedūrą su neuždengtu vaizdu ir bekompromisiniu steriliu lauku.

* Individaliai supakuoti, sterilūs "VisionGuard" lęšiai (stikliukai) yra galimi atskirai kaip priedai. Pakeičiant VisionGuard lęšius, įsitikinkite, kad yra laikomasi sterilumo technikos.

**Individually packaged, sterile VisionGuard lenses are available separately as an accessory. When replacing a VisionGuard lens please ensure that the applicable sterile technique is observed.*

ZEISS Drapes

		VisionGuard Replacement Lenses	306001-0000-000
		VisionGuard Lens Protectors	306002-0000-000
		Drapes (Type 84)	306084-0000-000
		Foot Switch Drapes (Type 12)	326012-0000-000
		DRAPES sterile (Type 88)	326088-0000-000
		INTRABEAM Drape (Type 90)	326090-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 25)	306025-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 26)	306026-0000-000
		SMARTDRAPE	306028-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 70)	306070-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 71)	306071-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 73)	306073-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 75)	306075-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 79)	306079-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 5)	326005-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 9)	326009-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 13)	326013-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 18)	326018-0000-000
		OPMI Drapes sterile (Type 82)	326082-0000-000
ENT	OPMI® VARIO 700	x x	
	S8 / OPMI® Vario; S81 / OPMI® Vario; S88 / OPMI® Vario	x x	
	S7 / OPMI® Movena®	x x	
	S7 / OPMI® Sensera®	x x	
	S100 / OPMI® pico		
Spine	S100 / OPMI® 1-FC	x x x	
	OPMI® PENTERO® 800	x	
	OPMI® VARIO 700	x x	
	S8 / OPMI® Vario; S81 / OPMI® Vario; S88 / OPMI® Vario	x x	
	KINEVO® 900		
Neuro	OPMI® PENTERO® 900 / OPMI® PENTERO® 800	x	
	KINEVO® 900		
P&R	OPMI® PENTERO® 800	x	
	OPMI® VARIO 700	x x	
Dental	S100 / OPMI® pico	x x x	
	S7 / OPMI® PROergo®	x x	
IORT	INTRABEAM® PRS 500		
Ophthalmology	OPMI LUMERA® 700	x	
	S8 / OPMI Lumera® T; S81 / OPMI Lumera® T; S 88 / OPMI Lumera® T	x	
	OPMI Lumera® i	x	
	S7 / OPMI® VISU 160	x	
	S7 / OPMI® VISU 140	x	
	OPMI® 1 FR pro	x	

EN_30_010_0016111 Printed in Germany AW-CZ-V/2017 Uno
The contents of the brochure may differ from the current status of approval of the product in your country. Please contact our regional representative for more information. Subject to change in design and scope of delivery and due to ongoing technical development. KINEVO, VisionGuard, OPMI® Movena, OPMI® Sensera, OPMI® PROergo, OPMI Lumera, OPMI VISU and INTRABEAM are registered trademarks of Carl Zeiss Meditec AG.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2017. All copyrights reserved.

CE Drapes for Foot Switch
VisionGuard Lens Protectors

CE 0297 Drapes
DRAPES sterile
OPMI Drapes sterile
INTRABEAM Drape
VisionGuard Replacement Lenses

 **Carl Zeiss Meditec AG**
Goeschwtzer Strasse 51–52
07745 Jena
Germany
www.zeiss.com/contacts