

Charder Electronic Co., Ltd.  
103 Kuo Chung Road, Dah Li City, Taichung 412, TAIWAN (R.O.C.)  
Tel: +886-4-2406-3766  
Fax: +886-4-2406-5612  
Web: www.chardermedical.com



*Medicininės/elektroninės  
MS-4200 Kūdikių svarstyklės su  
mechanine ūgio matuokle HM80M*



**Svėrimo riba** 20 kg  
**Tikslumas** 5g < 10kg > 10g  
**Išmatavimai:** 560(L) x 325(W) x 145(H) mm  
**Dėklas kūdikiui:** 56(L) x 29(W) x 7(H) cm  
**Svėrimo platforma:** 310(D) x 325(W) x 50(H) mm  
**Svoris:** 2,9 kg be dėklo kūdikiui  
4.3 kg su dėklu kūdikiui  
**Funkcijos:** On, Zero, Off, Hold, Tare  
**Maitinimo šaltinis:** baterijos arba adapteris

*Produkto savybės: MS4200 medicininės kūdikių svarstyklės*

- Hold funkcija, judančio kūdikio svorio fiksavimas ir svorio vertės išsaugojimas.
- Tare funkcija, skirta vystyklų svoriui, ir grynajam kūdikio svoriui atskirti.
- Automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstyklės
- Energijos taupymo funkcija AUTO-OFF.
- Didelis LCD ekranas patogiam naudojimui
- Gulsčiukas
- Keturios aukščiui reguliuoti guminės kojos.
- Metalinis platformos paviršius.
- Dėklas lengvai nuimamas nuo svartyklių pagrindo
- Nuimamas dėklas, skirtas lengvam svartyklių valymui ir galimybę pasverti stovintį vaiką.
- III klasės tikslumas patvirtintas OIML
- CE sertifikatas, pagal EB Medicinos direktyvą 93/42/EEC
- Svarstyklės parduodamos su metrologine patikra
- Svarstyklių ženklavimas „M“ lipduku ir CE sertifikuojančios organizacijos numeris

*Produkto savybės: HM80M mechaninė teleskopinė ūgio matuoklė Charder kūdikių svarstyklėms*  
Teleskopinė standi ūgio matuoklė skirta matuoti ūgį kūdikiui gulint svarstyklių dėkle

- Standi ūgio matuoklė yra naudojama ant stalo arba tvirtinama prie kūdikių svarstyklių
- Matavimo ribos – 35~80cm
- Gradacija – 1mm

