

Liepos 15 d., 2016

Su kuo jis gali būti susijęs

iSED ENG analizatorius:

TS 5 p.

1. iSED analizatorius suderinamas su BD MAP Mikrotaineriais.
2. iSED analizatorius naudoja 2 lygių žmogaus kokybės kontrolę, laikomą kambario temperatūroje. Galiojimo laikas mažiausiai 18 mėn.

Alana Worrall

(parašas)

Pagarbiai,
Global Sales Support Manager
Alcor Scientific Inc.