

Ecolab Deutschland GmbH, D-40766 Monheim am Rhein

Jūsų žinutė

Unsere Abteilung/Zeichen
Sveikatos apsauga Vokietija

Telefonas
+49-2173-599-1900

Data
18 vasario 2016

Suderinamumas su inkubatoriais

Valant ir dezinfekuojant inkubatorius, mes patvirtiname medžiagų suderinamumą su tinkamu naudojimu pagal mūsų medžiagų suderinamumo testus, atsižvelgdami į medicinos prietaisų gamintojų mūsų gaminių naudojimo instrukcijas.:

- Incidin® Active
- Incidin® Rapid
- Incidin® OxyWipe S
- Incidin® OxyWipe
- Incidin® OxyFoam S
- Incidin® OxyFoam

kai naudojamas šiuose inkubatoriuose:

- Dräger-Isolette-Produktreihe
- Dräger Caleo
- Dräger Babytherm
- GE Giraffe OmniBed
- Weyer Thermocare Vita

Atkreipkite dėmesį, kad inkubatoriai po dezinfekcijos (atsižvelgiant į ekspozicijos laiką) arba vėliausiai prieš pakartotinį naudojimą gerai nuplaunami vandeniu. Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją, pateiktą įrenginio gamintojo naudojimo ir paruošimo instrukcijose. Jeigu, nepaisant akivaizdžiai teisingo naudojimo (laikymosi ekspozicijos laiko ir koncentracijos specifikacijų), prietaisams daroma žala, kuri gali būti priskirta vieno iš aukščiau paminėtų gaminių naudojimui, taikomos atsakomybės už gaminį įstatymo nuostatos..

Mit freundlichen Grüßen

i.V.

Dr. Andreas Otte
Portfelio valdytojo instrumentų perdirkimas
Sveikatos priežiūros skyrius

i.V.

Jens Korr
Portfelio vadovas Chirurginė ir aplinkos higiena
Sveikatos priežiūros skyrius

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
Konto 2 272 276 BLZ 300 700 10
IBAN: DE38 3007 0010 0227 2276 00
BIC: DEUTDEDD
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61D1000000608225
UST-ID-Nr.DE 814914835
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz: Monheim am Rhein
Handelsregister: AG Düsseldorf, HRB 28757
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Weilinghoff
Geschäftsführung: Halit Kayatürk, Ralph Gichtbrock