



22th August 2022

STATEMENT

We, Vernacare Limited., herewith declare that the above mentioned products are fully match to your prepared specification:

No.	Name
13.	Tools for the VORTEX macerator
13.1.	Bedpans
13.1.1.	Disposable, made of cellulose, code 101AA100
13.1.2.	Length 355 mm, width 285mm, height 100 mm
13.1.3.	Resistance to liquids 4 hours
13.1.4.	Temperature resistance 40°C
13.1.5.	Capacity 2 l
13.2.	Male urinal bottle (men's), code 103AA120
13.2.1.	Disposable, made of cellulose
13.2.2.	Length 195 mm, width 115 mm, height 130 mm
13.2.3.	Resistance to liquids 4 hours.
13.2.4.	Temperature resistance 40°C
13.2.5.	Capacity 900 ml
13.3.	Kidney-Bowl, code 105AA260
13.3.1.	Disposable, made of cellulose
13.3.2.	Length 240 mm, width 136 mm, height 50 mm
13.3.3.	Resistance to liquids 4 hours.
13.3.4.	Temperature resistance 40°C
13.3.5.	Capacity at least 700 ml
13.4.	Washbowl, code 118AA100
13.4.1.	Disposable, made of cellulose
13.4.2.	Length 330 mm, width 260 mm, height 100 mm
13.4.3.	Resistance to liquids 3.5 hours.
13.4.4.	Temperature resistance 45°C
13.4.5.	Capacity at least 4000ml
13.5.	Antibacterial disinfectant liquid, code 203MD005
13.5.1.	Concentrated, designed to eliminate unpleasant odors in the macerator chamber
13.5.2.	5 l packaging
13.6.	Maxi sliper pan, code 114AA100
13.6.1.	Disposable, made of cellulose
13.6.2.	Length 380 mm, width 305 mm, height 100 mm
13.6.3.	Resistance to liquids 4 hours.

13.6.4.	Temperature resistance 40°C
13.6.5.	Capacity 1500ml
13.7.	Medium bowl, code 111AA200
13.7.1.	Disposable, made of cellulose
13.7.2.	Outer diameter 270mm, inner 190mm, height 100mm
13.7.3.	Resistance to liquids 3.5 hours.
13.7.4.	Temperature resistance 40°C
13.7.5.	Capacity 1700ml
13.7.6.	With chin cutout to accommodate patients with profuse vomiting
13.8.	Urine modifying powder VERNAGEL, code 450MA100
13.8.1.	Disposable powders are packed in soluble bags
13.8.2.	Bag weight 6g
13.8.3.	One bag modifies 350ml of liquid
13.9.	Bedpan plastic support, code 301ZP001
13.9.1.	Reusable bedpan support, easy to clean
13.9.2.	Adapted/suitable for the disposable bedpan presented in item 13.1
13.10.	Maxi sliper pan plastic support, code 304ZP001
13.10.1.	Reusable Maxi sliper pan support , easy to clean
13.10.2.	Adapted/suitable to the disposable Maxi sliper pan in item 13.6



Hakeem Adebiyi
International Sales and Marketing Director

Vernacare HCS Ltd.
 1 Western Avenue
 Matrix Park, Chorley
 Lancashire PR7 7NB
 Tel: +44(0)1772 299900
 Reg No: 10940534
 Vat No: GB496097581

Vernacare Limited, 1 Western Avenue, Matrix Park, Chorley PR7 7NB
 Tel: +44 (0) 1204 529 494 E-mail: info@vernacare.com Web: www.vernacare.com
 Subsidiary of Verna Group International Limited Registered Office: 1 Western Avenue, Chorley PR7 7NB

Registered in England No: 00796740

KOPIJA TKRA

Direktorius
Šarūnas Kenstavičius





VERNACARE

22 Rugsjūčio 2022

PAREIŠKIMAS

Mes, Vernacare Limited., patvirtiname, kad žemiau paminėti produktai visiškai atitinka jūsų parengtą specifikaciją:

Nr.	Pavadinimas
13.	Priemonės prie maceratoriaus VORTEX
13.1.	Basonai , kodas 101AA100
13.1.1.	Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės
13.1.2.	Ilgis 355 mm, plotis 280 mm, aukštis 100 mm
13.1.3.	Atsparumas skysčiams 4 val
13.1.4.	Atsparumas temperatūrai 40°C
13.1.5.	Talpa ne mažiau 2l
13.2.	Antelė (basonas vyriškas) , kodas 103AA120
13.2.1.	Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės
13.2.2.	Ilgis 195 mm, plotis 115 mm, aukštis 130 mm
13.2.3.	Atsparumas skysčiams 4 val.
13.2.4.	Atsparumas temperatūrai 40°C
13.2.5.	Talpa 900 ml
13.3.	Inksto formos indas, kodas 105AA200
13.3.1.	Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės
13.3.2.	Ilgis 240 mm, plotis 136 mm, aukštis 50 mm
13.3.3.	Atsparumas skysčiams 4 val.
13.3.4.	Atsparumas temperatūrai 40°C
13.3.5.	Talpa 700 ml
13.4.	Prausimo indas, kodas 118AA100
13.4.1.	Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės
13.4.2.	Ilgis 330 mm, plotis 260 mm, aukštis 100 mm
13.4.3.	Atsparumas skysčiams 3,5 val.
13.4.4.	Atsparumas temperatūrai 45°C
13.4.5.	Talpa 4000ml
13.5.	Antibakterinis dezinfekcinis skystis, kodas 203MD005
13.5.1.	Koncentruotas, skirtas naikinti nemalonų kvapą maceratoriaus kamerali
13.5.2.	5 l fasuotė
13.6.	Plokščias basonas, kodas 114AA100
13.6.1.	Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės

13.6.2.	Ilgis 380 mm, plotis 305 mm, aukštis 100 mm
13.6.3.	Atsparumas skysčiams 4 val.
13.6.4.	Atsparumas temperatūrai 40°C
13.6.5.	Talpa 1500ml
13.7.	Bendrojo naudojimo dubuo, kodas 111AA200
13.7.1.	Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės
13.7.2.	Išorės skersmuo 270mm, vidinis 190mm, aukštis 100 mm
13.7.3.	Atsparumas skysčiams 3,5 val.
13.7.4.	Atsparumas temperatūrai 40°C
13.7.5.	Talpa ne mažiau 1700ml
13.7.6.	Su išpjauta smakruvi, kad būtų pritaikytas pacientams esant gausiam vėmimui
13.8.	Šlapimą modifikuojantys milteliai, VERNAGEL, kodas 450MA100
13.8.1.	Vienkartinio naudojimo milteliai supakuoti tirpstančiuose maišeliuose
13.8.2.	Maišelio svoris 6g
13.8.3.	Vienas maišelis modifikuoja 350ml skysčio
13.9.	Gilaus basono plastikinis padėklas, kodas 301ZP001
13.9.1.	Daugkartinis basono padėklas, lengvai valomas
13.9.2.	Pritaikytas/tinkamas 13.1 pozicijoje pateiktam vienkartiniam basonui
13.10.	Plokščio basono padėklas, kodas 304ZP001
13.10.1.	Daugkartinis basono padėklas, lengvai valomas
13.10.2.	Pritaikytas/tinkamas 13.6 pozicijoje pateiktam vienkartiniam plokščiam basonui

/parašas/

Hakeem Adebisi

Tarptautinių pardavimų ir rinkodaros direktorius

**Vertimas tikras.
Atsakomybė pagal
Lietuvos Respublikos
Baudžiamąjį Kodeksą
man yra žinoma.**

Direktorius
Šarūnas Kenstavičius

