

## Sekusept® Instrumentenwannen



Manuelle Instrumentenaufbereitung mit System




- funktionell
- praktisch

Health Care



# Sekusept® Instrumentenwannen



## Die kleine 2-Liter-Instrumentenwanne



- Praktisch und funktionell bis ins Detail
- Füllhöhenmarkierung zur einfachen, dosiergenauen Befüllung
  - durchsichtiger, stabiler Deckel mit Griff
  - Siebeinsatz mit Griffmulde
  - ideal geeignet zur Desinfektion von Instrumenten im Praxisbereich

### Sekusept® Instrumentenwanne 2 l

Ausführung:	Wanne aus Polypropylen Deckel durchsichtig aus PVC Siebeinsatz aus PVC
Farbe:	weiss
Nutz-Inhalt:	ca. 2 Liter
Aussenmasse	325 x 176 x 100 mm (L x B x H)
Innenmasse	280 x 128 mm (L x B)

## Die standardisierte 10-l-Instrumentenwanne



- Normsiebsschalen passen in die Instrumentenwanne
- Durchsichtiger Deckel
  - funktionelle und stabile Ausführung
  - glatte leicht zu reinigende Oberfläche
  - geeignet zur Desinfektion von Endoskopen

### Sekusept® Instrumentenwanne 10 l

Ausführung:	Wanne aus hitzestabilisiertem Polypropylen Deckel durchsichtig aus PVC
Farbe:	weiss
Nutz-Inhalt:	ca. 10 Liter
Aussenmasse	530 x 325 x 100 mm (L x B x H)
Innenmasse	483 x 280 mm (L x B)

## Die innovative 8-l-Instrumentenwanne



- durchsichtiger stabiler Deckel
- geeignet zur Desinfektion von chirurgischen und sonstigen Instrumenten
- geringer Platzbedarf bei grossem Volumen
- praktischer Siebeinsatz mit Füllmarkierungen und Griffmulde
- patentierte Haltevorrichtung von Wanne und Sieb zum sauberen Abtropfen

### Sekusept® Instrumentenwanne 8 l

Ausführung:	Wanne aus hitzestabilisiertem Polypropylen Deckel durchsichtig aus PVC Siebeinsatz aus PVC
Farbe:	weiss
Nutz-Inhalt:	ca. 8 Liter
Aussenmasse	354 x 355 x 200 mm (L x B x H)
Innenmasse	300 x 270 mm (L x B)

## Die bewährte 30-l-Wanne



Zur Desinfektion von thermolabilen Instrumenten und Geräteteilen insbesondere aus dem Anästhesiebereich

- Siebeinsatz mit Griffmulde und Litermarkierung
- Ablaufhahn zum leichteren Entleeren
- Beschwerteil zur vollständigen Benetzung thermolabiler Instrumente

### Sekusept® Instrumentenwanne 30 l

Ausführung:	Wanne aus Polyethylen Siebeinsatz aus PVC Ablaufhahn zum leichteren Entleeren Beschwerteil optional Deckel aus Polyethylen
Farbe:	weiss
Nutz-Inhalt:	ca. 30 Liter
Aussenmasse	575 x 360 x 210 mm (L x B x H)
Innenmasse	508 x 300 mm (L x B)

Bei Bedarf können die Wannen und Einsätze chemothermisch (bis 60°C) maschinell aufbereitet werden. Für die Aufbereitung der Deckel wird eine manuelle Reinigung / Desinfektion mit einem Instrumenten- oder Flächendesinfektionsmittel empfohlen.

# ECOLAB®

Ecolab GmbH & Co. OHG  
Postfach 130406  
D-40554 Düsseldorf  
Telefon +49 211 98 93 - 0  
Telefax +49 211 98 93 - 3 84

Ecolab GmbH  
Erdbergstrasse 29  
A-1030 Wien 3  
Telefon +43 1 715 25 50 - 2800  
Telefax +43 1 715 25 50 - 2850

Ecolab GmbH  
Kriegackerstrasse 91  
CH-4132 Muttensz  
Telefon +41 61 466 9 466  
Telefax +41 61 466 9 444

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)