

Cryo ICE BOX ACM2 V6



NAUDOJIMO INDIKACIJA

„AtriCure“ cryoICE BOX yra nesterilus, daugkartinis prietaisas, kuris tiekia kriogeninę energiją, būtent azoto oksidą, į AtriCure krioabliacijos zondus.

PAGRINDINIAI PRODUKTAI

2.

Naujasis cryoICE BOX V6 yra didelis šuolis į priekį intuityvaus vartotojo sąsajos dizaino ir patikimumo srityje. V6 konsolė suderinama su cryoICE zondų – vienkartinio krioabliacijos zondų, skirtų krio chirurginiam širdies aritmijų gydymui. Naujasis modulis ligoninės chirurgijos personalui suteikia patogesnę sąsają, kuri supaprastina sistemos nustatymą, veikimą ir trikčių šalinimą.


Automatizuotas abliacijos sekos nustatymas

Kojinio jungiklio valdymas

Vartotojo reguliuojami parametrai

Funkcijos	Detalės	4.1.5
Zondo temperatūra	-50 iki -70°C	4.2.5
Abliacijos laikmatis	Nuo 10 iki 300 sekundžių	4.3.5
Užšaldymo ciklo valdymas	Įrenginio mygtukas arba pedalas	3.4
Naudojamos kriogeninės dujos	Azoto oksidas (N ₂ O)	3.7
Suderinamas dujų bako dydis	Mažiausiai 10L	3.2
Suderinami krio zondai	Cryo2, Cryo3, CryoF, CryoS, Cryos -L (efektorius pagamintas iš aliuminio ir nerūdijančio plieno)	3.3
Dydis	44,5 cm – (W) 68,6 cm – (D) 11,4 cm – (H) maksimalus	3.1
Svoris	20,4 kg absoliutus maksimumas	
Eksplotavimo sąlygos	°C iki 40 °C (temperatūra) iki 90% (santykinė drėgmė) 980–1050 mb (atmosferos slėgis)	
Laikymo sąlygos	-35 °C iki +54 °C (temperatūra) iki 90% (santykinė drėgmė) 980–1050 mb (atmosferos slėgis)	
Elektros specifikacijos	220–240 VAC, (vardinis 230 VAC), 50/60 Hz	9.
Saugikliai	220–240 VAC, 50 / 60 Hz: Pakeiskite saugiklius, kaip pažymėta: 2.0A/250V, T formos tarpas, 5 × 20 mm, UL pripažintas, IEC patvirtintas	
Kojinio jungiklio specifikacijos	Apsaugos nuo drėgmės laipsnis: IPX8	
Įrangos tipas / klasifikacija	1 klasė	
Rodomi parametrai	Likęs abliacijos laikas, zondo temperatūra, dujų lygis	3.6

PRODUKTO ILIUSTRACIJA



A: AtriCure Cryo modulio cilindro šildytuvo juosta (CMH15 arba CMH22)

B: cryoICE BOX N2O dujų linijos žarnos modulis, standartinis

C: cryoICE BOX N2O išmetimo žarna

D: cryoICE BOX N2O dujų linijos žarnos modulis su filtro balionėlio rinkiniu (pasirinktinai)

E: cryoICE BOX

F: cryoICE BOX kojinis jungiklis (pasirinktinai – nerodomas)

G: cryoICE BOX maitinimo laidas (neparodytas)

H: AtriCure cryoICE zondas su integruotu vamzdžių rinkiniu (neparodyta)

