

# ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO SUTARTIS NR. R27-48/KC-64/JK

2023 m. vasario 28 d.

Jonava

Ši sutartis sudaryta tarp Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro, atstovaujamo direktorės Astos Sivolovienės (toliau tekste „Pirkėjas“), iš vienos pusės ir UAB „Limeta“ atstovaujamos generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko (toliau tekste „Pardavėjas“), iš kitos pusės.

## 1. Sutarties turinys:

1.1. Remiantis Supaprastinto atviro pirkimo „ODONTOLOGINĖ ĮRANGA“ (pirkimo Nr.644338) procedūros rezultatais, Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o pastarasis įsipareigoja pirkti šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas  | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina € be PVM | Vieneto kaina € su PVM | Pasiūlymo kaina € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina € su PVM žodžiu                           |
|----------|---------------------|-----------|--------|------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | Odontologinė įranga | Kompl.    | 1      | 14941,00               | 18078,61               | 18078,61                           | Aštuoniolika tūkstančių septyniasdešimt aštuoni Eur 61 ct |

1.2. Perkamų prekių kiekis priklausys nuo **Pirkėjo** poreikių ir finansinių galimybių.

## 2. Prekių pristatymas:

3. Prekes **Pardavėjas** pristato savo transportu ir sumontuoja be išankstinio apmokėjimo per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Prekių pristatymo vieta VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro filialas Šveicarijos ambulatorija, Vilties g. 4, Šveicarijos k., Dumsių sen, Jonavos r. savivaldybė.

## 4. Prekių kokybė:

4.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas **Pirkėjui** kokybės sertifikatus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas ir kokybės analizės dokumentus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas, išrašant sąskaitą faktūrą. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu))

4.2. Prekes pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atstovas pristatymo vietoje, pasirašydamas įskaitomai pavarde, vardą ir pareigas priėmimo - perdavimo akte bei savo parašą patvirtindamas antspaudu.

4.3. **Pardavėjas** atsako už parduodamų prekių kokybę ir kompensuoja **Pirkėjui** visus dėl nekokybiškų prekių patirtus nuostolius. Pretenzijos **Pardavėjui** dėl prekių kokybės pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 d. Tokiais atvejais prekių kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija. Tais atvejais, kai randami užslėpti paslaugų trūkumai, pretenzijos **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip per 70 d.

4.4. Komisijai nustačius atliktų prekių trūkumus ar radus nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 5 d. įsipareigoja trūkumus pašalinti, o negalint to padaryti - grąžina už juos gautas lėšas.

4.5. **Pirkėjas** įsipareigoja paskirti asmenį Ritą Neverdauskienę, Nerijų Patamsą, tel. +37034969046 atsakingą už sutarties vykdymą.

## 5. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

5.1. **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Pardavėjas gali reikalauti 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5.2. Prekių kainos nustatytos vadovaujantis konkurso sąlygomis ir sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu

## **6. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:**

6.1. Pagrindu atsisakyti priimti prekes gali būti jų kokybės neatitikimas nurodytiems reikalavimams.

6.2. Jeigu Pardavėjas laiku nepristato prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo nepristatytų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Už pakartotiną atsisakymą **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3. ir 8.4. punktuose nurodytų reikalavimų.

6.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną. To nepadarius, kalta šalis padengia kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

6.4. Abi sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslapyje kitos šalies sutartyje pateiktas komercines žinias.

6.5. **Pardavėjas** privalo laikytis įsipareigojimų, kurie yra pateikti raštu.

6.6. Vykdam sutartį yra siekiama, kad tiekiant prekes būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKdami PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.1 punkte nustatyto aplinkosauginio principo, todėl Prekių tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiant dokumentaciją, t.y. prekių perdavimo–priėmimo aktai Klientui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, Prekių tiekėjo pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (pvz. pateikiama Prekių tiekėjo specialisto deklaracija ar buvo naudotas popierius).

## **7. Ginčų sprendimo tvarka:**

7.1. Ginčai tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įstatymu nustatyta tvarka.

## **8. Sutarties galiojimas:**

8.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta prieš laiką šalių susitarimu bet kuriuo metu. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta:

8.2.1. rašytiniu šalių susitarimu;

8.2.2. pirkimo sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

8.2.3. kitais Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

8.2.4. Perkančioji organizacija, nesikreipdama į teismą, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, raštu įspėjusi tiekėją prieš 10 dienų, jeigu:

8.2.4.1. tiekėjui iškeliami restruktūrizavimo arba bankroto byla, tiekėjas likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.2.4.2. esant esminiam pirkimo sutarties pažeidimui, kaip tai numatyta Civiliniame kodekse.

8.3. Vienašališkai, prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų arba įsipareigojimų, raštu įspėjus antrąją šalį apie tai ne mažiau kaip prieš 10 dienų, o taip pat 6.2. p. nurodytais atvejais.

8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys pilnai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalies arba visų sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), apibrėžtoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr.840. Tokiu atveju sutartyje nurodytu įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės.

8.7. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 d. nuo ypatingų aplinkybių susidarymo.

8.8. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei toks sutikimas yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, kad, vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami subtiekejai, šie subtiekejai nurodomi pirkimo sutartyje. Nurodytus subtiekejus (jei jie nurodyti) galima keisti tik raštu informavus apie tai perkančiąją organizaciją, nurodant pagrįstas keitimo priežastis ir gavus raštišką perkančiosios organizacijos sutikimą. Naujai siūlomas subtiekejai turi atitikti Apklausos sąlygose keičiamam subtiekeiui numatytus reikalavimus. Tiekėjas bet kokių atveju atsako už visus pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekejai. Pagrįstomis subtiekejo keitimo priežastimis laikomos priežastys, kai tiekėjo pasiūlytas subtiekejai dėl objektyvių priežasčių (subtiekeiui bankrutavus ar susidarius analogiškai situacijai, nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju ir pan.) nebegali įvykdyti visų ar dalies pirkimo sutartyje nurodytų sąlygų. Perkančiajai organizacijai sutikus su subtiekejo pakeitimu, perkančioji organizacija kartu su tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Subtiekejo keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.

8.9. Sutartis surašyta lietuviu kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių juridiniai rekvizitai:

VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros  
centras  
Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava  
Įstaigos kodas 256739230  
Tel.:(8 349) 69011, el.p. info@jonavospspc  
A/s LT394010043900040074  
AB Luminor bankas, Jonavos sk.  
Banko kodas 40100

UAB „Limeta“  
V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241, Vilnius  
Tel.: (8 5) 2649696, Faks.: (8 5) 2602055  
vilnius@limeta.lt  
Įmonės kodas 221906050  
PVM mokėtojo kodas LT219060515  
A/s:LT257044060001645641  
AB “ SEB bankas”, banko kodas 70440

Generalinis direktorius  
Virginijus Domarkas

Direktorė  
Asta Sivolovienė

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**I. Bendrieji reikalavimai**

1. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė atitinka Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. **Pateikiami CE sertifikatai arba jam lygiaverčiai dokumentai (CE ženklinimas su notifikuotos įstaigos numeriu)**, liudijantys, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus, arba valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotos prekių kokybę patvirtinančios pažymos (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

2. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Pateikti išsamius prekių techninius aprašymus lietuvių kalba, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje (originalai ar tinkamai patvirtintos kopijos), pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Tiekėjas privalo instaliuoti siūlomas prekes bei teikti prekių techninį aptarnavimą arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti įrangos instaliavimo ir techninės priežiūros darbus. Pateikti gamintojo išduotus dokumentus įrangos instaliavimui ir techniniam aptarnavimui vykdyti (su vertimu į lietuvių kalbą), (turėti serviso inžinierių apmokymo sertifikatus, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

4. Su įranga teiktinų paslaugų pobūdis: tiekėjas savo sąskaita prekes turi pristatyti, surinkti, sumontuoti, instaliuoti, paruošti darbui ir suderinti, išbandyti, apmokyti personalą (toliau – prekių pristatymas). Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti perkančiajai organizacijai įrangos vartotojo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis, techninę dokumentaciją (techninius aprašymus ir / ar pan.), CE sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus.

| Eil. Nr.                       | Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas                                                 | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar lygiaverčius dokumentus, nurodant pasiūlymo lapą                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Odontologinė įranga:</b> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.1.</b>                    | <b>Paciento kėdė:</b>                                                                                                               | <b>Paciento kėdė</b><br><b>Modelis:</b><br><b>ECO.next</b><br><b>Gamintojas:</b><br><b>Tecnodent S.r.l., Italija</b><br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b>                      |
| 1.1.1                          | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz.                                                                 | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz.<br><b>ECO.next Naudojimo instrukcija, 24 psl.</b>                                                                                 |
| 1.1.2                          | Kėdė netvirtinama prie grindų.                                                                                                      | Kėdė netvirtinama prie grindų.<br><b>ECO.next Naudojimo instrukcija, 27 psl.</b>                                                                                                                      |
| 1.1.3                          | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 135 kg (paciento svoris).                                                                    | Kėdės keliamoji galia – 135 kg (paciento svoris).<br><b>ECO.next Naudojimo instrukcija, 33 psl.;</b><br><b>ECO.next Bukletas, 2 psl.</b>                                                              |
| 1.1.4                          | Kėdės sėdimoji dalis turi kilti/leisti intervale: apatinė pozicija ne aukščiau 45 cm, viršutinė pozicija ne žemiau 74 cm nuo grindų | Kėdės sėdimoji dalis kyla/leidžiasi intervale: apatinė pozicija 39,5 cm, viršutinė pozicija 79,5 cm nuo grindų<br><b>ECO.next Naudojimo instrukcija, 24 psl.;</b><br><b>ECO.next Bukletas, 2 psl.</b> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.5      | Kėdės valdymas elektrinis – hidraulinis arba elektrinis – mechaninis                                                                                                                                                                                    | Kėdės valdymas elektrinis – mechaninis<br><b>ECO.next Naudojimo instrukcija, 22 psl.;</b><br><b>ECO.next Bukletas, 2 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.6      | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde.                                                                                                                                                                                               | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde.<br><b>ECO.next Naudojimo instrukcija, 22 psl.;</b><br><b>ECO.next Bukletas, 2 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.7      | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė.                                                                                                                                                                                                        | Paciento kėdės apmušalo danga yra besiūlė.<br><b>ECO.next Bukletas, 2 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.8      | Kėdės sėdima dalis turi būti pasukama apie vertikalią ašį ne mažiau kaip po 30° į abi puses nuo centrinės ašies (padėties).                                                                                                                             | Kėdės sėdima dalis pasukama apie vertikalią ašį po 30° į abi puses nuo centrinės ašies (padėties).<br><b>ECO.next Naudojimo instrukcija, 24 psl.;</b><br><b>ECO.next Bukletas, 2 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.9      | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa.                                                                                              | 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa.<br><b>ECO.next Bukletas, 1 psl.; 2 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1<br>0 | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto ir asistento instrumentų pulto arba kojiniu pedalu                                                                                                                                                        | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto ir asistento instrumentų pulto arba kojiniu pedalu<br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b><br><b>ECO.next Bukletas, 2 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.1<br>1 | Galvos atlošo artikuliacija ne mažiau kaip 2 ašimis.                                                                                                                                                                                                    | Galvos atlošo artikuliacija 3 ašimis.<br><b>ECO.next Bukletas, 1 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1<br>2 | Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas.                                                                                                                                                | Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas.<br><b>ECO.next Bukletas, 1 psl.; 2 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1<br>3 | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau kaip 1800 mm.                                                                                                                                                              | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis 1900 mm.<br><b>ECO.next Naudojimo instrukcija, 24 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.1<br>4 | Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.                                                                                                                                                                  | Kojūgalis turi skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.<br><b>ECO.next Gamintojo patvirtinimo laiškas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.1<br>5 | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę.                                                                         | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę.<br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b>                                                                                                                                                                     |
| 1.2.       | <b>Gydytojo instrumentų dalis:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Gydytojo instrumentų dalis:</b><br><b>Modelis:</b><br><b>Stomadent NEO</b><br><b>Gamintojas:</b><br><b>Stomadent SK s.r.o., Slovakija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.1      | Gydytojo instrumentai:<br>1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo)<br>2) rankovė turbinai su pašvietimu;<br>3) rankovė mikrovarikliui su pašvietimu;<br>4) vieta ultragarsiniam skaleriui;<br>5) vieta polimerizacinei lempai | Gydytojo instrumentai:<br>1) 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo)<br>2) rankovė turbinai su pašvietimu;<br>3) rankovė mikrovarikliui su pašvietimu;<br>4) vieta ultragarsiniam skaleriui;<br>5) vieta polimerizacinei lempai<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.;</b><br><b>Luzzani MINI MATE Naudojimo instrukcija;</b><br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.2</b> |
| 1.2.2      | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spaudyklės bloko arba kėdės                                                                                                                                                                                         | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spaudyklės bloko.<br><b>Stomadent NEO plakatas-nuotrauka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.3      | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimas automatinio stabdžiu.                                                                                                                                                                                         | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimas automatinio stabdžiu.<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 14 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.4 | Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/ijungiantis elektros, vandens ir suspausto oro maitinimą.                                                                                                                                      | Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/ijungiantis elektros, vandens ir suspausto oro maitinimą.<br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.5 | Nuspaudžiamas instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija.                                                                                                                                            | Nuspaudžiamas instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija.<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 8 psl.; 17 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.6 | Gydytojo instrumentai yra įstatomi:<br>                                                                                                                    | Gydytojo instrumentai yra įstatomi:<br><br><b>Stomadent NEO plakatas-nuotrauka</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.7 | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus prapūtiklį).                                                                                                                                             | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus prapūtiklį).<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 14 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.8 | Instrumentų, naudojančių vandenį, rankovių praplovimo funkcija.                                                                                                                                                                             | Instrumentų, naudojančių vandenį, rankovių praplovimo funkcija.<br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.9 | Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. | Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai.<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 10 psl.; 12 psl.; 11 psl.;</b><br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b> |
| 1.3.  | <b>Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis:</b><br><b>Modelis:</b><br><b>Stomadent NEO</b><br><b>Gamintojas:</b><br><b>Stomadent SK s.r.o., Slovakija</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.1 | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės                                                                                                                                                                                                   | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės<br><b>Stomadent NEO plakatas-nuotrauka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2 | Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis                                                                                                                                                                                        | 4-ių lizdų asistento instrumentų laikiklis<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.3 | 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo).                                                                                                                                                                                      | 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo).<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.;</b><br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.2</b>                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.4 | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais.                                                                                                                                                                                        | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais.<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.5 | Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius (indo talpa ne mažiau kaip 1 litras).                                                                                                                                     | Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius (indo talpa 1,5 litro).<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 20 psl.; 36 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.6 | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas.                                                                                                                                                                            | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas.<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 11 psl.; 12 psl.; 13 psl.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.7 | Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukai.                                                          | Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukai.<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 9 psl.; 12 psl.; 11 psl.;</b><br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b>                                                           |
| 1.3.8 | Vandens pripildymo į stiklinę ir                                                                                                                                                                                                            | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|             |                                                            |                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | spjaudyklės apiplovimo mygtukai.                           | mygtukai.<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 9 psl.; 11 psl.</b>                                                                                             |
| 1.3.9       | Integruotas skysčių separatorius                           | Integruotas skysčių separatorius<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 7 psl.</b>                                                                               |
| <b>1.4.</b> | <b>Apšvietimo sistema:</b>                                 | <b>Apšvietimo sistema:</b><br><b>Modelis:</b><br><b>LOOK</b><br><b>Gamintojas:</b><br><b>Stomadent SK s.r.o., Slovakija</b>                                      |
| 1.4.1       | Bešėšėlinis šviestuvas su ne mažiau 2 LED šviesos šaltinių | Bešėšėlinis šviestuvas su 2 LED šviesos šaltinių<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.;</b><br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b> |
| 1.4.2       | Apšvietimo lempa montuojama prie spjaudyklės bloko         | Apšvietimo lempa montuojama prie spjaudyklės bloko<br><b>Stomadent NEO plakatas-nuotrauka</b>                                                                    |
| 1.4.3       | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų pusių              | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų pusių<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.</b>                                                                 |
| 1.4.4       | Spalvos temperatūra ne mažiau 4900 K.                      | Spalvos temperatūra 4900 K.<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 36 psl.</b>                                                                                   |
| 1.4.5       | Plombavimo režimas                                         | Plombavimo režimas<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.;</b><br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b>                               |
| 1.4.6       | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 25000 Lux        | Maksimalus šviesos intensyvumas 35000 Lux<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.; 36 psl.</b>                                                            |
| 1.4.7       | Spalvos atkūrimo indeksas CRI ≥90                          | Spalvos atkūrimo indeksas CRI 90<br><b>Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b>                                                                     |
| 1.4.8       | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti).                 | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti).<br><b>Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; 18 psl.</b>                                                            |
| <b>1.5.</b> | <b>Kėdutė gydytoji</b>                                     | <b>Kėdutė gydytoji</b><br><b>Modelis:</b><br><b>DENTAL</b><br><b>Gamintojas:</b><br><b>Stomadent SK s.r.o., Slovakija</b>                                        |
| 1.5.1       | Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų.                   | Laisvai stumdoma ant 5 ratukų.<br><b>Stomadent kėdutės – plakatas-nuotrauka, modelis DENTAL</b>                                                                  |
| 1.5.2       | Atlošas nugarai.                                           | Atlošas nugarai.<br><b>Stomadent kėdutės – plakatas-nuotrauka, modelis DENTAL</b>                                                                                |
| 1.5.3       | Reguliuojamas kėdutės aukštis.                             | Reguliuojamas kėdutės aukštis.<br><b>Stomadent kėdutės – plakatas-nuotrauka, modelis DENTAL</b>                                                                  |
| <b>1.6.</b> | <b>Elektrinis mikrovariklis:</b>                           | <b>Elektrinis mikrovariklis:</b><br><b>Modelis:</b><br><b>NLX</b><br><b>Gamintojas: NSK, Japonija</b>                                                            |
| 1.6.1       | Bešėpetėlinis.                                             | Bešėpetėlinis.<br><b>Katalogas, 90 psl.</b>                                                                                                                      |
| 1.6.2       | Maksimalus sūkimasis ne mažiau 40 000 aps/min.             | Maksimalus sūkimasis 40 000 aps/min.<br><b>Katalogas, 90 psl.</b>                                                                                                |
| 1.6.3       | Sūkimo momentas ne mažiau 3 Ncm                            | Sūkimo momentas 4 Ncm.<br><b>Katalogas, 90 psl.</b>                                                                                                              |
| 1.6.4       | Su vidiniu oro/vandens aušinimu.                           | Su vidiniu oro/vandens aušinimu.<br><b>Katalogas, 90 psl.</b>                                                                                                    |
| 1.6.5       | Su LED šviesos šaltiniu.                                   | Su LED šviesos šaltiniu.<br><b>Katalogas, 90 psl.</b>                                                                                                            |
| 1.6.6       | Sterilizuojamas.                                           | Sterilizuojamas.                                                                                                                                                 |

|              |                                                                             |                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                             | <b>Katalogas, 90 psl.</b>                                                                                                                              |
| <b>1.7.</b>  | <b>Kampinis antgalis mikrovarikliui:</b>                                    | <b>Kampinis antgalis mikrovarikliui:<br/>Modelis:<br/>CA 1:1 L<br/>Gamintojas: Bien-Air, Šveicarija</b>                                                |
| 1.7.1        | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš ne mažiau 3 taškų. | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš 3 taškų.<br><b>Brošiūra, 5 psl.;<br/>Internetinis puslapis;<br/>Patvirtinimo laiškas Nr.1</b> |
| 1.7.2        | Perdavimo santykis 1:1.                                                     | Perdavimo santykis 1:1.<br><b>Brošiūra, 13 psl.</b>                                                                                                    |
| 1.7.3        | Grąžto fiksacija mygtuku.                                                   | Grąžto fiksacija mygtuku.<br><b>Brošiūra, 13 psl.</b>                                                                                                  |
| 1.7.4        | Su pašvietimu                                                               | Su pašvietimu.<br><b>Brošiūra, 13 psl.</b>                                                                                                             |
| 1.7.5        | Sterilizuojamas                                                             | Sterilizuojamas.<br><b>Brošiūra, 13 psl.;<br/>Patvirtinimo laiškas Nr.2</b>                                                                            |
| <b>1.8.</b>  | <b>Turbininis antgalis su pašvietimu:</b>                                   | <b>Turbininis antgalis su pašvietimu:<br/>Modelis:<br/>HC22KL<br/>Gamintojas: MK-dent, Vokietija</b>                                                   |
| 1.8.1        | Su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 3 taškų                         | Su vandens – oro aušinimu iš 3 taškų<br><b>MK-dent katalogas, 49 psl.;<br/>MK-dent Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1</b>                             |
| 1.8.2        | Sūkiai: ne mažiau kaip 380.000 rpm.                                         | Sūkiai: 420.000 rpm.<br><b>MK-dent katalogas, 49 psl.</b>                                                                                              |
| 1.8.3        | Maksimali galia: ne mažiau 18 W.                                            | Maksimali galia: 18 W.<br><b>MK-dent katalogas, 49 psl.</b>                                                                                            |
| 1.8.4        | LED tipo pašvietimas.                                                       | LED tipo pašvietimas.<br><b>MK-dent katalogas, 49 psl.</b>                                                                                             |
| 1.8.5        | Jungiamas prie žarnos per Midwest jungtį.                                   | Jungiamas prie žarnos per Midwest jungtį.<br><b>MK-dent Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.2</b>                                                        |
| 1.8.6        | Sterilizuojamas.                                                            | Sterilizuojamas.<br><b>Naudojimo instrukcija, 1 psl.</b>                                                                                               |
| <b>1.9.</b>  | <b>Ultragarsinis skaleris:</b>                                              | <b>Ultragarsinis skaleris:<br/>Modelis:<br/>Compact Piezo LED<br/>Gamintojas: Mectron, Italija</b>                                                     |
| 1.9.1        | Piezokeraminis su LED pašvietimu                                            | Piezokeraminis su LED pašvietimu<br><b>Katalogas, 54 psl.</b>                                                                                          |
| 1.9.2        | Veikimo dažnis ne mažesnė ribose kaip 28 kHz – 36 kHz.                      | Veikimo dažnis ribose 24 kHz – 36 kHz.<br><b>Katalogas, 54 psl.</b>                                                                                    |
| 1.9.3        | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai.    | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai.<br><b>Katalogas, 54 psl.</b>                                                  |
| 1.9.4        | Komplekte ne mažiau 4 instrumentų, instrumentų priveržimo raktas.           | Komplekte 4 instrumentai, instrumentų priveržimo raktas.<br><b>Katalogas, 55 psl.; 64 psl.; 65 psl.</b>                                                |
| <b>1.10.</b> | <b>Polimerizuojanti lempa:</b>                                              | <b>Polimerizuojanti lempa:<br/>Modelis:<br/>Built-IN C<br/>Gamintojas:<br/>Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., LTD,<br/>Kinija</b>               |

|              |                                                                              |                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10.<br>1   | Šviesos intensyvumas - ne mažiau kaip 1.200 mW/cm <sup>2</sup> ;             | Šviesos intensyvumas - 1.200mW/cm <sup>2</sup> ;<br><b>Naudojimo instrukcija, 2 psl.</b>                                             |
| 1.10.<br>2   | Bangos ilgis – ne siauresniame diapazone kaip 440-465 nm.                    | Bangos ilgis –diapazone 420-480 nm.<br><b>Naudojimo instrukcija, 2 psl.</b>                                                          |
| 1.10.<br>3   | Šviesolaidis, ne mažiau kaip 8mm skersmens                                   | Šviesolaidis, 8mm skersmens<br><b>Woodpecker katalogas, 74 psl.</b>                                                                  |
| 1.10.<br>4   | Ne mažiau kaip 2 skirtingos kietinimo programos                              | 3 skirtingos kietinimo programos.<br><b>Naudojimo instrukcija, 2 psl.</b>                                                            |
| 1.10.<br>5   | Sukiojamas ir sterilizuojamas ne mažiau kaip 134° šviesolaidis               | Sukiojamas ir sterilizuojamas 135° šviesolaidis.<br><b>Naudojimo instrukcija, 2 psl.</b>                                             |
| <b>1.11.</b> | <b>Vakuuminis siurblys</b>                                                   | <b>Vakuuminis siurblys</b><br><b>Modelis:</b><br><b>UNI – JET 75</b><br><b>Gamintojas:</b><br><b>Cattani Air Technology, Italija</b> |
| 1.11.<br>1   | Maitinimas įtampos tinklo 230 V (±10 V), 50/60 Hz.                           | Maitinimas iš įtampos tinklo 230 V (±10 V), 50/60 Hz.<br><b>UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.</b>                           |
| 1.11.<br>2   | Galingumas ne daugiau 0,5 kW                                                 | Galingumas 0,4 kW<br><b>UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.</b>                                                               |
| 1.11.<br>3   | Srautas ne mažiau 1200 l/min                                                 | Srautas 1250 l/min<br><b>UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.</b>                                                              |
| 1.11.<br>4   | Vakuomo gylis ne mažiau 1260 mm H <sub>2</sub> O                             | Vakuomo gylis 1300 mm H <sub>2</sub> O<br><b>UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.</b>                                          |
| 1.11.<br>5   | Komplektuojamas garsą slopinančioje dėžėje                                   | Komplektuojamas garsą slopinančioje dėžėje<br><b>UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, viršelis</b>                                    |
| 1.11.<br>6   | Triukšmingumas ne daugiau 60 dB                                              | Triukšmingumas 58 dB<br><b>UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.</b>                                                            |
| <b>1.12</b>  | <b>Odontologinis kompresorius</b>                                            | <b>Odontologinis kompresorius</b><br><b>Modelis:</b><br><b>DK50-10Z</b><br><b>Gamintojas:</b><br><b>EKOM Spol s r.o., Slovakija</b>  |
| 1.12.<br>1   | Betepalinis                                                                  | Betepalinis<br><b>Ekom Internetinis puslapis, 1 psl.</b>                                                                             |
| 1.12.<br>2   | Skirtas aptarnauti 1 odontologiniui įrenginiui                               | Skirtas aptarnauti 1 odontologiniui įrenginiui<br><b>Ekom Internetinis puslapis, 2 psl.</b>                                          |
| <b>1.12.</b> | <b>Garantijos 1.1.-1.11. pozicijoms turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai</b> | <b>Garantijos 1.1.-1.11. pozicijoms 24 mėnesiai ir su 24 mėn pratęsimu.</b>                                                          |

VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras

Direktorė  
Asta Sivolovienė

UAB „Limeta“

Generalinis direktorius  
Virginijus Domarkas