



everX Posterior™

iš GC

**Pluoštais sutvirtintas kompozitas
dentino atstatymui**

GC everX Posterior yra stiklo pluoštais sustiprintas kompozitas, skirtas dentino atstatymui didelėse krūminių dantų ertmėse. Išoriniai tokios restauracijos paviršiai, tai yra emalis, turi būti atstatomi įprastiniais kompozitais, kaip Gaenial Posterior. Trumpos stiklo pluošto skaidulos, esančios GC everX Posterior sudėtyje, suformuoja vidini tinklą- armatūrą, labai svarbų didelės restauracijos pamatiniam sluoksniui. Tos pačios skaidulos neleidžia restauracijoje atsirasti ir didėti įtrūkimams, kurie yra dažniausia kompozitinių restauracijų lūžimų priežastis. Dėl unikalių fizinių savybių GC everX Posterior atveria naujas galimybes didelių danties vainiko defektų restauravimui tiesioginiu būdu, nenaudojant brangių laboratorinių technologijų.

- Trumpos skaidulos neleidžia atsirasti ir gilėti įtrūkimams restauracijoje
- Atsparumas lūžiams prilygsta natūraliam dentinui, tai yra beveik du kartus viršija analogišką bet kurio kompozito atsparumą.
- Nuo 4 iki 5 mm storio sluoksniai gali būti sukietinami vienmomentiškai
- Gera jungtis tiek su danties audiniais, tiek ir su kompozitais, suderinamas su visom adhezinėmis sistemomis bei kompozitais.
- Indikacijos: didelių krūminių restauracijų sustiprinimui, įskaitant:
 - Ertmių su 3 atstatomais paviršiais restauracijoms
 - Ertmių su suirusiais gumburais restauracijoms
 - Gilių ertmių (I, II-os klasės ir endodontiškai gydytų dantų) restauracijoms
 - Pakaitinėms amalgamos restauracijoms (danties įtrūkimai ir gumburų lūžimai ypač būdingi amalgaminėms restauracijoms)
 - Ertmių, kurios bus restauruojamos įklotais ir užklotais restauracijoms

Pastaba: GC everX Posterior visuomet išoriškai turi būti padengiamas įprastiniais, šviesa kietinamais kompozitais.



Announcement
ever X Posterior
GC Europe Head Office
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven