

# S5384 – 130 mL

## ČISTÍČÍ ROZTOK

CZ

**Určení:** pro čištění měřicího systému analyzátorů ABL555.

Obsahuje soli, kyselinu, pufr, antikoagulant a smáčedla. Bezpečnostní listy žádejte u lokálního distributora.

**Skladujte:** při 2-32 °C.

Další informace viz. návod k použití.

## ROZTWÓR CZYSZCZĄCY

PL

**Przeznaczenie:** Stosowany do czyszczenia systemu pomiarowego w analizatorach ABL555.

**Zawiera:** sole, kwas, bufor, antykoagulanty, konserwanty i surfaktanty.

Karty informacyjne bezpieczeństwa (*Safety Data Sheet*) można otrzymać od lokalnego dystrybutora.

**Przechowywanie:** w 2-32 °C.

Dodatkowe informacje sa zawarte w instrukcji obsługi.

## PUHASTUSLAHUS

EE

**Kasutus:** ABL555 analüsaatorite mõõtesüsteemi puhastamiseks.

Sisaldab soolasid, hapet, antikoagulant, säilitusaineid ja surfaktante. Ohutuse leht on saadav kohalikult firmaesindajalt.

**Säilitamine:** 2-32 °C juures.

Täiendav informatsioon kasutusjuhendites.

## VALYMO TIRPALAS

LT

**Paskirtis:** naudojamas ABL555 analizatorių matavimo sistemos valymui.

**Sudėtis:** druskos, rūgštis, buferis antikoaguliantas, konservantai ir paviršiaus įtempimą mažinančios medžiagos. Saugos duomenų lapą galima gauti iš vietinio platintojo.

**Laikyti:** 2-32 °C

Daugiau informacijos rasite analizatoriaus darbo aprašyme.

## TĪRĪŠANAS ŠĶĪDUMS

LV

**Lieto:** ABL555 analizatoru mērīšanas sistēmu tīrīšanai.

**Satur:** sāļus, skābi, buferi, antikoagulantu, konservantus un surfaktantus. Drošības datu lapu varat saņemt no vietējā pārstāvja.

**Uzglabāšana:** 2-32 °C.

Sīkākai informācijai skat. rokasgrāmatu.

## TISZTÍTÓ OLDAT

HU

**Használat:** ABL555 analizátorokon a mérőegység tisztítására.

Tartalmaz sókat, savat, puffert, antikoaguláns, tartósítószer és felületnedvesítő szert.

Biztonsági Adatlap a helyi képviselőtől szerezhető be.

**Tárolás:** 2-32 °C között.

További információkat a kézikönyvben talál.

## ČISTIACI ROZOTK

SK

**Použitie:** na čistenie merného systému analyzátorov ABL555.

Obsahuje soli, kyselinu, antikoagulant, konzervačné látky a surfaktanty. Údaje o bezpečnosti dát môžete obdržať od vášho miestneho distribútora.

**Skladovanie:** pri 2-32 °C.

Ďalšie informácie sú uvedené v manuáloch.



ABL™ is a trademark of Radiometer Medical ApS, Denmark and is registered in the USA.

©Radiometer Medical ApS, DK-2700 Brønshøj, 2004. All Rights Reserved.  
990-220. 0404A.