

S5385 – 130 mL

ČISTÍČÍ ROZTOK

CZ

Určení: pro čištění měřicího systému analyzátorů EML a ABL SYSTEM 6xx (měřicí stanice #2).

Obsahuje anorganické soli. Bezpečnostní listy žádejte u lokálního distributora.

Skladujte: při 2-32 °C.

Další informace viz. návod k použití.

ROZTWÓR CZYSZCZĄCY

PL

Przeznaczenie: Stosowany do czyszczenia systemu pomiarowego w analizatorach EML oraz serii ABL6xx. (Stacja pomiarowa #2).

Zawiera: nieorganiczne sole.

Karty informacyjne bezpieczeństwa (*Safety Data Sheet*) można otrzymać od lokalnego dystrybutora.

Przechowywanie: w 2-32 °C.

Dodatkowe informacje są zawarte w instrukcji obsługi.

PUHASTUSLAHUS

EE

Kasutus: EML ja ABL SYSTEM 6xx (seade#2) analüsaatorite mõõtesüsteemi puhastamiseks.

Sisaldab mitteorgaanilist soola. Ohutuse leht on saadav kohalikult firmaesindajalt.

Säilitamine: 2-32 °C juures.

Täiendav informatsioon kasutusjuhendites.

VALYMO TIRPALAS

LT

Paskirtis: naudojamas EML ir ABL SISTEMOS 6xx (matavimo įrenginiui #2) analizatorių matavimo sistemos valymui.

Sudėtis: neorganinė druska. Saugos duomenų lapą galima gauti iš vietinio platintojo.

Laikyti: 2-32 °C.

Daugiau informacijos rasite analizatoriaus darbo aprašyme.

TĪRĪŠANAS ŠĶĪDUMS

LV

Lieto: EML un ABL SYSTEM 6xx (mērīšanas stacija 2) analizatoru mērīšanas sistēmu tīrīšanai.

Satur: neorganiskos sāļus. Drošības datu lapu varat saņemt no vietējā pārstāvja.

Uzglabāšana: 2-32 °C.

Sīkākai informācijai skat. rokasgrāmatu.

TISZTÍTÓ OLDAT

HU

Használat: EML és ABL SYSTEM 6xx(Mérőegység#2) analizátorokon a mérőegység tisztítására.

Tartalmaz szervetlen sókat. Biztonsági Adatlap a helyi képviselőtől szerezhető be.

Tárolás: 2-32 °C között.

További információkat a kézikönyvben talál.

ČISTIACI ROZOTK

SK

Použitie: na čistenie merného systému analyzátorov EML ABL SYSTEMU 6xx Memná stanica #2).

Obsahuje anorganické soli. Údaje o bezpečnosti dát môžete obdržať od vášho miestneho distribútora.

Skladovanie: pri 2-32 °C.

Ďalšie informácie sú uvedené v manuáloch.



ABL™ and EML™ are trademarks of Radiometer Medical ApS, Denmark.
ABL is registered in the USA.

©Radiometer Medical ApS, DK-2700 Brønshøj, 2004. All Rights Reserved.
990-219. 0404A.