

S4932 – 340 mL

PROPLACHOVACÍ ROZTOK

CZ

Určení: pro automatický proplach měřicího systému analyzátorů EML a ABL System 6xx (měřicí stanice #2).

Obsahuje pufr, soli, kyselinu, antikoagulant, přípravky k uchování a smáčedla. Bezpečnostní listy žádejte u lokálního distributora.

Skladujte: při 2-32 °C.

Další informace viz. návod k použití.

ROZTWÓR PŁUCZĄCY

PL

Stosowany do automatycznego płukania analizatorów EML oraz systemu serii ABL6xx. (Stacja pomiarowa #2).

Zawiera: bufor, sole, kwas, antykoagulant, konserwanty i surfaktanty.

Karty informacyjne bezpieczeństwa (*Safety Data Sheet*) można otrzymać od lokalnego dystrybutora.

Przechowywać w 2-32 °C.

Dodatkowe informacje są zawarte w instrukcji obsługi.

LOPUTUSLAHUS

EE

Kasutus: EML ja ABL SYSTEM 6xx (seade #2) analüsaatorite mõõtesüsteemi automaatseks loputamiseks.

Sisaldab: puhverlahust, soolasisid, hapet, antikoagulante, säilitusaineid ja surfaktante. Ohutuse leht on saadav kohalikult firmaesindajalt.

Säilitamine: 2-32 °C juures.

Täiendav informatsioon kasutusjuhendites.

SKALAVIMO TIRPALAS

LT

Paskirtis: naudojamas EML analizatorių ir ABL SISTEMOS 6xx (matavimo įrenginiui #2) matavimo sistemos automatiniam skalavimui.

Sudėtis: buferis, druskos, rūgštis, antikoaguliantas, konservantas ir paviršiaus įtempimą mažinančios medžiagos. Saugos duomenų lapą galima gauti iš vietinio platintojo.

Laikyti: 2-32 °C.

Daugiau informacijos rasite analizatoriaus darbo aprašyme.

SKALOŠANAS ŠKĪDUMS

LV

Lieto: EML un ABL SYSTEM 6xx analizatoru mērīšanas sistēmu automātiskai skalšanai (tikai mērīšanas stacija 2).

Satur: buferi, sāļus, skābi, antikoagulantu, konservantus un surfaktantus. Drošības datu lapu varat saņemt no vietējā pārstāvja.

Uzglabāšana: 2-32 °C.

Sīkākai informācijai skat. rokasgrāmatu.

MOSÓ OLDAT

HU

Használat: EML és ABL SYSTEM 6xx (Mérőegység #2) analizátorok automatikus mosásához.

Tartalmaz: puffert, sókat, savat, antikoaguláns, tartósítószer és felületnedvesítőszert. Biztonsági Adatlap a helyi képviselőtől szerezhető be.

Tárolás: 2-32 °C között.

További információkat a kézikönyvben talál.

PREPLACHOVACÍ ROZTOK

SK

Používa sa na automatické preplachovanie merného systému EML analyzátorov a ABL SYSTÉMU 6xx (Merná stanica #2).

Zloženie: pufoer, soli, kyselina, antikoagulant, konzervačné látky a surfaktanty. Údaje o bezpečnosti dát môžete obdržať od vášho miestneho distribútora.

Skladovanie: pri 2-32 °C.

Ďalšie informácie sú uvedené v manuáloch.

