

Ca²⁺ ELEKTRODA E303
CZ

Použití: Je určena pro analyzátory ABL505/555, EML100/105 a ABL SYSTEM 6xx Series.

Před použitím:

1. Vybalte elektrodu.
2. Opatřete ihned elektrodu membránou.
3. Před zasunutím do analyzátoru osušte kontakt elektrody.

Ca²⁺ ELEKTRODA E303
PL

Zastosowanie: Używana z analizatorami ABL505/555, EML100/105 oraz serii ABL SYSTEM 6xx.

Przed użyciem:

1. Rozpakuj nową elektrodę.
2. Niezwłocznie załóż membranę na elektrodę.
3. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

Ca²⁺ ELEKROOD E303
EE

Kasutus: ABL505/555, EML100/105 ja ABL SYSTEM 6xx seeria analüsaatorid.

Enne kasutamist:

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

Ca²⁺ ELEKTRODAS E303
LT

Paskirtis: naudojamas ABL505/555, EML100/105 ir ABL SYSTEM 6xx serijos analizatoriuose.

Prieš naudojimą:

1. Išpakuokite naują elektrodą.
2. Tuoju pat uždėkite membraną ant elektrodo.
3. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodą kontaktą.

Ca²⁺ ELEKTRODS E303
LV

Lietošana: lieto ABL505/555, EML100/105, un ABL SYSTEM 6xx sēriju analizatoros.

Pirms lietošanas:

1. Izsaņojiet jauno elektrodu.
2. Nekavējoties uzlieciet elektrodām membrānu.
3. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektroda kontaktu.

Ca²⁺ ELEKTRÓDA E303
HU

Használat: ABL505/555, EML100/105, és ABL SYSTEM 6xx sorozatú analizátorokon használható.

Használat előtt:

1. Csomagolja ki az új elektródát.
2. Membránossa meg az elektródát.
3. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analízátorba visszatenné.

Ca²⁺ ELEKTRÓDA E303
SK

Použitie: používa sa v ABL505/555, EML100/105 a v sérii analyzátorov ABL SYSTEM 6xx.

Pred použitím:

1. Rozbalte elektródu.
2. Hneď nasadte na elektródu membránu.
3. Pred vsadením elektródy do analyzátoru vysušte jej kontakt.

