

Atviro (tarptautinio)  
konkurso sąlygų  
1 priedas



Surgo medical UAB, Vėjo g. 39-1, Didvyrių km., Kauno raj., LT-54113  
Įmonės kodas: 306171096, PVM kodas: LT100015492618  
[info@surgo.lt](mailto:info@surgo.lt), +37066582585

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninei  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ UROLOGIJAI  
PIRKIMO**

2023 04 25 Nr.1  
(Data)  
Kauno rajonas  
(Sudarymo vieta)

|                                                                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i> | Surgo medical UAB                                               |
| Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>         | Vėjo g. 39-1, Didvyrių kaimas, Kauno rajonas, LT-54113, Lietuva |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                       | Eimantė Kamilė Kališauskienė                                    |
| Telefono numeris                                                                                    | +37066582585                                                    |
| Fakso numeris                                                                                       | -                                                               |
| El. pašto adresas                                                                                   | <a href="mailto:info@surgo.lt">info@surgo.lt</a>                |
| Įmonės kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/</i>              | 306171096                                                       |

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                |  |
| Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)                                                    |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)   |  |
| Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |  |

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mes siūlome 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas vienkartinės priemonės urologijai ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus **(pateikiame užpildytą 2 priedą „Techninė specifikacija“)**.

4. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

5. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir **konfidenciali informacija\*** (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas         | Dokumentas yra įkeltas CPV IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Quill Stratafix Performance Data Sheet | Taip                                                                         |
| 2.       | IFU QUILL-Monoderm PGA-PCL loop        | Taip                                                                         |

\*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                             | Dokumento puslapių skaičius |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | QUILL dantytas siulas katalogas                            | 24 psl.                     |
| 2.      | IFU QUILL-Monoderm PGA-PCL loop                            | 4 psl.                      |
| 3.      | Quill Stratafix Performance Data Sheet                     | 2 psl.                      |
| 2.      | Sertifikatai                                               | Zip laikmena                |
| 3.      | Pasiūlymas (1 priedas)                                     | 2 psl.                      |
| 4.      | Techninė specifikacija_supildyta Surgo medical (2 priedas) | 2 psl.                      |
| 5.      | Jungtinė pažyma                                            | 2 psl.                      |

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

---

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**VIENKARTINĖS PRIEMONĖS UROLOGIJAI  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

| Dalies<br>Nr. | Pavadinimas                                                | Reikalaujamos savybės (prekės<br>aprašymas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orient<br>acinis<br>perka<br>mas<br>kiekis<br>per 12<br>mėn. ir<br>mato<br>vnt. | Siūlomo parametro<br>atitikimas (pagal 2<br>stulpelyje nurodytus<br>reikalavimus), konkreti<br>parametro reikšmė ir<br>atitikimo patvirtinimas<br>(psl. pasiūlyme, puslapyje<br>pabraukiant kiekvienos<br>pozicijos kiekvieną<br>atitikimą, nurodant<br>pozicijos numerį pagal<br>prašomas specifikacijas)             | 1. Firminis<br>prekės<br>pavadinimas,<br>2. Gamintojas,<br>3. Prekės<br>kodas kataloge | Mato<br>vnt.<br>kaina €<br>be<br>PVM | Viso<br>kiekio<br>kaina €<br>be PVM | PVM<br>tarifas<br>% | Viso<br>kiekio<br>kaina € su<br>PVM |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                      | 7                                    | 8                                   | 9                   | 10                                  |
| 15            | Chirurginis, mazgo<br>nereikalaujantis,<br>dantytas siūlas | Sterilus, besirezorbuojantis, sintetinis,<br>mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai<br>dantytas chirurginis siūlas, pagamintas<br>iš poliglekaprono ar lygiavertės<br>medžiagos. Abiejuose siūlo galuose po<br>17 mm adatą. Siūlas padengtas<br>antibakterinia medžiaga. Pilna rezorbcija<br>90-120 parų. Siūlo storis 4/0. Adatos<br>tipas - apvali. Siūlo ilgis - 16x16 cm. | 80 vnt.                                                                         | Sterilus,<br>besirezorbuojantis,<br>sintetinis, mazgo<br>nereikalaujantis,<br>ekscentriškai dantytas<br>chirurginis siūlas,<br>pagamintas iš<br>poliglekaprono. Abiejuose<br>siūlo galuose po 17 mm<br>adatą. Pilna rezorbcija 90-<br>120 parų. Siūlo storis 4/0.<br>Adatos tipas - apvali.<br>Siūlo ilgis - 16x16 cm. | QUILL<br>Monoderm,<br>Surgical<br>specialties,                                         | 21.00                                | 1680.00                             | 5%                  | 1764.00                             |

Paprašius, per 5 darbo dienas,, tiekėjas turi pateikti siūlomo produkto pavyzdį.

Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jeigu pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis.

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant siūlomų prekių parametrų vertimą į lietuvių kalbą.

WOUND CLOSURE



## Barbed Suture Catalog



## Operating as one. Focused on you.

Corza Medical is a medical device and biosurgery company with decades of experience delivering innovative products to the global surgical community. We are committed to providing an exceptional customer experience, high quality products and outstanding value.

Corza Medical's mission is to aid and champion the surgical community with outstanding products and remarkable service that save time, money and effort. We provide medical devices as well as biosurgery products and technologies that serve surgeons and their teams, distributors and OEM partners around the world.

With an expanding platform of industry-leading brands, our goal is to deliver an exceptional customer experience and outstanding value to the entire surgical community.



# Table of Contents

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Suture Configurations .....          | 3     |
| Advanced Needle Technology.....      | 4     |
| Needle Anatomy and Terminology ..... | 5     |
| Needle Chart.....                    | 6     |
| Needle Points and Cutting Edges..... | 7     |
| Materials Guide .....                | 8     |
|                                      |       |
| Bi-Directional Sutures               |       |
| Monoderm™ (PGA-PCL).....             | 9-10  |
| PDO (Polydioxanone) .....            | 11-12 |
| Polypropylene.....                   | 13    |
|                                      |       |
| Uni-Directional Sutures              |       |
| Monoderm™ (PGA-PCL).....             | 15-17 |
| PDO (Polydioxanone) .....            | 18-19 |
| Polypropylene.....                   | 20    |



# Quill® Barbed Suture

Designed for knotless approximation.


We have a versatile and extensive line offered in bi-directional and uni-directional configurations. Available in Monoderm™, PDO and Polypropylene materials.

We offer a variety of sizes from 5-0 to 2 that are fitted with premium needles for your wound closure needs.



# Suture Configurations

Available in Monoderm™, PDO and Polypropylene materials



## Bi-Directional

Barbs are arranged in opposing directions on either side of a transitional unbarbed segment.


## Uni-Directional

Barbs are arranged in a spiral along the suture and the adjustable loop design allows for easy needle placement.

**Quill** **BARBED SUTURE**

## Quill barbed sutures are fitted with premium surgical needles that are engineered for effortless control.

Materials, geometry, and coatings work together to produce a high performance surgical instrument.




### Proprietary Stainless Steel Alloy


Quill needles are forged from an alloy of Iron, Nickel, and Chromium. Each element serves a role in delivering strength, ductility, and hardness.



Strength



Ductility



Hardness

## Needle Terminology

**Length:** Distance measured along the circumference of the needle, from the point to the swage. It is depicted on the packaging.

**Shape:** Different surgeries or surgical techniques demand different needle shapes.

**Point:** The sharpened part of the needle that first penetrates the tissue. The point consists of the area from the sharpened tip of the needle to the widest cross section of the needle body. The point determines ease of penetration and the initial size and shape of the hole.


**Swage:** Connection point of the suture and the needle. Micro teeth grip the suture material and prevent it from slipping out.

**Wire Diameter:** Gauge or thickness of the wire originally used to form the needle body.


**Body:** The part between the point and the swage of the needle.

**Included Angle (Curvature):** The fraction of the circle included in the curve of the needle. This is depicted on the packaging.


## Needle Anatomy




## Needle Shapes and General Uses




Straight (aka: Keith):  
Skin Closure



3/8 Circle:  
Skin Closure



1/2 Circle:  
Skin Closure, GI, Cardiovascular



5/8 Circle:  
Robotics and Laparoscopic

# Needle Chart

Note: Actual needle lengths can vary within +/- 1mm.

## Precision Reverse Cutting Needles

| Corza Medical | Ethicon™ | Medtronic™ |      |
|---------------|----------|------------|------|
| 3/8 Circle    |          |            |      |
| P-1           | P-1      | P-10       | 11mm |
| P-3           | P-3      | P-13       | 13mm |
| PS-2          | PS-2     | P-12       | 19mm |
| PS-1          | PS-1     | P-14       | 24mm |
| PS            | PS       | P-15       | 26mm |
| PSL           | PSL      | P-17       | 30mm |

## Taper Cutting Needles

| Corza Medical | Ethicon™ | Medtronic™ |      |
|---------------|----------|------------|------|
| STC8          | .        | .          | 50mm |

## Straight Cutting Needles

| Corza Medical | Ethicon™ | Medtronic™ |      |
|---------------|----------|------------|------|
| TS            | .        | .          | 51mm |
| KS            | .        | .          | 61mm |
| SC19          | .        | .          | 70mm |

## Reverse Cutting Needles

| Corza Medical | Ethicon™ | Medtronic™ |      |
|---------------|----------|------------|------|
| 1/2 Circle    |          |            |      |
| OS-2          | OS-2     | .          | 18mm |
| OS-6          | OS-6     | HOS-11     | 40mm |
| OS-8          | OS-8     | .          |      |
| CP-2          | CP-2     | GS-10      | 26mm |
| CP-1          | CP-1     | .          | 36mm |
| CP            | CP       | GS-12      | 40mm |

## Taper Point Needles

| Corza Medical | Ethicon™ | Medtronic™ |      |
|---------------|----------|------------|------|
| 1/2 Circle    |          |            |      |
| RB-1          | RB-1     | CV-23      | 17mm |
| SH-1          | SH-1     | CV-25      | 22mm |
| SH            | SH       | V-20       | 26mm |
| CT-2          | CT-2     | GS-22      | 36mm |
| CT-1          | CT-1     | GS-21      | 30mm |
| V-30          | .        | V-30       | 40mm |
| CT            | CT       | GS-24X     | 48mm |
| CTX           | CTX      | GC-25      | 65mm |
| TP-1          | TP-1     | GS-26      |      |
| 5/8 Circle    |          |            |      |
| UR-6          | UR-6     | GU-46      | 26mm |
| S-18          | .        | .          | 33mm |
| SKI-23        | .        | .          |      |

## Needle Points and Cutting Edges

| Needle Type               | Point Geometry                                                                     | Description                                                                                   | Commonly Used For                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reverse Cutting           |   | Triangular point with cutting edge on the outer curvature                                     | Skin closure, ligamentous or fibrous tissues                                                          |
| Precision Reverse Cutting |   | Triangular point with cutting edge on the outer curvature and precisioned for added sharpness | Primarily used in plastic surgery for delicate procedures and where a good cosmetic result is desired |
| Taper Point               |   | Round shaft, straight or curved, taper point with no cutting edge                             | Soft tissue closure such as fascia, vascular, gastrointestinal, and most soft tissue below the skin   |
| Taper Cutting             |   | Four (4) cutting edges with a taper shaft                                                     | For penetration through tough tissue                                                                  |
| Straight Cutting          |  | Reverse cutting tip on a straight shaft                                                       | General skin closure                                                                                  |

## Quill is the only barbed suture with true USP sizing

For example, when Quill is manufactured, it starts with a USP 2-0 suture thread, the thread is barbed, and finally it is labeled as a Quill 2-0.

Conversely, the competitor\*, starts with a USP 2-0 suture thread, the thread is barbed, and is labeled as a 3-0.

Therefore, Quill 2-0 and the competitor 3-0 have the same thread diameter.

\*V-Loc™ and Stratafix™

| Thread Diameter | Quill USP Size | V-Loc™/ Stratafix™ USP Size |
|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 0.60 mm         | 2              | 1                           |
| 0.53 mm         | 1              | 0                           |
| 0.45 mm         | 0              | 2-0                         |
| 0.38 mm         | 2-0            | 3-0                         |
| 0.30 mm         | 3-0            | 4-0                         |
| 0.25 mm         | 4-0            | 5-0                         |
| 0.17 mm         | 5-0            | 6-0                         |


|                 | Short-Term                                                                   | Long-Term                                                                         | Non-Absorbable                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material        | Monoderm (PGA-PCL)                                                           | PDO (polydioxanone)                                                               | Polypropylene                                                                                                      |
| Description     | Monofilament<br>Undyed (Clear)<br>Dyed (Violet)                              | Monofilament<br>Dyed (Violet)                                                     | Monofilament<br>Undyed (Clear)<br>Dyed (Blue)                                                                      |
| BSR Profile     | In vivo strength retention:<br>42% to 76% at 7 days<br>36% to 52% at 14 days | In vivo strength retention:<br>80% at 2 weeks<br>60% at 4 weeks<br>40% at 6 weeks | Polypropylene is not absorbed, nor is any significant change in tensile strength retention known to occur in vivo. |
| Mass Absorption | Essentially complete between 90 and 120 days.                                | Minimal until approximately 120 days. Essentially complete by 180 days.           |                                                                                                                    |
|                 | Comparable to V-Loc™-90                                                      | Comparable to V-Loc™-180                                                          | Comparable to V-Loc™-PBT                                                                                           |

See Instructions For Use supplied with Quill barbed suture for indications, contraindications, warnings, and potential complications.

**Monoderm** is a synthetic absorbable monofilament. It has excellent pliability and handling characteristics and popular for subcuticular closure and soft tissue approximation.

**PDO** is a synthetic absorbable monofilament indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation but not for use in cardiovascular or neurological tissues, microsurgery or ophthalmic surgery.

**Polypropylene** is a synthetic non-absorbable monofilament suture. Tensile strength is superior to other true monofilaments. In addition, a unique extruding technique ensures a uniformly round cross section and a strand that passes easily through tissue.



\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# Monoderm (PGA-PCL) Bi-Directional

## ABSORBABLE


### Precision Reverse Cutting

Length

|                                                                                                                        | Color  | cm      | in      | 5-0      | 4-0      | 3-0        | 2-0        | 0        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|----------|
| <b>P-1</b><br>11 mm 3/8 circle        | Undyed | 14 x 14 | 5 x 5   | YA-2002Q | YA-2004Q | YA-1020Q   |            |          |
| <b>P-3</b><br>13 mm 3/8 circle        | Undyed | 14 x 14 | 5 x 5   | YA-2003Q | YA-2005Q |            |            |          |
| <br><b>PS-2</b><br>19 mm 3/8 circle   | Undyed | 3 x 3   | 1 x 1   |          |          | YA-1019Q   | YA-1018Q   |          |
|                                                                                                                        |        | 7 x 7   | 3 x 3   |          |          | YA-1001Q-0 | YA-1000Q   |          |
|                                                                                                                        |        | 14 x 14 | 5 x 5   |          |          | YA-2016Q   | YA-1012Q   | YA-1004Q |
|                                                                                                                        |        | 30 x 30 | 12 x 12 |          |          | YA-2021Q   | YA-2022Q   |          |
|                                                                                                                        |        | 40 x 40 | 16 x 16 |          |          | YA-2031Q   | YA-2032Q   |          |
| <br><b>PS-1</b><br>24 mm 3/8 circle | Undyed | 30 x 30 | 12 x 12 |          |          | YA-2023Q   | YA-2024Q   |          |
|                                                                                                                        |        | 40 x 40 | 16 x 16 |          |          | YA-2033Q   | YA-2034Q   |          |
| <br><b>PS</b><br>26 mm 3/8 circle   | Undyed | 7 x 7   | 3 x 3   |          |          |            | YA-1011Q   | YA-1010Q |
|                                                                                                                        |        | 14 x 14 | 5 x 5   |          |          |            | YA-1015Q-0 |          |
|                                                                                                                        |        | 30 x 30 | 12 x 12 |          |          | YA-1023Q-0 | YA-1024Q-0 |          |

### Reverse Cutting

Length

|                                                                                                                        | Color  | cm      | in      | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|----------|
| <br><b>CP-2</b><br>26 mm 1/2 circle | Undyed | 14 x 14 | 5 x 5   |     |     |     |     | YA-1014Q |
| <br><b>CP-1</b><br>36 mm 1/2 circle | Undyed | 36 x 36 | 14 x 14 |     |     |     |     | YA-2036Q |
|                                                                                                                        |        | 45 x 45 | 18 x 18 |     |     |     |     | YA-2035Q |

\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# Monoderm (PGA-PCL) Bi-Directional

## ABSORBABLE

### Taper Point

|                                                                                                                       |        | Length  |         |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                       | Color  | cm      | in      | 4-0      | 3-0      | 2-0      | 0        |
| <b>RB-1</b><br>17 mm 1/2 circle<br>  | Undyed | 16 x 16 | 6 x 6   |          | RS-1001Q | VP-1000Q |          |
|                                                                                                                       | Violet | 10 x 10 | 4 x 4   | RS-1010Q |          |          |          |
|                                                                                                                       |        | 16 x 16 | 6 x 6   |          |          | VP-2000Q |          |
| <b>SH-1</b><br>22 mm 1/2 circle<br>  | Violet | 16 x 16 | 6 x 6   |          |          | RS-1004Q |          |
| <b>SH</b><br>26 mm 1/2 circle<br>    | Undyed | 16 x 16 | 6 x 6   |          |          | RS-1005Q |          |
| <b>CT-1</b><br>36 mm 1/2 circle<br> | Undyed | 14 x 14 | 5 x 5   |          |          |          | YA-1003Q |
|                                                                                                                       |        | 36 x 36 | 14 x 14 |          |          |          | YA-1029Q |

### Straight Cutting

|                                                                                                                      |        | Length  |         |     |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----|-----|----------|----------|
|                                                                                                                      | Color  | cm      | in      | 4-0 | 3-0 | 2-0      | 0        |
| <b>SC19</b><br>70 mm straight<br> | Undyed | 30 x 30 | 12 x 12 |     |     | YA-1050Q | YA-1051Q |

\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# PDO (Polydioxanone) Bi-Directional

## ABSORBABLE



### Precision Reverse Cutting

Length

|                                                                                                                      | Color  | cm      | in      | 4-0        | 3-0        | 2-0        | 0          | 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| <b>P-1</b><br>12 mm 3/8 circle<br>  | Violet | 7 x 7   | 3 x 3   |            | RA-1017Q   |            |            |   |   |
| <b>PS-2</b><br>19 mm 3/8 circle<br> | Violet | 3 x 3   | 1 x 1   |            | RA-1008Q   | RA-1002Q   |            |   |   |
|                                                                                                                      |        | 7 x 7   | 3 x 3   | RA-1012Q-0 | RA-1010Q   | RA-1007Q   |            |   |   |
|                                                                                                                      |        | 14 x 14 | 5 x 5   |            | RA-1050Q-0 | RA-1046Q   |            |   |   |
|                                                                                                                      |        | 24 x 24 | 9 x 9   |            | RA-1051Q-0 | RA-1036Q-0 |            |   |   |
| <b>PS-1</b><br>24 mm 3/8 circle<br> | Violet | 45 x 45 | 18 x 18 |            |            |            | RA-1090Q   |   |   |
| <b>PS</b><br>26 mm 3/8 circle<br> | Violet | 7 x 7   | 3 x 3   |            |            | RA-1016Q   | RA-1015Q   |   |   |
|                                                                                                                      |        | 14 x 14 | 5 x 5   |            | RA-1021Q   | RA-1020Q-0 | RA-1019Q-0 |   |   |
|                                                                                                                      |        | 24 x 24 | 9 x 9   |            | RA-1052Q-0 | RA-1028Q-0 | RA-1030Q-0 |   |   |

### Reverse Cutting

Length

|                                                                                                                        | Color  | cm      | in      | 4-0 | 3-0        | 2-0 | 0        | 1        | 2        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----|------------|-----|----------|----------|----------|
| <b>OS-2</b><br>19 mm 1/2 circle<br> | Violet | 14 x 14 | 5 x 5   |     |            |     | RA-1001Q |          |          |
| <b>CP-2</b><br>26 mm 1/2 circle<br> | Violet | 14 x 14 | 5 x 5   |     |            |     |          | RA-1004Q | RA-1006Q |
|                                                                                                                        |        | 24 x 24 | 9 x 9   |     | RA-1056Q-0 |     |          | RA-1032Q | RA-1034Q |
| <b>CP-1</b><br>36 mm 1/2 circle<br> | Violet | 36 x 36 | 14 x 14 |     |            |     | RX-2069Q |          |          |
|                                                                                                                        |        | 45 x 45 | 18 x 18 |     |            |     | RX-2068Q |          |          |
| <b>CP</b><br>40 mm 1/2 circle<br>   | Violet | 36 x 36 | 14 x 14 |     |            |     |          |          | RX-1066Q |
|                                                                                                                        |        | 45 x 45 | 18 x 18 |     |            |     |          |          | RX-2066Q |





\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# PDO (Polydioxanone) Bi-Directional

## ABSORBABLE

### Taper Point

#### Length

|                                                                                                                     | Color  | cm      | in      | 4-0      | 3-0 | 2-0      | 0        | 1        | 2        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|
| <b>RB-1</b> <br>17 mm 1/2 circle   | Violet | 7 x 7   | 3 x 3   | RA-2070Q |     |          |          |          |          |
| <b>SH-1</b> <br>22 mm 1/2 circle   | Violet | 14 x 14 | 5 x 5   |          |     | RA-1086Q |          | RA-1088Q |          |
| <b>SH</b> <br>26 mm 1/2 circle     | Violet | 10 x 10 | 4 x 4   |          |     | RA-1077Q | RA-1078Q |          |          |
|                                                                                                                     |        | 14 x 14 | 5 x 5   |          |     |          | RA-1079Q |          |          |
|                                                                                                                     |        | 40 x 40 | 16 x 16 |          |     | RA-1057Q |          |          |          |
| <b>CT-1</b> <br>36 mm 1/2 circle | Violet | 7 x 7   | 3 x 3   |          |     |          | RX-1068Q |          |          |
|                                                                                                                     |        | 14 x 14 | 5 x 5   |          |     |          | RA-1000Q | RA-1003Q | RA-1005Q |
|                                                                                                                     |        | 24 x 24 | 9 x 9   |          |     |          | RA-1029Q | RA-1031Q | RA-1033Q |
|                                                                                                                     |        | 30 x 30 | 12 x 12 |          |     |          |          | RA-1059Q | RA-1058Q |
|                                                                                                                     |        | 36 x 36 | 14 x 14 |          |     |          | RA-1067Q |          | RX-1062Q |
|                                                                                                                     |        | 45 x 45 | 18 x 18 |          |     |          | RA-2067Q |          |          |
| <b>CTX</b> <br>48 mm 1/2 circle  | Violet | 30 x 30 | 12 x 12 |          |     |          | RA-1060Q |          |          |
|                                                                                                                     |        | 36 x 36 | 14 x 14 |          |     |          |          |          | RA-1065Q |
|                                                                                                                     |        | 45 x 45 | 18 x 18 |          |     |          |          |          | RA-2065Q |
| <b>S-18</b> <br>33 mm straight   | Violet | 10 x 10 | 4 x 4   |          |     |          | RA-1085Q |          |          |

### Taper Cutting

#### Length

|                                                                                                                   | Color  | cm    | in    | 4-0 | 3-0 | 2-0      | 0        | 1        | 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|-----|----------|----------|----------|---|
| <b>STC8</b> <br>50 mm straight | Violet | 7 x 7 | 3 x 3 |     |     | RA-1013Q | RA-1023Q | RA-1024Q |   |

\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# Polypropylene Bi-Directional

NON-ABSORBABLE

## Precision Reverse Cutting

Length

|                                                                                                                      | Color  | cm    | in    | 2-0      | 0 | 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------|---|---|---|
| <b>PS-2</b><br>19 mm 3/8 circle<br> | Undyed | 7 x 7 | 3 x 3 | JA-1006Q |   |   |   |


## Reverse Cutting

Length

|                                                                                                                      | Color  | cm      | in    | 2-0 | 0 | 1        | 2        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----|---|----------|----------|
| <b>CP-2</b><br>26 mm 1/2 circle<br> | Undyed | 14 x 14 | 5 x 5 |     |   | JA-1005Q | JA-1001Q |

## Taper Point

Length

|                                                                                                                        | Color  | cm      | in      | 2-0 | 0 | 1        | 2        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----|---|----------|----------|
| <b>SH-1</b><br>22 mm 1/2 circle<br> | Undyed | 14 x 14 | 5 x 5   |     |   | JA-1050Q |          |
| <b>CT-1</b><br>36 mm 1/2 circle<br> | Undyed | 24 x 24 | 9 x 9   |     |   |          | JA-1007Q |
|                                                                                                                        |        | 45 x 45 | 18 x 18 |     |   |          | JA-2007Q |



\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# Monoderm (PGA-PCL) Uni-Directional

## ABSORBABLE

**Taper Point** 

Length


|                                                                                                                        | Color  | cm | in | 3-0      | 2-0      | 0        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----------|----------|----------|
| <b>RB-1</b><br>17 mm 1/2 circle<br>   | Undyed | 15 | 6  |          | VLM-2014 |          |
|                                                                                                                        |        | 20 | 8  |          | VLM-1005 |          |
|                                                                                                                        | Violet | 15 | 6  | VLM-4013 | VLM-2015 |          |
|                                                                                                                        |        | 20 | 8  |          | VLM-2005 |          |
| <br>18 mm 1/2 circle                  | Violet | 20 | 8  | VLM-1008 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 30 | 12 | VLM-1009 |          |          |
| <b>SKI-23</b><br>23mm SKI<br>         | Violet | 23 | 9  |          | VLM-2029 |          |
| <br><b>SH</b><br>26 mm 1/2 circle   | Violet | 15 | 6  |          | VLM-2017 | VLM-2013 |
|                                                                                                                        |        | 20 | 8  |          | VLM-2006 | VLM-1222 |
|                                                                                                                        |        | 23 | 9  | VLM-2031 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 30 | 12 |          | VLM-2024 | VLM-2021 |
|                                                                                                                        | Undyed | 20 | 8  |          | VLM-1006 |          |
|                                                                                                                        |        | 30 | 12 |          |          | VLM-1013 |
|                                                                                                                        |        | 45 | 18 |          |          | VLM-1020 |
| <br><b>UR-6</b><br>26 mm 5/8 circle | Violet | 15 | 6  |          | VLM-1018 |          |
|                                                                                                                        |        | 20 | 8  |          | VLM-2019 |          |
|                                                                                                                        |        | 23 | 9  | VLM-2030 |          |          |
| <br><b>V-30</b><br>30 mm 1/2 circle | Violet | 23 | 9  |          | VLM-2027 | VLM-2020 |
| <br><b>CT-2</b><br>26mm 1/2 circle  | Undyed | 15 | 6  |          | VLM-4028 |          |
|                                                                                                                        |        | 30 | 12 |          | VLM-4029 |          |
|                                                                                                                        |        | 45 | 18 |          | VLM-4030 |          |

\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# Monoderm (PGA-PCL) Uni-Directional

## ABSORBABLE

### Taper Point

|                                                                                                                   |        | Length |    |     |     |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----|-----|-----|----------|
|                                                                                                                   | Color  | cm     | in | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0        |
|  <b>CT-1</b><br>36 mm 1/2 circle | Violet | 20     | 8  |     |     |     | VLM-1025 |
|                                                                                                                   |        | 30     | 12 |     |     |     | VLM-1015 |
|                                                                                                                   | Undyed | 20     | 8  |     |     |     | VLM-1024 |
|                                                                                                                   |        | 30     | 12 |     |     |     | VLM-1014 |
|                                                                                                                   |        | 45     | 18 |     |     |     | VLM-2023 |
|                                                                                                                   |        | 60     | 24 |     |     |     | VLM-1003 |
|  <b>CT</b><br>40mm 1/2 circle    | Violet | 70     | 28 |     |     |     | VLM-1017 |
|  <b>CTX</b><br>48mm 1/2 circle | Violet | 45     | 18 |     |     |     | VLM-4000 |

### Precision Reverse Cutting

|                                                                                                                     |        | Length |    |          |          |          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|----------|----------|----------|---|
|                                                                                                                     | Color  | cm     | in | 4-0      | 3-0      | 2-0      | 0 |
|  <b>P3</b><br>13 mm 3/8 circle   | Undyed | 20     | 8  | VLM-3001 | VLM-3002 |          |   |
|                                                                                                                     |        | 30     | 12 |          | VLM-3003 |          |   |
|  <b>PS-2</b><br>19 mm 3/8 circle | Undyed | 20     | 8  | VLM-2007 | VLM-3007 | VLM-3009 |   |
|                                                                                                                     |        | 30     | 12 | VLM-2008 | VLM-3008 | VLM-3010 |   |
|                                                                                                                     |        | 45     | 18 |          | VLM-2018 | VLM-2016 |   |
|                                                                                                                     |        | 60     | 24 |          | VLM-2004 | VLM-2002 |   |

\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# Monoderm (PGA-PCL) Uni-Directional

## ABSORBABLE

### Precision Reverse Cutting

Length

|                                                                                                                      | Color  | cm | in | 3-0      | 2-0      | 0        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----------|----------|----------|
| <b>PS-1</b><br>24 mm 3/8 circle<br> | Undyed | 20 | 8  | VLM-1011 |          |          |
|                                                                                                                      |        | 30 | 12 | VLM-1012 | VLM-1002 | VLM-2022 |
|                                                                                                                      |        | 45 | 18 |          | VLM-2012 |          |
|                                                                                                                      |        | 60 | 24 |          | VLM-1001 |          |
| <b>PS</b><br>26 mm 3/8 circle<br>   | Violet | 20 | 8  |          |          | VLM-1023 |
|                                                                                                                      | Undyed | 20 | 8  |          |          | VLM-1022 |
| <b>PSL</b><br>30 mm 3/8 circle<br>  | Undyed | 70 | 28 |          |          | VLM-4031 |

### Reverse Cutting

Length

|                                                                                                                        | Color  | cm | in | 3-0 | 2-0 | 0        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----|-----|----------|
| <b>CP-1</b><br>36 mm 1/2 circle<br> | Violet | 70 | 28 |     |     | VLM-2040 |
| <b>CP</b><br>40 mm 1/2 circle<br>   | Undyed | 70 | 28 |     |     | VLM-1016 |

### Straight Cutting



Length

|                                                                                                           | Color  | cm | in | 3-0 | 2-0      | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----|----------|---|
| <b>TS</b><br>51 mm<br> | Undyed | 45 | 18 |     | VLM-2025 |   |
| <b>KS</b><br>60 mm<br> | Undyed | 45 | 18 |     | VLM-2028 |   |

\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# PDO (Polydioxanone) Uni-Directional ABSORBABLE

**Taper Point** 

|                                                                                                                        | Color  | Length |    | 3-0      | 2-0      | 0        | 1        | 2        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                        |        | cm     | in |          |          |          |          |          |
| <b>RB-1</b><br>17 mm 1/2 circle<br>   | Violet | 15     | 6  | VLP-2046 | VLP-2022 | VLP-4109 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 20     | 8  |          | VLP-2020 |          |          |          |
| <b>SH-1</b><br>22 mm 1/2 circle<br>   | Violet | 15     | 6  |          | VLP-2050 |          |          |          |
|                                                                                                                        |        | 20     | 8  |          |          | VLP-1008 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 23     | 9  |          |          |          | VLP-4149 |          |
|                                                                                                                        |        | 30     | 12 |          | VLP-2002 | VLP-1003 |          |          |
| <b>SKI-23</b><br>23mm SKI<br>         | Violet | 23     | 9  |          | VLP-2041 |          |          |          |
| <b>SH</b><br>26 mm 1/2 circle<br>   | Violet | 15     | 6  | VLP-2045 | VLP-2021 | VLP-2051 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 20     | 8  | VLP-2043 | VLP-2006 | VLP-2008 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 23     | 9  |          |          |          |          | VLP-4148 |
|                                                                                                                        |        | 30     | 12 | VLP-2044 | VLP-2033 | VLP-2009 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 45     | 18 |          | VLP-2039 | VLP-2038 |          |          |
| <b>UR-6</b><br>26 mm 5/8 circle<br> | Violet | 15     | 6  |          | VLP-2052 |          |          |          |
|                                                                                                                        |        | 30     | 12 |          |          |          | VLP-2053 |          |


\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# PDO (Polydioxanone) Uni-Directional

## ABSORBABLE

**Taper Point** 

Length

|                                                                                                                     | Color  | cm | in | 2-0      | 0        | 1        | 2        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----------|----------|----------|----------|
|  <b>V-30</b><br>30 mm 1/2 circle   | Violet | 23 | 9  | VLP-2049 |          |          |          |
|  <b>CT-2</b><br>26 mm 1/2 circle   | Violet | 15 | 6  | VLP-4136 |          |          |          |
|                                                                                                                     |        | 20 | 8  | VLP-4137 |          |          |          |
|                                                                                                                     |        | 23 | 9  |          | VLP-4147 |          |          |
|                                                                                                                     |        | 30 | 12 |          | VLP-4135 |          |          |
|                                                                                                                     |        | 70 | 28 | VLP-4139 | VLP-4140 |          |          |
|  <b>CT-1</b><br>36 mm 1/2 circle   | Violet | 15 | 6  |          |          |          | VLP-2030 |
|                                                                                                                     |        | 20 | 8  |          | VLP-1001 | VLP-2028 | VLP-2016 |
|                                                                                                                     |        | 30 | 12 | VLP-2042 | VLP-1002 | VLP-2015 | VLP-2032 |
|                                                                                                                     |        | 45 | 18 | VLP-2040 | VLP-1004 | VLP-2014 | VLP-2025 |
|                                                                                                                     |        | 70 | 28 |          | VLP-2012 |          | VLP-2024 |
|  <b>CT</b><br>40 mm 1/2 circle   | Violet | 70 | 28 |          |          | VLP-2013 |          |
|  <b>CTX</b><br>48 mm 1/2 circle  | Violet | 45 | 18 |          |          | VLP-2034 | VLP-2037 |
|                                                                                                                     |        | 70 | 28 |          |          |          | VLP-2010 |
|  <b>TP-1</b><br>65 mm 1/2 circle | Violet | 45 | 18 |          |          | VLP-2036 |          |
|                                                                                                                     |        | 60 | 24 |          |          |          | VLP-2031 |

\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# PDO (Polydioxanone) Uni-Directional

ABSORBABLE

## Precision Reverse Cutting

|                                                                                                                      |        | Length |    |          |          |          |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|----------|----------|----------|---|---|
|                                                                                                                      | Color  | cm     | in | 3-0      | 2-0      | 0        | 1 | 2 |
| <b>P-3</b><br>13 mm 3/8 circle<br>  | Violet | 20     | 8  | VLP-3021 |          |          |   |   |
|                                                                                                                      |        | 30     | 12 | VLP-3022 |          |          |   |   |
| <b>PS-2</b><br>19 mm 3/8 circle<br> | Violet | 20     | 8  | VLP-3026 | VLP-3027 |          |   |   |
|                                                                                                                      |        | 30     | 12 | VLP-4132 | VLP-3028 |          |   |   |
|                                                                                                                      |        | 45     | 18 | VLP-2029 | VLP-2001 |          |   |   |
| <b>PS-1</b><br>24 mm 3/8 circle<br> | Violet | 30     | 12 |          | VLP-3029 |          |   |   |
|                                                                                                                      |        | 45     | 18 |          | VLP-2026 |          |   |   |
|                                                                                                                      |        | 60     | 24 |          | VLP-2027 |          |   |   |
| <b>PS</b><br>26 mm 3/8 circle<br>  | Violet | 20     | 8  |          |          | VLP-1007 |   |   |
|                                                                                                                      |        | 30     | 12 |          |          | VLP-2005 |   |   |

## Reverse Cutting

|                                                                                                                        |        | Length |    |     |     |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----|-----|----------|----------|----------|
|                                                                                                                        | Color  | cm     | in | 3-0 | 2-0 | 0        | 1        | 2        |
| <b>CP-1</b><br>36 mm 1/2 circle<br> | Violet | 20     | 8  |     |     | VLP-1005 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 30     | 12 |     |     | VLP-1006 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 45     | 18 |     |     | VLP-4138 | VLP-4144 |          |
|                                                                                                                        |        | 60     | 24 |     |     | VLP-4143 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 70     | 28 |     |     |          | VLP-4146 |          |
| <b>CP</b><br>40 mm 1/2 circle<br>   | Violet | 45     | 18 |     |     |          |          | VLP-2019 |
|                                                                                                                        |        | 70     | 28 |     |     |          |          | VLP-2011 |
| <b>OS-6</b><br>36 mm 1/2 circle<br> | Violet | 70     | 28 |     |     | VLP-4142 |          |          |
| <b>OS-8</b><br>40 mm 1/2 circle<br> | Violet | 60     | 24 |     |     |          | VLP-4134 |          |

\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

# Polypropylene Uni-Directional

NON-ABSORBABLE

**Taper Point** 

Length

|                                                                                                                        | Color  | cm | in | 2-0      | 0        | 1        | 2        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----------|----------|----------|----------|
| <b>RB-1</b><br>17 mm 1/2 circle<br>   | Blue   | 15 | 6  |          |          |          |          |
|                                                                                                                        |        | 30 | 12 | VLO-4219 |          |          |          |
| <b>SH-1</b><br>22 mm 1/2 circle<br>   | Undyed | 15 | 6  |          |          | VLO-1005 |          |
|                                                                                                                        |        | 30 | 12 |          | VLO-1001 |          |          |
|                                                                                                                        | Blue   | 15 | 6  | VLO-4208 | VLO-4207 | VLO-4209 |          |
|                                                                                                                        |        | 23 | 9  |          |          |          | VLO-4225 |
|                                                                                                                        |        | 30 | 12 |          | VLO-4214 |          |          |
| <b>SH</b><br>26 mm 1/2 circle<br>    | Undyed | 15 | 6  |          | VLO-4220 |          |          |
|                                                                                                                        | Blue   | 15 | 6  | VLO-1011 | VLO-1012 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 23 | 9  | VLO-1010 |          |          |          |
|                                                                                                                        |        | 30 | 12 | VLO-4215 | VLO-4216 |          |          |
|                                                                                                                        |        | 45 | 18 |          |          | VLO-4218 |          |
| <b>CT-2</b><br>26 mm 1/2 circle<br> | Blue   | 15 | 6  |          |          | VLO-4224 |          |
|                                                                                                                        |        | 23 | 9  |          | VLO-4203 | VLO-4223 |          |
|                                                                                                                        |        | 45 | 18 |          |          | VLO-4222 |          |
| <b>CT-1</b><br>36 mm 1/2 circle<br> | Undyed | 15 | 6  |          |          | VLO-1004 | VLO-1006 |
|                                                                                                                        |        | 20 | 8  |          |          |          | VLO-1007 |
|                                                                                                                        |        | 45 | 18 |          |          | VLO-1002 | VLO-1003 |
|                                                                                                                        | Blue   | 15 | 6  |          |          | VLO-4205 | VLO-4210 |
|                                                                                                                        |        | 20 | 8  |          |          | VLO-4206 | VLO-4211 |
|                                                                                                                        |        | 45 | 18 |          |          | VLO-4212 | VLO-4213 |
|                                                                                                                        |        | 70 | 28 |          |          |          | VLO-4221 |

\*As with traditional sutures, Quill barbed suture size is determined by its OUTER diameter, it is therefore recommended that when using Quill barbed sutures, you upsize by one USP compared with traditional suture. For example, if previously using a 3-0 traditional suture, we recommend using a 2-0 Quill barbed suture.

[illegible]



---

ATSTOVAS LIETUVOJE

SURGO

Tel. nr.: +37068787290

---

Quill® is also available through major healthcare distributors.

For more information, visit [corza.com](http://corza.com)

Corza Medical, 247 Station Drive, Suite NE1, Westwood, MA 02090, U.S.A.  
Phone: 610.404.3520 • 877.991.1110 (USA and Canada only) • Fax: 610.404.4010

All trademarks are owned by the company and its affiliates.

©2021 Corza Medical.

All Rights Reserved. COR-021 R12 12/21

# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

**Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):**

-

**Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)**

659575

### Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Atvira

**Pavadinimas:**

Vienkartinės priemonės urologijai

**Trumpas aprašymas:**

Vienkartinės priemonės urologijai. Pirkimas skirstomas į 39 pirkimo dalis.

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

659575

## II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

### A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

**Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):**

Surgo medical UAB

**Gatvė ir namo numeris:**

Vėjo g. 39-1

**Pašto kodas:**

LT-54113

**Miestas:**

Kauno rajonas

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei yra):**

www.surgo.lt

**E. paštas:**

info@surgo.lt

**Telefonas:**

+37066582585

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

Eimantė Kamilė Kališauskienė

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT100015492618

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

☒ Taip

☐ Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“**

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

☒ Taip

☐ Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

[https://draudejai.sodra.lt/draudeju\\_viesi\\_duomenys/](https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/)

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

Pirkimo dalys nr. 15, 39

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

-

**Pavardė**

-

**Gimimo data**

-

**Gimimo vieta**

-

**Gatvė ir namo numeris:**

-

**Pašto kodas:**

-

**Miestas:**

-

**Šalis:**

Lietuva

**E. paštas:**

-

**Telefonas:**

-

**Pareigos arba statusas:**

-

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

-

### **C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

☐ Taip

☒ Ne

### **D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

### **III dalis. Pašalinimo pagrindai**

#### **A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

##### **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

##### **A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

##### **A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

#### **A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

#### **A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsینimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

---

## **B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai** **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

### **B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

### **B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

**URL**

[https://draudejai.sodra.lt/draudeju\\_viesi\\_duomenys/](https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/)

**Kodas**

-

**Emitentas**

-

### **C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.**

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir

nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

**pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

**I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?**

**II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų**(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar

jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

**Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?**

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra**

**susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.**

**D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)**

**Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:**

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

**Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą**

**bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

## **IV dalis. Atrankos kriterijai**

### **a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda**

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

## **Baigti**

### **IV dalis. Baigiamieji pareiškimai**

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba

b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

19-05-2023

**Vieta**

Kauno rajonas

**Parašas**