

ECO ZYM (paruoštas naudoti)

Atitinka Robert Koch Instituto reikalavimus rankiniam valymui.
Saugus ir ekonomiškas

Medicinos prietaisas I klasės, CE

Prekės kodas 90001 (1 ltr indas), 90002 (5ltr bakelis)

Produkto tipas: tai tausojantis instrumentus enziminis valiklis gelis, nepaliekantis žymių ant apruošiamų instrumentų, ypač tinka kietiems ir lankstiems endoskopams, endoskopų priedams, taip pat chirurginiams ir ortopediniams instrumentams. Specialūs, aukšto aktyvumo enzimai, sustiprinti inovacinės paviršių aktyvių medžiagų sistemos, puikiai pašalina kraujo, sekretų, detritų, audinių ir riebalų likučius. Polisacharidus tirpinantys enzimai stabdo bioplėvelės susidarymą. Bioplėvelė apsaugo, apgaubia pavojingus patogeninius mikroorganizmus, kurie yra ypač atsparus dezinfektantams, sunkiai pašalinami pašalinimo.

Efektyvus nepaliekantis pėdsakų instrumentų drėkinimas, paruošimas prieš valymą dezinfekciją ir sterilizaciją.

Eco Zym apsaugo nuo koaguliacijos, ko pasekoje sumažėja instrumentų gedimų, užtikrinamas instrumentų ir jų judančių dalių funkcionalumas. Tai ypač svarbu endoskopams ir jų priedams.

Testuota ir patvirtinta dėl medžiagų suderinamumo trijų pirmaujančių endoskopų gamintojų pasaulyje: **Karl Storz** (Vokietija) ir **Richard Wolf** (Vokietija), **Pentax** (Japonija).

Sertifikuota remiantis universitetų ir mokslinių institutų ekspertų išvadomis (pastarieji):

Instrumentams:

rankiniam instrumentų paruošimui

Efektivitymo spektras:

BVDV(HCV), Vaccinia, HBV, ŽIV, apsaugo nuo bioplėvelės susidarymo, antimikrobinis poveikis (efektyviai veikia visus inkapsuliuotus virusus).

Pagrindiniai privalumai:

labai tausojantis medžiagas, net ir labai jautrias; pH neutralus; sustiprintas efektyvių ploviklių sistemos šalinančios proteazės ir amilazės, skaidančios proteinus, albumenus, riebalus, polisacharidus;

+ efektyviai veikia, esant įvairioms temperatūroms; apsaugo nuo bioplėvelės susidarymo ir sumažina naujų mikroorganizmų atsiradimą; + bakterijas ir virusus veikiantys komponentai apsaugo laikant suterštus instrumentus, bet nepakeičia dezinfektanto; + ekonomiškas.

Ingridientai:

proteazės, amilazės, glikolis, nejoninės paviršių aktyviosios medžiagos, konservantai, kvapai, išvalytas vanduo, korozijos inhibitoriai.

Pakuotė: CE

Galiojimas: 2 metai

Dozavimas ir naudojimas: kiekviena kartą po panaudojimo (priklausomai nuo užterštumo lygio) visi paviršiai ir angos turi būti padengti ir užpildyti, suteršti instrumentai užpilami/apipurškiami. Kontakto laikas neribojamas.

Ši priemonė nepakeičia dezinfektanto.

Skirta rankiniam instrumentų paruošimui.

Prieš dedant instrumentus į automatinį plautuvą, dezinfekciją, instrumentus nuplauti, atkreipiant ypatingą dėmesį į gamintojo rekomendacijas.

Suderinamumas/vandens kokybė:

Eco Zym yra suderinamas su bealdehidiniais dezinfektantais Endo Star ir Instru Star. Maišyti preparatą su aldehidiniais preparatais negalima, sunaikinami enzimai. Rekomenduojama laikyti Eco Zym šaltai, vengiant tiesioginių saulės spindulių ir aukštesnės nei kambario temperatūros.

Saugojimo sąlygos: temperatūra ne žemiau 0°C ir ne aukščiau 30°C; saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių; saugoti sausai.

Gamintojas: Laboratory Dr. Deppe D-47906 Kempen, Germany
www.dr-deppe.de

Importuotojas: L. R. Tamulio firma "Meditalika" Radvilų Dvaro g.4. LT-48320 Kaunas, Lietuva.