

# Sample Cup



REF	CONTENT	SYSTEM
10394246001	5000 (20 x 250)	COBAS INTEGRA® 400 plus analizatorius MODULAR <i>PRE-ANALYTICS</i> EVO <b>cobas c</b> 111 analizatorius <b>cobas c</b> 303 analitinis vienetas <b>cobas c</b> 311 analizatorius <b>cobas e</b> 402 analitinis vienetas <b>cobas e</b> 411 analizatorius <b>cobas c</b> 501 modulis <b>cobas c</b> 502 modulis <b>cobas c</b> 503 analitinis vienetas <b>cobas e</b> 601 modulis <b>cobas e</b> 602 modulis <b>cobas c</b> 701 modulis <b>cobas c</b> 702 modulis <b>cobas e</b> 801 modulis <b>cobas e</b> 801 analitinis vienetas <b>cobas</b> 8000 ISE 900 modulis <b>cobas</b> 8000 ISE 1800 modulis <b>cobas pro</b> ISE analitinis vienetas

## Lietuvių

### Paskirtis

Sample Cup yra IVD priedas, skirtas naudoti su šiomis sistemomis:

- COBAS INTEGRA® 400 plus analizatorius
- MODULAR *PRE-ANALYTICS* EVO
- **cobas c** 111 analizatorius
- **cobas c** 303 analitinis vienetas
- **cobas c** 311 analizatorius
- **cobas e** 402 analitinis vienetas
- **cobas e** 411 analizatorius
- **cobas c** 501 modulis
- **cobas c** 502 modulis
- **cobas c** 503 analitinis vienetas
- **cobas e** 601 modulis
- **cobas e** 602 modulis
- **cobas c** 701 modulis
- **cobas c** 702 modulis
- **cobas e** 801 modulis
- **cobas e** 801 analitinis vienetas
- **cobas** 8000 ISE 900 modulis
- **cobas** 8000 ISE 1800 modulis
- **cobas pro** ISE analitinis vienetas

Tik profesionaliam naudojimui.

Skirta JAV: Tik Rx.

### Prietaisų kombinacijos

Sample Cup turi būti naudojamas tik kombinacijoje su šiais prietaisais:

- COBAS INTEGRA® 400 plus analizatorius
- MODULAR *PRE-ANALYTICS* EVO
- **cobas c** 111 analizatorius
- **cobas c** 303 analitinis vienetas
- **cobas c** 311 analizatorius
- **cobas e** 402 analitinis vienetas

- **cobas e** 411 analizatorius
- **cobas c** 501 modulis
- **cobas c** 502 modulis
- **cobas c** 503 analitinis vienetas
- **cobas e** 601 modulis
- **cobas e** 602 modulis
- **cobas c** 701 modulis
- **cobas c** 702 modulis
- **cobas e** 801 modulis
- **cobas e** 801 analitinis vienetas
- **cobas** 8000 ISE 900 modulis
- **cobas** 8000 ISE 1800 modulis
- **cobas pro** ISE analitinis vienetas

### Santrauka

Maža talpyklė, skirta mėginiui, kalibratoriui ir kontrolinei medžiagai. Priklausomai nuo sistemos, Sample Cup į sistemą įstatomas su stovu ar mėginių disku, arba pirminiame mėginių talpyklėje. Sample Cup gali būti naudojamas visose aukščiau nurodytose sistemose.

Apie liekamojo tūrio specifikacijas skaitykite atitinkamame naudotojo vadove.

### Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai sveikatos priežiūros specialistams. Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais biologiniais mėginiais. Nenaudoti produkto pakartotinai.

Infekcinės ir mikrobiologinės atliekos:

Įspėjimas: su atliekomis dirbkite kaip su potencialiai biologiškai pavojingomis medžiagomis. Atliekas šalinkite pagal priimtas laboratorijos instrukcijas ir procedūras.

Pavojus aplinkai:

Laikykitės visų galiojančių vietinių šalinimo reglamentų, kad pasirinktumėte saugų šalinimą.

### Laikymo sąlygos ir stabilumas

Saugokite Sample Cup nuo UV spindulių. Laikykite Sample Cup dėžėje. Laikyti 2-32 °C temperatūroje.

Išsamesnės informacijos ieškokite jus dominančio prietaiso naudotojo vadove ir visų reikalingų komponentų pakuočių informaciniuose lapeliuose.

# Sample Cup



Bet koks rimtas įvykis, kurio atsiradimas yra susijęs su prietaiso naudojimu, turėtų būti pranešamas gamintojui ir kompetentingai valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir / ar pacientas, institucijai.

## Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standarte ISO 15223-1 (skirta JAV: naudojamų simbolių apibūdinimo ieškokite [dialog. Roche.com](http://dialog. Roche.com)):

SYSTEM	Analizatoriai / instrumentai, su kuriais gali būti naudojami reagentai
CONTENT	Rinkinio turinys
GTIN	Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)
UDI	Unikalus prietaiso identifikatorius

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2021, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Vokietija

+800 5505 6606



JAV platina:

Roche Diagnostics, 9115 Hague Road,  
Indianapolis, Indiana JAV

JAV techninė pagalba vartotojams 1-800-428-2336