

Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie



ProfiLax3

Die Rundumprophylaxe

Das Prophylaxe-Komplettsystem in drei Härten - gezielte Entfernung von Belägen und leichtem Zahnstein bei jedem Patienten.

Die härteren Bürsten und Polierer sind für hartnäckige Beläge und Zahnstein einzusetzen.

Zum perfekten Ergebnis bei Standardaufgaben führt die mittlere Härte der Instrumente.

Die weichen Bürsten und Polierer arbeiten besonders patientenschonend. Sie erleichtern die Prophylaxe bei empfindlichen Patienten und sorgen für schonende Reinigung bei vorgeschädigten Zähnen und Zahnfleisch.

Die Instrumente sind als fertig montierte Instrumente, Snap-on und als Screw-Type erhältlich. Dies erlaubt den individuellen Einsatz.

All-round prophylaxis

The comprehensive prophylaxis system with three hardnesses – accurate removal of accretion and light tartar for every patient.

The stiffer brushes and harder polishers are for tenacious accretion and tartar.

The medium hardness of these instruments enables them to produce perfect results for standard tasks.

The soft brushes and polishers are especially gentle to patients. They simplify prophylaxis for sensitive patients and clean compromised teeth and gingiva gently.

These instruments are supplied ready-to-use as Snap-on and Screw-Types which enables them to be used for custom applications.

La prophylaxie globale

Le système prophylactique complet avec trois degrés de dureté – élimination ciblée de dépôts et de léger tartre chez tout patient.

Les brosseuses et polissoirs durs sont destinés pour les dépôts et le tartre coriaces.

La dureté moyenne des instruments permet d'obtenir des résultats parfaits pour les situations du type standard.

Les brosseuses et polissoirs doux œuvrent de manière très peu agressive.

Ils simplifient la prophylaxie chez les patients sensibles et assurent un nettoyage en douceur pour des dents et des gencives déjà affaiblis.

Les instruments sont disponibles en tant qu'instruments déjà montés, en versions Snap-on et Screw-Type. Ceci permet une utilisation individualisée.

Montierte Polierer RA • Mounted polishers RA • Polissoirs montés Contre-angle



Prophylaxe RA - gelb, hart
 Prophylaxis RA - yellow, hard
 Prophylaxie Contre-angle - jaune, dur



Prophylaxe RA - weiss, mittel
 Prophylaxis RA - white, medium
 Prophylaxie Contre-angle - blanc, moyen



Prophylaxe RA - rosa, weich
 Prophylaxis RA - pink, soft
 Prophylaxie Contre-angle - rose, doux



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0

Shank	ISO	100
RA	020 204 ...	034 600 060
REF		P1242

↻ max. 10.000 rpm
 ↻ opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0

Shank	ISO	100
RA	020 204 ...	034 500 060
REF		P1240

↻ max. 10.000 rpm
 ↻ opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0

Shank	ISO	100
RA	020 204 ...	034 400 060
REF		P1241

↻ max. 10.000 rpm
 ↻ opt. 1.500 rpm

Polierer mit Polierpaste einsetzen • Polishers must be used with polishing paste • Utiliser les polissoirs avec de la pâte à polir

Snap-on Polierer • Snap-on Polishers • Polissoires Snap-on



Snap-on gelb, hart
Snap-on yellow, hard
Snap-on jaune, dur



Snap-on weiss, mittel
Snap-on white, medium
Snap-on blanc, moyen



Snap-on rosa, weich
Snap-on pink, soft
Snap-on rose, doux



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,2
Shank	ISO 100
020 900 ...	034 600 060
REF	P1253

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,2
Shank	ISO 100
020 900 ...	034 500 060
REF	P1251

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,2
Shank	ISO 100
020 900 ...	034 400 060
REF	P1252

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm

Snap-on Träger
Snap-on mandrel
Snap-on mandrin



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0
Shank	ISO 100
RA 312 204 ...	607 000 050
REF	M037

Screw-Type Polierer • Screw-Type Polishers • Polissoires Screw-Type

Screw-Type Träger
Screw-Type mandrel
Screw-Type mandrin



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	
Kopf/Head Length in mm - longueur	
Shank	ISO 100
RA 312 204 ...	001 300 000
REF	M4039

Die Farbgebung kennzeichnet die unterschiedliche Härte der Polierer.

The colours indicate the different hardnesses of the polishers.

La couleur identifie les diverses duretés des polissoirs.



Prophylaxe Screw-Type gelb, hart
Prophylaxis Screw-Type yellow, hard
Prophylaxie Screw-Type jaune, dur



Prophylaxe Screw-Type weiss, mittel
Prophylaxis Screw-Type white, medium
Prophylaxie Screw-Type blanc, moyen



Prophylaxe Screw-Type rosa, weich
Prophylaxis Screw-Type pink, soft
Prophylaxie Screw-Type rose, doux



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,5
Shank	ISO 100
020 300 ...	034 600 060
REF	P1245

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,5
Shank	ISO 100
020 300 ...	034 500 060
REF	P1243

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,5
Shank	ISO 100
020 300 ...	034 400 060
REF	P1244

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm

Polierer mit Polierpaste einsetzen • Polishers must be used with polishing paste • Utiliser les polissoirs avec de la pâte à polir